



HEALTH & BEAUTY

2024

DEUTSCH



www.promed.de



Zertifiziert nach DIN EN ISO 13485

Gültig ab 1. Januar 2024

INHALTSVERZEICHNIS

Elektrische Feilen

Arbeitsschutz	4
Feilen für professionelles Nageldesign	8
UV-Lampen + Staubabsaugung	17
Feilen für Zuhause/Unterwegs	20
Schleifkörper	70

Gesundheitskontrolle

Masken	4
Luftreiniger	6
Blutdruckmessgeräte	24
Thermometer	27
Oximeter	29
Blutzuckermessgeräte	31

Therapie

Inhalation	26
TENS/EMS	32

Wellness

Massage	34
Wärme	37
Raumluft/Aroma-Diffusor	44
Duftöle	48

Schuhe, Sohlen und Hilfsmittel

Promed Bequemschuhe Einleitung	50
Promed Schuh- und Indikationsübersicht	54
Promed Größentabellen	56
Promed „Pedibelle“ Bequemschuhe	57
Promed Verbandsschuhe	59
Huber Sohlen by Promed	68

Zubehör

Schleifkörper uvm.	70
Manschetten + Inhalator	88
Elektroden + TENS/EMS	90
Medisana Zubehör	92

Werbemittel	93
--------------------------	----

Glossar	94
----------------------	----

Impressum	97
------------------------	----



Art. 333001 | EAN 40 43641 33023 1

MNS-100

Atemschutzmaske

EN 149:2001 +A1:2009;
Verordnung (EU) 2016/425

promed

Zugelassen auch für Studios, Salons,
Friseure, Fußpfleger...

Effizientes
3-Schicht-Filterssystem:
Spunbond, Meltbond,
Nonwove



Schutzklasse
FFP2 NR



3D-Design für
komfortables Atmen



3-Schicht-
Filtersystem



Flexible
Einheitsgröße



- Schutz vor gesundheitsschädlichen Stoffen wie Feinstäube, flüssige Aerosole und biologische Stoffe (Bakterien, Viren, Pilze). Effektive Vermeidung von Allergenen und Keimen. Schützt Sie und Ihr Umfeld.
- Hochgradige Filterung von 95% aller Partikel in der Luft
- Hautfreundliches Material mit hohem Tragekomfort
- Geprüft und CE-zertifiziert gemäß der Norm EN 149:2001 +A1:2009; Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung
- Optimale Passform: V-Form mit Nasenkontur

- Hygienische Einzelverpackung verhindert die Verunreinigung der Maske vor dem Gebrauch.
- Flexible Einheitsgröße. Masken zur einmaligen Anwendung. Nicht waschen.
- Inhalt: 10 Stück, inkl. Haken und Anleitung
- Auf Anfrage auch in größeren Mengen erhältlich – Infos unter: info@promed.de

TECHNISCHE DATEN


Maskentyp: FFP2 NR, Kategorie III · Produktgröße (gefaltet): 106,7 x 155 mm · Produktgewicht: ca. 8 g · 3 Jahre haltbar · CE 2834

MNS-100 Black

Atemschutzmaske

EN 149:2001 +A1:2009;
Verordnung (EU) 2016/425

Effizientes 3-Schicht-Filter-
system: Spunbond, Meltbond,
Nonwove



**Zugelassen auch für Studios, Salons,
Friseure, Fußpfleger...**



**Schutzklasse
FFP2 NR**



**3D-Design für
komfortables Atmen**



**3-Schicht-
Filtersystem**



**Flexible
Einheitsgröße**

- Schutz vor gesundheitsschädlichen Stoffen wie Feinstäube, flüssige Aerosole und biologische Stoffe (Bakterien, Viren, Pilze). Effektive Vermeidung von Allergenen und Keimen. Schützt Sie und Ihr Umfeld.
- Hochgradige Filterung von 95% aller Partikel in der Luft
- Hautfreundliches Material mit hohem Tragekomfort
- Geprüft und CE-zertifiziert gemäß der Norm EN 149:2001 +A1:2009; Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung
- Optimale Passform: V-Form mit Nasenkontur

- Hygienische Einzelverpackung verhindert die Verunreinigung der Maske vor dem Gebrauch.
- Flexible Einheitsgröße. Masken zur einmaligen Anwendung. Nicht waschen.
- Inhalt: 10 Stück, inkl. Haken und Anleitung
- Auf Anfrage auch in größeren Mengen erhältlich – Infos unter: info@promed.de

TECHNISCHE DATEN

Maskentyp: FFP2 NR, Kategorie III · Produktgröße (gefaltet): 106,7 x 155 mm · Produktgewicht: ca. 8 g · 3 Jahre haltbar · CE 2834



AC-4000

Luftreiniger mit WLAN-Funktion

Reinigungsleistung CADR
von bis zu 420 m³/h

**Effektiv gegen Viren & Bakterien,
Staub aller Art, Pollen, Milben,
Rauch/Gerüche**



Möglichkeit zur Bedienung
durch Smartphone App



Inklusive Fernbedienung



**besonders
leise**

- Hohe Filterkapazität durch Kombifilter (HEPA-Filter H13, Aktivkohle, Photokatalytisch, Kalkkatalytisch)
- 3-stufiger Aluminium Vorfilter (waschbar)
- UV Desinfektion durch ultraviolettes Licht
- 3-stufige Farbanzeige AQI für die Luftqualität (Air Quality Indicator), integrierter Partikelsensor
- Reinigungsleistung CADR (Clean Air Delivery Rate) von bis zu 420 m³/h
- Timer Funktion von 1 bis 9 Stunden
- Temperaturanzeige und Feuchtigkeitsanzeige
- 3 Leistungsstufen des Lüfters sowie Schlafmodus, Auto-Modus, Manueller Modus
- Für Räume bis zu 70 m² geeignet
- Automatische Erinnerung zum Wechsel des Filters
- Einfache Bedienung, dank großem Touch-Display, Kindersicherung

Promed AC-4000 – die ideale Lösung für saubere Luft in geschlossenen Räumen.

Der hochwertige Luftreiniger mit Kombifilter filtert effektiv Schadstoffe wie Viren, Bakterien, Staub aller Art (auch Feinstaub), Schimmel, Pollen, Milben, Rauch und Gerüche. Bis zu **99,95 %** der häufig auftretenden Mikroorganismen werden aus der Luft entfernt.



- ✓ **Filtert Partikel besonders effektiv mit Wirkungsgrad bis zu 99,95 %**
- ✓ **Verbesserte Luftreinigung durch Ionengenerator: erzeugt 5 Millionen Anionen / cm³;**
- ✓ **Verbessert Luftqualität und fördert die Gesundheit, Partikel werden sicher entfernt**

TECHNISCHE DATEN

Anwendungsfläche:	ca. bis 70 m ²	Spannungsversorgung:	220 - 240 VAC, 50 Hz Nennleistung: 85 W
Reinigungsleistung CADR:	380 - 420 m ³ /h (Clean Air Delivery Rate)	Betriebsgeräusch:	35 dB (A) - 55 dB (A)
Anionen Konzentration:	erzeugt 5 Millionen/cm ³ (verbesserte Luftqualität)	Abmessungen in cm:	ca. 41,5 x 25,5 x 69,5
UV-Lampe:	220 V, 4 W, 254 nm, UV-C, Sockel T5/G5	Gewicht:	ca. 8 kg

LIEFERUMFANG

- 1x Luftreiniger AC-4000
- 1x Aluminium-Vorfilter und Kombi-Filter
- 1x UVC-Desinfektions-Röhrenlampe
- 1x Fernbedienung
- 2x 1,5 V Batterien AAA
- 1x Bedienungsanleitung

(Art. 334001)



(Art. 334002)

**Ersatz-Zubehör bestellbar:
Filterset und UVC-Lampe**

(siehe Seite 87)





Vorteile von Promed Feilen

Wir bieten neueste Technik und besten Service aus einer Hand.

Hochwertige Qualität für langlebige Produkte.

Unser hochqualifiziertes Personal ist bei Fragen immer für Sie da.



Profigeräte für die Haut- und Nagelpflege

Als führender Hersteller von technisch ausgereiften und bewährten Profi-Fräsern entwickelt, forscht und konstruiert Promed ihre Geräte in enger Zusammenarbeit mit Anwendern und Medizintechnik-Ingenieuren.

Unsere über 30 Jahre lange Erfahrung setzen wir für Sie in sinnvolle Entwicklungen um, die Ihnen das Arbeiten am Kunden wesentlich erleichtern und schneller sowie komfortabler gestalten.

Promed entwickelte als erster Hersteller, technische Innovationen wie ASC (Automatic Speed Control) oder das bewährte OPC (Overload Protection control).

Promed Geräte werden durch anerkannte Prüfinstitute regelmäßigen Tests unterzogen und unterliegen höchsten deutschen sowie weltweiten sicherheitstechnischen Standards. Unsere Stärken liegen, neben herausragenden, technischen Innovationen, im einzigartigen After Sales Service. Für den jährlich empfohlenen Kundendienst Ihres Gerätes bieten wir Ihnen auf Wunsch ein Leihgerät (nur in Deutschland) an.

Wir sind auf folgenden Beauty-Messen in Deutschland vertreten:





Technik, die den Unterschied macht

APE – Automatic Power Electronics

für kraftvolles, effektives Arbeiten. Die intelligente Elektronik versorgt den Motor bereits bei geringen Drehzahlen mit mehr Strom.

ASC – Automatic Speed Control

Die digitale Drehzahlautomatik registriert den Drehzahlverlust, sobald beim Feilen Druck auf den Schleifkörper kommt und gleicht diesen automatisch aus. Das Gerät hält seine festgelegte Drehzahl. Ihnen steht immer die volle Power zur Verfügung. Dadurch können Sie besonders zügig arbeiten.

OPC – Overload Protection Control

Der einzigartige Überlastungsschutz registriert automatisch eine Überlastung des jeweiligen Motors und sorgt somit dafür, dass das Gerät nicht beschädigt wird. Diesen gibt es für Handstücke und ggf. für Saugturbinen.

Überlastungsschutz für den Handstückmotor:

Bei einem Blockieren oder einer Überlastung des Handstücks wird das Handstück und ggf. die Saugturbine abgeschaltet.

Überlastungsschutz für die Saugturbine:

Falls die Saugturbine nicht genügend Kühlung bekommt und die Lufttemperatur im Saugturbinegehäuse einen kritischen Wert übersteigt, werden die Saugturbine und das Handstück abgeschaltet.

Safety Stop

Wird mit zu hoher Drehzahl und zu viel Druck beim Schleifen gearbeitet, registriert dies die Elektronik und schaltet das Gerät ab. In diesem Fall müssen Sie das Gerät mit dem Drehrichtungsschalter/Drehrichtungsregler auf Null (Mittelstellung) regeln, um das Gerät wieder in Betrieb setzen zu können.

Oberflächen

Nagellackentfernerresistente Folien in edlem Silber-Metallic-Look.

Leistung

Höhere Leistung für mehr Durchzugskraft wird durch eine intelligente, mikroprozessor-gesteuerte Elektronik erreicht.

All-in-One Regler

Groß, griffig und leicht zu bedienen, erlaubt er gleichzeitig die Wahl von Drehzahl und Drehrichtung.

Handstücke

Neuentwicklung aus Aluminium-Edelstahl-Kombination in Leichtbautechnik mit Präzisionskugellager. Besonders leistungsstarke Mikromotoren. Super ergonomisches und vibrationsfreies Arbeiten. Nichtmetall-Handstücke sind aus Spezialkunststoff.

Promed – profitieren Sie von unserem Know-How.



Handpflege



Fußpflege



Kunstnägel



ASC (Drehzahlautomatik)



OPC (Überlastungsschutz)



APE (Automatik-Power-Elektronik)



Safety Stop



Kaltlichtstrahler/LED-Lampe



Akkubetrieb

NEUHEIT!



the file - 4040

Modernste Feile mit Absaugung mit bürstenlosem Handstück- und Saugmotor

INNOVATION UND TECHNIK „Made in Germany“

- 1 **Dauerhaft hohe Saugleistung!**
- 2 **Besonders leise!**
- 3 **Leichtes ergonomisches Handstück!**



1 Dual-Saugmotor (bürstenlos):

Die Feile 4040 verfügt über zwei bürstenlose Absaugturbinen. Der hierdurch erzeugte hohe Unterdruck, sorgt für eine dauerhaft hohe Saugleistung. Der eingesaugte Feinstaub gelangt schneller und mit Leichtigkeit beim Fräsen vom Handstückkopf durch den Schlauch in den Staubbeutel. Durch die bürstenlosen Motoren gibt es keine Kohlenstaubverschmutzungen mehr.

2 Besonders leise:

Trotz der hohen Saugleistung, wird durch die besondere Geräuschdämmung ein angenehmes Arbeiten ermöglicht.

3 Ergonomisch, leichtes Handstück (ca. 100 g) mit Automatikspannzange, Absaugschlauch und (Filter-)Schublade:

Sehr leichtes ergonomisch geformtes Kunststoff-Handstück mit leistungsstarkem Motor. Hochwertige Verarbeitung. Bestens geeignet zum gelenkschonenden Arbeiten an Hand- und Fußnägeln. Der Micromotor im Handstück leistet bis zu 40.000 U/min. Die Stand-by-Taste garantiert ein schnelles An- und Ausschalten beim Arbeiten. Starke 360 Grad-Absaugung direkt am Fräser.



Durch die Automatikspannzange lassen sich die Bits schnell und einfach wechseln. Einfachste Reinigung / Desinfektion des Handstückes sowie des hochflexiblen Absaugschlauches.

4 Farbiges Hightech-Touch-Display (4,3 Zoll) mit gebürsteter Frontfolie:

Großes, farbiges, bedienfreundliches Touch-Display. Die Handstück-Drehzahl ist bis zu 40.000 U/min verstellbar. 6-stufig einstellbare Absaugleistung (Eco bis Max). 3 Memory-Tasten für wiederkehrende Arbeitsschritte. Anzeige von Laufrichtung, Drehzahl, Absaugleistung, Sicherheitshinweisen sowie Service und Filterwechsel.

6-stufig einstellbare Absaugung (Eco - Max)

Bis 40.000 U/min (mit +/- Tasten oder Touch-Schieberegler)



Rechts-/Linkslauf



Memory-Tasten





SAUBERES UND BEWUSTES ARBEITEN

Um Ihre Gesundheit und Ihr Umfeld zu bewahren, wird während der Arbeit der Feinstaub direkt am Handstück abgesaugt und in den Filterbeutel geleitet. Das Staubaufkommen im Studio wird auf ein Minimum reduziert und belastet weder Ihr Umfeld noch Ihre Gesundheit.

5 Staubüberwachung mit Sicherheitsabschaltung:

Der eingebaute Staubsensor überwacht die Staubentwicklung im Gerät. Bei Staub im Gerät – z.B. durch einen defekten Staubbeutel, schaltet das Gerät automatisch ab, um Motorschäden zu verhindern.

6 Überhitzungsschutz (Motor + Handstück):

-  Die Feile ist mit einer automatischen Abschaltung bei Überhitzung von Saug- und Handstückmotor ausgestattet.
-  Bei einer zu großen Erwärmung des Gerätes oder des Handstückes schalten sich die Motoren automatisch aus.

7 Abluftfilter gegen Feinstaub:

Um die Umwelt und Ihre Gesundheit zu schonen, reinigt der integrierte Abluftfilter die Abluft vom Feinstaub.



Dynamisches flaches Design
– für Ihr Studio...



Anschluss
Fußpedal



ON/
OFF

Abluftgitter

- Großes Display (4,3 Zoll) mit Touch- und Slider-Funktion, farbige digitale Anzeige
- Stufenlos bis 40.000 U/min (Rechts-/Linkslauf)
- 3 Memory-Tasten für individuelle Arbeitsschritte
- Anzeige zum Wechseln des Filterbeutels
- Überhitzungsschutz: temperaturbedingte Sicherheitsabschaltung der Motoren
- Starke Absaugleistung – sehr geräuscharm: 6-stufig einstellbar (Eco - Max)
- Federleichtes, ergonomisches Handstück (ca. 100 g) mit Stand-by-Taste (staubgeschützt)

- Flexibler Absaugschlauch (ca. 140 cm lang)
- inkl. Aufhängung für leichtes Arbeiten
- Wartungsanzeige / Wartungsintervallanzeige
- Inkl. 2 Filterbeutel (ca. 14x18 cm), leicht wechselbar, reißfest, extra groß
- Optional: Fußpedal (on/off), siehe Zubehör S. 86

TECHNISCHE DATEN

Abmessung: (B x H x T) 284 x 140 x 330 mm · Gewicht: ca. 3,5 kg · Netzspannung: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz · Drehzahl: bis 40.000 U/min · Größe des Displays: 4,3 Zoll · Länge des Netzkabels: ca. 200 cm · Schlauchlänge: ca. 140 cm · Lautstärke: Saugleistung Eco = ca. 40 dB(A); Saugleistung Max = ca. 54 dB(A)

ZUBEHÖR



Filterbeutel 1 x (weiß)
+ 1 x im Gerät



Schlauchaufhängung

OPTIONALES ZUBEHÖR



Fußtaster (On/Off)



Handstückablage

the file - 4030-SX2

Ihrer Gesundheit zu Liebe!
Moderne Feile mit Absaugung



Besonders geringe Staubbelastung durch direkte Absaugung an den Schleifkörpern. Perfekt für Nageldesign und Fußpflege.



- Folientastatur (Soft Keys) mit digitaler Anzeige
- Stufenlos bis 30.000 U/min (Rechts-/Linkslauf)
- 3 Speichertasten für individuelle Drehzahlen
- Anzeige zum Wechseln des Filterbeutels
- Temperaturbedingte Sicherheitsabschaltung bei Überlastung
- Starke Absaugleistung (stufenlos regulierbare 350 Watt starke Turbine), sehr geräuscharm
- Federleichtes, ergonomisches Handstück (95 g) mit Stand-by-Schalter

- Flexibler Absaugschlauch inkl. Aufhängung
- Inkl. 5+1 Filterbeutel (14x18 cm), leicht wechselbar, reißfest, extra groß
- Inkl. Handstückhalter
- Optional: Fußpedal (on/off) und elektronisches Schwellerpedal (s. Zubehör S. 86)

TECHNISCHE DATEN
Abmessungen: (B x H x T) 225 x 170 x 230 mm · Gewicht: ca. 2,6 kg · Netzspannung: 230 VAC/50 Hz, 350 VA (115 VAC/60 Hz, 350 VA wahlweise) · Turbine: 350 Watt · Geräusch: 62 dBA, Drehzahl: bis 30.000 U/min

Vakuumleistung und Umdrehungszahl




Tastaturansicht und Filteraustauschanzeige




GESUNDHEITSBEWUSSTES ARBEITEN

Um Ihre Gesundheit nicht zu gefährden, wird während der Arbeit der Feinstaub direkt am Handstück abgesaugt. Das Staubaufkommen im Studio wird auf ein Minimum reduziert. Für eine praktische Führung des Absaugschlauches sorgt unsere einzigartige Aufhängung am Gerät.

ZUBEHÖR



OPTIONALES ZUBEHÖR



the file - 5040-SX2

Professionelles Hochleistungsspraygerät für die Fußpflege in Nasstechnik

Mit Farbdisplay!

Alle Arten von Fräsarbeiten in der Fußpflege. Nagel- und Hornhautbearbeitung.



- 4 Speicher-Tasten zur Programmierung von individuell eingestellten Drehzahlen
- Leistungsstarke Mikropumpe für feinsten Sprühnebel (regulierbar)
- Automatische Düsenreinigung beim An- und Ausschalten
- Automatische Pumpenreinigung
- Handstück max. 40.000 U/min (Rechts-/Linkslauf)
- Ergonomisches Handstück mit integrierter Sprühvorrichtung
- Digitale Anzeige der Schleifkörperempfehlung



- Überlastungsschutz für Handstückmotor
- Stand-by Taste für alle Funktionen
- Stand-by Kippschalter am Handstück
- Wasserbehälter (410 ml) – leicht nachfüllbar durch ein Stecksystem
- Optional: Fußpedal (on/off) und elektronisches Schwellerpedal (s. Zubehör S. 86)

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung: 230 VAC/115 VAC, 50/60 Hz, 105 VA · 207 x 163 x 245 mm (Lx B x H) ·
Pumpenleistung: 550 mbar, 8 ml/min · Gewicht: Handstück 112 g, Gerät gesamt ca. 3,2 kg


NEUHEITEN AM GERÄT (im Vergleich zum Vorgänger)

1 Automatische Düsenreinigung:

Beim Einschalten des Gerätes bläst das Gerät zuerst nur Luft durch die Düsen, um eventuelle Verschmutzungen zu beseitigen. Beim Ausschalten läuft die Spraypumpe noch einige Sekunden nach, um die Düse bzw. das Schlauchsystem zu reinigen.

2 Sprayeinstellung

Die Feile ist mit einer leistungsstarken Mikropumpe ausgestattet, die feinsten Sprühnebel erzeugt. Sie bietet die Möglichkeit das Sprühbild des Spraynebels individuell auf die verwendete Sprayflüssigkeit anzupassen.



Skala zur Einstellung des Sprühbildes



Art. 202025 | EAN 40 43641 20053 4

the file - 2020

Neueste Feilengeneration für dauerhaftes Arbeiten



Für eine professionelle Bearbeitung der Füße und Nägel



- Drehzahl stufenlos bis 20.000 U/min
- Ergonomisches, kraftvolles, vibrationsloses Edelstahlhandstück (160 g) speziell für die Fußpflege
- Profi-Drehspannzange
- 5 LED's zur Drehzahlanzeige
- 1 LED für Fußpedalanzeige
- Safety Stop



- ASC (Automatic Speed Control)
- All-in-One Regler
- Drehknopf mit hell funkelndem Schmuckstein (Diamantform)
- Fußpedal optional erhältlich (on/off) (s. Zubehör S.86)

TECHNISCHE DATEN

Drehzahl: Stufenlos bis 20.000 U/min regelbar · Spannungsversorgung: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 800 mA; Sek 24 VDC, 1,5 A · Gewicht: 450 g · Gewicht des Handstückes: 160 g · Abmessungen: 130x200x100 mm (TxBxH)

Art. 201030 | EAN 40 43641 20036 7

the file - 1030

Neueste Feilengeneration für professionelles Nageldesign



Für eine professionelle Kunst- und Naturnagelbearbeitung sowie Nageldesign im Dauereinsatz



- Drehzahl stufenlos bis 30.000 U/min
- Ergonomisches, kraftvolles, vibrationsloses Edelstahlhandstück (160 g)
- Profi-Drehspannzange
- 5 LED's zur Drehzahlanzeige
- 1 LED für Fußpedalanzeige
- ASC (Automatic Speed Control)



- Safety Stop
- All-in-One Regler
- Drehknopf mit hell funkelndem Schmuckstein (Diamantform)
- Fußpedal optional erhältlich (on/off) (s. Zubehör S.86)

TECHNISCHE DATEN

Drehzahl: Stufenlos bis 30.000 U/min regelbar · Spannungsversorgung: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 800 mA; Sek 24 VDC, 1,5 A · Gewicht: 450 g · Gewicht des Handstückes: 160 g · Abmessungen: 130x200x100 mm (TxBxH)

the file - 625

Arbeiten in der Maniküre und für leichtes Nageldesign, sowie dem behutsamen Einsatz in der Pediküre



- Drehzahl stufenlos bis 25.000 U/min
- Leichtes, ergonomisches, kraftvolles, vibrationsloses Edelstahlhandstück (160 g)
- Profidrehspannzange
- 5 LED's zur Drehzahlanzeige
- Safety Stop

- All-in-One Regler (Rechts- und Linkslauf, On/Off)
- Drehknopf mit hell funkelndem Schmuckstein (Diamantform)
- Platzsparendes, edles Design

TECHNISCHE DATEN

Drehzahl: Stufenlos bis 25.000 U/min regelbar · Spannungsversorgung: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 1.200 mA; Sek: 24 VDC, 1,5 A · Energieverbrauch bei Nullast: < 0,3 W · Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: Level VI

the file - 620

Das Einsteigergerät für ambitioniertes Nageldesign

Bestens geeignet für Finger- und Fußnägel egal ob Natur, Gel oder Acryl. Auch leichte Hornhaut und Schwielen entfernen Sie mühelos.



- Platzsparendes, super leichtes Gehäuse
- Handstück in Lila-Glitzer Optik (75 g)
- Automatische Schnellspannzange für Standard-Bits (Schaft \varnothing 2,332 - 2,350 mm)
- Auflage für das Handstück am Gerät
- All-in-One Regler (20.000 U/min, Rechts-/Linkslauf, On/Off)

- Drehknopf mit hell funkelndem Schmuckstein (Diamantform)
- Safety Stop (Stoppt bei Überbelastung)
- Drehzahlanzeige
- Leichtestes Gerät auf dem Markt

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 800 mA; Sek: 24 VDC, 1,5 A · Umdrehung: 20.000 U/min · Abmessung: ca. 110x90x80 mm (LxBxH) · Gewicht: Handstück 75 g



Art. 330210 | EAN 40 43641 33004 0

UC-50 Ultraschallreinigungsgerät

promed

Verwendung für: Echten Schmuck,
Brillen, Zahnersatz, Instrumente,
Schleifkörper, CD/DVDs uvm.

Geeignet für Leitungswasser



Bild dient nur als
Beispiel.



Produktfilm:



- Reinigt mit Ultraschall-Hochfrequenz-Schwingungen Instrumente, Schleifkörper, echten Schmuck, Uhren, CD/DVDs, Dritte Zähne etc.
- Sehr stabil und leise
- Automatische Abschaltung des UC-50 nach Ablauf des Timers

- Beleuchtetes LCD-Display; Timerfunktion (5 Timerzeiten)
- Auch für Leitungswasser geeignet
- Desinfektionsmittel tauglich (Verbesserung des Reinigens und des Desinfizierens)
- Zubehör: Korb, Bithalter, CD-Halter, Uhrenhalter

nailfan

Gerät zur Beseitigung von gesundheitsschädlichem Feinstaub

Geprüfte Staubschutzklasse „L“ -
DIN EN ISO 60335-2-69



Produktfilm:



Keine kalten Finger durch
seitliche Kaltluftabfuhr

- Der Promed nailfan zeichnet sich durch geprüfte Staubklasse „L“, Qualität, einfache Handhabung und besondere Leistungsstärke aus
- Ergonomische Formgebung für ermüdungsfreies Arbeiten – für Sie und Ihre Kunden
- Wechselbare, antistatische Polsterauflage
- Keine kalten Finger trotz starker Saugleistung
- Geräuscharm bei geringem Stromverbrauch
- Sehr großer Staubeinzugsbereich bis 20 cm

- Großer (11 x 19 cm), leicht wechselbarer Feinstaub-Partikelfilter (waschbar!)
- Kein Filterbeutel notwendig
- Separates Staubleerungsfach; antistatisches Gehäuse
- Inkl. zweitem Filter, 1x promed Staubfangtuch
- Zubehör (S. 87)

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen: (B x H x T) 308 x 140 x 340 mm · Gewicht: ca. 1,8 kg · Netzspannung: 230 VAC, 50 Hz · Lüfter: Leistung: 22 W, Geräusch: 46 dBA · Max. Luftmenge 180 m³/h

nailfan mini

Staubabsaugung

Für Finger- und Zehennägel geeignet

Ideal für Studio und zuhause



- Super leichtes Gerät mit einfacher Bedienung
- 2 Absaugstufen einstellbar (geräuscharm)
- Große Absaugleistung auf der kompletten Ablagefläche
- Einfacher Wechsel und Säubern des Filters (wiederverwendbar)
- Ergonomisches Design mit kundenfreundlicher Ablagehöhe für die Hände

- Klein, handlich und transportabel – auch für unterwegs
- Zubehör (S.87)

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen: (B x H x T) 240 x 185 x 60 mm · Gewicht: ca. 570 g · Netzspannung: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz 0,6 A · Lüfter: Stufe I: 3 000 U/min / 24 W, Stufe II: 4 500 U/min / 36 W

Art. 223005 | EAN 40 43641 22004 4

UVL-54 „All-In“ UV-LED-Lichthärtungsgerät



Geeignet zum Härten für alle Materialien von UV/LED Gel und Acryl



- Geeignet für Finger- und Zehennägel, zum Härten von UV + LED Gel und Acryl
- Dual Power System mit 36 LEDs für gleichmäßiges Aushärten
- 4 verschiedene Timerstufen (10 s / 30 s / 60 s / 99 s)
- Anti-Heat-Funktion mit 99 s Timer
- Abnehmbare Bodenplatte (magnetisch)



- Automatic Sensor System (Ein/Aus – integrierte Lichtschranke bis 120 s)
- High-Definition-LEDs: Lebensdauer ca. 50.000 Stunden
- Digitalanzeige

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (Lx B x H) in mm: 221 x 205 x 92; Spannungsversorgung: 100 - 240 VAC; 50/60 Hz, 0,3 A; Wellenlänge der UV-LED (λ): 365 nm - 405 nm; Lebensdauer der LED: ca. 50 000 h; Tunnelmaße in mm: 130 x 48 x 127 (B x H x T)

Art. 330040 (weiß) | EAN 40 43641 33019 4

Art. 330045 (pink) | EAN 40 43641 33020 0

UVL-36 S UV-Lampe zum Härten von Gel und Acryl



Inkl. 4x UV-Leuchtkörper (Leicht austauschbar)



- Professionelles Nageldesign für zuhause
- Ideal zum Härten von Gel und Acryl
- 360-Grad-Verspiegelung für gleichmäßiges Aushärten
- Einfachste Bedienung dank 4-stufigem Timer (90s/120s/30 min./60 min.)
- Abnehmbare Bodenpartie zum leichten Lampentausch

- 4 rutschfeste Gummifüße für festen Stand
- Zubehör siehe S.87

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen: ca. 253x221x113 mm (Lx B x H); Gewicht: ca. 1,04 kg · Spannungsversorgung: 230 VAC, 50 Hz, 36 W · Betriebszeiten: 90s/120s/30 min./60 min. · Lampenfassung G23 · Wellenlänge der Lampen: λ=365 nm

LTM-30

LED-Tischlupenlampe
für komfortables Arbeiten



- Kompakte LED-Tischlupenlampe für Ihren Arbeitsplatz, Ihre Werkstatt, zum Lesen und vieles mehr
- 30 einzelne LED-Lampen sorgen für ausgezeichnete Lichtleistung
- 175 % Vergrößerung beim Arbeiten (3 dpt)
- Hochwertige 4-Zoll-Linse mit Schutzdeckel
- Leichte Einstellung der Linsenposition und -höhe
- Drehbares Kopf- und Armgelenk (multidimensional)

- Ergonomisches Design und stabiler Standfuß
- Extrem langlebige LEDs (High-Quality-Long-Life)
- LEDs sind viel robuster als herkömmliche Röhren
- Kühle schattenlose Beleuchtung für helles, komfortables Arbeiten
- Linsengröße: 4-Zoll-Linse (Ø 10,2 cm)
- Farbtemperatur: 6.200 K (Neutralweiß)
- Abmessungen (ØxBxH): 16x18x39 mm

LTL-749

LED-Tischlampe
für maximale Flexibilität



- Edles und stylisches Design
- Sehr helle und gleichmäßige Ausleuchtung
- Keine müden Augen, entspanntes Arbeiten
- Ideal für Ihr Nagelstudio, Ihren Arbeitsplatz, auf jedem Tisch, im Schlafzimmer oder in der Schule
- 3-stufige Dimmung der Helligkeit per Knopfdruck
- Multidimensionale 3-Achsenverstellung
- 360° rundum verstellbarer LED-Stab

- High-Quality-Long-Life LED-Röhre: ca. 40.000 Stunden
- Energieersparnis zu herkömmlichen Lampen
- LED-Lampe mit integriertem Blendschutz für die Augen
- Aus hochwertigem Aluminium gefertigtes Gestell
- Rutschfester Sockel
- Maße des LED-Stabes: ca. 33 cm lang
- Lichtelligkeit: ca. 5.000 K (entspricht Tageslicht)

Art. 200630 | EAN 40 43641 20033 6



the file - 620 deluxe (Mani-/Pediküre)

Inkl. 43-teiligem Zubehör

Leichtestes Gerät auf dem Markt!

„Die Profiklasse
für Zuhause“



- Für Nagelkosmetik und -design bis hin zur Bearbeitung verhornter Haut
- Stufenlos bis 20.000 U/min (Rechts-/Linkslauf)
- Handstück in Lila-Glitzer Optik (75 g leicht)
- Separates Powernetzteil für max. Durchzugsstärke
- All-in-One Regler
- Überlastungsschutz
- Drehknopf mit hell funkelndem Schmuckstein (Diamantform)

Art. 114010 | EAN 40 43641 11006 2



Pedimed (Hornhautgerät) Professionelles Pediküre-Set für seidig weiche Füße



- Entfernen Sie mühelos überschüssige Haut effektiv und schonend
- Entfernt ab der ersten Anwendung schnell und einfach überschüssige Hornhaut an Ihren Füßen und Fersen
- Sanfte und effektive Bearbeitung Ihrer Haut und Ihrer Nägeln
- Sichere und einfache Bedienung durch ergonomisches Design
- Schlanke, leichte Feile, die gut in der Hand liegt
- Starke 20.000 U/min. Umdrehungen (Umschaltbarer Rechts-/Linkslauf)
- Hochwertige, langlebige Qualitätsschleifkörper im Standarddentalmaß
- Ideal auch auf Reisen und unterwegs
- Inkl. 30 Schleifbänder, 5 Schleifkörper in Designerbox, Designeretui

Ultra pro S (Mani-/Pediküre)

Inkl. 42-teiligem Zubehör

„Elegante
Spitzenklasse“



- Überzeugt durch die komfortable Bedienung
- Mittels Tasten lässt sich die Drehzahl stufenlos bis 13.000 U/min regeln
- Der professionelle Rechts-/Linkslauf vereinfacht das Arbeiten an diffizilen Stellen
- Ein Alleskönner für Nagelpflege, Hornhautentfernung und auch für Nageldesign
- Praktisches Aufbewahrungsetui

Pedisenso Duo (Mani-/Pediküre)

Inkl. 44-teiligem Zubehör

„Die Feile für Diabetiker“

Produktfilm:



- Verletzungsfreies Arbeiten dank „Diabetiker-Sicherheitsspannzange“
- Automatischer Stopp bei zu starkem Andruck
- Bewährte kraftvolle Technik mit Planetengetriebe (für Hornhautentfernung)
- Stufenlose Drehzahlregulierung bis 4.000 U/min
- Zubehör: Spannzangen siehe S. 84
- Praktisches Aufbewahrungsetui

Art. 173010 | EAN 40 43641 17001 1


Sensitive (Mani-/Pediküre)



Inkl. 42-teiligem Zubehör

„Die Extraklasse
mit LED-Beleuchtung“

Produktfilm:



- Kaltlichtstrahler (LED-Beleuchtung), Sicherheitsstopp
- Stufenlose Drehzahlregulierung bis 12.000 U/min
- Komfortable, staubgeschützte Softtouch-Bedientasten regeln Rechts-/Linkslauf

- Powertrafo für durchzugsstarke Kraftentfaltung; Intensitätsanzeige mit 5 LEDs
- Inkl. praktischem Reiseetui und Microfaser-Staubtuch

Art. 100030 | EAN 40 43641 10005 6

Emotion (Mani-/Pediküre)



Inkl. 41-teiligem Zubehör

„Allroundgerät mit LED-Licht“

Mit Aufbewahrungsbox

Mit kaltem LED-Lichtstrahler



- Für einfache und sichere Pflege von Nägeln und Problemzonen wie verhornten Hautpartien an z.B. Fußballen und Ferse
- Drehzahl stufenlos bis 12.000 U/min

- Sicherheitsstopp verhindert etwaige Verletzungen bei zu starkem Andruck
- Komfortable Tastenbedienung für die Drehzahl und mit Rechts-/Linkslauf

Feeling (Mani-/Pediküre)

Inkl. 6-teiligem Zubehör

„Mit Akkubetrieb“



inkl. Bithalter



- Kürzt und formt die Nägel, repariert eingerissene (Kunst-) Nägel, entfernt spielend Nagelhaut und verdickte Hautstellen
- Neue Spannzange für schnelleren Bitwechsel, optimierter Rundlauf

- 2 Stufen (7.000 U/min, 11.000 U/min)
- Maximale Bewegungsfreiheit ohne Kabel
- Sehr leistungsstarker Motor (neu) für Akkubetrieb

Artikelnummer folgt bei Verfügbarkeit

Feeling NEXT GENERATION (Mani-/Pediküre)

Neu: jetzt mit USB-Ladefunktion!

Inkl. 6-teiligem Zubehör

In Kürze verfügbar

„Mit Akkubetrieb“



inkl. Bithalter



- Kürzt und formt die Nägel, repariert eingerissene (Kunst-) Nägel, entfernt spielend Nagelhaut und verdickte Hautstellen
- Neue Spannzange für schnelleren Bitwechsel, optimierter Rundlauf

- 2 Stufen (7.000 U/min, 11.000 U/min)
- Maximale Bewegungsfreiheit ohne Kabel
- Sehr leistungsstarker Motor (neu) für Akkubetrieb



Gesundheit und Blutdruck



Produkte für die Messung des Blutdruckes unterstützen die bessere Vorsorge und optimieren Ihre Gesundheit.

Der erste Schritt zu mehr Gesundheit: Kontrolle

Gesundheitskontrolle gerät immer mehr in den Fokus vieler Menschen – zum einen durch die steigende gesundheitliche Aufklärung in der Bevölkerung und zum anderen durch den Fortschritt der medizinischen Forschung.

Messen und kontrollieren Sie regelmäßig präzise Ihren Blutdruck und Puls. Überwachen Sie Ihre Gesundheit und erkennen Sie Unregelmäßigkeiten rechtzeitig.



PBM-4.2

Oberarm-Blutdruckmessgerät

Inkl. Manschette (22-42 cm),
Etui-Säckchen und 4 Batterien



WHO Classification
WHO=World Health Organization

Manschetten in verschiedenen Größen siehe Seite 88

- Präzise Messung am Oberarm
- 2x90 Speicherplätze (2 Benutzer)
- Displayanzeige: Systole, Diastole, Puls, Datum, Uhrzeit
- Arrhythmie-Anzeige
- Durchschnittsberechnung der letzten 3 Messungen
- Einstufung der Messwerte nach WHO

- Großes digitales LCD-Display
- Automatische Abschaltfunktion nach 3 Minuten
- Inkl. Manschette Größe 22-42 cm
- Inkl. 4xAA-Batterien (1,5V)
- Messbereich: – Blutdruck: 0-299 mmHg
– Puls: 40-199 Schläge/min

PBM-3.5

Oberarm-Blutdruckmessgerät

Inkl. Manschette, Gr. M (22-32 cm),
Etui-Säckchen und Batterien



WHO Classification
WHO=World Health Organization

Manschetten in verschiedenen Größen siehe Seite 88

- Präzise Blutdruckmessung am Oberarm
- Je 90 Speicherplätze für 2 Benutzer
- Displayanzeige: Systole, Diastole, Puls, Datum, Uhrzeit
- Arrhythmie-Anzeige
- Mittelwertanzeige der letzten 3 Messungen
- Großes digitales LCD-Display: ca. 72x53 mm

- Automatische Abschaltfunktion nach 3 Minuten
- Betrieb mit 4AA-Batterien oder 6 Volt-Netzadapter
- Inklusiv: Batterien und Aufbewahrungssäckchen
- Messbereich: – Blutdruck: 0-299 mmHg
– Puls: 40-199 Schläge/min

HGP-30

Handgelenk-Blutdruckmessgerät



WHO Classification
WHO=World Health Organization

- Je 120 Speicherplätze für 2 Benutzer
- Anzeige: Systole, Diastole, Puls, Datum, Uhrzeit
- Arrhythmie-Anzeige
- Batteriestandsanzeige
- Berechnung des Durchschnittswerts der letzten 3 gespeicherten Werte
- Einstufung der Messwerte nach Bewertungssystem der Weltgesundheitsorganisation WHO
- Inklusive: 2x AAA (1,5 V) Batterien, Aufbewahrungsbox
- Manschette für 135-210 mm Handgelenksumfang
- Messbereich: – Druck: 30-280 mmHg
– Puls: 40-200 Schläge/min

INH-2.1 R Ultraschall-Inhalator

Schonende Behandlung bei Atemwegserkrankungen

Für Allergiker geeignet: 100 % latexfrei

Handliches Starterset für unterwegs



93 mm



- Hohe Wirksamkeit durch innovative Mikro-Membran-Vernebelung (Mesh-Technologie) mit kleinsten Tröpfchen
- Kurze Inhalationszeit durch sehr hohe Vernebelungsrate (0,2 - 1,0 ml/min.)
- Besonders effektiv durch hohen lungengängigen Aerosolanteil
- Inhalation mit Maske oder Mundstück – problemlos auch für Kinder
- Geräuscharme Vernebelung
- Klein und handlich (tragbar) – ideal für unterwegs
- Füllvolumen Inhalt: max. 8 ml
- Vernebelungsrate: ca. 0,2 - 1,0 ml/min.
- Partikelgröße: 5,5 µm
- Größe: ca. 42x45x93 mm
- Inklusive: Aufbewahrungstasche, Mundstück, Kinder- und Erwachsenenmaske, Verbindungsstück, Batterien (Zubehör siehe Seite 89)

IRT-100

Infrarot-Thermometer



Anzeige der Normaltemperatur



„Fieberalarm“ durch Farbanzeige

Präzise Messung in Sekunden



- Berührungsfreies Infrarot-Fieberthermometer
- Hygienisches und sicheres Messen ohne Hautkontakt
- In Sekunden: Präzise Messung der Körper-, Raum- und Oberflächentemperatur
- Visueller Fieberalarm; 30 Speicherplätze
- 2 unterschiedliche Displayfarben für Normaltemperatur und Fieber
- Anzeige in °C und °F
- Abschaltautomatik (nach 3 min)
- Messbereich Körper: 32,0 - 42,9 °C
- Messbereich Oberflächen/Objekte: 0 - 100 °C
- Inklusive 2x Batterien



Gesundheitskontrolle

IRT-80 Infrarot Thermometer

Berührungslos



Anzeige der Normaltemperatur



„Fieberalarm“ durch Farbanzeige

Präzise Messung in Sekunden



- Kontaktloses Infrarot-Fieberthermometer
- Hygienisches und sicheres Messen
- Sekundenschnelle Messung der Körper- und Objekttemperatur
- Fieberalarm (optisch und akustisch)
- 35 Speicherplätze
- 2 unterschiedliche Displayfarben
- Für Normaltemperatur und Fieber
- Anzeige in °C und °F
- Abschaltautomatik (nach 10 sek.)
- Messbereich Körper: 32,0 - 42,9 °C
- Messbereich Oberflächen/Objekte: 0 - 100 °C
- Inklusive Aufbewahrungsbeutel und 2 Batterien

PFT-3.7 Digitales Fieberthermometer

Inklusive:
Batterie und Aufbewahrungsbox



- Präzise Messung der Körpertemperatur: oral, axillar, rektal
- Akustisches Signal bei Messbereitschaft
- Akustischer Fieberalarm
- Automatische Speicherung des letzten Messwertes
- Wasserdicht
- Abschaltautomatik nach 10 Minuten
- LCD-Display mit digitaler Anzeige
- Einfacher Batteriewechsel
- Messbereich: 32,0 - 42,9 °C



Art. 481010 | EAN 40 43641 40082 8



PM-200 Pro

Fingerspitzen Pulsoximeter

Zur Messung der Blutsauerstoffsättigung (SpO₂ %) und der Herzfrequenz (Pulsfrequenz)



Darstellung Display u. a. hoch- und querformatig



inkl. Trageschleife

- Darstellung in Balken- oder Wellenform
- 6 unterschiedliche Ansichtsdarstellungen
- 4 regelbare Helligkeitsstufen
- Zweifarbiges OLED-Display
- Batteriestandsanzeige

- Automatische Abschaltung nach 8 Sekunden
- Inkl. Trageschleife und 2x AAA Batterien 1,5V
- Größe: ca. 59.4 x 33 x 31.2 mm
- SpO₂: Messbereich: 70%–100%
- PR: Messbereich: 30 Schläge/min – 254 Schläge/min

PM 100 connect Bluetooth[®] SMART Pulsoximeter



- Datenübertragung mit Bluetooth[®] Smart (4.0) an die VitaDock+ App für iOS und Android*
- Pulsoximeter zur Messung der Blutsauerstoffsättigung (SpO₂ %) und der Herzfrequenz (Puls)
- Messdarstellung auf OLED-Display
- Einstellbare Displayhelligkeit in 10 Stufen
- Einfache „One Touch“-Bedienung – ideal auch für unterwegs
- Sauerstoffsättigung (SpO₂) und Pulsfrequenz können in Balken- oder Wellenform dargestellt werden
- 6 unterschiedliche Darstellungen
- Automatische Abschaltung nach 8 Sekunden
- Batteriestandsanzeige
- Inklusive Trageband
- Inklusive Batterien (2 x 1,5V AAA)

PM 100 Pulsoximeter



- Pulsoximeter zur Messung der Blutsauerstoffsättigung (SpO₂%) und der Herzfrequenz (Pulsfrequenz)
- Sauerstoffsättigung (SpO₂) und Pulsfrequenz können in Balken- oder Wellenform dargestellt werden
- Messwertdarstellung auf OLED-Display
- 6 unterschiedliche Darstellungen
- Einstellbare Displayhelligkeit in 10 Stufen
- Einfache „One Touch“ Bedienung – ideal auch für unterwegs
- Batteriestandsanzeige
- Inklusive: Trageband und Batterien

Meditouch 2 connect DUAL USB

Blutzuckermessgerät

Inklusive „Starterset“:
10 Teststreifen, Stechhilfe, 10 Lanzetten,
AST-Kappe, Kontrolllösung,
Etui, Kurzanleitung, Batterien

Nur in Deutschland bestellbar!



Starterset

- Präzise Messgenauigkeit entsprechend der neuen ISO 15197: 2013 dank neuer Teststreifen-Technologie (GDA-FAD)
- Unterfüllungserkennung
- Akustische Testerinnerung
- Speicher für 480 Messergebnisse
- Messeinheit individuell einstellbar: mg/dL und mmol/L
- Bluetooth® Smart (4.0)-Datenübertragung an die VitaDock+ App für iOS (ab 7.0) und Android (ab 4.3)
- Starterset inkl. Stechhilfe, AST-Kappe, 10 Lanzetten, 10 Teststreifen, Kontrolllösung, Etui
- Zubehör, z.B. Teststreifen siehe S.92

Art. M79030 | EAN 40 15588 79030 0 | mg/dL
 Art. M79034 | EAN 40 15588 79034 8 | mmol/L

Meditouch 2 USB

Blutzuckermessgerät

Nur ca. 5 Sekunden Messzeit

Inklusive „Starterset“:
10 Teststreifen, Stechhilfe,
10 Lanzetten, AST-Kappe, Kontrolllösung,
5 Alkohol-Pads, Etui, Kurzanleitung,
Diabetiker-Tagebuch Batterien



Starterset

- Präzise Messgenauigkeit entsprechend der neuen ISO 15197: 2013 dank neuer Teststreifen-Technologie (GDH-FAD)
- Unterfüllungserkennung
- USB-Anschluss zur Datenübertragung an VitaDock Online und an die VitaDock App für iOS (ab 7.0) und Android (ab 4.3)
- Markierungsfunktion für Messwerte vor und nach der Mahlzeit
- Akustische Testerinnerung
- Durchschnittswert-Anzeige für 7/14/30/90 Tage
- Speicher für 480 Messergebnisse
- Automatische Ketonwarnung
- Starterset inkl. Stechhilfe, AST-Kappe, 10 Lanzetten, 10 Teststreifen, Kontrolllösung, Etui
- 0,6 µl Blutmenge
- Besonders großes, leicht ablesbares Display
- Zubehör, z.B. Teststreifen siehe S.92

Art. 352430 | EAN 40 43641 35034 5

IT-6 Beckenbodentrainer

Therapiegerät zum Trainieren und Stärken des Beckenbodens




Inkl. 4 Elektroden, 1x Vaginalsonde,
Batterien und praktischem
Aufbewahrungskoffer



- Es dient zur Vorbeugung bzw. Verringerung von Blasenschwäche
- Behandlung von Inkontinenz nach einer Geburt
- Trainieren der Schließmuskeln – zur Behandlung von Stress-/Drang-/Misch- und Stuhlinkontinenz
- Mittels der elektrischen Reize gewinnen Sie das Gefühl für den Beckenboden zurück und lernen so die Beckenmuskulatur wieder sinnvoll anzuspannen

- Das Gerät erfüllt alle Ihre Bedürfnisse durch die gleichzeitige Behandlung zweier unterschiedlicher Regionen über 4 Elektrodenanschlüsse; dank des dualen Ausgangs können zwei Sonden gleichzeitig eingesetzt und getrennt geregelt werden
- Zur analen und vaginalen Stimulation, kann das Sexualleben verbessern
- Erhältliches Zubehör siehe S. 90

Art. 352420 | EAN 40 43641 35030 7

EMT-6 Kombigerät

Digitales, elektrisches Schmerztherapie- und Muskelstimulations-Gerät

Auch im Sport einsetzbar



Produktfilm:




- Gerät für wirksame Schmerz- und Muskelbehandlung
- Prädestiniert zur Behandlung von chronischen und akuten Schmerzzuständen, Mobilitätsstörungen sowie zur Rehabilitation, zum Erhalt, Aufbau und Training von Muskeln und Muskelgruppen (z.B. beim Sport)
- Es ist vom Arzt verordnungsfähig (Kassenrückerstattung)

- Zweikanal-Gerät, biphasisch-asymmetrischer Rechteckstrom, gleichstromneutral
- Lieferumfang: Kombiniertes Gerät für TENS & EMS im praktischen Aufbewahrungskoffer, 4 Elektroden (40x40 mm), 2 Elektrodenkabel, Batterien, Gürtelklipp
- Verschiedene Elektroden siehe Zubehör S. 90

EMT-4

Digitales, elektronisches Schmerz- und Muskelstimulationsgerät



- 11 voreingestellte Programme sowie 2 frei programmierbare Programme
- Intensitäts- und Einschaltenschutz
- Kombigerät für elektronische Nerven- und Muskelstimulation, Schmerztherapie und Wellness
- Uhrenfunktion, Standby-Modus
- Es ist vom Arzt verordnungsfähig (Kassenrückerstattung)
- Lieferumfang: Gerät Promed EMT-4, 2 Paar selbstklebende Elektroden (40x40 mm), Geräteständer, Batterien, 2 Elektroden-Anschlusskabel, Gebrauchsanleitung, ein praktischer Aufbewahrungskoffer, Gürteltasche
- Verschiedene Elektroden siehe Zubehör S. 90

Tens 1000 s

Analoges, elektronisches Schmerztherapiegerät



- Getrennt einstellbare Frequenz- und Impulsbreite, 3 zur Wahl stehende Amplituden-Modulationen
- Timer: kontinuierlich, 15 und 30 Min. einstellbar
- Es ist vom Arzt verordnungsfähig (Kassenrückerstattung)
- Lieferumfang: Promed Tens 1000 s, 4 selbstklebende Elektroden (40x40 mm), eine 9-Volt-Batterie, 2 Kontaktkabel, Gebrauchsanleitung, ein praktischer Kunststoffkoffer
- Verschiedene Elektroden siehe Zubehör S. 90



Art. 621010 | EAN 40 43641 60006 8

promed

ITM Pro Handmassagegerät



Je 2 Aufsätze für Fingermassage
und für Akupressur



inkl. 2 verschiedene Aufsätze




- Kraftvolle Klopfmassage
- Stufenlose Regelung der Massageintensität
- Zuschaltbare Rotlicht- und Wärmefunktion
- Verschiedene Massageaufsätze:
Akupressur- und Punktmassage


- Einfache Anwendung durch ergonomische Form
- Rutschfester Griff
- Extra langes Kabel
- 230 VAC / 50 Hz / 35 W

FB-100

Fußsprudelbad



Inklusive 3 Pediküreaufsätze



- Entspannende Sprudel- und Vibrationsmassage
- Wohltuendes Rotlichtfeld
- Wasser-Warmhaltefunktion
- Massagerollen für Fußreflexzonen-Massage
- Massageunterstützendes Fußbett
- Trockenmassage-Funktion



- 3 wechselbare Pediküreaufsätze:
(1) Massageaufsatz, (2) Hornhautentferner, (3) Bürste
- Rutschfeste Gummifüße
- Komfortable Größe (geeignet bis Schuhgröße 46)
- Stromversorgung: 220-240 VAC / 50-60 Hz / 80 W



Art. 340010 | EAN 40 43641 34001 8

Intimduche „Orchidee“ Hygienegerät zur Intimpflege

promed



- Ergonomische Form, mit einfacher Handhabung
- Aus rostfreiem Edelstahl
- 7 Düsen am Kopf des Stabes
- Inkl. 2x Leitungsdruckminderer, 1x Aufbewahrungsbox
- Anschlussgewinde: G 1/2 Zoll
- Autoklavierbar und spülmaschinenfest
- Made in Germany
- 10 Jahre Garantie

Art. 340020 | EAN 40 43641 34002 5

Intimduche „Rose“ Hygienegerät zur Intimpflege

promed



- Ergonomische Form, mit einfacher Handhabung
- Aus rostfreiem hochwertigem Edelstahl
- 10 Düsen am Kopf des Stabes
- Inkl. Leitungsdruckminderer und Anleitung
- Autoklavierbar und spülmaschinenfest
- 2 Jahre Garantie
- Anschlussgewinde: G 1/2 Zoll
- Gewicht: ca. 205 g

Ausgezeichnete Heizprodukte,
ausgezeichnete Qualität.



KHP-2.3 G

Kuschelheizdecke "Sherpa"



EXTRA WEICH




- 10 Temperaturstufen
- 9 verschieden einstellbare Zeiten (1-9 Std.)
- Schnelles, leistungsstarkes Aufwärmen mit 150 Watt (Turbo Heat)
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Automatische Abschaltung nach gewählter Zeiteinstellung
- Angenehm schmiegsame Wärme auf der ganzen Fläche

- Praktisches Bedienelement mit beleuchtetem LED-Display
- Flauschig weiches Obermaterial, zweiseitig
- Waschbar bei 40 Grad dank abnehmbarem Schalter
- Material: 100% Polyester Flanell
- Größe: ca. 180x130 cm
- Leistung: 150 Watt

KHP-2.3

Kuschelheizdecken



- 10 Temperaturstufen
- 9 verschieden einstellbare Zeiten (1-9 Stunden)
- Schnelles, leistungsstarkes Aufwärmen mit 150 Watt (Turbo Heat)
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Automatische Abschaltung nach gewählter Zeiteinstellung
- Angenehm schmiegsame Wärme auf der ganzen Fläche

- Praktisches Bedienelement
- Flauschig weiches Obermaterial
- Waschbar bei 40 °C dank abnehmbarem Schalter
- Material: 100 % Polyester Flanell
- Größe: ca. 180x130 cm
- Leistung: 150 Watt

KHP-2.3S

Strick-Heizdecke

NEU



- 6 Temperaturstufen
- Schnelles, leistungsstarkes Aufwärmen mit 160 Watt (Turbo Heat)
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Automatische Abschaltung nach ca. 3 Stunden
- Angenehm schmiegsame Wärme auf der ganzen Fläche
- Praktisches Bedienelement
- Flauschig, weiches Obermaterial, zweiseitig mit Strickmuster
- Waschbar bei 30 Grad dank abnehmbarem Schalter
- Material: 100 % Polyester
- Größe: ca. 180 x 130 cm
- Leistung: 160 Watt

HKP-1.8 XXL

Heizkissen

NEU



XXL



- 6 Temperaturstufen
- Schnelles Aufwärmen mit 100 Watt (Turbo Heat)
- Automatische Abschaltung nach 90 Minute
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Einfache Handhabung, ergonomische Bedienung/Schalter
- Inklusive Body-Gummiklettband und Aufbewahrungstasche
- Flauschig weiches Obermaterial
- Waschbar bei 30 °C Schonwaschgang
- Material: 100 % Polyester
- Größe: ca. 60x30 cm
- Leistung: 100 Watt

NRP-2.0

Schulter-Nackenheizkissen



- 6 Temperaturstufen
- Automatische Abschaltung nach 90 Minuten
- Schnelles Aufwärmen mit 100 Watt (Turbo Heat)
- Heizt bis in den Nackenbereich
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Flauschig, weiches, angenehm tragbares Obermaterial
- Einfache Handhabung, ergonomische Bedienung/Schalter
- Waschbar bei 30°C
- Material: 100% Polyester
- Größe: ca. 52x56 cm
- Leistung: 100 Watt

NRP-5.4

Rücken- und Nackenheizkissen



- 4 Temperaturstufen
- Automatische Abschaltung nach 90 Minuten
- Heizt bis in den Nackenbereich
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Waschbar bei 30°C
- Flauschig, weiches, angenehm tragbares Obermaterial
- Einfache Handhabung, ergonomische Bedienung/Schalter
- Größe offen: ca. 60x90 cm
- Material: 100% Polyester
- Leistung: 100 Watt

NRP-2.4

Rücken- und Nackenheizkissen



- 10 Temperaturstufen
- 9 verschieden einstellbare Zeiten (10 - 90 min)
- Schnelles Aufwärmen mit 100 Watt (Turbo Heat)
- Automatische Abschaltung
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Angenehm weicher abnehmbarer Bezug
- Maschinenwaschbar bei 40 °C

- Besonders weiches Plüsch-Fleece-Kissen
- Perfekter Halt durch rücken- und nackengerechte Passform
- Praktisches Klettband für eine individuelle Fixierung des Kissens
- Material: 95% Plüsch Fleece, 5% Nylon
- Größe: ca. 39x63 cm
- Leistung: 100 Watt

HGP-1.7

Wärme-Heizgürtel



- 10 Temperaturstufen
- 9 verschieden einstellbare Zeiten (10-90 Min.)
- Schnelles Aufwärmen mit 100 Watt (Turbo-Heat)
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Perfekter Halt durch anpassungsfähiges Klettband
- Ergonomische Bedienung/Schalter
- Geeignet für einen Bauchumfang bis ca. 125 cm

- Variabler Tragekomfort: Um den Bauch oder schräg über den Rücken
- Praktisches Klettband für eine individuelle Fixierung des Kissens
- Bei 40 °C waschbar, dank abnehmbarem Schalter
- Größe: ca. 58x30 cm
- Material: 90% Plüsch Fleece, 10% Nylon
- Leistung: 100 Watt

HKP-1.2 H

Kuschel-Heizkissen



- 3 Temperaturstufen
- Automatische Abschaltung nach 90 Minuten
- Bezug und Kissen dank abnehmbarem Schalter bei 40 °C waschbar
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Einfache Handhabung, ergonomische Bedienung/Schalter
- Schnelles Aufwärmen mit 100 Watt (Turbo Heat)
- Inklusive Kissenbezug (auch ohne Bezug verwendbar)
- Flauschig-weiches Obermaterial und anschmiegsamer Bezug
- Material: 100% Polyester
- Größe: ca. 40x30 cm
- Gewicht: ca. 0,4 kg
- Leistung: 100 Watt
- Stromversorgung: 230 V/50 Hz

HKP-1.6 XL

Kuschel-Heizkissen



- 6 Temperaturstufen
- Automatische Abschaltung nach 90 Minuten
- Schnelles Aufwärmen mit 100 Watt (Turbo Heat)
- Einfache Handhabung, ergonomische Bedienung/Schalter
- Inklusive 2-seitigem Kissenbezug (auch ohne Bezug verwendbar)
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Flauschig weiches Obermaterial und anschmiegsamer Bezug
- Bezug waschbar bei 30 °C
- Größe: ca. 46x35 cm
- Material: 100% Polyester
- Leistung: 100 Watt

KFS-100 Fußwärmer

„Nie wieder kalte Füße“



- 6 Temperaturstufen
- Turbo Heat mit kraftvollen 100 Watt
- Automatische Abschaltung nach 90 Minuten
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Ergonomisches Bedienelement mit beleuchteter LED-Kontrollanzeige

- Herausnehmbares, flauschig weiches Innenfutter
- Innenfutter maschinenwaschbar bei 30 °C
- Besonders weicher, atmungsaktiver Kern
- Großer Fußraum (geeignet bis Schuhgröße 46)
- Material: Microfaser (Fußwärmer), Flanell (Innenfutter)
- Größe: ca. 30x30x23 cm

UBS-2.4 Unterbett

Kuschelige und wohltuende Wärme



- 10 Temperaturstufen
- Geringe Vorwärmzeit dank 120 Watt (Turbo Heat)
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Automatische Abschaltung nach gewählter Zeiteinstellung (1-9 Std.)
- Angenehm sanfte und gleichmäßig verteilte Wärme für einen erholsamen Schlaf
- Kuscheliges, atmungsaktives Material

- Komfortables Bedienelement mit beleuchtetem LED-Display
- Maschinenwaschbar bei 40 °C dank abnehmbarem Schalter
- Material: 100% Baumwolle (Oberseite) 100% Polyester (Unterseite)
- Größe: ca. 150x70 cm
- Leistung: 120 Watt



Art. 651025 | EAN 40 43641 60014 3

AL-1300 WS

Aroma Diffusor mit 7-fach LED-Farbwechsel



Wassertank und Verneblerzone aus antibakteriellem Material – möglicher Bakterienausstoß wird effektiv verringert

NEU - Mit Timerfunktion

BPA-frei und mit Ultraschall-Technologie

Maße: ca. 15,8 x 22,4 cm



- Aroma-Diffusor in edler Holzoptik im zeitlosen Design passend für jede Raumgestaltung; ideal für Duftöle
- Befeuchtet und erfrischt die Raumluft für eine beruhigende und therapeutische Atmosphäre
- Erzeugt mit Ultraschall-Technologie einen feinen Nebel, der Duft wird im gesamten Raum verteilt
- Hohe Wirksamkeit durch mikrofeine Zerstäubung
- Laufzeit ca 10-14 Stunden, starke Vernebelung
- Geeignet für alle mittleren und großen Räume
- Automatische Abschaltung bei leerem Tank
- Wellnesslicht mit Farbwechsel in 7 Farben, einzeln wählbar
- Geräuscharm und energiesparend
- Timerfunktion: 1/3/6 Std.
- Inklusive: Netzadapter
- Sehr großer Wassertank XXL: 1,3 Liter
- 100-240 VAC / 50-60Hz
24 VDC / 500 mA / 12 W
- Aromen siehe Seite 48/49

promed



AL-240 FL

Aroma Diffusor mit Flammenschein

LED-Wellnesslicht mit Flammeneffekt

Maße: ca. 210 x 135 x 81 cm



- Aroma-Diffusor mit Flammenschein für Duftöle
- Befeuchtet und erfrischt die Raumluft für eine beruhigende und therapeutische Atmosphäre
- Erzeugt mit Ultraschall-Technologie einen feinen Nebel, der Duft wird im gesamten Raum verteilt
- Hohe Wirksamkeit durch mikrofeine Zerstäubung
- Automatische Abschaltung bei leerem Tank
- Geräuscharm und energiesparend
- Inklusive: Netzadapter und Wasser-Dosierbecher
- Ergiebiger 240ml Wassertank
- 100-240 VAC / 50-60 Hz
24 VDC / 500 mA / 12 W
- Aromen siehe Seite 48/49

AL-400 CL

Aroma Diffusor mit Uhr und 7-fach LED-Farbwechsel

Mit Akzenten in edler Holzoptik

Maße: ca. 210 x 135 x 81 mm



- Befeuchtet und erfrischt die Raumluft für eine beruhigende und therapeutische Atmosphäre – ideal für Duftöle
- Erzeugt mit Ultraschall-Technologie einen feinen Nebel, der Duft wird im gesamten Raum verteilt
- Wellnesslicht mit automatischem Farbwechsel in 7 Farben (Farben: einzeln einstellbar und dimmbar)
- Intervallfunktion (30 sec.) des Duft-Nebels
- Hohe Wirksamkeit durch mikrofeine Zerstäubung
- Automatische Abschaltung bei leerem Tank
- Geräuscharm und energiesparend
- Inklusive: Netzadapter und Wasser-Dosierbecher
- Ergiebiger 400 ml Wassertank
- 100 - 240 VAC / 50 - 60 Hz
24 VDC / 300 mA / 12 W
- Aromen siehe Seite 48/49

AL-150 WS

Aroma Diffusor mit 7-fach LED-Farbwechsel

BPA-frei und mit Ultraschall-Technologie

Maße: ca. Ø 15,5 x 7,0 cm



- Aroma-Diffusor in edler Holzoptik für Duftöle
- Befeuchtet und erfrischt die Raumluft für eine beruhigende und therapeutische Atmosphäre
- Erzeugt mit Ultraschall-Technologie einen feinen Nebel, der Duft wird im gesamten Raum verteilt
- Hohe Wirksamkeit durch mikrofeine Zerstäubung
- Automatische Abschaltung bei leerem Tank
- Wellnesslicht mit Farbwechsel in 7 Farben
- Geräuscharm und energiesparend
- Inklusive: Netzadapter
- Sparsamer Verbrauch, großer 150 ml Wassertank
- 100-240 VAC / 50-60 Hz
24 VDC / 500 mA / 7 W
- Aromen siehe Seite 48/49



AL-305

Aroma Diffusor mit 5-fach LED-Farbwechsel

BPA-frei und mit Ultraschall-Technologie

Maße: ca 15,8 x 22,4 cm



- Aroma-Diffusor für Duftöle
- Erzeugt mit Ultraschall-Technologie einen feinen Nebel, über den der Duft im gesamten Raum verteilt wird
- Hohe Wirksamkeit durch mikrofeine Zerstäubung
- Automatische Abschaltung bei leerem Tank
- Timer zur Programmierung der Betriebsdauer: 2 und 4 Stunden
- Wellnesslicht mit Farbwechsel in 5 Farben
- Geräuscharm und energiesparend
- Inklusive: Nachfüllbehälter, Netzadapter
- 300 ml Wassertank; Laufzeit: ca. 5 - 9 Std.
- 100 - 240 VAC / 50 - 60 Hz
24 VDC / 500 mA / 12 W
- Aromen siehe Seite 48/49w





Art. siehe Einzelprodukte

Duftöl / Aromaessenzen

(100 % Ätherisches Öl / Komposition / Parfumöl)



Duftöl Relax (10 ml)

Art. 262010

EAN 40 43641 26005 7



Duftöl Be Happy (10 ml)

Art. 262011

EAN 40 43641 26006 4



Aromaessenz Lavendel (10 ml)

Art. 262012

EAN 40 43641 26007 1



Aromaessenz Lemongras (10 ml)

Art. 262013

EAN 40 43641 26008 8



Aromaessenz Orange (10 ml)

Art. 262015

EAN 40 43641 26010 1



Naturidentisches Öl, Zimt (10 ml)

Art. 262017

EAN 40 43641 26012 5



Aromaessenz Eukalyptus (10 ml)

Art. 262018

EAN 40 43641 26013 2



Promed Duftöle werden in Deutschland hergestellt – aus besten Naturprodukten, verarbeitet zu 100 % ätherischem Öl – verbreiten einen angenehmen sinnlichen Duft. Lassen Sie sich verführen.

Duftöl / Aromaessenzen

(100 % Ätherisches Öl / Komposition / Parfumöl)



Aromaeisenz Zimt-Orange (10 ml)
 Art. 262019
 EAN 4043641 26015 6



Aromaeisenz Zitrone (10 ml)
 Art. 262020
 EAN 4043641 26016 3



Parfumöl Pfirsich (10 ml)
 Art. 262021
 EAN 4043641 26017 0



Parfumöl Apfel-Zimt (10 ml)
 Art. 262022
 EAN 4043641 26018 7



Parfumöl Wildkirsche (10 ml)
 Art. 262023
 EAN 4043641 26019 4



Parfumöl Vanille (10 ml)
 Art. 262024
 EAN 4043641 26020 0



Parfumöl Rose (10 ml)
 Art. 262025
 EAN 4043641 26021 7



Aromaeisenz Grapefruit (10 ml)
 Art. 262027
 EAN 4043641 26023 1



Aromaeisenz Limette (10 ml)
 Art. 262028
 EAN 4043641 26024 8

- 100% ätherisches Komposition/Parfumöl
- Flascheninhalt: 10 ml
- Verpackt im dekorativen Karton

- Made in Germany
- 3-sprachig (DE, EN, FR)
- 26x26x72 mm (LxBxH)
- Geeignet für Duftlampen/Aromadiffusor, z.B.: AL-305, AL-150 WS, AL-1300 WS, AL-400 CL, AL-240 FL

WIR MACHEN MOBIL!

GANZHEITLICHES QUALITÄTSSCHUH- KONZEPT

Spezialschuhe zur Kurz- und Langzeitversorgung sind ein wesentlicher Bestandteil im Angebot der Promed.

Durch kontinuierliche Weiterentwicklung in Zusammenarbeit mit Orthopäden, Fachärzten, Reha-Zentren, Altenpflegern und Diabetes-Spezialisten konnte eine der umfangreichsten Kollektionen für die Bereiche Therapie, Rehabilitation und postoperative Versorgung entwickelt werden. Medizinische Studien dokumentieren den hohen Standard der einzelnen Modelle.

Beste Funktionalität, hochwertige Materialien und erstklassige Verarbeitung zum einen, innovative Ideen und zukunftsweisende Technik zum anderen, machen dieses ganzheitlichen Qualitätsschuh-Konzept aus.




Softstep-Sohlenkonzept Verbandsschuhe

Die Laufsohle eines Verbandsschuhs sieht in der Regel wenig spektakulär aus. Meist ist dies auch gar nicht gewollt, denn die Förderung des Heilungsprozesses steht im Vordergrund. Gerade deshalb hat sich Promed zusammen mit Spezialisten eine Reihe von intelligenten Lösungen einfallen lassen, die Bedürftigen eine Linderung verschaffen und Heilungsprozesse fördern können.



Frontbereich ohne Profil

Dies erleichtert das Gehen im Alltag bei Neuropathien und Schlülfgang.



Metashank-Inlay

Das spezielle Metashank-Inlay im Vorfußbereich entlastet die Mittelfußknochen und erleichtert jeden Schritt.




Zylindrische Hohlräume

über der gesamten Sohle verteilt, sorgen für bestes Dämpfungsverhalten. Dadurch entsteht eine exzellente Druckentlastung nicht nur im Fersen-, sondern auch im Mittel- und Vorfußbereich. Außerdem werden Gelenke und Wirbelsäule geschont.




Verbreiterte Sohle

Erleichtert das Gehen im Alltag bei Neuropathien und Schlülfgang.



Rautenmuster-Profil

sorgt zusammen mit der „U“-Einfassung für Rutsicherheit drinnen und draußen, für ein harmonisches Abrollverhalten.



Abgeschrägter Fersenbereich

Der um 20° abgeschrägte Fersenbereich sorgt für einen sicheren Auftritt und ein ideales Abrollverhalten.



Ergonomisch geformte Laufsohle (Fußform)

- Schleifbar
- Orthopädisch zurichtbar
- Aus hochwertigem PU



DAS PROMED SOFTSTEP-SOHLINGKONZEPT VEREINT SICHERHEIT UND KOMFORT IN BESONDERS HOHEM MASS.

AIRMESH – DAS KLIMATISIERENDE OBERMATERIAL

(Obermaterial-Meshline)



AirMesh mit EasyDry-Futter

Das 3-lagige Schaffmaterial (EasyDry, CosyFit, Mesh) sorgt speziell im Sommer für wohl klimatisierte Füße. Die aus dem medizinischen Bereich stammende EasyDry-

Faser transportiert Feuchtigkeit schnell weg vom Fuß und trocknet schnell. Besonders geeignet auch für Allergiker. Modelle: Theralight 1, Theralight 2-S



AirMesh + Larina-Schurwolle

Das 3-lagige Schaffmaterial (Schurwolle, CosyFit, Mesh) sorgt speziell im Winter für wohlig warme Füße, die nicht überhitzen.

Modelle: Gentlewalk-Hi, Gentlewalk-Lo




Das „Promed „AirMesh“ ist aufgrund der Netzstruktur und des 3 mm offenporigen CosyFit - Futterschaums besonders atmungsaktiv, dadurch wirkt es klimatisierend und sorgt für ein prima Wohlfühlgefühl Ihrer Füße.

Es kommt aus dem medizinischen Bereich und ist frei von toxischen Bestandteilen. Es ist für Allergiker sowie Diabetiker besonders geeignet.



COSYFIT – DAS ATMUNGSAKTIVE SCHAFFTMATERIAL

(Innensohle-Masterline)



Modelle:

- alle Masterline, außer München
- alle Classicline, außer München
- Classic 1 und 2.



Dieses Material sorgt für ein äußerst angenehmes Tragegefühl und bessere Druckentlastung an empfindlichen Stellen.

Das mehrschichtige Material nimmt die Feuchtigkeit des Fußes gut auf, trocknet nach dem Tragen schnell ab und sorgt so für ein gutes Fußklima.



SYMBOLE



Ideal zur orthopädischen Bearbeitung



Abwaschbar



Polyethylen-Velour



SuperComfort-Sohle im Vorfuß verbreitert, Stopperschutz, Rutschsicherheit



Washbar bei 30 Grad



Cosyfit-Futter



Weichschaumeinlage



Micro-Velour



Frottee-Futter



Das Hühnerauge (auch Clavus von lat. Nagel) ist eine durch chronischen Druck auf knochenahne Haut bedingte, meist schmerzhaft Hornschwielenbildung mit zentralen in die Tiefe gerichtete (nagelförmige) Sporen.



Vorfußschmerzen können mannigfaltige Ursachen haben. Am häufigsten kommt es zu Beschwerden aufgrund von Entzündungen, die auf oft falsches Schuhwerk und / oder Überbelastung zurückzuführen sind. Entstehen auch oft durch unfallbedingten Fußdeformationen.



Bei den verschiedenen Entzündungsformen sind oft Gelenke, Sehnen, Muskelstränge oder die Knochenhaut selbst betroffen. Bei einer Faszitis plantaris ist die Bindegewebsplatte der Fußsohle betroffen.



Unter Hammerzehe versteht man eine Zehendeformität, bei der eine Beugekontraktur der Fußzehengelenke besteht.



Hornhaut entsteht auf Grund von Druck oder Reibung. Dadurch entsteht in der Haut eine minimale Entzündung. Zum Schutz darunterliegender Zellschichten wird die Haut lokal angeregt die äußere Epidermis zu verdicken.



Das Diabetische Fußsyndrom, umgangssprachlich auch „diabetischer Fuß“ genannt, ist ein Syndrom im Zusammenhang mit Diabetes mellitus, das am häufigsten bei Patienten mit Diabetes Typ 2 (sog. Zuckerkrankheit) auftritt.



Als Arthritischen Fuß bezeichnet man einen Entzündungsschutz der auf Entzündungen in den Gelenken des Fußes bzw. Zehen zurückzuführen ist.



Unter Spreizfuß wird ein Auseinanderweichen der Knochenstrahlen des Mittelfußes verstanden.



Zehendeformitäten sind krankhafte Formveränderungen die entweder angeboren oder im Laufe des Lebens erworben worden sind. Durch erhöhten mechanischen Druck kann es zu schmerzhafter Beschwielen und zu Entzündungen kommen.



Als Hallux Valgus wird in der Medizin eine X-förmige Abknickung der Großzehe im Grundgelenk bezeichnet. Die Erkrankung tritt fast immer zusammen mit einem Spreizfuß auf.



Das mehrschichtige **Schaftmaterial** nimmt die Feuchtigkeit des Fußes gut auf, trocknet nach dem Tragen schnell ab und sorgt so für ein „**prima Fußklima**“.



Besonders geeignet bei Druckempfindlichkeit an den Füßen, insbesondere für die Prophylaxe für **Diabetiker** und all diejenigen, die Heilungsprozesse an ihren Füßen unterstützen wollen.



Besonders geeignet für rheumatischen Syntomen, wie z.B. bei rheumatische Fußveränderungen, Krallen- und Hammerzehen, Hallux rigidus.



Das **Softstep** Sohlenkonzept mit seinen zylindrischen Hohlräumen und der Neuropathiefäche (Zehenbereich) vereint Sicherheit und Komfort in einem noch nie dagewesenen Maße.



Der **AirMesh**-Schaftmaterial ist auf Grund der Netzstruktur und des offporigen CoysFit-Futterschaums besonders atmungsaktiv und klimatisierend. Besonders geeignet auch für Allergiker und Diabetiker.



Beim Prinzip "**Washable-Insole**" kann die Sohle jederzeit gewechselt und bei 30 Grad gewaschen werden. Dadurch verhindern Sie unangenehme Geruchsbildung.



Natürliche **Schurwolle** vom Schaf sorgt im gesamten Schuh für wohlige warme Füße und herrlich weichen Tragekomfort.



Obermaterial aus (perforiertem) **Stretch** für besonders gute Atmungsaktivität. Passt sich nahezu jeder Fußform an.



Schuhe werden unter Qualitätsprüfung in der EU hergestellt



Sie ist ein Merkmal höchster Qualität. Brandsohlen sind die Unterkonstruktion eines Schuhs. Sie bewirkt eine dauerhafte, formstabile Konstruktion schon ohne Laufsohle, die daher mit anderen Eigenschaften versehen werden kann.



Das strapazierfähige, optisch an Wildleder erinnernde Material sorgt für gesundes atmungsaktives Klima im Schuh. Es ist scheuerbeständig, reißfest und dabei pflegeleicht.

Allgemeine Hinweise Sortiment Promed Schuhe:



Maschinenwäsche bei 30 °C



Nicht Trockner geeignet



Nicht Bügeln



Nicht chemisch Reinigen



Keine Bleichmittel verwenden

Die Schuhe können mittels jedem handels- bzw. haushaltsüblichen Desinfektionsmittel desinfiziert werden.

promed Schuh- und Indikationsübersicht

Schuhbezeichnung	Gentle Walk-Hi	Gentle Walk-Lo	München 2 LXL	München 3	Wallgau	Grainau	Flex 2
Produktbild							
Art.Nr.	510341	510331	510230	521241 (b.) 521242 (s.)	520210	520220	520230
HiMiNr. (Paar)	31.03.03.4058	31.03.03.4059	31.03.03.4059	31.03.03.4151	31.03.03.4152	31.03.03.4149	31.03.03.4150
Seite im Promed Katalog 2023	63	63	64	64	60	60	59
Haupteinsatzgebiete							
Bei allgemeinen Problemen im Zehen- und Vorfußbereich				✓	✓	✓	✓✓
Ideal zur Diabetes-Prophylaxe	✓✓	✓✓		✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Ideal bei Rheumatikern	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Ideal bei Neuropathien	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ideal für Rollstuhlfahrer	✓✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓	
Bei fast allen Fußformen z.B. Hallux, Hammerzehen, Arthrose, geschwollene Füße			✓✓		✓	✓	✓
Bei Entzündungen, Schwellungen oder bandagierten Füßen			✓		✓	✓	✓✓
Bei Fußdeformationen			✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Für den Einsatz nach Operationen					✓		
Bei rheumatischen Füßen	✓✓	✓✓		✓	✓	✓	✓
Für stark belastete Füße (z.B. Übergewicht)							
Wunden im Fußbereich z.B. traumatische Verletzungen					✓	✓	✓
Bei Druckempfindlichkeit, Entzündungen, Schwellungen und lymphatischen Füßen	✓✓	✓✓			✓		✓
Wunden im Vorfußbereich und an der Fußsohle verursacht durch Diabetes mellitus							
Wunden im Vorfußbereich und an der Fußsohle verursacht durch sonstige Indikationen z.B. traumatische Verletzungen							
Wunden im Rückfußbereich und an der Fußsohle verursacht durch Diabetes mellitus							
Wunden im Rückfußbereich und an der Fußsohle verursacht durch sonstige Indikationen z.B. traumatische Verletzungen							

Verbandschuhe

✓ = geeignet; ✓✓ = besonders geeignet

Theramed D1	Theramed D3	Pantomobil D	TheraLight 1	Sanicabrio DXL	Sanicabrio	Sanicabrio LXL	Sanisoft D	Sanisoft
								
510160	510180	510140	510311	510130	521120	510150	510170	521110
31.03.03.4042	31.03.03.4041	31.03.03.4043	31.03.03.4059	31.03.03.4045	31.03.03.4020	31.03.03.4046	31.03.03.4047	31.03.03.4022
65	65	66	66	61	62	61	62	63

✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓	✓	✓
					✓✓			✓✓
✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓✓	✓	✓	✓✓
				✓	✓✓	✓	✓	✓✓
✓	✓✓	✓	✓	✓✓		✓✓		
✓✓	✓✓			✓✓		✓✓	✓✓	
✓✓	✓	✓		✓✓		✓✓	✓✓	✓
✓	✓			✓		✓	✓	
					✓✓			✓✓
✓			✓	✓		✓	✓	
✓	✓	✓		✓✓	✓	✓✓	✓	✓✓
✓✓	✓✓	✓✓		✓	✓	✓✓	✓✓	✓
✓✓	✓✓		✓	✓✓		✓✓	✓✓	
				✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
	✓✓	✓✓		✓		✓	✓	
		✓✓		✓✓			✓	

SCHUHDIMENSIONEN PROMED MASTERLINE

Modelle		SaniCabrio DXL, LXL, SaniSoft D				Theramed D 1			Theramed D 3, Pantomobil D			München 2 LXL		
Design		close toe / close heel				open toe / close heel			open toe / open heel			closed shoe		
Englische Größen *)	Deutsche / Französische Größen	Fußlänge in mm	Outsole in mm	Insole in mm	Ballenmaß in mm Überweite "J"	Outsole in mm	Insole in mm	Ballenmaß in mm Überweite "J"	Outsole in mm	Insole in mm	Ballenmaß in mm Überweite "J"	Outsole in mm	Insole in mm	Ballenmaß in mm Überweite "J"
3½	36	229	253	238	232	249	239	232	243	239	232	243	234	232
4½	37⅓	237	256	242	237	253	243	237	249	244	237	253	238	237
5	38	241	264	249	240	260	250	240	253	248	240	256	242	240
6	39⅓	250	273	258	245	264	255	245	260	257	245	264	249	245
6½	40	254	277	261	247	269	259	247	264	262	24,7	273	258	247
7½	41⅓	262	285	268	252	277	268	252	273	271	252	277	261	252
8	42	267	295	276	255	285	275	255	280	278	255	285	268	255
9	43⅓	275	298	280	260	295	283	260	285	281	260	295	276	260
9½	44	279	307	290	262	298	288	262	295	289	262	298	280	262
10½	45⅓	288	312	294	267	307	296	267	298	295	267	307	290	267
11	46	292	315	300	270	312	301	270	307	303	270	312	294	270
12	47⅓	301	324	311	275	318	310	275	312	307	275	315	300	275

SCHUHDIMENSIONEN PROMED MASHLINE

Modelle		Gentlewalk Hi SaniCabrio Wallgau, Grainau				Gentlewalk Lo SaniSoft München 3			Therelight I			Flex 2		
Design		close toe, close heel				close toe, close heel			open toe, close heel			close toe, open heel		
Englische Größen *)	Deutsche / Französische Größen	Fußlänge in mm	Outsole in mm	Insole in mm	Ballenmaß in mm bequeme Weite "G"	Outsole in mm	Insole in mm	Ballenmaß in mm bequeme Weite "G"	Outsole in mm	Insole in mm	Ballenmaß in mm bequeme Weite "G"	Outsole in mm	Insole in mm	Ballenmaß in mm Überweite „J“
3½	36	229	247	238	222	247	238	222	247	235	222	247	238	222
4½	37⅓	237	254	242	227	254	242	227	250	240	227	254	242	227
5	38	241	263	249	230	259	246	230	259	247	230	263	249	230
6	39⅓	250	268	254	235	273	258	235	263	249	235	268	254	235
6½	40	254	279	261	237	279	261	237	273	258	237	279	261	237
7½	41⅓	262	284	268	242	284	268	242	281	270	242	284	268	242
8	42	267	293	276	245	291	275	245	291	278	245	293	276	245
9	43⅓	275	299	280	250	299	280	250	291	278	250	299	280	250
9½	44	279	306	290	252	306	290	252	291	278	252	306	290	252
10½	45⅓	288	311	294	257	311	294	257	311	300	257	311	294	257
11	46	292	320	303	260	313	300	260	313	302	260	320	303	260
12	47⅓	301	321	311	265	321	311	265	321	312	265	321	311	265

*) 1 englischer Stich = ⅓ inch, also 0,84666667 cm

Art. 540131

Pedibelle Anna

Die schicke Damen-Stieflette

promed



**Speziell für die Dame mit druckempfindlichen Füßen.
Wohltuend bei Gelenk- und Rückenbeschwerden.**

- Knöchelhohe Stieflette für drinnen und draußen
- Komfortabel, kuschelweich, angenehm tragbar
- 2-Klett-Easy-Fit-System zur perfekten Fußanpassung
- Rutschfeste Laufsohle „Vita“ mit durchgehendem Steg für sicheres Gehen und Stehen
- Perfekter Fersensitz dank eingearbeiteter Fersenkappe
- Femininer Absatz zur Entlastung der Achillessehne
- Um 20° abgeschrägter Fersenbereich für ideales Abrollverhalten
- Sohle mit zylindrischen Hohlräumen vom Zehen- bis in den Fersenbereich für beste Dämpfung
- Größen: 36 - 42, Bequemweite G



Art. 540112 (schwarz)

Art. 540111 (braun)

Pedibelle Eleine

Der adrette Damen-Halbschuh

promed



**Speziell für die Dame mit druckempfindlichen Füßen.
Wohltuend bei Gelenk- und Rückenbeschwerden.**

- Bequemer Halbschuh für drinnen und draußen
- Komfortabel, kuschelweich, angenehm tragbar
- Weit zu öffnender, schnell anziehbarer Schuh mit 1-Klett-Easy-Fit-System
- Rutschfeste Laufsohle „Vita“ mit durchgehendem Steg für sicheres Gehen und Stehen
- Perfekter Fersensitz dank eingearbeiteter Fersenkappe
- Femininer Absatz zur Entlastung der Achillessehne
- Um 20° abgeschrägter Fersenbereich für ideales Abrollverhalten
- Sohle mit zylindrischen Hohlräumen vom Zehen- bis in den Fersenbereich für beste Dämpfung
- Größen: 36 - 42, Bequemweite G

Schuhe

Art. 540142

Pedibelle Alexander Die Stieflette für den Herren

promed



Für alle, die sanften Halt und dennoch großen Komfort für sensible Füße suchen. Wohltuend bei strapazierten Füßen und Druckstellen.

- Knöchelhohe Stieflette für drinnen und draußen
- Komfortabel und angenehm tragbar
- 2-Klett-Easy-Fit-System zur perfekten Anpassung an nahezu jede Fußform
- Rutschfeste breite Laufsohle „Vitus“ mit Absatz für sicheres Auftreten
- Guter Fersensitz dank eingearbeiteter Fersenkappe
- Verbreiterter Vorfuß für bequeme Passform und sicheren Stand
- Leichte Absatzhöhe zur Entlastung der Achillessehne
- Um 20° abgeschrägter Fersenbereich für ideales Abrollverhalten
- Sohle mit zylindrischen Hohlräumen an der Ferse für beste Dämpfung
- Größen: 40 - 46, Bequemweite G



Art. 540122

Pedibelle Jonas Der bequeme Herren-Halbschuh

promed



Für alle, die Entlastung für Ihre empfindlichen Füße suchen. Wohltuend bei Druckstellen, Schwellungen und Venenleiden.

- Herren-Halbschuh für drinnen und draußen
- Komfortabel und angenehm tragbar
- Weit zu öffnender, schnell anziehbarer Schuh mit 1-Klett-Easy-fit-System
- Rutschfeste breite Laufsohle „Vitus“ mit Absatz für sicheres Auftreten
- Guter Fersensitz dank eingearbeiteter Fersenkappe
- Verbreiterter Vorfuß für bequeme Passform und sicheren Stand
- Leichte Absatzhöhe zur Entlastung der Achillessehne
- Um 20° abgeschrägter Fersenbereich für ideales Abrollverhalten
- Sohle mit zylindrischen Hohlräumen an der Ferse für beste Dämpfung
- Größen: 40 - 46, Bequemweite G



Art. 520230 (paarweise) | HiMiNr.: 31.03.03.4145



Flex 2

einzigartiger Verbandschuh in Pantolettenform



Fersenriemen
abnehmbar

- Komfortable Pantolette für drinnen und draußen
- Variabler Fersenriemen für 3 Tragevarianten
- Optimierbarer Sitz, dank variablem Fersen- und Ristriemen
- Funktion des Fersenriemens: schwenkbar oder abnehmbar durch zwei Druckknöpfe, Fersenweite einstellbar durch Klettverschluss
- Verbreiteter Vorfuß für bequeme Passform und sicheren Stand
- Ristriemen mit Klettverschluss zur perfekten und stufenlosen Anpassung der Risthöhe
- Ergonomisch geformte, orthopädisch zurechtbare Laufsohle mit Neuropathiezone im Vorfuß
- Waschbar bei 30°
- Größen: 36 - 47, Bequemweite J
- Farbe: schwarz

Wallgau

Bequemer niedriger Verbandschuh
Therapeutischer Bequemschuh

Hochwertige,
2-fach Einlegesohle
für Weich-
trittkomfort



Risiklettverschluss
für extra komfortablen
Ein- und Ausstieg



- Zehenbox aus komfortablem Stretchmaterial
- Besonders geeignet für druckempfindliche Füße
- Optisch attraktives Obermaterial aus Elasthan (Stretch) im Vorfuß für besonders gute Atmungsaktivität; Lederoptik hinten
- Ergonomisch geformte, orthopädisch zureichtbare Laufsohle mit Neuropathiezone im Vorfuß

- Stretchmaterial im Vorfußbereich ermöglicht eine weiche und flexible Anpassung bei fast allen Fußformen (Hallux, Hammerzehen, Arthrose, geschwollene Füße usw.)
- Ideal bei rheumatischen Füßen und zur Prophylaxe für Diabetiker
- Waschbar bei 30°
- Größen: 36 - 47, Bequemweite G, Farbe: schwarz



Grainau

Therapeutischer Bequemschuh

Hochwertige,
2-fach Einlegesohle
für Weich-
trittkomfort



Risiklettverschluss
für extra komfortablen
Ein- und Ausstieg



- Zehenbox aus komfortablem Stretchmaterial
- Besonders geeignet für druckempfindliche Füße
- Optisch attraktives Obermaterial aus Elasthan (Stretch) im Vorfuß für besonders gute Atmungsaktivität; Lederoptik hinten
- Ergonomisch geformte, orthopädisch zureichtbare Laufsohle mit Neuropathiezone im Vorfuß

- Stretchmaterial im Vorfußbereich ermöglicht eine weiche und flexible Anpassung bei fast allen Fußformen (Hallux, Hammerzehen, Arthrose, geschwollene Füße usw.)
- Ideal bei rheumatischen Füßen und zur Prophylaxe für Diabetiker
- Waschbar bei 30°
- Größen: 36 - 47, Bequemweite G, Farbe: schwarz

Sanicabrio DXL

Über knöchelhoher, extra weiter Spezialschuh



- Mit weit zu öffnender „Cabrio“-Verschlusstechnik im Vorfußbereich und Fersenklett für kinderleichten Einstieg
- Weiche und flexible Anpassung
- Ideal für geschwollene Füße, Hammerzehen, Einsatz nach Operationen und Gipsverbänden und Füße in Bandagen
- Größen: 36 - 47; Überweite J

• Farbe: marineblau

Weit zu öffnende „Cabrio“-Verschlusstechnik im Vorfußbereich und Fersenklett für kinderleichten Einstieg



Sanicabrio LXL

Niedriger extra weiter Spezialschuh



- Mit weit zu öffnender „Cabrio“-Verschlusstechnik im Vorfußbereich
- Fersenklett bietet kinderleichten Einstieg
- Niederschaft am Knöchel
- Ideal zur Lösung von Fußproblemen, wie z.B. bandagierte Füße, stark belastete, druckempfindliche Füße, Hallux und Hammerzehen
- Größen: 36 - 47; Überweite J
- Farbe: marineblau

Weit zu öffnende „Cabrio“-Verschlusstechnik im Vorfußbereich und Fersenklett für kinderleichten Einstieg



Sanicabrio

Therapie- und Rehaschuh mit Vorfuß- und Fersenklett



- Individuelle Nachstellmöglichkeiten
- Auch als Erstversorgungsschuh geeignet
- Ideal bei extremer Druckempfindlichkeit und starken Schwellungen
- Eintauchrand in der Sohle für stabilen Halt von z.B. Weichschaumeinlagen
- Frotteefutter
- Größen: 36 - 47; Bequemweite G
- Farbe: marineblau

Weit zu öffnende „Cabrio“-Verschluss-technik im Vorfußbereich und Fersenklett für kinderleichten Einstieg



Sanisoft D

Niedriger Spezialschuh



- Mit großem Volumen und individuellen, unterschiedlichen Einstellmöglichkeiten im Vorfuß- und Ristbereich
- Ein Klima-Schuh für Diabetiker- und andere Problemfüße
- Leichtes An- und Ausziehen sowie optimale Weitenregulierung
- Besonders geeignet auch für Rollstuhlfahrer
- Größen: 36 - 47, Überweite J
- Farbe: marineblau

Bequemer Einschluß durch weit zu öffnenden Klettverschluss im Rist- und Fersenbereich



Sanisoft

Therapie- und Reha-Schuh in Halbschuh-Machart



Klettverschluss



Frotteefutter

Leichte und dämpfende Sohle, rutschhemmend und im Vorfuß etwas verbreitert

- 2 Klettverschlüsse im Vorfußbereich
- Tiefer Schaftausschnitt unter dem Knöchel
- Eintauchrand in der Sohle für stabilen Halt von z.B. Weichschaumeinlagen
- Frotteefutter
- Größen: 36 - 47, Bequemweite G
- Farbe: marineblau



Art. 510341 (paarweise) | HiMiNr.: 31.03.03.4.058 (Hi)

Art. 510331 (paarweise) | HiMiNr.: 31.03.03.4.059 (Lo)



GentleWalk-Hi / GentleWalk-Lo

Fellstiefel mit Airmesh Schaftmaterial und Schurwollfutter



(Hi)



(Lo)

- Atmungsaktives „AirMesh“ Obermaterial mit Larina-Wollfutter für prima Fußklima
- 2 weit zu öffnende Klettverschlüsse im Vorfuß für leichten Einstieg und festen Halt
- Druckfreie, ideale Passform
- Stoßdämpfende „SoftStep“ Laufsohle, straßentauglich
- Diabetiker- und Allergiker-geeignet

- Maschinenwaschbar bei 30°
- Größen: 36 - 47, Bequemweite G
- Farbe: schwarz

München 2 LXL

Stretch-Microvelour Halbschuh zur Therapie und Reha



- Vergrößertes Vorfußvolumen
- 4-fach Stretchmaterial im Vorfußbereich ermöglicht eine weiche und flexible Anpassung bei fast allen Fußformen (Hallux, Hammerzehen, Arthrose, geschwollene Füße usw.)
- Das dehnbare Material macht jede Bewegung mit
- Keine schmerzenden Druck- oder Reibstellen
- Fußklimafreundliches Modell
- Größen: 36 - 47, Überweite J
- Farbe: schwarz



Der Microvelourschaft bietet sanften, individuellen Halt

Eingelegtes Wechselfußbett

beste Verarbeitung

Vergrößertes Vorfußvolumen und 4-fach Stretchmaterial im Vorfußbereich ermöglichen eine weiche und flexible Anpassung bei fast allen Fußformen



Braun – Art. 521241 (paarweise) | HiMiNr.: 31.03.03.4151
 Schwarz – Art. 521242 (paarweise) | HiMiNr.: 31.03.03.4151

München 3

Niedriger Komfort-Verbandschuh aus Stretch-Microvelour-Kombination



Mittel- und Fersenteil aus Microvelour für perfekte Passform

Risiklettverschluss für extra komfortablen Ein- und Ausstieg



Leichte dämpfende, rutschhemmende Sohle

- Risiklettverschluss für extra komfortablen Ein- und Ausstieg
- Optisch attraktives Obermaterial aus perforiertem Stretch-Dacron für besonders gute Atmungsaktivität
- Ergonomisch geformte, orthopädisch zurichtbare Laufsohle mit Neuropathiezone im Vorfuß
- Besonders geeignet für druckempfindliche Füße
- Stretchmaterial im Vorfußbereich ermöglicht eine weiche und flexible Anpassung bei fast allen Fußformen (Hallux, Hammerzehen, Arthrose, geschwollene Füße usw.)

- Ideal bei rheumatischen Füßen und zur Prophylaxe für Diabetiker
- Waschbar bei 30°
- Größen: 36 - 47, Bequemweite G
- Farbe: braun, schwarz

Theramed D1

Multifunktionelle 2-Klettsandale mit geschlossener Ferse



Atmungsaktives und pflegeleichtes Obermaterial

- Mit zwei Klettverschlüssen am Vorfuß und Rist
- Offener Zehenbereich, Ristriemen und geschlossener Fersenbereich
- Besonders zu empfehlen bei Problemen im Zehen- und Vorfußbereich, bei Entzündungen, Schwellungen und Hallux
- Angenehm in der wärmeren Jahreszeit durch atmungsaktives und pflegeleichtes Obermaterial
- Größen: 36 - 47, Überweite J
- Farbe: marineblau



Vollständig zu öffnen durch zwei Klettverschlüsse




Theramed D3

Multifunktionelle 2-Klettsandale mit offener Ferse



Drei Klettverschlüsse für individuelle Anpassung im Vorfuß-, Rist- und Fersenbereich

- Mit drei Klettverschlüssen für individuelle Anpassung im Vorfuß-, Rist- und Fersenbereich. Fersenfenster offen
- Zu empfehlen bei Druckempfindlichkeit im Fersenbereich, aber auch bei Entzündungen und Schwellungen im Fersen- und Zehenbereich
- Klimafreundliches Modell
- Angenehm in der wärmeren Jahreszeit durch atmungsaktives Obermaterial
- Größen: 36 - 47, Überweite J
- Farbe: marineblau



Pantomobil D

Leichter, multifunktionseller, weit zu öffnender Spezialschuh in Pantoffelbauweise



Mit breitem Klettverschluss im Vorfuß für festen Halt und individuelle Anpassung

- Zu empfehlen bei Druckempfindlichkeit, Schwellungen oder Entzündungen im Vorfuß und/oder Fersenbereich
- Fußklimafreundliches Modell, besonders angenehm in der wärmeren Jahreszeit dank atmungsaktivem Cosy-Fit-Obermaterial (dreischichtig)
- Inklusive Fersenriemen
- Größen: 36 - 47, Überweite J
- Farbe: marineblau



inkl. abnehmbarem Fersenriemen

Atmungsaktives Cosy-Fit-Obermaterial (dreischichtig)



Art. 510311 (paarweise)

HiMiNr.: 31.03.03.4047

TheraLight 1

Komfort-, Reha- und Bequemschuh mit offenem Zehenbereich und geschlossener Fersenkappe



Super leichter Einstieg dank Klettsystem


- Atmungsaktives „AirMesh“ Obermaterial mit EasyDry-Futter für prima Fußklima
- weit zu öffnender Klettverschluss für leichten Einstieg
- Druckfreie, ideale Passform
- Stoßdämpfende „SoftStep“ Laufsohle, straßentauglich
- Für Diabetiker und Allergiker geeignet
- Maschinenwaschbar bei 30°
- Größen: 36 - 47, Bequemweite G
- Farbe: schwarz

Atmungsaktives AirMesh Obermaterial mit EasyDry-Futter



Art. siehe unten (paarweise)

Ersatz-Weichschaum-Einlegesohle (Doppelsonhle)



Ersatz-Einlegesohle (Doppelsonhle)
für Modell Wallgau und Grainau
Größen: 36 - 47, Weite J
Art. 550236

- Weichschaum-Einlegesohle 1:
Baumwollstoff-EVA (3,6 mm), schwarz
- Weichschaum-Einlegesohle 2:
Polyester-EVA (4 mm), schwarz

Art. siehe unten (paarweise)

Ersatz-Weichschaum-Einlegesohle



Größen: 36 - 47, Weite J (jeweils paarweise)
Farbe: Schwarz

- Art. 550230 (Modell: Sanicabrio/DXL/LXL/DS, Sanisoft/D)
Art. 550231 (Modell: Theramed D1, Theralight 1)
Art. 550232 (Modell: Theramed D3, Pantamobil D, Theralight 2-S)
- Hochwertige Einlegesohle mit Weichtrittkomfort
 - Frottee-Bezug
 - 4 mm EVA-Sohle

Art. 550235 (paarweise)

Ersatz-Weichschaum-Einlegesohle



- Hochwertige Einlegesohle mit Weichtrittkomfort
- Frottee-Bezug
- 4 mm EVA-Sohle
- Geeignet für jedes Modell der Promed-Reihe
- Größen: 36 - 47, Bequemweite G
- Farbe: weiß

Art. 550240 (paarweise)

Ersatz-Fell-Einlegesohle



geeignet für
Handwäsche

- Pflegeleichte Einlegesohlen für empfindliche Füße
- Hochwertige, mit 100 % Schafwolle bezogene EVA-Einlegesohle in 4 mm Stärke mit Weichtrittkomfort
- Geeignet für die Modelle: Gentlewalk-Hi, Gentlewalk-Lo
- Größen: 36 - 47, Bequemweite G
- Farbe: weiß



HUBER
Fußtechnologie

by **promed**

AUF DAS RICHTIGE FUNDAMENT KOMMT ES AN



Art. 552055

Hallux Valgus

Zur Vorbeugung gegen weiteres Abweichen der Großzehe



HUBER
Fußtechnologie



Schuhe



Hervorragend bei folgenden Symptomen:

- Prophylaxe bei Hallux-Valgus-Neigung
- Stechender Schmerz in der Abrollphase des Fußes
- Dumpfer Schmerz ohne Belastung
- Lokale Druckempfindlichkeit

Besonders geeignet für:

- Menschen mit Spreizfuß und/oder Großzehen-Deformität
- Menschen mit Hallux-Valgus-Problemen

Eigenschaften:


- Feuchtigkeitsabsorbierend, schnell trocknend, hautfreundlich
- Schadstoffreies Microfaser-Soft-Material mit angenehmem Tragekomfort

Größen (1 Paar): 35 - 49

Art. 552050

Fersensporn

Ferseneinfassung mit U-förmiger Polsterkonstruktion



Hervorragend bei folgenden Symptomen:

- Stechender Schmerz in der Auftrittsphase
- Dumpfer Schmerz ohne Belastung
- Lokale Druckempfindlichkeit

Besonders geeignet für:

- Fersensporn, Fersenspornüberbelastung
- Personen in Geh- und Stehberufen
- Allergiker und Diabetiker

Eigenschaften:

- Feuchtigkeitsabsorbierend, schnell trocknend, hautfreundlich
- Schadstofffreies Microfaser-Soft-Material mit angenehmen Tragekomfort

Größen (1 Paar): **XS**/35-37, **S**/38-40, **M**/41-43, **L**/44-46, **XL**/47-49

Art. 552040 Gelenkentlastungssohle 1 (bis 80 kg)

Art. 552045 Gelenkentlastungssohle 2 (ab 80 kg)

Gelenkentlastung (</> 80 kg)

Zur gezielten, gewichtsspezifischen Druckentlastung



Hervorragend bei folgenden Symptomen:

- Zur Entlastung von Wirbelsäule und Gelenken
- Beschwerden mit den Mittelfußknöchelchen (Metatarsalgie)
- Sohlen-/Fersensbrennen, Gelenkproblemen (Knöchel, Knie, Hüfte)

Besonders geeignet für:

- Personen in Geh- und Stehberufen
- Schmerzende, brennende, überbelastete, müde, druckempfindliche Füßen

Eigenschaften:

- Feuchtigkeitsabsorbierend, schnell trocknend, hautfreundlich
- Schadstofffreies Microfaser-Soft-Material mit angenehmem Tragekomfort

Größen (1 Paar): **XS**/35-37, **S**/38-40, **M**/41-43, **L**/44-46, **XL**/47-49



Art. 198001

Modellage Set Keramik

2

Professionelles Keramik-Modellage-Set zum Abtragen, Nachbearbeiten, Modellieren von UV-/Gel und Acryl, Verschönern, Polieren. Schnelles und effektives Arbeiten. Langlebiges Material, geringe Hitzeentwicklung



Inhalt	Art. 198604	Keramik-Fräser, Zylinder, grob, grün
	Art. 198603	Keramik-Fräser, großer Kegel, fein, rot
	Art. 198606	Keramik-Fräser, Kegel lang, mittel, blau
	Art. 198607	Keramik-Fräser, Spitz, fein, rot
	Art. 198133	Silikon-Polierer, spitz, fein
		Inklusive Bitbox, hochformat

Art. 198002

Modellage Set Blue-Mix

2

Professionelles Kombi-Set aus Keramik und Blue-Mix Schleifkörper. Zum Mattieren, Kürzen, Abtragen, Nachbearbeiten, Polieren von Gel und Acryl. Langlebiges Material, geringe Hitzeentwicklung



Inhalt	Art. 198480	HM-Bit, Zylinder, Blue-Mix Serie
	Art. 198481	HM-Bit, großer Kegel, Blue-Mix Serie
	Art. 198606	Keramik-Fräser, Kegel lang, mittel, blau
	Art. 198607	Keramik-Fräser, Spitz, fein, rot
	Art. 198133	Silikon-Polierer, spitz, fein
		Inklusive Bitbox, hochformat

Art. 198003

Modellage Set Regenbogen

2

Professionelles HM-Bit Set mit Wolfram-Nitrid Beschichtung. Zum Abtragen, Modellieren, Befehlen, Endarbeiten am Kunstnagel, Polieren, vermeidet Hitzeentwicklung.



Inhalt	Art. 198491	HM-Bit, großer Rundkegel, Regenbogenserie
	Art. 198490	HM-Bit, Zylinder, Regenbogenserie
	Art. 198492	HM-Bit, schmaler Kegel, Regenbogenserie
	Art. 198493	HM-Bit, schmaler Rundkegel, medium, Regenbogenserie
	Art. 198133	Silikon-Polierer, spitz, fein
		Inklusive Bitbox, hochformat



Art. 198008

2

Modellage Set HM-Bitset Pro

Professionelles High-Quality Nagelmodellage-Set – das „Must-have“ für jede Nageldesignerin. Abtragen, modellieren, verschönern und schnelles Arbeiten – alles kein Problem mehr.

Inhalt Art. 198451	HM-Bit, Zylinder, Kombi-Verzahnung (fein/grob)
Art. 198425	HM-Bit, schmaler Kegel, violette Serie
Art. 198442	HM-Bit, großer Spitzkegel, rote Serie
Art. 198557	Carbide-Bit, Zylinder, Kreuzverzahnung
Art. 198556	Titan-Bit, Zylinder, gerundet (Goldkopf)



Art. 198006

2

Modellage Set Master

Die komplette und professionelle Ausstattung für jede Art der Kunstnagelmodellage.

Inhalt Art. 198410	Hartmetall-Fräser, blaue Serie
Art. 198421	Hartmetall-Fräser, gelb
Art. 198450	Hartmetall-Fräser, blaue Serie
Art. 198540	Diamant-Fräser
Art. 198031	Saphir-Bit, rund
Art. 198551/L	Carbide-Titanium-Fräser, (Goldkopf) lang
Art. 198030	Saphir-Fräser spitz,
Art. 961910	Design Hartbox, transparent



Art. 198005

2

Modellage Set Basic

Die perfekte Grundausstattung für eine vollständige Kunstnagelmodellage.

Inhalt Art. 198421	Hartmetall-Fräser, gelb
Art. 198450	Hartmetall-Fräser, blaue Serie
Art. 198540	Diamant-Fräser
Art. 198551	Carbide-Titanium-Fräser, (Goldkopf) kurz
Art. 961910	Design Hartbox, transparent



Art. 198014

1

Personal Care Set

Für eine komplette Maniküre der Naturnägel: Kürzen der Nägel, Entfernen der Nagelhaut, Ausdünnen von starken Nagelverdickungen, Eliminieren von Unebenheiten der Nagelplatte.

Inhalt Art. 190011	Schleifscheibe, Saphir
Art. 190067	Hornhautschleifer, Saphir
Art. 198540	Diamant-Kegel, klein
Art. 198535	Steinschleifer, Standard
Art. 198541	Diamant-Bit, Zylinder
Art. 198031	Saphir-Bit, rund
Art. 198030	Saphir-Bit, spitz
Art. 190041	Polierkegel, Filz

1 = für die Bearbeitung von Naturnägeln 2 = für die Bearbeitung von Kunstnägeln 3 = für die Bearbeitung der Haut



Art. 198016

1 3

Comfort Set

Für alle Problemzonen im Haut-, Hornhaut- und Nagelbereich. Entfernung von Hornhaut, Schwielen, überflüssiger Nagelhaut, Kürzen der Nägel, Mattieren, Glätten, Säubern und Polieren.

Inhalt	Art. 198535	Steinschleifer, Standard
	Art. 198530	Steinschleifer, Zylinder
	Art. 198564	Schleifmandrel, Kunststoff
	Art. 198031	Saphir-Bit, rund
	Art. 198543	Diamant-Fräser, klein spitz
	Art. 198034	Saphir-Bit, lang
	Art. 198540	Diamant-Fräser
	Art. 198541	Diamant-Bit, Zylinder
	Art. 190086	Ziegenhaarbürste
	Art. 190041	Polierkegel, Filz
	Art. 190021	Schleifkegel, Saphir
	Art. 190011	Schleifscheibe, Saphir
	Art. 198562	Schleifband, mittel (4 Stk.)
	Art. 961910	Design Hartbox, transparent



Art. 198009

1

Natural Set

Für eine komplette Maniküre der Naturnägel: Kürzen der Nägel, Entfernen der Nagelhaut, Ausdünnen von starken Nagelverdickungen, Eliminieren von Unebenheiten der Nagelplatte bis zum perfekten Finish mit Hochglanzpolitur.

Inhalt	Art. 190011	Schleifscheibe, Saphir
	Art. 198020	Diamant-Bit, Kegel
	Art. 198540	Diamant-Kegel, klein
	Art. 198535	Steinschleifer, Standard
	Art. 198130	Silikon-Polierer, fein, gelb
	Art. 198131	Silikon-Polierer, mittel, schwarz
	Art. 198132	Silikon-Polierer, grob, grün
	Art. 190041	Polierkegel, Filz
	Art. 198571	Soft-Polierer, Textil



Art. 198010

3

Hornhaut Set

Zum Beseitigen intensiver Hornhaut und Schwielen an Händen und Füßen und anderen Körperstellen, wie z.B. Ellenbogen, sowie zur Entfernung der Nagelhaut.

Inhalt	Art. 190021	Schleifkegel, Saphir
	Art. 190067	Hornhautschleifer, Saphir
	Art. 198540	Diamant-Kegel, klein

*Autoklavierbar (Sterilisation der Bits bei einer Temperatur zwischen 121-134 °C bei einem Druck von ca. 2 bar)

1 = für die Bearbeitung von Naturnägeln 2 = für die Bearbeitung von Kunstnägeln 3 = für die Bearbeitung der Haut

Hinweis: Alle Promed Schleifkörper haben einen Schaftdurchmesser von einem Standarddentalmaß von 2,332 bis 2,350 mm.

Keramik-Bits

Leichter als HM-Bits, langlebig, effizient

Geeignet zum Abtragen von Gel und Acryl, Befeilen, gravieren, glätten, polieren und umformen, sowie abgestorbene Haut entfernen. Extrem gute Bearbeitung der Nägel möglich, glatte Oberflächen, angenehmes Gefühl auf dem Nagel, schnell, einfache Handhabung, gute Laufeigenschaften durch reduzierte Vibration, sehr korrosionsbeständig, geringe Hitzeentwicklung.



Art. 198600

Keramik-Fräser, Kegel groß, fein, rot *

2

Geeignet für die Nachbearbeitung von sehr verdickten Nägeln und Hornhaut sowie Kunstnägeln, ruhige Laufeigenschaften, extrem hart, langlebig, scharf. Drehzahlbereich: bis 30.000 U/min



Art. 198601

Keramik-Fräser, Kegel groß, mittel, blau *

2 3

Geeignet für die Bearbeitung von sehr harten, verdickten Nägeln und Hornhaut sowie Kunstnägeln. Ideal zum effektiven Abtragen von UV-/Gel und Acryl. Auch zum Nachbearbeiten geeignet. Geringeres Gewicht im Vergleich zu HM-Bits, ruhige Laufeigenschaften, extrem hart, langlebig, scharf, Drehzahlbereich: bis 30.000 U/min



Art. 198602

Keramik-Fräser, Kegel groß, grob, grün *

2 3

Geeignet für die Bearbeitung von sehr harten, verdickten Nägeln und Hornhaut sowie Kunstnägeln. Ideal zum effektiven Abtragen von von UV-/Gel und Acryl. Geringeres Gewicht im Vergleich zu HM-Bits, ruhige Laufeigenschaften, extrem hart, langlebig scharf. Drehzahlbereich: bis 30.000 U/min



Art. 198604

Keramik-Fräser, Zylinder, grob, grün *

2

Mattieren der Tips, Kürzen von Kunstnägeln, Abtragung von Gel und Acryl. Sehr gute Schneidefähigkeit, angenehmes Gefühl auf dem Nagel. Drehzahlbereich: bis 20.000 U/min



Art. 198603

Keramik-Fräser, großer Kegel, fein, rot *

2

Ein absoluter „Alles-Könner“ auf seinem Gebiet. Die einzigartige Kegelform bietet Ihnen ein risikoarmes Abtragen von Gel und Acryl (auch 3-Phasen Gele). Zudem hinterlässt er eine optimale Grundlage für weiteres Arbeiten an der Nagelmodellage. Sehr gute Schneidefähigkeit. Drehzahlbereich: bis 25.000 U/min



Art. 198605

Keramik-Fräser, Kegel lang, fein, rot *

2

Zum Nachbearbeiten, sanftes Polieren und Umformen Ihrer Nägel. Drehzahlbereich: bis 20.000 U/min



Art. 198606

Keramik-Fräser, Kegel lang, mittel, blau *

2

Zum Abtragen, zur einfachen Oberflächenbearbeitung, Möglich auch zum Kürzen von unregelmäßigen Nägeln. Drehzahlbereich: bis 20.000 U/min



Art. 198607

Keramik-Fräser, Spitz, fein, rot *

2

Schlanker Bit für Arbeiten am Nagelfalz/-kante, einfaches Trimmen oder für Arbeiten unter den Nägeln. Drehzahlbereich: bis 35.000 U/min



Art. 198608

Keramik-Fräser, Spitz, mittel, blau *

2

schlanker Bit für Arbeiten an kleinen und engen Stellen, leicht zu erreichen ohne die Nägel zu zerkratzen. Zur Nachbearbeitung der Modellage, zum Reste entfernen unter dem Nagel Drehzahlbereich: bis 35.000 U/min

Blue-Mix Bits

sehr langlebiges Material, vermeidet Hitzeentwicklung

Blue-Mix Serie: HM-Bits mit Aluminium-Nitrid Beschichtung.
Besonders zügige und schnelle Bearbeitung der Kunstnägel.



Art. 198480

2

HM-Bit (mit Aluminium-Nitrid Beschichtung), Zylinder, Blue-Mix Serie *

Mattieren der Tips, Kürzen von Kunstnägeln, Abtragung von Gel und Acryl. Beschichtung vermeidet Hitzeentwicklung, sehr langlebiges Material. Drehzahlbereich: bis 25.000 U/min



Art. 198481

2

HM-Bit (mit Aluminium-Nitrid Beschichtung), großer Kegel, Blue-Mix Serie *

Ein absoluter „Alles-Köner“ auf seinem Gebiet. Die einzigartige Kegelform bietet Ihnen ein risikofreies Abtragen von Gel und Acryl (auch 3-Phasen Gele). Zudem hinterlässt er eine optimale Grundlage für weiteres Arbeiten an der Nagelmodellage. Beschichtung vermeidet Hitzeentwicklung, sehr langlebiges Material. Drehzahlbereich: bis 25.000 U/min

Regenbogen-Bits

sehr langlebiges Material, vermeidet Hitzeentwicklung

Regenbogen Serie: HM-Bits mit Wolfram-Nitrid Beschichtung.
Besonders zügige und schnelle Bearbeitung der Kunstnägel.



Art. 198491

2

HM-Bit (mit Wolfram-Nitrid Beschichtung), großer Rundkegel *

Ein absoluter „Alles-Köner“ auf seinem Gebiet. Die einzigartige Kegelform bietet Ihnen ein risikofreies Abtragen von Gel und Acryl (auch 3-Phasen Gele). Zudem hinterlässt er eine optimale Grundlage für weiteres Arbeiten an der Nagelmodellage. Wolfram-Nitrid Beschichtung vermeidet Hitzeentwicklung, sehr langlebiges Material. Drehzahlbereich: bis 25.000 U/min



Art. 198490

2

HM-Bit (mit Wolfram-Nitrid Beschichtung), Zylinder *

Mattieren der Tips, Kürzen von Kunstnägeln, Abtragung von Gel und Acryl. Wolfram-Nitrid Beschichtung vermeidet Hitzeentwicklung, sehr langlebiges Material. Drehzahlbereich: bis 25.000 U/min



Art. 198492

2

HM-Bit (mit Wolfram-Nitrid Beschichtung), schmaler Kegel, fein *

Bringt Acryl und (Aufbau-) Gel in Form. Seine Größe ist besonders für Enderarbeiten geeignet. Wolfram-Nitrid Beschichtung vermeidet Hitzeentwicklung, sehr langlebiges Material. Drehzahlbereich: bis 30.000 U/min



Art. 198493

2

HM-Bit (mit Wolfram-Nitrid Beschichtung), schmaler kleiner Rundkegel, fein *

Bringt Acryl und (Aufbau-) Gel in Form und feilt diese sehr gut ab. Seine Form passt wunderbar zur Form des Nagels und ermöglicht eine höhere Arbeitsleistung. Wolfram-Nitrid Beschichtung vermeidet Hitzeentwicklung, sehr langlebiges Material. Drehzahlbereich: bis 30.000 U/min

*Autoklavierbar (Sterilisation der Bits bei einer Temperatur zwischen 121-134 °C bei einem Druck von ca. 2 bar)

1 = für die Bearbeitung von Naturnägeln 2 = für die Bearbeitung von Kunstnägeln 3 = für die Bearbeitung der Haut

Hinweis: Alle Promed Schleifkörper haben einen Schaftdurchmesser von einem Standarddentalmaß von 2,332 bis 2,350 mm.

Titan-Bits / Carbide-Bits

für extreme Beanspruchung, lange Lebensdauer

Diese hochwertigen Bits aus einer Titanium-Carbit-Legierung erhitzen sich weniger schnell und sind daher in der Anwendung angenehmer für Ihre Kunden.



Art. 198551

Titan-Bit, Zylinder, kurzer Schaft (Goldkopf) *

Mattieren der Tips, Kürzen von Kunstnägeln, Materialabtragung von Gel und Acryl, sehr langlebig. Drehzahlbereich: bis 25.000 U/min

2




Art. 198551/L

Titan-Bit, Zylinder, langer Schaft (Goldkopf) *

Mattieren der Tips, Kürzen von Kunstnägeln, Materialabtragung von Gel und Acryl, sehr langlebig. Drehzahlbereich: bis 25.000 U/min

2




Art. 198556

Titan-Bit, Zylinder, gerundet (Goldkopf) *

Feilen des Tipübergangs zum Naturnagel, Blenden der Tips, Kürzen von Kunstnägeln, dünner Feilen der Nägel am Nagelsaum; Materialabtragung von Gel und Acryl, Drehzahlbereich: bis 25.000 U/min

2



Art. 198557

Carbide-Bit, Zylinder, Kreuzverzahnung *

Besonderer Bit für beide Laufrichtungen; rasches Abtragen der Modellage (Gel und Acryl), Spezialbeschichtung vermeidet Hitzeentwicklung; sehr feines Schlibbild am Nagel, sehr langlebig, Drehzahlbereich: bis 25.000 U/min

2

Hartmetall-Bits (HM-Bits)

sehr langlebiges Material

HM-Bits erlauben besonders zügige und effektive Arbeit am Kunstnagel. Sie dürfen nicht am Naturnagel eingesetzt werden. Typische Einsatzgebiete: Feilen des Tipübergangs, dünner feilen der Fläche, feilen der Nagelunterseite, kürzen, versenken von Strasssteinen.

HM-Bits, violette Serie, Spiralzahnung - fein



Art. 198455

HM-Bit, Tropfen *

Nagel- und Hautglättung sowie Arbeiten im Nail Art Bereich. Drehzahlbereich: optimal bei 12.000 U/min, max. bis 20.000 U/min

2




Art. 198435

HM-Bit, Kegel lang *

HM-Bit ermöglicht einen vielseitigen Einsatzbereich: Reinigen der Nagelunterseite am Nagelsaum. Überreste aus Gel oder Acryl abtragen und Enderbeiten ausführen. Drehzahlbereich: bis 40.000 U/min

2



Art. 198425

HM-Bit, schmaler Kegel *

Ist besonders effizient bei s.g. Liftings. Enderbeiten sowie schnelles Abtragen von Gel oder Acryl ist möglich, auch in der Nähe der Nagelfalz. Drehzahlbereich: bis 30.000 U/min

2




Art. 198445


HM-Bit, großer Kegel *

Ein absoluter „Alles-Könner“ auf seinem Gebiet. Die einzigartige Kegelform bietet Ihnen ein risikofreies Abtragen von Gel und Acryl (auch 3 Phasen-Gele) ohne Hitzeentwicklung. Zudem hinterlässt er eine optimale Grundlage für weiteres Arbeiten an der Nagelmodellage. Äußerst langlebiges Material. Drehzahlbereich: bis 20.000 U/min

2



Besonders gut für
3-Phasen-Gele geeignet >



Nur zur Bearbeitung
von Feinheiten >



HM-Bits, blaue Serie, Kreuzverzahnung – grob

Art. 198410

HM-Bit, rund *

2

Besonders gut geeignet zum Versenken von Steinen im Kunstnagel. Drehzahlbereich: bis 40.000 U/min

Art. 198420

HM-Bit, Kegel *

2

Bringt Acryl und (Aufbau-) Gel in Form und feilt diese sehr gut ab. Seine Form passt wunderbar zur Form des Nagels und ermöglicht eine höhere Arbeitsleistung. Keine Wärmeentwicklung. Drehzahlbereich: bis 20.000 U/min

Art. 198430

HM-Bit, schmaler Kegel *

2

Bringt Acryl und (Aufbau-) Gel in Form. Seine Größe ist besonders für die Entbearbeitung geeignet. Drehzahlbereich: bis 30.000 U/min

Art. 198450

HM-Bit, Zylinder gerundet *

2

Sehr rasche und grobe Abtragung der Modellage (Acryl und Gel). Sehr geringe Wärmeentwicklung. Drehzahlbereich: bis 20.000 U/min

HM-Bits, rote Serie, Kreuzverzahnung – mittel

Art.-Nr. 198422

HM-Bit, Kegel *

2

Optimales Abtragen von Gelen jeglicher Art - besonders geeignet bei einem Refill. Die Kegelform eignet sich besonders gut für die Endbearbeitung einer Modellage, wie z.B. das in Form bringen. Drehzahlbereich: bis 30.000 U/min

Art. 198442

HM-Bit, großer Spitzkegel *

2

Dank seiner Form, eignet sich der kleine Spitzkegel hervorragend für präzises Abtragen von Gel und Acryl auch an diffizilen Stellen kurz vor der Nagelfalz. Drehzahlbereich: bis 25.000 U/min

Art. 198443

HM-Bit, kleiner Spitzkegel *

2

Dank seiner Form, eignet sich der kleine Spitzkegel hervorragend für präzises Abtragen von Gel und Acryl auch an diffizilen Stellen kurz vor der Nagelfalz. Drehzahlbereich: bis 30.000 U/min

Art. 198452

HM-Bit, Zylinder gerundet *

2

Die Zylinder Form gerundet, bietet ein sicheres sowie flächiges Abtragen von Gel und Acryl auf der gesamten Nagelplatte ohne Hitzeentwicklung. Drehzahlbereich: bis 20.000 U/min

HM-Bits, gelbe Serie, Kreuzverzahnung – extra fein

Art. 198434

HM-Bit, lang *

2

HM-Bit. Seine feine Oberflächenstruktur (Kreuzverzahnung) reinigt perfekt die untere Seite der Nägel. Abtragung von Überresten aus Acryl oder Gel, Ausführung von Endarbeiten. Drehzahlbereich: bis 40.000 U/min

Art. 198421

HM-Bit, Kegel *

2

HM-Bit. Zur Nachbearbeitung der Modellage und Entfernung von Überresten. Zur perfekten Reinigung der Nagelunterseite. Drehzahlbereich: bis 30.000 U/min

Art. 198461

HM-Bit, Flamme *

2

HM-Bit Flamme gelangt mit seiner Form an jede noch so diffizile Stelle. Zum Abtragen von Klebstoff oder von Material unter den Nägeln aus Acryl und Gel. Kann auch zum Reinigen des natürlichen Nagels nach dem Nachwachsen verwendet werden. Drehzahlbereich: bis 40.000 U/min



HM-Bits, Specials

Art. 198451

2

HM-Bit, Zylinder, Kombi-Verzahnung (fein/grob) *

Kombinationsverzahnung (feine + grobe Elemente), sehr langlebiges Material, rasche Abtragung ohne Hitzeentwicklung; sehr glatte Oberflächenstruktur am Nagel. Drehzahlbereich: bis 20.000 U/min



Art. 198453

2

HM-Bit, schmaler Kegel, Kombiverzahnung (fein/grob), orange Serie

zur Nachbearbeitung der Modellage und Entfernung von Überresten, Endarbeiten sowie schnelles Abtragen ohne Hitzeentwicklung von Gel oder Acryl, sehr glatte Oberflächenstruktur am Nagel, sehr langlebiges Material, verwendbar auch in der Podologie zur Entfernung von Hornhaut. Drehzahlbereich: bis 20.000 / U min.



Art. 198423

2

HM-Bit, Linkshänder, Kegel, Kreuzverzahnung, mittel *

Speziell geeignet für Linkslauf; rasches Abtragen der Modellage (Gel und Acryl) feine Oberflächenstruktur am Nagel; sehr langlebiges Material. Drehzahlbereich: bis 20.000 U/min



Art. 198470

2

Spezialfräser, Einfachverzahnung mit Querhieb, Grüne Serie, grob

Zur Bearbeitung stark verdickter, grypotischer Nägel und Hornhaut. Drehzahlbereich: optimal bei 12.000 U/min, max. bis 20.000 U/min



Art. 198471

2

Specialfräser mit Querhieb, Orange Serie, fein

Entfernen starker Verhornungen und Abtrag dicker Hornschwielen sowie Arbeiten im Nail Art Bereich. Mit externen Kühlkanälen, für kühles Arbeiten bei Trocken- und Nasstechnik. Drehzahlbereich: optimal bei 10.000 U/min, max. bis 15.000 U/min

Stahlfräser – rostfrei

Art. 197005

3

Rosenbohrer mit Querhieb (2,3 mm), mittlere Verzahnung *

Zum Ausfräsen von Hühneraugen und Verhornungen an der Haut. Schnittfreudige Verzahnung mit Querhieb. Drehzahlbereich: optimal bei 15.000 U/min, max. bis 30.000 U/min



Art. 197015

1 3

Fissurenfräser (1,2 mm), mittlere Verzahnung *

Für Arbeiten am Nagelfaltz. Mit Querhieb-Verzahnung. Drehzahlbereich: optimal bei 15.000 U/min, max. bis 50.000 U/min



Art. 197021

3

Hohlfräser (Trepan, 2,3 mm) *

Zum Ausfräsen von Hornhautrillen und Schwielen. Schneide mit Verzahnung. Drehzahlbereich: optimal bei 4.000 U/min, max. bis 6.000 U/min



Art. 197025

3

Zirkuliermesser, geschliffen (2,7 mm) *

Für das schonende Entfernen von tieferliegenden Hühneraugen / Clavi. Mit geschliffener Schneide. Drehzahlbereich: optimal bei 4.000 U/min, max. bis 6.000 U/min



Art. 197030

1 2 3

Nagel-Cleaner, kurz *

Für das schonende Entfernen von überschüssiger Nagelhaut und von Nagelfalzablagerungen. Sechskant-Arbeitsteil ohne scharfe Schneiden. Drehzahlbereich: optimal bei 5.000 U/min, max. bis 30.000 U/min



Art. 197031

1 2 3

Nagel-Cleaner, lang *

Für das schonende Entfernen von überschüssiger Nagelhaut und von Nagelfalzablagerungen. Sechskant-Arbeitsteil ohne scharfe Schneiden. Drehzahlbereich: optimal bei 5.000 U/min, max. bis 30.000 U/min



Diamant-Bits

Feine Diamantpartikel auf dem Schleifkörper erlauben hygienische und zügige Haut- und Nagelbearbeitung. Lange Haltbarkeit im Dauereinsatz. Glätten, säubern, entfernen von Kleberesten auch in der Nagelfalz. Sicheres Arbeiten an diffizilen Stellen.

Art. 198505

1 2

Nagelkürzer (nur Top mit Diamant belegt) *

Ideal zum Kürzen von Nägeln. Angrenzende Haut wird nicht beschliffen. Sicherheitsfase an der Stirnseitenkante. Drehzahlbereich: optimal bei 15.000 U/min, max. bis 20.000 U/min



Art. 198502

3

Hornhautschleifer, Kegel (supergrob) *

Entfernen starker Verhornungen und Abtrag dicker Hornschwielen. Mit externen Kühlkanälen, für kühles Arbeiten bei Trocken- und Nasstechnik.

Drehzahlbereich: optimal bei 10.000 U/min, max. bis 15.000 U/min



Art. 198501

3

Hornhautschleifer, konisch (supergrob) *

Entfernen starker Verhornungen und Abtrag dicker Hornschwielen.

Mit externen Kühlkanälen, für kühles Arbeiten bei Trocken- und Nasstechnik.

Drehzahlbereich: optimal bei 10.000 U/min, max. bis 15.000 U/min



Art. 198585

3

Diamant-Bit, Zylinder rund, groß, grob, Hornhautschleifer (speziell für Nasstechnik) *

Für die professionelle Fußpflege. Keine Wärmeentwicklung. Zur Behandlung von Hautunregelmäßigkeiten und Hornhaut. Kann sowohl auf trockener wie auf feuchter Haut zur Anwendung kommen. Drehzahlbereich: bis 20.000 U/min



Art. 198586

3

Diamant-Bit, Zylinder rund, klein, grob, Hornhautschleifer (speziell für Nasstechnik) *

Für die professionelle Fußpflege. Keine Wärmeentwicklung. Zur Behandlung von sehr dicker Hornhaut. Kann sowohl auf trockener als auch auf feuchter Haut zur Anwendung kommen.

Drehzahlbereich: bis 20.000 U/min



Art. 198020

1 3

Diamant-Bit, Kegel *

Zum Beschleifen von unebenen, gerillten Nageloberflächen. Drehzahlbereich: bis 20.000 U/min




Art. 198540

1 3

Diamant-Bit, kleiner Kegel *

Zum Entfernen der Nagelhaut, Anmattieren der Übergänge und des Naturnagels, Bearbeitung diffiziler Kanten. Drehzahlbereich: bis 20.000 U/min




Art. 198541

1 3

Diamant-Bit, Zylinder *

Zum Ausdünnen von starken Nagelverdickungen und Bearbeitung von harten Hühneraugenrändern. Drehzahlbereich: bis 20.000 U/min



Art. 198542

1 3

Diamant-Bit, Spitzkegel gerundet *

Zur Beschleifung von verpilzten Nägeln; Nagelpilzspuren lassen sich damit gut entfernen. Zum Entfernen der Nagelhaut. Drehzahlbereich: bis 20.000 U/min




Art. 198543

1 3

Diamant-Bit, kleiner Spitzkegel *

Zur Beschleifung von verpilzten Nägeln; Nagelpilzspuren lassen sich damit gut entfernen. Zum Entfernen der Nagelhaut. Drehzahlbereich: bis 20.000 U/min



Diamant-Bits mit Kühlkanälen und Carbon-Schaft

Diamant Bits mit hoher Diamantpartikeldichte und integrierter Kühlrinne ermöglichen eine hohe Abtragsleistung. Die Kühlrinne reduziert die Wärmeentwicklung und sorgt gleichzeitig für längere Einsatzzeiten durch kontinuierlichen Abtransport des abgetragenen Materials. Geeignet für Trocken- und Nasstechnik.



Art. 198544

Diamant-Bit mit Kühlkanälen, spitz, klein

1 3

Mit Kühlkanälen, optimal zur Nachbearbeitung und Glättung von Schwielen und Nägeln an empfindlichen Stellen.



Art. 198545

Diamant-Bit mit Kühlkanälen, rund

1 3

Mit Kühlkanälen, ideal für die sanfte Nachbearbeitung und Glättung von Verhornungen und Hühneraugen.



Art. 198546

Diamant-Bit mit Kühlkanälen, dünn, abgerundet

1 3

Mit Kühlkanälen, ideal für die Glättung und Feinbearbeitung von Hornhautstellen und Nägeln. Ermöglicht Arbeiten bei niedrigerer Temperaturentwicklung.



Art. 198547

Diamant-Bit mit Kühlkanälen, konisch dick

1 3

Mit Kühlkanälen, für präzises Ausdünnen und Nacharbeiten von Verhornungen und Nägeln. Ermöglicht Arbeiten bei niedrigerer Temperaturentwicklung.

Saphir-Bits

Saphir ist „weicher“ als Diamant und ideal für die Pflege und Bearbeitung von Naturnägeln, bei Nagelverdickungen und Hornhaut oder anderen Fuß- und Nagelproblemen.



Art. 198030

Saphir-Bit, spitz

1 3

Zur Bearbeitung diffiziler Ecken und Falze, vorsichtige Entfernung von Nagelhaut. Drehzahlbereich: bis 25.000 U/min



Art. 198031

Saphir-Bit, rund

1 3

Zum Reinigen der Nagelfalz sowie Entfernung von Hautschwielen. Zum Ausschleifen eingewachsener Nägel. Drehzahlbereich: bis 25.000 U/min



Art. 198034

Saphir-Bit, lang

1 3

Zur Bearbeitung der Nagelunterseite, z.B. Entfernen von Schmutz oder Nagelpilzspuren. Drehzahlbereich: bis 25.000 U/min



Art. 190011

Schleifscheibe, Saphir

1

Zum Kürzen und Formen von Finger- und Fußnägeln. Drehzahlbereich: bis 10.000 U/min



Art. 190027 fein

Art. 190029 mittel

Art. 190031 grob

1 3

Schleifkegel, Saphir klein *

Zum Entfernen dicker Stellen oder Hornhaut an der Fußsohle. Kann auch zum Abtragen von Hühneraugen verwendet werden. Drehzahlbereich: bis 20.000 U/min

* Autoklavierbar (Sterilisation der Bits bei einer Temperatur zwischen 121-134 °C bei einem Druck von ca. 2 bar)

1 = für die Bearbeitung von Naturnägeln 2 = für die Bearbeitung von Kunstnägeln 3 = für die Bearbeitung der Haut

Hinweis: Alle Promed Schleifkörper haben einen Schaftdurchmesser von einem Standarddentalmaß von 2,332 bis 2,350 mm.

Saphir-Bits

Saphir ist „weicher“ als Diamant und ideal für die Pflege und Bearbeitung von Naturnägeln, bei Nagelverdickungen und Hornhaut oder anderen Fuß- und Nagelproblemen.



- Art. 190024 fein
- Art. 190026 mittel
- Art. 190028 grob
- Art. 190021 grob (nicht autoklavierbar)

1 3

Schleifkegel, Saphir *

Zum Beschleifen von Schwielen, Hornhaut und stark verholzten Nägeln.
Drehzahlbereich: bis 20.000 U/min



- Art. 190066 fein
- Art. 190064 mittel
- Art. 190063 grob
- Art. 190067 grob (nicht autoklavierbar)


3

Hornhaut-Dränagenschleifer, Saphir *

Besonders gut geeignet zum Entfernen von starker und dicker Hornhaut z.B. an Ferse und Ballen. Drehzahlbereich: bis 20.000 U/min

Stein-Bits

Die Steinschleifkörper sind sehr gut geeignet für das Ausdünnen von starken Nagelverdickungen.



- Art. 198530
- Steinschleifer, Zylinder

1

Zum Glätten unschöner Nagelplatten, bei verdickten, verholzten Nägeln.
Drehzahlbereich: bis 12.000 U/min



- Art. 198535
- Steinschleifer, Standard

1

Zum Glätten und Mattieren der Nagelplatte. Zur Vorbereitung für das Aufbringen von Kunstnägeln. Drehzahlbereich: bis 12.000 U/min

Mandrel – Schleifkappenträger

Für das Anbringen von Schleifbändern zur Modellagebearbeitung und Hornhautentfernung. Einfacher Wechsel der Schleifkappen durch die Federwirkung der Kappenaufnahme. Die neue Mandrel-Version gleicht Toleranzen verschiedener Schleifkappen effektiv aus.



- Art. 198583
- Schleif-Mandrel, Metall

2


Geeignet für den Aufsatz von Schleifbändern zur Bearbeitung der Modellage an künstlichen Fingernägeln. Drehzahlbereich: bis 25.000 U/min



- Art. 198564
- Schleif-Mandrel, Kunststoff *

2

Geeignet für den Aufsatz von Schleifbändern zur Bearbeitung der Modellage an künstlichen Fingernägeln. Drehzahlbereich: bis 25.000 U/min



- Art. 198565/L
- Schleif-Mandrel, Kunststoff, langer Schaft

2

(für 4030/S/SX/SX2, 4040, 5030S, 5040-SX, 5040-SX2) *
Geeignet für den Aufsatz von Schleifbändern zur Bearbeitung der Modellage an künstlichen Fingernägeln. Drehzahlbereich: bis 25.000 U/min

Sandpapier-Bits

Sandpapier-Manschetten gibt es in unterschiedlichen Körnungen. Die Manschetten werden über einen Mandrel gezogen und machen so aus der guten alten Handfeile eine flotte runde Sache.



Art. 198561 fein

Schleifband, fein, 100 Stück

Zum Abschleifen der Nageloberfläche sowie für Feinarbeit geeignet.

2



Art. 198562 mittel

Schleifband, mittel, 100 Stück

Besonders gut geeignet zum Abtragen von Gel.

2



Art. 198563 grob

Schleifband, grob, 100 Stück

Zum Entfernen von Acrylmaterialen geeignet.

2



Art. 198590 fein

Schleifband ZEBRA, fein, 100 Stück

Mit "Anti-Dust" Beschichtung. Zum Abschleifen der Nageloberfläche sowie für Feinarbeit geeignet.

2



Art. 198591 mittel

Schleifband ZEBRA, mittel, 100 Stück

Mit "Anti-Dust" Beschichtung. Besonders gut geeignet zum Abtragen von Gel.

2



Art. 198592 grob

Schleifband ZEBRA, rauh, 100 Stück

Mit "Anti-Dust" Beschichtung. Zum Entfernen von Acrylmaterialen geeignet.

2



Art. 198580

Schleif-Mandrel, Gummi (für Sandpapier-Kappe 13 mm)

Schleifmandrel zum Aufsetzen von Sandpapier-Kappen zur Bearbeitung von Hornhaut. Drehzahlbereich: bis 15.000 U/min

3



Art. 198588

Sandpapier-Kappe (13 mm), mittel, 100 Stück

Professionelle Sandpapierkappe für die Fußpflege. Zur Entfernung von starker und dicker Hornhaut, Schwielen an Ballen und Ferse.

3



Art. 198581

Schleif-Mandrel, Gummi (für Sandpapier-Kappe 10 mm)

Schleifmandrel zum Aufsetzen von Sandpapier-Kappen zur Bearbeitung von Hornhaut. Drehzahlbereich: bis 15.000 U/min

3



Art. 198587

Sandpapier-Kappe (10 mm), mittel, 100 Stück

Professionelle Sandpapierkappe für die Fußpflege. Zur Entfernung von starker und dicker Hornhaut, Schwielen an Ballen und Ferse.

3



Polier-Bits

Polieren, Glanz entfernen, Hochglanz erzeugen, Mattieren, Unebenheiten im Naturnagel glätten und vieles mehr. Die verschiedenen Polier-Bits vom Silikon-Polierer über den Filz-Bit bis zum textilen Soft-Polisher bieten ein weites Anwendungsspektrum in der Nagelpflege



Art. 190041

Polierkegel, Filz

Für glatte Nägel und Nagelränder zum glänzenden Abschluss der Pflege.
Drehzahlbereich: bis 10.000 U/min

1 2



Art. 198133

Silikon-Polierer, spitz, fein

Zum Polieren, Glanz erzeugen und Mattieren. Drehzahlbereich: bis 8.000 U/min

1 2



Art. 198130

Silikon-Polierer, fein, gelb

Zum Polieren, Glanz erzeugen und Mattieren.

1 2




Art. 198131

Silikon-Polierer, mittel, schwarz

Zum Polieren, Glanz erzeugen und Mattieren.

1 2



Art. 198132


Silikon-Polierer, grob, grün

Zum Polieren, Glanz erzeugen und Mattieren. Entfernung von leichten Unebenheiten bei Naturnägeln. **Buffer-Ersatz!**

1 2

Hinweis:

Drei unterschiedliche Körnungen zum Feinpolieren von Natur- und Kunstnägeln.
Drehzahlbereich: bis 8.000 U/min.
(Achtung: Über 8.000 U/min. verfärben sich die Nägel mit der Farbe des Silikon-Polierers)



Art. 198572

Soft-Polierer, Textil, inkl. polish

1 2

Textil inkl. Polish erzeugt einen einzigartigen Glanz auf Naturnägeln, da die Polierpaste bereits in diesem Polierbit eingearbeitet ist. Drehzahlbereich: bis 10.000 U/min.

Art. 198570

Chamois-Polierer, Leder

1 2

Zum Nachpolieren der Naturnägel. In Verbindung mit einer Polierpaste auch bei Kunstnägeln. Das Leder erzeugt durch seine Oberflächenstruktur einen wunderschönen Glanz an der Naturnagelplatte. Drehzahlbereich: bis 10.000 U/min

Art. 198571

Soft-Polierer, Textil

1 2

Zum Glanzpolieren von Kunst- und natürlichen Nägeln in Verbindung mit einer Polierpaste. Drehzahlbereich: bis 10.000 U/min

Art. 190086

Polierbürste, Ziegenhaar

2

Zum Säubern von Nägeln und vom Material. Die Staubreste der Nägel können damit an schwer zugänglichen Stellen, wie um die Nagelhäutchen herum, entfernt werden. Aus sanften Ziegenhaaren. Drehzahlbereich: bis 8.000 U/min



*Autoklavierbar (Sterilisation der Bits bei einer Temperatur zwischen 121-134 °C bei einem Druck von ca. 2 bar)

1 = für die Bearbeitung von Naturnägeln 2 = für die Bearbeitung von Kunstnägeln 3 = für die Bearbeitung der Haut

Hinweis: Alle Promed Schleifkörper haben einen Schaftdurchmesser von einem Standarddentalmaß von 2,332 bis 2,350 mm.

Sinnvolles Profi-Zubehör



Art. 198915

Schleifkörperhalter, Kunststoff

Platz für 13 Schleifkörper (Lieferung ohne Bits), weiß, 100 x 30 mm



Art. 198900

Acryl-Bitständer


Platz für 10 Schleifkörper (Lieferung ohne Bits), transparent, 95 x 50 mm



Art. 198910

Reinigungsbürste für Bits, Messing


Zur Reinigung von Schleifkörpern.



Art. 198920

Reinigungsbürste für Bits, Nylon

Zur Reinigung von Schleifkörpern. Besonders schonend für die Klingen der Bits.



Art. 198930

Reinigungsbürste für Bits, Nylon

Zur Reinigung von Schleifkörpern. Besonders schonend für die Klingen der Bits.



Art. 940602 (10er) / Art. 940601 (1er)

Promed Handtuch

weiß, klein, 30 x 50 cm, Lieferumfang: 10er-Pack oder einzeln



Art. 952010

Handbuch für professionelles Nageldesign

Das kleine, reich bebilderte Buch zeigt die wichtigsten Techniken im Umgang mit der elektrischen Feile und behandelt alle entscheidenden Themen.

68 Seiten, 80 Abbildungen, ISBN 3-98091640-5



Art. 190051 - weiß

Spannzange – weiß (für Pedisenso Duo)

feste Schraubspannzange

Art. 190052 - gelb

Spannzange – gelb (für Pedisenso Duo)

mit Sicherheits-Rutschkupplung für Diabetiker

Handstücke

(Auch einzeln erhältlich)



Art. 200601

Promed Handstück KR6
separat für Promed 620



Art. 292001

Promed Handstück PS7
separat nur für Promed 625/525 mit Verriegelung
(nicht für 520/620)



Art. 201004

Promed Handstück MR10
separat für Promed 1030 mit Verriegelung



Art. 202003

Promed Handstück MR20
separat für Promed 2020 (ab 2015) mit Verriegelung



Art. 204002

Promed Handstück POM
separat für Promed 4030-SX2, weiß



Art. 204007

Promed Handstück 4040
separat für Promed 4040, weiß, mit Schublade für Filterbeutel
(nicht getrennt erhältlich)

NEU

Zubehör Fußpedale



Art. 290004

Fußpedal 1

ON/OFF-Fußpedal mit robustem Kunststoffgehäuse (100 x 70 x 30 mm), und Gummifüßchen. Farbe: schwarz, Anschlusskabel mit 5-Polstecker, Kabellänge: 150 cm
Anschluss an die Geräte **1030, 2020, 2030** und **3020**



Art. 290007

Fußpedal 5

Anschluss nur an das Modell: **4030-SX, 4030-SX2**
Wie Fußpedal 1, mit Kunststoffgehäuse. ON/OFF-Fußpedal



Art. 290009

Fußpedal 6

Anschluss nur an das Modell: **5040-SX / 5040-SX2**
Wie Fußpedal 1, mit Kunststoffgehäuse.
ON/OFF-Fußpedal (ON durch Dauerbetätigung des Pedales)



Art. 290010

Fußpedal 7

Anschluss nur an das Modell: **4040**
Wie Fußpedal 1, mit Kunststoffgehäuse. ON/OFF-Fußpedal



Art. 290005

Fußpedal 3

Anschluss nur an die Modelle: **4030, 4030 S, 5030, 5040, 5040-SX** und **5040-SX2** schwarz, 197 x 120 x 47 mm
Digitales Fußpedal mit Schwellerfunktion in robuster, bruchsicherer Kunststoff-Ausführung, mit Gummifüßchen, Kabellänge: 165 cm



Art. 290008

Fußpedal 4

Anschluss nur an das Modell: **4030-SX** und **4030-SX2**
Wie Fußpedal 3 mit Schwellerfunktion und Kunststoffgehäuse

Zubehör Ersatzfilterbeutel



Ersatzfiltertüten Microvlies für das Modell 4030 S

im 6er Pack **Art. 195860**
im 12er Pack **Art. 195864**
im 50er Pack **Art. 195865**



Ersatzfiltertüten Microvlies für das Modell 4030-SX, 4030-SX2, 4040

(Änderungen vorbehalten, technisch sowie farblich)
im 10er Pack **Art. 195870**
im 20er Pack **Art. 195871**
im 50er Pack **Art. 195872**

Zubehör UVL-36, UVL-36 S



Art. 330904 für UVL-36 S

UV-Lampenröhre 1 Stück
(9 W, $\lambda = 365$ nm, Sockel = G23)



Art. 330905 für UVL-36 S

UV-Lampenröhre 4-ER SET / 4 Stück
(9 W, $\lambda = 365$ nm, Sockel = G23)

Zubehör Nailfan



Art. 230800

Filtereinheit - waschbar



Art. 230803

Armauflage



Art. 230804

Auflagegitter

Zubehör Nailfan Mini



Art. 295001

Filter (Reinigung s. Anleitung Nailfan Mini)



Art. 334001

Filterset



Art. 334002

UVC-Lampe



Art. 270960

Swiss Depil – Ersatzscheiben

Ersatz-Depilierscheibenset (6 Stück)



Art. 402091

Manschette für PBM-3.5, Größe L (32 - 42 cm)

Arm-Manschette, Größe L (32 - 42 cm), grau, für Blutdruckmesser



Art. 402093

Netzadapter

6 Volt-Netzadapter für Blutdruckmessgerät **PBM-3.5**, **PBW-5.2** und **BDS-700**, **PBM-4.2**



Art. 402061

Manschette für PBM-4.2, Größe (22 - 42 cm)

Zubehör Inhalator



Art. 422001

Schutzkappe für INH-2.1 & INH-2.1R



Art. 422002

Medikamentenbehälter INH-2.1R

Ersatz-Medikamentenbehälter zum Nachbestellen



Art. 422003

Mundstück für INH-2.1 & INH-2.1R

100 % Latexfrei



Art. 422004

Maske Gr. S für INH-2.1 & INH-2.1R

geeignet für Kinder, mit Anschlußstück

100 % Latexfrei



Art. 422005

Maske Gr. L für INH-2.1 & INH-2.1R

geeignet für Erwachsene, mit Anschlußstück

100 % Latexfrei



Art. 422006

Adapter für INH-2.1 & INH-2.1R

(Bild dient nur als Beispiel)

Zubehör TENS/EMS



Art. 359174

Nacken-Elektrode

selbstklebend, 1 Stück/Pckg.; ca. 13 x 11 cm



Art. 359173

Elektrode Butterfly

selbstklebend, 2 Stück/Pckg.; 15 x 9,5 cm



Art. 359170

Gewebe-Elektrode

selbstklebend, 4 Stück/Pckg.; 40 x 40 mm



Art. 359171

Gewebe-Elektrode

selbstklebend, 4 Stück/Pckg.; 45 x 45 mm



Art. 359172

Gewebe-Elektrode

selbstklebend, 4 Stück/Pckg.; 45 x 35 mm



Art. 359178

Gewebe-Elektrode


selbstklebend, 4 Stück/Pckg.; 45 x 80 mm



Art. 359177

Gewebe-Elektrode

selbstklebend, 4 Stück/Pckg.; Ø 32 mm



Art. 359070

Carbon Dauer-Elektrode

4 Stück/Pckg. + 4 Stück selbstklebende Gel-Pads;
40 x 40 mm (Nachbestellung einzelne Gel-Pads Art. 359280)



Art. 359280

Selbstklebende Gel-Pads

zur Erneuerung der verbrauchten Gel-Pads von den Carbon Dauer-Elektroden (Art. 359070)
40 x 40 mm, 10 Stück/Pckg. selbstklebend

Zubehör TENS/EMS



Art. 359910

TENS Kontaktgel

zur Auffrischung der Kontaktflächen der Elektroden – 50 g-Tube



Art. 359013

Kontaktkabel

Kontaktkabel für **EMT-4**, paarweise



Art. 359014

Kontaktkabel

Kontaktkabel für **EMT-6, T-6** und **IT-6**, paarweise



Art. 359011

Kontaktkabel

Kontaktkabel für **Promed digi 3000, Promed tens 1000 s**, paarweise



Art. 359130

Vaginalsonde

Spezialelektrode für den vaginalen Einsatz zur Behandlung von Inkontinenz und zum Trainieren der Beckenbodenmuskulatur (Frauen).



Art. 359131

Analsonde

Spezialelektrode für den analen Einsatz zur Behandlung von Inkontinenz und zum Trainieren der Beckenbodenmuskulatur.



Art. 359990

Akku-Block

Akku-Block für **Promed tens 1000 s, Promed digi tens 3000**, 8,4 V



Art. 359991

Batterie-9-Volt-Block

Batterie-9-Volt-Block für **Promed tens 1000 s, Promed digi tens 3000**



Art. 359995

Akku 4er-Pack

Akku 4er-Pack für Promed **EMT-4**



Art. 359994

Batterie 4er-Pack

Batterie 4er-Pack für **EMT-4, EMT-6, T-6**

Zubehör Blutzuckermessgeräte



Art. M79039

Kontrolllösung für MediTouch 2/MediTouch 2 connect

EAN 40 15588 79039 3



Art. M79038

Teststreifen für MediTouch 2/MediTouch 2 connect (2 x 25 Stück)

EAN 40 15588 79038 6



Art. M79002

Stechhilfe

EAN 40 15588 79002 7



Art. M79028

Lanzetten für MediTouch 2/MediTouch 2 connect

EAN 40 15588 79028 7

Art. M79049

USB-Kabel für MediTouch 2

EAN 40 15588 79049 2



Gerne senden wir Ihnen geeignetes Werbematerial zu:

Wir erneuern ständig unser Sortiment an Werbematerial. Fragen Sie unsere Mitarbeiter.

Flyer:

(DIN lang - verschiedene Sprachen)

(Karton) Theken-Aufsteller für DIN lang Flyer

Art. 999981



Flyer Elektrotherapie (DE)

Art. 993516

Flyer Maniküre/Pediküre (DE)

Art. 991218

Flyer Medisana (DE)

Art. M99983

Flyer Schuhe (DE)

Art. 995114

Flyer Schuhe „Pedibelle“ (DE, EN)

DE: Art. 995401; EN: Art. 995402

Flyer Heizkissen (DE, EN, FR)

DE: Art. 99977; EN: Art. 994501; FR: Art. 994502

Flyer Personal Care (DE)

Art. 991216

Flyer Profifeilen (DE, EN)

DE: Art. 992020; EN: Art. 992021

Flyer Accessories (DE, EN)

DE: Art. 991901; EN: Art. 991902

Flyer Blutdruckmessgeräte (DE)

DE: Art. 994101



Kurzanleitung (DE):

(DIN A4, cellophaniert)



für TENS/EMS Gerät EMT-4

Art. 983529



für TENS/EMS Gerät EMT-6

Art. 983530



Bodenaufsteller für Promed Produkte

Art. 999901



Promed Stofftasche

Art. 999986



Kugelschreiber

Art. 940655



Schreibblock A6

Art. 999980

A**Aroma-Diffusor:**

AL-150 WS Aroma Diffusor	S. 46
AL-240 FL Aroma Diffusor	S. 45
AL-400 CL Aroma Diffusor	S. 45
AL-1300 WS Aroma Diffusor	S. 44
AL-305 Aroma Diffusor	S. 46

Aromaessenzen/Duftöle:

Apfel-Zimt (10 ml)	S. 49
Be Happy (10 ml)	S. 48
Eukalyptus (10 ml)	S. 48
Grapefruit (10 ml)	S. 49
Lavendel (10 ml)	S. 48
Lemongras (10 ml)	S. 48
Limette (10 ml)	S. 49
Orange (10 ml)	S. 48
Pfirsich (10 ml)	S. 49
Relax (10 ml)	S. 48
Rose (10 ml)	S. 49
Vanille (10 ml)	S. 49
Wildkirsche (10 ml)	S. 49
Zimt (10 ml)	S. 48
Zimt-Orange (10 ml)	S. 49
Zitrone (10 ml)	S. 49

B**Blutdruckmessgeräte:**

PBM-3.5 Oberarm-Blutdruckmessgerät	S. 25
PBM-4.2 Oberarm-Blutdruckmessgerät	S. 25
HGP-30 Handgelenk-Blutdruckmessgerät	S. 26

Blutzuckermessgeräte:

Meditouch 2	S. 31
Meditouch 2 connect DUAL	S. 31

Desinfektion:

UC-50 Ultraschallreiniger	S. 16
---------------------------	-------

E/F**Elektrische Feilen****Profi und Personal Care:**

Emotion	S. 22
Feeling	S. 23
Pedimed	S. 20
Pedisenso Duo	S. 21
Sensitive	S. 22
the file - 620	S. 15
the file - 620 deluxe	S. 20
the file - 625	S. 15
the file - 1030	S. 14
the file - 2020	S. 14
the file - 4030-SX2	S. 12
the file - 4040	S. 10
the file - 5040-SX2	S. 13
Ultra pro S	S. 21

I/J**Inhalation:**

INH-2.1R Ultraschall-Inhalator	S. 26
--------------------------------	-------

I**Intimpflege:**

Intimdsche „Orchidee“	S. 36
Intimdsche „Rose“	S. 36

K/L**Lampen/Licht:**

LTL-749 Tischlampe	S. 19
LTM-30 Tischlupenlampe	S. 19

Luftreiniger:

AC-4000	S. 06
---------	-------

M/N**Masken:**

MNS-100 Atemschutzmaske	S. 04
MNS-100 Black Atemschutzmaske	S. 05

Massagegeräte:

ITM Pro Hand-Massagegerät	S. 34
---------------------------	-------

O/P**Pulsoximeter:**

PM-200 Pro Fingerspitzen Pulsoximeter	S. 29
PM-100 Pulsoximeter	S. 30
PM-100 Connect Pulsoximeter	S. 30

S**Schleifkörper-Sets:**

Comfort Set	S. 72
Hornhaut Set	S. 72
Modellage Set Basic	S. 71
Modellage Set Blue Mix	S. 70
Modellage Set HM-Bitset Pro	S. 71
Modellage Set Master	S. 71
Modellage Set Keramik	S. 70
Modellage Set Regenbogen	S. 70
Natural Set	S. 72
Personal Care Set	S. 71

Schleifkörper:

Blue-Mix-Bits	S. 74
Diamant-Bits	S. 78
Diamant-Bits mit Kühlkanälen	S. 79
Hartmetall-Bit, blau Serie	S. 76
Hartmetall-Bit, gelbe Serie	S. 76
Hartmetall-Bit, rote Serie	S. 76
Hartmetall-Bit, specials	S. 77
Hartmetall-Bit, violette Serie	S. 75
Keramik-Bits	S. 73
Mandrels	S. 80
Polier-Bits	S. 82
Regenbogen-Bits	S. 74
Sandpapier-Bits	S. 81
Saphir-Bits	S. 79
Stahlfräser – rostfrei	S. 77
Stein-Bits	S. 80
Titan-Bits	S. 75

Schuhe:

Pedibelle:	
Pedibelle Alexander	S. 58
Pedibelle Anna	S. 57
Pedibelle Eleine	S. 57
Pedibelle Jonas	S. 58

Verbandschuhe:

Flex 2	S. 59
GentleWalk-Hi	S. 63
GentleWalk-Lo	S. 63
Grainau	S. 60
München 2 LXL	S. 64
München 3	S. 64
Pantomobil D	S. 66
Sanicabrio	S. 62
Sanicabrio DXL	S. 61
Sanicabrio LXL	S. 61
Sanisoft	S. 63
Sanisoft D	S. 62
TheraLight 1	S. 66
Theramed D1	S. 65
Theramed D3	S. 65
Wallgau	S. 60

Sohlen:

Ersatz-Einlegesohlen	S. 67
Huber Fersensporen	S. 69
Huber Gelenkentlastung	S. 69
Huber Hallux-Valgus	S. 68

Sprudelbad:

FB-100 Fußsprudelbad	S. 35
----------------------	-------

Staubabsaugung:

Nailfan	S. 17
Nailfan mini	S. 17

T**TENS/EMS-Geräte:**

EMT-4	S. 33
EMT-6 Kombigerät	S. 32
IT-6	S. 32
Tens 1000 s	S. 33

Thermometer:

IRT-80 Infrarot-Thermometer	S. 28
IRT-100 Infrarot-Thermometer	S. 27
PFT-3.7 Digitales Fieberthermometer	S. 28

U/V**UV-Lampen:**

UVL-36 S	S. 18
UVL-54 "All-In"	S. 18

W/X**Wärmeprodukte:**

HGP-1.7 Wärme-Heizgürtel	S. 41
HKP-1.2H Kuschel-Heizkissen	S. 42
HKP-1.6 XL Kuschel-Heizkissen	S. 42
KFS-100 Fußwärmer	S. 43
HKP-1.8 XXL Heizkissen	S. 39
KHP-2.3 Kuschelheizdecke	S. 38
KHP-2.3G Kuschelheizdecke	S. 38
KHP-2.3S Strick-Heizdecke	S. 39
NRP-2.0 Schulter- und Nackenheizkissen	S. 40
NRP-2.4 Rücken- und Nackenheizkissen	S. 41
NRP-5.4 Rücken- und Nackenheizkissen	S. 40
UBS-2.4 Unterbett	S. 43

Y/Z**Zubehör:**

Batterien / Akkus	S. 91
Elektroden	S. 90
Ersatzfilterbeutel	S. 86
Fußpedale	S. 86
Handstücke	S. 85
Inhalator	S. 89
Kontaktgel	S. 91
Kontaktkabel	S. 91
Luftreiniger-Zubehör	S. 87
Manschetten	S. 88
Nailfan Zubehör	S. 87
Nailfan Mini Zubehör	S. 87
Profi-Zubehör	S. 84
Zubehör UVL-36, UVL-36 S	S. 87
Vaginal-/Analsonde	S. 91

Medisana Zubehör:

S. 92

Ihre Ansprechpartner

Zentrale / Auftragsbearbeitung:

Tel.: +49 (0)8821/9621-0
info@promed.de

Geschäftsführung, Marketing und Vertrieb:

Andreas Schuster
Tel.: +49 (0)8821/9621-0

Export & Versandhandel:

Marsha Lo
Tel.: +49 (0)8821/9621-12

Service / Retoure:

Tel.: +49 (0)8821/909 65 50

Außendienst

Bernd Hegeler

DE-Region PLZ: 2, 3, 49
Tel.: 0151/174 815 13

Marlon Osthoff

DE-Region PLZ: 4 (ohne 49); 5 ohne 55
Tel.: 0171/777 71 80

Gabriele Zimmer

DE-Region PLZ: 55, 6, 7, 88, 89
Tel.: 0171/932 18 85

Frau Gedak

DE-Region PLZ: 80-87; 90-97
Tel.: 0151/113 273 51

Geschäftszeiten:

Montag - Donnerstag:
08:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr
Freitag: 08:00 - 12:00 Uhr

Anschrift Retoure

(Paket-/Rücksendungen):

Promed GmbH, Bischofstr. 1, D-82490 Farchant

Impressum

Änderungen / AGB

Technische Änderungen, Weiterentwicklungen, Druckfehler, Satzfehler und Irrtümer bleiben auch ohne Ankündigung vorbehalten. Unsere aktuellen AGB's finden Sie jederzeit auf unsere Webseite.

Copyright

Die in dem Katalog veröffentlichten Informationen (Text- und Bildmaterial, Grafiken), sowie deren Struktur unterliegen dem Urheberrecht der Promed GmbH, teilweise auch dem Copyright Dritter. Ohne unser schriftliches Einverständnis ist Vervielfältigung, Verbreitung, Wieder- und Weitergabe, Speicherung und sonstige Nutzung ausdrücklich untersagt.

© Copyright 2024, Promed GmbH, Deutschland



Promed GmbH

Lindenweg 11
D-82490 Farchant
Germany

Tel. +49 (0)8821/9621-0
Fax +49 (0)8821/9621-21

E-Mail: info@promed.de
Internet: www.promed.de

Betriebsleiter: Manfred Eiberger
Geschäftsführer: Andreas Schuster, Thomas Hollefeld
HRB: 135838
Amtsgericht München
USt.-ID: DE 1283/68339



www.promed.de

Zertifiziert nach DIN EN ISO 13485