



# HEALTH & BEAUTY

2024

FRANÇAIS



[www.promed.de](http://www.promed.de)



---

Titulaire de la certification DIN EN ISO 13485

---

Valable à compter du 1er janvier 2024

# SOMMAIRE

## Limes électriques

Santé et sécurité au travail .....	4
Limes pour stylisme ongulaire professionnel.....	8
Lampes UV + aspirateurs .....	17
Limes pour la maison / en déplacement.....	20
Meules.....	70

## Prévention de la santé

Masques .....	4
Purificateurs d'air.....	6
Tensiomètres.....	24
Thermomètres .....	27
Oxymètres .....	29
Glucomètres.....	31

## Thérapie

Inhalation .....	26
TENS/EMS .....	32

## Bien-être

Massage.....	34
Chaleur.....	37
Air ambiant / diffuseurs d'huiles essentielles .....	44
Huiles parfumées .....	48

## Chaussures, semelles et accessoires

Présentation des chaussures confort Promed.....	50
Tableau explicatif des différents modèles Promed.....	54
Tableaux des pointures Promed .....	56
Chaussures confort « Pedibelle » Promed.....	57
Chaussures thérapeutiques Promed .....	59
Semelles Huber by Promed .....	68

## Accessoires

Meules, etc.....	70
Brassards + inhalateurs .....	88
Électrodes + TENS/EMS.....	90
Accessoires Medisana .....	92

<b>Supports publicitaires .....</b>	<b>93</b>
-------------------------------------	-----------

<b>Glossaire.....</b>	<b>94</b>
-----------------------	-----------

<b>Mentions légales .....</b>	<b>97</b>
-------------------------------	-----------



Art. n° 333001 | EAN 40 43641 33023 1

## MNS-100

Masque de protection respiratoire

EN 149:2001 +A1:2009 ;  
Règlement (UE) 2016/425

promed

Également homologué pour les studios, salons, salons de coiffure, salons de pédicure...

Système de filtration à 3 couches efficace : Spunbond, Meltbond, Nonwoven



Classe de protection FFP2 NR



Design en 3D pour une respiration confortable



Système de filtration à 3 couches



Taille unique flexible

- Protection contre les substances nocives pour la santé, telles que les particules fines, les aérosols liquides et les substances biologiques (bactéries, virus, champignons). Prévention efficace contre les allergènes et les germes. Conçu pour vous protéger, vous et votre environnement.
- Excellente filtration de 95 % de l'ensemble des particules dans l'air
- Matière hypoallergénique pour un haut niveau de confort
- Contrôlé et certifié CE conformément à la norme EN 149:2001 +A1:2009 ; Règlement (UE) 2016/425 pour l'équipement de protection individuelle

- Coupe idéale : forme en V avec contour du nez
- Emballage individuel hygiénique pour prévenir la contamination du masque avant utilisation
- Taille unique flexible : masques à usage unique ; ne pas laver
- Contenu : 10 pièces, avec crochets et notice
- Également disponible en plus grande quantité sur demande – Infos sur : [info@promed.de](mailto:info@promed.de)

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de masque : FFP2 NR, catégorie III - Dimensions du produit (plié) : 106,7 x 155 mm - Poids du produit : env. 8 g - Durée de conservation : 3 ans - CE 2834

## MNS-100 Black

Masque de protection respiratoire

EN 149:2001 +A1:2009 ;  
Règlement (UE) 2016/425

Système de filtration à 3 couches  
efficace : Spunbond, Meltbond,  
Nonwoven



Également homologué pour les  
studios, salons, salons de coiffure,  
salons de pédicure...



**Classe de protection FFP2 NR**



**Design en 3D pour une respiration confortable**



**Système de filtration à 3 couches**



**Taille unique flexible**

- Protection contre les substances nocives pour la santé, telles que les particules fines, les aérosols liquides et les substances biologiques (bactéries, virus, champignons). Prévention efficace contre les allergènes et les germes. Conçu pour vous protéger, vous et votre environnement.
- Excellente filtration de 95 % de l'ensemble des particules dans l'air
- Matière hypoallergénique pour un haut niveau de confort
- Contrôlé et certifié CE conformément à la norme EN 149:2001 +A1:2009 ; Règlement (UE) 2016/425 pour l'équipement de protection individuelle

- Coupe idéale : forme en V avec contour du nez
- Emballage individuel hygiénique pour prévenir la contamination du masque avant utilisation
- Taille unique flexible : masques à usage unique ; ne pas laver
- Contenu : 10 pièces, avec crochets et notice
- Également disponible en plus grande quantité sur demande – Infos sur : [info@promed.de](mailto:info@promed.de)

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de masque : FFP2 NR, catégorie III · Dimensions du produit (plié) : 106,7 x 155 mm · Poids du produit : env. 8 g · Durée de conservation : 3 ans · CE 2834



# AC-4000

Purificateur d'air avec fonction Wi-Fi

Taux d'épuration CADR de jusqu'à 420 m<sup>3</sup>/h

**Efficace contre les virus et bactéries, les poussières de toutes sortes, le pollen, les acariens, la fumée / les odeurs**



Commande possible à l'aide d'une application pour smartphone



Fourni avec une télécommande



**ultra-silencieux**

- Capacité de filtrage élevée grâce au filtre combiné (filtre HEPA H13, charbon actif, photocatalytique, catalytique à froid)
- Préfiltre en aluminium à 3 niveaux (lavable)
- Désinfection UV par lumière ultraviolette
- Affichage en couleur à 3 niveaux AQI de la qualité de l'air (Air Quality Indicator), capteur de particules intégré
- Taux d'épuration CADR (Clean Air Delivery Rate) de jusqu'à 420 m<sup>3</sup>/h
- Fonction de minuterie entre 1 et 9 heures
- Affichage de température et affichage d'humidité
- 3 niveaux de puissance du ventilateur ainsi que mode veille, mode automatique, mode manuel
- Convient pour des espaces de jusqu'à 70 m<sup>2</sup>
- Rappel automatique du remplacement du filtre
- Simplicité d'utilisation grâce au grand écran tactile, sécurité enfants

## Promed AC-4000 : la solution idéale pour purifier l'air dans les lieux clos.

Équipé d'un filtre combiné, le purificateur d'air haute qualité neutralise avec efficacité les polluants comme les virus, les bactéries, les poussières de toutes sortes (même les particules fines), la moisissure, le pollen, les acariens, la fumée et les odeurs. Il élimine jusqu'à 99,95 % des microorganismes généralement présents dans l'air.



- ✓ Filtre parfaitement les particules, avec un degré d'efficacité de jusqu'à 99,95 %
- ✓ Purification de l'air améliorée grâce à un générateur d'ions : génère 5 millions d'anions/cm<sup>3</sup>
- ✓ Améliore la qualité de l'air et favorise la santé : élimination garantie des particules


### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Surface d'application :	jusqu'à env. 70 m <sup>2</sup>	Alimentation électrique :	220 - 240 VAC, 50 Hz Puissance nominale : 85 W
Capacité de purification CADR :	380 - 420 m <sup>3</sup> /h (Clean Air Delivery Rate)	Bruit de fonctionnement :	35 dB(A) - 55 dB(A)
Concentration d'anions :	produit 5 millions/cm <sup>3</sup> (qualité d'air améliorée)	Dimensions en cm :	env. 41,5 x 25,5 x 69,5
Lampe UV :	220 V, 4 W, 254 nm, UVC, culot T5/G5	Poids :	env. 8 kg

### CONTENU

- 1x purificateur d'air AC-4000
- 1x préfiltre en aluminium et filtre combiné
- 1x lampe à tube de désinfection UVC
- 1x télécommande
- 2x pile 1,5 V AAA
- 1x mode d'emploi

[Art. n° 334001]



[Art. n° 334002]

Accessoires de rechange disponibles à la commande : jeu de filtres et lampe UVC (voir page 87)





## Points forts des limes Promed

Nous vous offrons une technologie dernier cri et un service haut de gamme.

Nos produits sont de haute qualité et résistants.

Notre personnel hautement qualifié reste à votre entière disposition pour toute question.



## Appareils professionnels pour soigner la peau et les ongles

En tant que fabricant leader de fraises professionnelles de haute technologie éprouvées, Promed développe, invente et conçoit ses appareils en étroite collaboration avec les utilisateurs ainsi que des ingénieurs médico-techniques.

Nous mettons nos plus de 30 années d'expérience à votre service afin de vous offrir des innovations utiles, destinées à grandement faciliter votre travail auprès du client, à accroître votre rapidité et à améliorer votre confort.

Promed a été le premier fabricant à développer des innovations techniques telles que l'ASC (Automatic Speed Control) ou le système éprouvé OPC (Overload Protection Control).

Les appareils Promed font l'objet de tests réguliers, effectués par des organismes de contrôle reconnus, et sont soumis à des normes de sécurité allemandes et internationales des plus strictes. Outre des innovations techniques remarquables, notre service après-vente unique fait notre force. Dans le cadre du service de maintenance annuel recommandé pour votre appareil, nous vous proposons un appareil de prêt si vous le souhaitez (uniquement en Allemagne).

Nous sommes présents sur les salons Beauty suivants en Allemagne :







# Une technologie qui fait la différence

## APE – Automatic Power Electronics

pour un fonctionnement efficace et puissant. Le système électronique intelligent alimente le moteur avec encore plus d'électricité, même à faible régime.

## ASC – Automatic Speed Control

Numérique, le système automatique de contrôle de vitesse détecte les pertes de vitesse dès qu'une pression est exercée sur la meule lors du limage, et compense ces dernières automatiquement. L'appareil conserve ainsi sa vitesse programmée, et vous profitez à tout moment de sa pleine puissance. Grâce à lui, vous serez particulièrement rapide dans votre travail.

## OPC – Overload Protection Control

Unique, le système de protection contre les surcharges détecte automatiquement une surcharge du moteur correspondant, et veille donc à ce que l'appareil ne soit pas endommagé. Ce système existe sur les pièces à main et, le cas échéant, sur les turbines d'aspiration.

### Système de protection contre les surcharges pour moteur de pièce à main :

En cas de blocage ou de surcharge de la pièce à main, la pièce à main et, le cas échéant, la turbine d'aspiration s'arrêtent.

### Système de protection contre les surcharges pour turbine d'aspiration :

En cas de refroidissement insuffisant de la turbine d'aspiration et en cas de température ambiante critique à l'intérieur du carter de la turbine d'aspiration, la turbine d'aspiration et la pièce à main s'arrêtent.

## Arrêt de sécurité

En cas de vitesse trop élevée et de pression trop importante lors du limage, le système électronique détecte ces phénomènes et désactive l'appareil. Le cas échéant, vous devez régler l'inverseur de sens de rotation de l'appareil sur zéro (position du milieu) pour pouvoir remettre l'appareil en service.

## Surfaces

Films résistants aux dissolvants dans un magnifique look métallique argenté.

## Puissance

Un système électronique intelligent, commandé par microprocesseur, offre plus de puissance, pour encore plus de vivacité.

## Système de réglage tout-en-un

Grand, maniable et facile à utiliser, ce système permet de choisir à la fois le régime et le sens de rotation.

## Pièces à main

Innovation conçue à partir d'un mélange d'aluminium et d'acier inoxydable dans une construction légère avec roulement à billes de précision. Micromoteurs ultra-puissants. Pour un travail ergonomique et sans vibration. Les pièces à main non métalliques sont fabriquées en matière plastique spéciale.

## Promed : profitez de notre savoir-faire.



Soins des mains



Soins des pieds



Ongles artificiels



ASC (Automatic Speed Control)



OPC (Overload Protection Control)



APE (Automatic Power Electronics)



Arrêt de sécurité



Lumière froide / lampe LED



Fonctionnement sur batterie

## the file – 4040

Lime ultra-moderne à aspiration intégrée, équipée d'un moteur de pièce à main et de système d'aspiration sans balais

### INNOVATION ET TECHNOLOGIE « Made in Germany »

- ① Haute puissance d'aspiration longue durée !
- ② Système ultra-silencieux !
- ③ Pièce à main légère et ergonomique !



#### ① Double moteur d'aspiration (sans balais) :

La lime 4040 est équipée de deux turbines d'aspiration sans balais. La haute dépression ainsi générée garantit une puissance d'aspiration élevée sur une longue durée. Pendant le limage, les particules fines sont aspirées au niveau de la tête de la pièce à main et transportées à travers le tuyau, afin d'atterrir plus rapidement et facilement dans la poche filtrante. Les moteurs sans balais garantissent l'absence totale de poussières de carbone polluantes.

#### ② Ultra-silencieux :

Malgré la puissance d'aspiration élevée, le système spécial d'isolation acoustique permet un travail agréable.

#### ③ Pièce à main ergonomique et légère (env. 100 g), équipée d'une pince automatique, d'un tuyau d'aspiration et d'un tiroir (à filtre) :

Pièce à main en plastique ergonomique et très légère, dotée d'un puissant moteur. Finition de qualité. Idéal pour effectuer des activités de manucure et de pédicure sans nuire aux articulations. Le micromoteur intégré dans la pièce à main peut atteindre une vitesse de rotation de 40 000 tr/min. Le bouton veille garantit une mise en marche et un arrêt rapides de l'appareil pendant le travail. Aspiration puissante à 360 degrés directement au niveau de la lime.



La pince automatique permet un échange simple et rapide des embouts. Nettoyage / désinfection très facile de la pièce à main et du tuyau d'aspiration ultra-flexible.

#### ④ Écran tactile couleur (4,3 pouces) high tech recouvert à l'avant d'un film protecteur brossé :


Grand écran tactile couleur, facile à utiliser. La vitesse de rotation de la pièce à main peut être réglée sur une valeur allant jusqu'à 40 000 tr/min. 6 niveaux d'aspiration réglables (Eco à Max). 3 touches de mémoire pour les opérations répétitives. Affichage du sens de rotation, de la vitesse de rotation, de la puissance d'aspiration, des mises en garde, de l'entretien nécessaire et du remplacement du filtre.

6 niveaux d'aspiration réglables (Eco à Max)

Jusqu'à 40 000 tr/min (réglage avec les touches -/+ ou le curseur)



Sens de rotation à droite / à gauche



Touches de mémoire



**POUR UN TRAVAIL PROPRE ET RESPONSABLE**

Afin de préserver votre santé et votre environnement, les particules fines sont directement aspirées au niveau de la pièce à main lorsque vous travaillez, avant d'être transportées jusque dans la poche filtrante. La formation de poussières dans votre salon est réduite au maximum, afin d'éviter tout risque pour votre santé et votre entourage.

**5 Surveillance de la quantité de poussières avec arrêt de sécurité :**

Le capteur de poussières intégré contrôle la formation de poussières dans l'appareil. En présence de poussières dans l'appareil, due p. ex. à une défaillance de la poche filtrante, l'appareil s'arrête automatiquement afin d'éviter tout endommagement du moteur.

**6 Protection anti-surchauffe (moteur + pièce main) :**



La lime possède une fonction d'arrêt automatique en cas de surchauffe des moteurs du système d'aspiration et de la pièce à main. Les moteurs s'arrêtent automatiquement dès que la température de l'appareil ou de la pièce à main devient trop élevée.

**7 Filtre de sortie d'air anti-particules fines :**

Afin de protéger l'environnement et votre santé, l'appareil embarque un filtre destiné à purifier l'air rejeté contenant de la poussière fine.



**Une forme plate et dynamique : idéale pour votre salon...**



- Grand écran (4,3 pouces) à fonction tactile et curseur de défilement, affichage numérique en couleur
- Réglable en continu sur une valeur allant jusqu'à 40 000 tr/min (marche à droite / à gauche)
- 3 touches de mémoire pour les opérations individuelles
- Message d'avertissement pour le remplacement de la poche filtrante
- Protection anti-surchauffe : arrêt de sécurité des moteurs en fonction de la température
- Haute capacité d'aspiration, très silencieux : 6 niveaux réglables (Eco à Max)
- Pièce à main ergonomique et ultra-légère (100 g) avec bouton veille (anti-poussière)

- Tuyau d'aspiration flexible (env. 140 cm de long)
- Guide-fil fourni pour faciliter le travail
- Indicateur d'entretien / affichage des intervalles d'entretien
- 2 poches filtrantes (env. 14 x 18 cm) incluses, faciles à remplacer, résistantes et extra-larges
- En option : pédale (marche/arrêt), voir accessoires p. 86

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Dimensions : (l x h x p) 284 x 140 x 330 mm · Poids : env. 3,5 kg · Alimentation électrique : 100 - 240 VAC, 50/60 Hz · Vitesse de rotation : jusqu'à 40 000 tr/min · Taille de l'écran : 4,3 pouces · Longueur du câble d'alimentation : env. 200 cm · Longueur du tuyau : env. 140 cm · Niveau sonore : puissance d'aspiration Eco = env. 40 dB(A) ; puissance d'aspiration Max = env. 54 dB(A)

**ACCESSOIRES**



Poche filtrante 1x (blanc) + 1x dans l'appareil



Guide-fil pour le tuyau

**ACCESSOIRES EN OPTION**



Pédale (marche/arrêt)



Support de pièce à main

## the file – 4030-SX2

Par amour pour votre santé !

Lime moderne à aspiration intégrée

Formation de poussières grandement réduite grâce à un système d'aspiration directe, placé au niveau des meules. Parfait pour le stylisme onguulaire et la pédicure.



Vidéo du produit :



- Clavier à membrane (soft keys) avec affichage numérique
- Réglable en continu sur une valeur allant jusqu'à 30 000 tr/min (marche à droite / à gauche)
- 3 touches mémoires pour des régimes personnalisés
- Message d'avertissement pour le remplacement de la poche filtrante
- Arrêt de sécurité lié à la température en cas de surcharge
- Grande puissance d'aspiration (turbine de 350 watts, réglable en continu), très silencieuse
- Pièce à main ergonomique et ultra-légère (95 g) avec bouton veille
- Tuyau d'aspiration flexible, avec guide-fil
- 5+1 poches filtrantes (14 x 18 cm) incluses, faciles à remplacer, résistantes et extra-larges
- Support de pièce à main inclus
- En option : pédale (marche/arrêt) et pédale d'accélération électronique (voir accessoires p. 86)

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Dimensions : (l x h x p) 225 x 170 x 230 mm · Poids : env. 2,6 kg · Alimentation électrique : 230 VAC / 50 Hz, 350 VA (115 VAC / 60 Hz, 350 VA au choix) · Turbine : 350 watts · Bruit : 62 dB(A) · Vitesse de rotation : jusqu'à 30 000 tr/min

Puissance à vide et nombre de tours



Vue du clavier et avertissement de remplacement du filtre


 TRAVAILLER DANS UN ENVIRONNEMENT SAIN

Afin de préserver votre santé, les particules fines sont directement aspirées au niveau de la pièce à main lorsque vous travaillez. La formation de poussières dans votre salon est réduite au maximum. Notre guide-fil unique, placé sur l'appareil, vous garantit un guidage pratique du tuyau d'aspiration.

**ACCESSOIRES**

Poche filtrante 5x (blanc) + 1x dans l'appareil



Support de pièce à main



Outil de nettoyage pour la pince



Guide-fil pour le tuyau

**ACCESSOIRES EN OPTION**

Pédale (marche/arrêt) ou pédale d'accélération

## the file – 5040-SX2

Pulvérisateur professionnel haute pression pour soigner les pieds en milieu humide

**Avec écran couleur !**

Tous types de travaux de fraisure pour les soins des pieds. Traitement des ongles et des callosités.



- 4 touches mémoires pour la programmation de régimes personnalisés
- Micropompe puissante pour un brouillard de pulvérisation très fin (réglable)
- Nettoyage automatique des buses à la mise en marche et à l'arrêt
- Nettoyage automatique de la pompe
- Pièce à main max. 40 000 tr/min (marche à droite / à gauche)
- Pièce à main ergonomique avec dispositif de pulvérisation intégré



- Affichage numérique de la meule recommandée
- Système de protection contre les surcharges pour moteur de pièce à main
- Touche veille pour toutes les fonctions
- Commutateur de veille sur la pièce à main
- Réservoir d'eau (410 ml) : remplissage facile grâce à un système emboîtable
- En option : pédale (marche/arrêt) et pédale d'accélération électronique (voir accessoires p. 86)

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation électrique : 230 VAC / 115 VAC, 50/60 Hz, 105 VA · 207 x 163 x 245 mm (L x l x h) ·  
Puissance de la pompe : 550 mbar, 8 ml/min · Poids : pièce à main 112 g, appareil complet env. 3,2 kg

## NOUVELLES CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL

(en comparaison avec son prédécesseur)

### 1 Nettoyage automatique des buses :

Lorsque l'appareil est mis en marche, il commence par ne souffler que de l'air à travers les buses pour éliminer les saletés. Lorsque l'appareil est éteint, la pompe de pulvérisation continue de fonctionner pendant quelques secondes pour nettoyer la buse ou le système de tuyaux.

### 2 Réglage de la pulvérisation

La lime est équipée d'une micropompe puissante qui génère un brouillard de pulvérisation très fin. Elle offre la possibilité d'adapter la pulvérisation du brouillard pulvérisé selon le liquide utilisé.



Échelle de réglage de la pulvérisation



Art. n° 202025 | EAN 40 43641 20053 4

## the file – 2020

Lime de toute dernière génération pour un travail prolongé

promed

Pour un traitement professionnel des pieds et des ongles



- Vitesse de rotation réglable en continu sur une valeur allant jusqu'à 20 000 tr/min
- Pièce à main en acier inoxydable, ergonomique, puissante et sans vibrations (160 g), spécialement conçue pour soigner les pieds
- Pince rotative professionnelle
- 5 LED pour indiquer le régime
- 1 LED pour indiquer la pédale
- Arrêt de sécurité



- ASC (Automatic Speed Control)
- Système de réglage tout-en-un
- Bouton rotatif serti d'un bijou scintillant de couleur claire (en forme de diamant)
- Pédale disponible en option (marche/arrêt) (voir accessoires p. 86)

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Vitesse de rotation : réglable en continu sur une valeur allant jusqu'à 20 000 tr/min · Alimentation électrique : 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 800 mA ; sec. 24 VDC, 1,5 A · Poids : 450 g · Poids de la pièce à main : 160 g · Dimensions : 130 x 200 x 100 mm (p x l x h)

Art. n° 201030 | EAN 40 43641 20036 7

## the file – 1030

Lime de toute dernière génération pour un stylisme ongulair professionnel

promed

Pour un soin professionnel des ongles artificiels et naturels et un stylisme ongulair de type permanent



Vidéo du produit :



- Vitesse de rotation réglable en continu sur une valeur allant jusqu'à 30 000 tr/min
- Pièce à main en acier inoxydable ergonomique, puissante et sans vibration (160 g)
- Pince rotative professionnelle
- 5 LED pour indiquer le régime
- 1 LED pour indiquer la pédale
- ASC (Automatic Speed Control)
- Arrêt de sécurité



- Système de réglage tout-en-un
- Bouton rotatif serti d'un bijou scintillant de couleur claire (en forme de diamant)
- Pédale disponible en option (marche/arrêt) (voir accessoires p. 86)

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Vitesse de rotation : réglable en continu sur une valeur allant jusqu'à 30 000 tr/min · Alimentation électrique : 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 800 mA ; sec. 24 VDC, 1,5 A · Poids : 450 g · Poids de la pièce à main : 160 g · Dimensions : 130 x 200 x 100 mm (p x l x h)

## the file – 625

Pour la manucure, un stylisme onguilaire facile et une pédicure en douceur



- Vitesse de rotation réglable en continu sur une valeur allant jusqu'à 25 000 tr/min
- Pièce à main en acier inoxydable, légère, ergonomique, puissante et sans vibration (160 g)
- Pince rotative professionnelle
- 5 LED pour indiquer le régime
- Arrêt de sécurité

- Système de réglage tout en un (marche à droite et à gauche, marche/arrêt)
- Bouton rotatif serti d'un bijou scintillant de couleur claire (en forme de diamant)
- Design compact et élégant

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vitesse de rotation : réglable en continu sur une valeur allant jusqu'à 25 000 tr/min · Alimentation électrique : 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 1200 mA ; sec. 24 VDC, 1,5 A · Consommation d'énergie sans charge : < 0,3 W · Rendement moyen en fonctionnement : niveau VI

## the file – 620

Le modèle d'entrée de gamme pour un stylisme onguilaire ambitieux

Parfaitement adaptée aux ongles des mains et des pieds, qu'ils soient naturels, en gel ou en acrylique. Permet également de retirer les petites callosités et les petits durillons en toute facilité.



- Boîtier compact, ultra-léger
- Pièce à main dans un design violet, scintillant (75 g)
- Pince rapide automatique pour embouts standard (tige ø 2,332 - 2,350 mm)
- Support pour pièce à main sur appareil
- Système de réglage tout-en-un (20 000 tr/min, marche à droite / à gauche, marche/arrêt)

- Bouton rotatif serti d'un bijou scintillant de couleur claire (en forme de diamant)
- Arrêt de sécurité (arrêt en cas de surcharge)
- Indicateur de vitesse de rotation
- Appareil le plus léger du marché

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation électrique : 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 800 mA ; sec. 24 VDC, 1,5 A · Vitesse de rotation : 20 000 tr/min · Dimensions : env. 110 x 90 x 80 mm (L x l x h) · Poids : pièce à main 75 g



Art. n° 330210 | EAN 40 43641 33004 0

## UC-50 Nettoyeur à ultrasons

promed

Utilisable pour : bijoux véritables,  
lunettes, prothèses dentaires, instruments,  
meules, CD/DVD, etc.

Compatible avec l'eau du robinet



Illustration non contractuelle



Vidéo du produit :



- Nettoie par des vibrations ultrasons haute fréquence les instruments, les meules, les bijoux véritables, les montres, les CD/DVD, les prothèses dentaires, etc.
- Très solide et silencieux
- Arrêt automatique de l'UC-50 au terme de la minuterie

- Écran LCD rétroéclairé ; fonction minuterie (5 programmations)
- Compatible avec l'eau du robinet
- Compatible avec les produits désinfectants (amélioration du nettoyage et de la désinfection)
- Accessoires : panier, porte-embout, porte-CD, porte-montre



## nailfan

Appareil pour l'élimination des particules fines nocives pour la santé

Homologué pour la classe de poussières  
« L » – DIN EN ISO 60335-2-69



Vidéo du produit :



Finis les doigts froids grâce à une évacuation de l'air froid sur les côtés

- Homologué pour la classe de poussières « L », l'aspirateur nailfan de Promed se distingue par sa qualité, sa facilité d'utilisation et son incroyable puissance.
- Un design ergonomique pour un travail sans effort : pour vous et vos clients
- Support rembourré antistatique et remplaçable
- Pas de doigts froids malgré une puissance d'aspiration élevée
- Silencieux avec faible consommation électrique
- Zone d'entrée des particules ultra-grande, jusqu'à 20 cm

- Grand filtre à particules fines (11 x 19 cm), facile à remplacer (lavable !)
- Aucune poche filtrante nécessaire
- Compartiment séparé pour la vidange des particules, boîtier antistatique
- Second filtre, 1x chiffon anti-poussière Promed inclus
- Accessoires (p. 87)

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions : (l x h x p) 308 x 140 x 340 mm · Poids : env. 1,8 kg · Alimentation électrique : 230 VAC, 50 Hz · Ventilateur : puissance : 22 W, bruit : 46 dB(A) · Débit d'air max. : 180 m<sup>3</sup>/h

## nailfan mini

Aspirateur

Pour les ongles des doigts et des orteils

Idéal pour le salon et la maison



- Appareil ultra-léger, facile d'utilisation
- 2 niveaux d'aspiration réglables (silencieux)
- Grande puissance d'aspiration sur toute la surface d'appui
- Remplacement et nettoyage faciles du filtre (réutilisable)
- Design ergonomique avec hauteur d'appui agréable pour les mains

- Petit, pratique et transportable : idéal en déplacement
- Accessoires (p. 87)

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions : (l x h x p) 240 x 185 x 60 mm · Poids : env. 570 g · Alimentation électrique : 100 - 240 VAC, 50/60 Hz 0,6 A · Ventilateur : niveau I : 3000 tr/min / 24 W, niveau II : 4500 tr/min / 36 W

Art. n° 223005 | EAN 40 43641 22004 4

## UVL-54 « All-In »

### Sèche-ongles UV LED



Pour durcir tous les ongles en acrylique et gel UV / LED



- Convient aux ongles des mains et des orteils, pour durcir l'acrylique et le gel UV + LED
- Système Dual Power avec 36 LED pour un durcissement homogène
- 4 programmations différentes (10 s / 30 s / 60 s / 99 s)
- Fonction anti-chaueur avec minuterie de 99 s
- Base amovible (magnétique)



- Système de capteur automatique (marche / arrêt – barrière lumineuse intégrée jusqu'à 120 s)
- LED haute définition : durée de vie d'env. 50 000 heures
- Affichage numérique

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (L x l x h) en mm : 221 x 205 x 92 ; alimentation électrique : 100 - 240 VAC ; 50/60 Hz, 0,3 A ; longueur d'onde des LED UV (λ) : 365 nm - 405 nm ; durée de vie des LED : env. 50 000 h ; dimensions du tunnel en mm : 130 x 48 x 127 (l x h x p)

Art. n° 330040 (blanc) | EAN 40 43641 33019 4

Art. n° 330045 (rose vif) | EAN 40 43641 33020 0

## UVL-36 S

### Lampe UV pour le durcissement du gel et de l'acrylique

4 ampoules UV incluses  
(faciles à remplacer)



- Stylisme ongulaire professionnel à domicile
- Idéal pour le durcissement du gel et de l'acrylique
- Miroir 360 degrés pour un durcissement homogène
- Utilisation facile grâce à 4 niveaux de programmation (90 s / 120 s / 30 min / 60 min)
- Base amovible pour un remplacement facile des ampoules


- 4 pieds en caoutchouc antidérapants pour un maintien parfait
- Accessoires voir p. 87

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions : env. 253 x 221 x 113 mm (L x l x h) - Poids : env. 1,04 kg - Alimentation électrique : 230 VAC, 50 Hz, 36 W - Temps de fonctionnement : 90 s / 120 s / 30 min / 60 min - Douille G23 - Longueur d'onde des lampes : λ = 365 nm

## LTM-30

Lampe-loupe de table LED  
pour un travail confortable




- Lampe-loupe de table LED compacte pour votre poste de travail, votre atelier, pour lire et bien plus encore
- 30 ampoules LED pour une excellente luminosité
- Grossissement de 175 % en travail (3 dpt)
- Lentille 4 pouces de haute qualité avec cache de protection
- Réglage facile de la position et de la hauteur de la lentille
- Tête et bras rotatifs (système multidimensionnel)

- Design ergonomique et pied stable
- LED longue durée (High Quality Long Life)
- LED bien plus robustes que les tubes traditionnels
- Éclairage froid, sans ombre, pour un travail confortable dans de bonnes conditions de lumière
- Taille de la lentille : lentille 4 pouces (Ø 10,2 cm)
- Température de couleur : 6200 K (blanc neutre)
- Dimensions (Ø x l x h) : 16 x 18 x 39 mm

## LTL-749

Lampe LED de table pour  
une flexibilité maximale



- Design élégant et stylé
- Éclairage très lumineux et uniforme
- Finis les yeux fatigués, travail détendu garanti
- Idéale pour votre salon de manucure, votre poste de travail, sur chaque table, dans votre chambre à coucher ou à l'école
- Réglage de la luminosité sur 3 niveaux du bout du doigt grâce à un simple bouton
- Réglage multidimensionnel sur 3 axes

- Barre LED réglable à 360°
- Tube LED High Quality Long Life : env. 40 000 heures
- Économies d'énergie garanties par comparaison avec des lampes traditionnelles
- Lampe LED avec dispositif anti-éblouissement intégré
- Châssis fabriqué en aluminium de haute qualité
- Socle antidérapant
- Dimensions de la barre LED : env. 33 cm de long
- Luminosité : env. 5000 K (équivalent à la lumière du jour)

Art. n° 200630 | EAN 40 43641 20033 6

## the file – 620 deluxe (manucure / pédicure)



43 accessoires inclus

Appareil le plus léger du marché !

« La classe  
professionnelle  
pour la maison »



- Pour la réalisation de soins de beauté sur les ongles et du stylisme ongulaire jusqu'au traitement de la peau calleuse
- Réglable en continu sur une valeur allant jusqu'à 20 000 tr/min (marche à droite / à gauche)
- Pièce à main dans un design violet, scintillant (léger, 75 g)
- Bloc d'alimentation séparé pour une force d'entraînement maximale
- Système de réglage tout-en-un
- Protection contre les surcharges
- Bouton rotatif serti d'un bijou scintillant de couleur claire (en forme de diamant)

Art. n° 114010 | EAN 40 43641 11006 2

## Pedimed (appareil pour les callosités) Kit de pédicure professionnel pour des pieds soyeux




- Élimine facilement, efficacement et en douceur l'excès de peau
- Élimine rapidement et simplement l'excès de callosités sur vos pieds et talons dès la première utilisation
- Traitement doux et efficace de votre peau et de vos ongles
- Manipulation sûre et aisée grâce au design ergonomique
- Lime fine et légère, tenant bien dans la main
- Vitesse de rotation de 20 000 tr/min (marche à droite / à gauche commutable)
- Meules de haute qualité et durables de dimensions standard
- Idéal en voyage et sur la route
- Inclut 30 bandes de polissage, 5 meules dans le coffret design, étui de créateur

# Ultra Pro S

(manucure / pédicure)

42 accessoires inclus

« La crème du haut de gamme »



- Séduit par son confort d'utilisation
- Vitesse de rotation réglable en continu sur une valeur allant jusqu'à 13 000 tr/min au moyen des boutons
- Marche à droite / à gauche professionnelle pour un travail facile dans les zones difficiles
- Un appareil tout-en-un pour soigner les ongles, éliminer les callosités et s'adonner au stylisme ongulaire
- Étui de rangement pratique

# Pedisenso Duo

(manucure / pédicure)

44 accessoires inclus

« La lime pour diabétiques »

Vidéo du produit :



- Travail sans risque de blessures grâce à la « pince de sécurité pour diabétiques »
- Arrêt automatique en cas de pression excessive
- Technologie puissante éprouvée avec engrenage planétaire (pour retirer les callosités)
- Vitesse de rotation réglable en continu sur une valeur allant jusqu'à 4000 tr/min
- Accessoires : pinces, voir p. 84
- Étui de rangement pratique

Art. n° 173010 | EAN 40 43641 17001 1

promed

## Sensitive

(manucure / pédicure)

42 accessoires inclus

« Le top du top avec éclairage LED »

Vidéo du produit :



- Lumière froide (éclairage LED), arrêt de sécurité
- Vitesse de rotation réglable en continu sur une valeur allant jusqu'à 12 000 tr/min
- Boutons de commande Soft-Touch pratiques et anti-poussières pour le réglage de la marche à droite / à gauche

- Transformateur pour un déploiement optimal de la puissance ; affichage de l'intensité avec 5 LED
- Étui de voyage pratique et chiffon microfibre inclus

Art. n° 100030 | EAN 40 43641 10005 6

promed

## Émotion

(manucure / pédicure)

41 accessoires inclus

« Appareil polyvalent avec éclairage LED »

Avec boîte de rangement Avec lumière froide (éclairage LED)



- Pour un traitement sûr et facile des ongles et des zones à problèmes telles que les callosités, par exemple au niveau des têtes de métatarses et des talons
- Vitesse de rotation réglable en continu sur une valeur allant jusqu'à 12 000 tr/min

- Arrêt de sécurité empêchant toute blessure en cas de pression excessive
- Touches faciles à utiliser pour le réglage de la vitesse et du sens de rotation

# Feeling

(manucure / pédicure)

6 accessoires inclus

« Avec fonctionnement sur batterie »



Porte-embouts inclus



- Pour raccourcir et façonner les ongles, pour réparer les ongles (artificiels) fendillés et pour éliminer facilement les cuticules et les zones cutanées épaisses
- Nouvelle pince pour un changement encore plus rapide des embouts, concentricité optimisée

- 2 niveaux (7000 tr/min, 11 000 tr/min)
- Liberté de mouvement maximale sans câble
- Moteur ultra-puissant (nouveau) pour fonctionnement sur batterie

Numéro d'article à suivre

# Feeling NEXT GENERATION

(manucure / pédicure)

Nouveau : désormais avec fonction de recharge USB !

6 accessoires inclus

Bientôt disponible

« Avec fonctionnement sur batterie »



Porte-embouts inclus



- Pour raccourcir et façonner les ongles, pour réparer les ongles (artificiels) fendillés et pour éliminer facilement les cuticules et les zones cutanées épaisses
- Nouvelle pince pour un changement encore plus rapide des embouts, concentricité optimisée

- 2 niveaux (7000 tr/min, 11 000 tr/min)
- Liberté de mouvement maximale sans câble
- Moteur ultra-puissant (nouveau) pour fonctionnement sur batterie



## Santé et tension artérielle



Les produits destinés à la mesure de la tension artérielle améliorent la prévoyance et optimisent votre santé.

### Le premier pas vers une meilleure santé : le check-up

Le bilan de santé (check-up) est de plus en plus tendance, d'une part du fait du renforcement de l'éducation à la santé au sein de la population, et d'autre part, du fait du progrès de la recherche médicale.

Mesurez et contrôlez régulièrement votre tension artérielle et votre pouls avec précision. Surveillez votre santé et décelez toute anomalie à temps.





## PBM-4.2

Tensiomètre bras

Inclus : brassard (22 - 42 cm),  
poche de rangement et 4 piles



**WHO Classification**  
WHO=World Health Organization

- Mesure précise sur le bras
- 2 x 90 emplacements de mémoire (2 utilisateurs)
- Affichage : systole, diastole, pouls, date, heure
- Indicateur d'arythmies
- Calcul de la moyenne des 3 dernières mesures
- Classement des valeurs mesurées selon l'OMS

Brassards disponibles en différentes tailles, voir page 88

- Grand écran LCD numérique
- Fonction d'arrêt automatique après 3 minutes
- Brassard inclus, taille 22 - 42 cm
- 4 piles AA incluses (1,5 V)
- Plage de mesure : – tension artérielle : 0 - 299 mmHg  
– pouls : 40 - 199 battements/min

## PBM-3.5

Tensiomètre bras

Inclus : brassard, T. M (22 - 32 cm),  
poche de rangement et piles



**WHO Classification**  
WHO=World Health Organization

- Mesure précise de la tension artérielle sur le bras
- 90 emplacements de mémoire par utilisateur (2 utilisateurs)
- Affichage : systole, diastole, pouls, date, heure
- Indicateur d'arythmies
- Affichage de la moyenne des 3 dernières mesures
- Grand écran LCD numérique : env. 72 x 53 mm

Brassards disponibles en différentes tailles, voir page 88

- Fonction d'arrêt automatique après 3 minutes
- Fonctionnement avec 4 piles AA ou adaptateur réseau 6 V
- Inclus : piles et poche de rangement
- Plage de mesure : – tension artérielle : 0 - 299 mmHg  
– pouls : 40 - 199 battements/min

## HGP-30

Tensiomètre poignet



**WHO Classification**  
WHO=World Health Organization

- 120 emplacements de mémoire par utilisateur (2 utilisateurs)
- Affichage : systole, diastole, pouls, date, heure
- Indicateur d'arythmies
- Affichage du niveau des piles
- Calcul de la moyenne des 3 dernières valeurs enregistrées
- Classement des valeurs mesurées selon le système d'évaluation de l'Organisation mondiale de la santé (OMS)
- Inclus : 2 piles AAA (1,5 V), boîte de rangement
- Brassard pour tour de poignet de 135 à 210 mm
- Plage de mesure : – tension artérielle : 30 - 280 mmHg  
– pouls : 40 - 200 battements/min

Art. n° 421010 | EAN 40 43641 40041 5

## INH-2.1R Inhalateur à ultrasons

Traitement en douceur des maladies respiratoires

**Convient aux personnes allergiques :  
100 % sans latex**


**Kit de démarrage pratique en  
déplacement**



- Haute efficacité grâce à un système de brumisation à micro-membrane innovant (technologie Mesh) avec de toutes petites gouttelettes
- Temps d'inhalation court grâce à une brumisation à ultra-haut débit (0,2 - 1,0 ml/min)
- Particulièrement efficace grâce à une haute teneur en aérosol respirable
- Inhalation avec masque ou embout buccal – sans danger pour les enfants
- Brumisation silencieuse
- Petit et pratique (portable) : idéal en déplacement
- Volume de remplissage : max. 8 ml
- Débit de brumisation : env. 0,2 - 1,0 ml/min
- Taille de particules : 5,5 µm
- Dimensions : env. 42 x 45 x 93 mm
- Inclus : étui de rangement, embout buccal, masques pour enfant et adulte, connecteur, piles (accessoires, voir page 89)

## IRT-100

### Thermomètre infrarouge



Affichage de la température normale



« Alarme fièvre » avec affichage en couleur

Mesure précise en quelques secondes



- Thermomètre infrarouge sans contact
- Mesure sûre et hygiénique sans contact avec la peau
- En quelques secondes : mesure précise de la température corporelle, ambiante et surfacique
- Alarme visuelle en cas de fièvre, 30 emplacements de mémoire
- 2 couleurs d'affichage différentes : température normale et fièvre
- Affichage en °C et en °F
- Arrêt automatique (au bout de 3 min)
- Plage de mesure pour le corps : 32,0 - 42,9 °C
- Plage de mesure pour les surfaces / objets : 0 - 100 °C
- 2 piles incluses



## IRT-80

### Thermomètre infrarouge

Sans contact



Mesure précise en quelques secondes



- Thermomètre infrarouge sans contact
- Mesure hygiénique et sûre
- Mesure en quelques secondes de la température du corps et des objets
- Alarme fièvre (visuelle et sonore)
- 35 emplacements de mémoire
- 2 couleurs d'affichage différentes

- Température normale et fièvre
- Affichage en °C et en °F
- Arrêt automatique (au bout de 10 s)
- Plage de mesure pour le corps : 32,0 - 42,9 °C
- Plage de mesure pour les surfaces / objets : 0 - 100 °C
- Poche de rangement et 2 piles incluses

Affichage de la température normale

« Alarme fièvre » avec affichage en couleur

## PFT-3.7

### Thermomètre numérique

Inclus :  
batterie et boîte de rangement



- Mesure précise de la température du corps : orale, axillaire, rectale
- Signal sonore pour indiquer que l'appareil est prêt
- Alarme fièvre sonore
- Sauvegarde automatique de la dernière valeur mesurée

- Étanche à l'eau
- Arrêt automatique au bout de 10 minutes
- Écran LCD avec affichage numérique
- Changement de pile facile
- Plage de mesure : 32,0 - 42,9 °C

Art. n° 481010 | EAN 40 43641 40082 8

promed

## PM-200 Pro

Oxymètre de pouls pour doigt

Pour mesurer le taux de saturation en oxygène (SpO<sub>2</sub> %) et la fréquence cardiaque (pouls)



Écran à affichage en format portrait et paysage



Dragonne incluse

- Affichage sous forme de bâtons ou d'ondes
- 6 modes d'affichage différents
- 4 niveaux de luminosité
- Écran OLED bicolore
- Affichage du niveau des piles

- Arrêt automatique au bout de 8 secondes
- Dragonne et 2 piles AAA (1,5 V) incluses
- Dimensions : env. 59,4 x 33 x 31,2 mm
- SpO<sub>2</sub> : plage de mesure : 70 % - 100 %
- Pouls : plage de mesure : 30 battements/min - 254 battements/min

## PM 100 connect Bluetooth<sup>®</sup> SMART

Oxymètre de pouls



- Transfert de données à l'application VitaDock+ par Bluetooth<sup>®</sup> Smart (4.0) pour iOS et Android\*
- Oxymètre de pouls pour mesurer le taux de saturation en oxygène (SpO<sub>2</sub> %) et la fréquence cardiaque (pouls)
- Affichage de mesure sur écran OLED
- Luminosité d'écran réglable sur 10 niveaux
- Utilisation « One Touch » facile : idéal également en déplacement
- Affichage de la saturation en oxygène (SpO<sub>2</sub>) et de la fréquence cardiaque sous forme de bâtons ou d'ondes
- 6 modes d'affichage différents
- Arrêt automatique au bout de 8 secondes
- Affichage du niveau des piles
- Cordon inclus
- Piles incluses (2 x 1,5 V AAA)

## PM 100

Oxymètre de pouls



- Oxymètre de pouls pour mesurer le taux de saturation en oxygène (SpO<sub>2</sub> %) et la fréquence cardiaque (pouls)
- Affichage de la saturation en oxygène (SpO<sub>2</sub>) et de la fréquence cardiaque sous forme de bâtons ou d'ondes
- Affichage de mesure sur écran OLED
- 6 modes d'affichage différents
- Luminosité d'écran réglable sur 10 niveaux
- Utilisation « One Touch » facile : idéal également en déplacement
- Affichage du niveau des piles
- Inclus : cordon et piles

# Meditouch 2 connect DUAL USB

Glucomètre

« Kit de démarrage » inclus :  
10 bandes de test, autopiqueur,  
10 lancettes, capuchon AST, solution de  
contrôle, étui, guide rapide, piles

Disponible uniquement en Allemagne !



Kit de démarrage

- Mesure précise conformément à la nouvelle norme ISO 15197:2013 grâce à la nouvelle technologie de bandes de test (GDH-FAD)
- Détection de niveau bas
- Rappel de test sonore
- Mémoire pour 480 résultats de mesure
- Unité de mesure personnalisable : mg/dl et mmol/l
- Transfert de données à l'application VitaDock+ par Bluetooth® Smart (4.0) pour iOS (à partir de la version 7.0) et Android (à partir de la version 4.3)
- Kit de démarrage contenant autopiqueur, capuchon AST, 10 lancettes, 10 bandes de test, solution de contrôle, étui
- Accessoires, p. ex. bandes de test, voir p. 92

Art. n° M79030 | EAN 40 15588 79030 0 | mg/dl

Art. n° M79034 | EAN 40 15588 79034 8 | mmol/l

# Meditouch 2 USB

Glucomètre

Mesure en 5 secondes seulement

« Kit de démarrage » inclus :  
10 bandes de test, autopiqueur,  
10 lancettes, capuchon AST, solution de  
contrôle, 5 tampons d'alcool, étui, guide  
rapide, journal de diabétique, piles



Kit de démarrage

- Mesure précise conformément à la nouvelle norme ISO 15197:2013 grâce à la nouvelle technologie de bandes de test (GDH-FAD)
- Détection de niveau bas
- Connexion USB pour transfert de données à VitaDock Online ainsi qu'à l'application VitaDock pour iOS (à partir de la version 7.0) et Android (à partir de la version 4.3)
- Fonction de marquage pour valeurs de mesure avant et après le repas
- Rappel de test sonore
- Affichage de la valeur moyenne pour 7 / 14 / 30 / 90 jours
- Mémoire pour 480 résultats de mesure
- Avertissement automatique pour cétone
- Kit de démarrage contenant autopiqueur, capuchon AST, 10 lancettes, 10 bandes de test, solution de contrôle, étui
- Débit sanguin : 0,6 µl
- Écran extra-large avec lecture facile
- Accessoires, p. ex. bandes de test, voir p. 92

## IT-6 Entraîneur de plancher pelvien

Appareil thérapeutique pour entraîner et renforcer son plancher pelvien



Avec 4 électrodes, 1 sonde vaginale, piles et mallette de rangement pratique



2 ANS DE GARANTIE

- Appareil destiné à la prévention ou la diminution de l'atonie de la vessie
- Traitement de l'incontinence post-partum
- Renforcement des sphincters : pour le traitement de l'incontinence de stress / par impériosité / mixte et fécale
- Grâce aux stimulus électriques, vous retrouvez la sensation de votre plancher pelvien et réapprenez à contracter les muscles du plancher de manière raisonnée.

- L'appareil répond à tous vos besoins en vous offrant un traitement simultané de deux régions totalement différentes grâce à ses 4 électrodes connectées ; la double sortie permet l'utilisation simultanée de deux sondes pouvant être réglées séparément.
- Pour la stimulation anale et vaginale, peut améliorer la vie sexuelle
- Accessoires disponibles, voir p. 90

## EMT-6 Appareil combiné

Appareil numérique de stimulation des muscles et de thérapie électrique de la douleur

Utilisable également au sport



Vidéo du produit :



6x EMS TENS 5x

2 ANS DE GARANTIE



- Appareil destiné à un traitement efficace de la douleur et des muscles
- Conçu pour traiter les douleurs chroniques et aiguës ainsi que les troubles de la mobilité, pour réduire, et pour préserver, développer et renforcer les muscles et groupes musculaires (p. ex. au sport)
- Peut être prescrit par le médecin (remboursement de la caisse d'assurance maladie)

- Appareil à deux canaux, courant rectangulaire biphasique asymétrique, neutre en courant continu
- Contenu : appareil combiné pour TENS et EMS dans mallette de rangement pratique, 4 électrodes (40 x 40 mm), 2 câbles d'électrode, piles, clip de ceinture
- Différentes électrodes, voir accessoires p. 90



## EMT-4


Appareil numérique de stimulation des muscles et de thérapie électrique de la douleur



- 11 programmes prédéfinis ainsi que 2 programmes personnalisables
- Protection contre surintensité et mise en marche
- Appareil combiné pour stimulation nerveuse et musculaire électronique, traitement de la douleur et bien-être
- Fonction horloge, mode veille
- Peut être prescrit par le médecin (remboursement de la caisse d'assurance maladie)
- Contenu : appareil EMT-4 Promed, 2 paires d'électrodes autocollantes (40 x 40 mm), support d'appareil, piles, 2 câbles de raccordement d'électrode, mode d'emploi, une mallette de rangement pratique, pochette pour ceinture
- Différentes électrodes, voir accessoires p. 90

## Tens 1000 s

Appareil analogique de thérapie électrique de la douleur



- Largeur de fréquence et largeur d'impulsion réglables séparément, 3 modulations d'amplitude au choix
- Minuteur : continu, réglable sur 15 et 30 min
- Peut être prescrit par le médecin (remboursement de la caisse d'assurance maladie)
- Contenu : Promed Tens 1000 s, 4 électrodes autocollantes (40 x 40 mm), une pile 9 volts, 2 câbles de contact, mode d'emploi, une mallette en plastique pratique
- Différentes électrodes, voir accessoires p. 90



Art. n° 621010 | EAN 40 43641 60006 8



## ITM Pro

Appareil de massage manuel



2 accessoires pour le massage des doigts et 2 autres pour l'acupression



2 accessoires différents inclus



- Puissant massage par tapotement
- Réglage continu de l'intensité de massage
- Fonctions lumière rouge et chaleur activables
- Différents accessoires de massage : massage par acupression et massage par point

- Simple d'utilisation grâce à sa forme ergonomique
- Poignée antidérapante
- Câble extra long
- 230 VAC / 50 Hz / 35 W

## FB-100

Bain de pieds  
bouillonnant



(1)



(2)



(3)

3 accessoires de pédicure inclus



- Massage bouillonnant et vibrant relaxant
- Lumière rouge apaisante
- Fonction maintien de la température de l'eau
- Rouleaux de massage pour les zones de réflexes plantaires
- Repose-pieds contribuant au massage
- Fonction massage à sec



interchangeable



- 3 accessoires de pédicure interchangeables : (1) accessoire de massage, (2) ponce pour callosités, (3) brosse
- Pieds en caoutchouc antidérapants
- Taille pratique (jusqu'à la pointure 46)
- Alimentation électrique : 220 - 240 VAC / 50 - 60 Hz / 80 W



## Douchette intime « Orchidée »

Appareil d'hygiène intime



- Forme ergonomique, facile d'utilisation
- En acier inoxydable
- 7 buses au niveau de la tête de la douchette
- Inclus : 2 réducteurs de pression, 1 boîte de rangement
- Filetage de raccordement : G 1/2 pouce
- Autoclavable et compatible lave-vaisselle
- Made in Germany
- 10 ans de garantie

## Douchette intime « Rose »

Appareil d'hygiène intime



- Forme ergonomique, facile d'utilisation
- En acier inoxydable de haute qualité
- 10 buses au niveau de la tête de la douchette
- Inclus : réducteur de pression et mode d'emploi
- Autoclavable et compatible lave-vaisselle
- 2 ans de garantie
- Filetage de raccordement : G 1/2 pouce
- Poids : env. 205 g

Produits chauffants  
exceptionnels,  
qualité exceptionnelle.



## KHP-2.3 G

Couverture chauffante confort « Sherpa »

EXTRA DOUCE



- 10 niveaux de température
- 9 temps programmables (1 - 9 h)
- Chauffe rapide à une puissance de 150 watts (Turbo Heat)
- Système de sécurité doté d'une protection anti-surchauffe
- Arrêt automatique au bout de la durée configurée
- Douce chaleur agréable sur toute la surface
- Commande pratique avec écran LED rétroéclairé
- Matière de dessus moelleuse et douce, des deux côtés
- Lavable à 40 °C grâce à la commande amovible
- Matière : 100 % flanelle polyester
- Dimensions : env. 180 x 130 cm
- Puissance : 150 watts

## KHP-2.3

Couverture chauffante confort



- 10 niveaux de température
- 9 temps programmables (1 - 9 heures)
- Chauffe rapide à une puissance de 150 watts (Turbo Heat)
- Système de sécurité doté d'une protection anti-surchauffe
- Arrêt automatique au bout de la durée configurée
- Douce chaleur agréable sur toute la surface
- Commande pratique
- Matière de dessus douce et moelleuse
- Lavable à 40 °C grâce à la commande amovible
- Matière : 100 % flanelle polyester
- Dimensions : env. 180 x 130 cm
- Puissance : 150 watts

## KHP-2.3S

Couverture chauffante en tricot

**NOUVEAU**



- 6 niveaux de température
- Chauffe rapide à une puissance de 160 watts (Turbo Heat)
- Système de sécurité doté d'une protection anti-surchauffe
- Arrêt automatique après env. 3 heures
- Douce chaleur agréable sur toute la surface
- Commande pratique
- Matière de dessus moelleuse et douce des deux côtés, avec motif tricoté
- Lavable à 30 °C grâce à la commande amovible
- Matière : 100 % polyester
- Dimensions : env. 180 x 130 cm
- Puissance : 160 watts

## HKP-1.8 XXL

Coussin chauffant

**NOUVEAU**



- 6 niveaux de température
- Chauffe rapide grâce à sa puissance de 100 watts (Turbo Heat)
- Arrêt automatique au bout de 90 minutes
- Système de sécurité doté d'une protection anti-surchauffe
- Utilisation simple, commande / bouton ergonomique
- Inclus : ceinture Velcro en caoutchouc et étui de rangement
- Matière de dessus douce et moelleuse
- Lavable à 30 °C délicat
- Matière : 100 % polyester
- Dimensions : env. 60 x 30 cm
- Puissance : 100 watts

## NRP-2.0

Coussin chauffant épaules et nuque

**NOUVEAU**



- 6 niveaux de température
- Arrêt automatique au bout de 90 minutes
- Chauffe rapide grâce à sa puissance de 100 watts (Turbo Heat)
- Chauffe jusqu'au niveau de la nuque
- Système de sécurité doté d'une protection anti-surchauffe
- Matière de dessus moelleuse, douce et agréable

- Utilisation simple, commande / bouton ergonomique
- Lavable à 30 °C
- Matière : 100 % polyester
- Dimensions : env. 52 x 56 cm
- Puissance : 100 watts

## NRP-5.4

Coussin chauffant dos et nuque



- 4 niveaux de température
- Arrêt automatique au bout de 90 minutes
- Chauffe jusqu'au niveau de la nuque
- Système de sécurité doté d'une protection anti-surchauffe
- Lavable à 30 °C
- Matière de dessus moelleuse, douce et agréable

- Utilisation simple, commande / bouton ergonomique
- Dimensions (ouvert) : env. 60 x 90 cm
- Matière : 100 % polyester
- Puissance : 100 watts



## NRP-2.4

### Coussin chauffant dos et nuque



- 10 niveaux de température
- 9 temps programmables (10 - 90 min)
- Chauffe rapide grâce à sa puissance de 100 watts (Turbo Heat)
- Arrêt automatique
- Système de sécurité doté d'une protection anti-surchauffe
- Housse amovible d'une agréable douceur
- Lavable en machine à 40 °C

- Coussin ultra-doux en peluche fleece
- Coupe adaptée à la forme du dos et de la nuque pour un maintien parfait
- Bande Velcro pratique pour une fixation sur mesure du coussin
- Matière : 95 % peluche fleece, 5 % nylon
- Dimensions : env. 39 x 63 cm
- Puissance : 100 watts

## HGP-1.7

### Ceinture chauffante



- 10 niveaux de température
- 9 temps programmables (10 - 90 min)
- Chauffe rapide grâce à sa puissance de 100 watts (Turbo Heat)
- Système de sécurité doté d'une protection anti-surchauffe
- Bande Velcro ajustable pour un maintien parfait
- Commande / bouton ergonomique
- Convient à un tour de taille de jusqu'à 125 cm environ

- 2 positions confort : autour du ventre ou en diagonale sur le dos
- Bande Velcro pratique pour une fixation sur mesure du coussin
- Lavable à 40 °C grâce à la commande amovible
- Dimensions : env. 58 x 30 cm
- Matière : 90 % peluche fleece, 10 % nylon
- Puissance : 100 watts

## HKP-1.2 H

Coussin chauffant confort



- 3 niveaux de température
- Arrêt automatique au bout de 90 minutes
- Housse et coussin lavables à 40 °C grâce à la commande amovible
- Système de sécurité doté d'une protection anti-surchauffe
- Utilisation simple, commande / bouton ergonomique
- Chauffe rapide grâce à sa puissance de 100 watts (Turbo Heat)
- Housse de coussin incluse (également utilisable sans housse)
- Matière de dessus douce et moelleuse, et housse souple
- Matière : 100 % polyester
- Dimensions : env. 40 x 30 cm
- Poids : env. 0,4 kg
- Puissance : 100 watts
- Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz

## HKP-1.6 XL

Coussin chauffant confort



- 6 niveaux de température
- Arrêt automatique au bout de 90 minutes
- Chauffe rapide grâce à sa puissance de 100 watts (Turbo Heat)
- Utilisation simple, commande / bouton ergonomique
- Housse incluse (également utilisable sans housse)
- Système de sécurité doté d'une protection anti-surchauffe
- Matière de dessus douce et moelleuse, et housse souple
- Housse lavable à 30 °C
- Dimensions : env. 46 x 35 cm
- Matière : 100 % polyester
- Puissance : 100 watts

## KFS-100 Chauffe-pieds

« Dites adieu aux pieds froids »



- 6 niveaux de température
- Turbo Heat avec une puissance de 100 watts
- Arrêt automatique au bout de 90 minutes
- Système de sécurité doté d'une protection anti-surchauffe
- Commande ergonomique avec écran de contrôle LED rétroéclairé

- Doublure intérieure moelleuse et douce, amovible
- Doublure intérieure lavable en machine à 30 °C
- Noyau ultra-doux, respirant
- Grand espace pour les pieds (pour pointure jusqu'au 46)
- Matière : microfibre (chauffe-pied), flanelle (doublure intérieure)
- Dimensions : env. 30 x 30 x 23 cm

## UBS-2.4 Surmatelas

Une douce chaleur agréable



- 10 niveaux de température
- Temps de préchauffage court grâce à sa puissance de 120 watts (Turbo Heat)
- Système de sécurité doté d'une protection anti-surchauffe
- Arrêt automatique au bout de la durée configurée (1 - 9 h)
- Douce chaleur agréable répartie uniformément pour un sommeil réparateur
- Matière douillette, respirante

- Commande confortable avec écran LED rétroéclairé
- Lavable en machine à 40 °C grâce à la commande amovible
- Matière : 100 % coton (dessus), 100 % polyester (dessous)
- Dimensions : env. 150 x 70 cm
- Puissance : 120 watts



Art. n° 651025 | EAN 40 43641 60014 3

## AL-1 300 VVS

Diffuseur d'huiles essentielles avec LED à variation de couleur (7 couleurs)



Réservoir d'eau et zone de brumisation en matériau antibactérien, pour une réduction efficace des éventuelles émissions bactériennes

**NOUVEAU : avec fonction minuterie**

**Sans BPA et avec technologie ultrason**

**Dimensions : env. 15,8 x 22,4 cm**



- Diffuseur d'huiles essentielles au look effet bois noble et au design intemporel pour tout style d'aménagement intérieur ; idéal pour des huiles parfumées
- Humidifie et rafraîchit l'air ambiant pour une atmosphère apaisante et bienfaisante
- Intègre une technologie ultrason conçue pour générer une fine brume qui répand le parfum dans toute la pièce
- Haute efficacité grâce à une pulvérisation extra fine
- Durée de brumisation : env. 10 à 14 heures, brumisation intense



- Convient à toutes les pièces de taille moyenne à grande
- Arrêt automatique lorsque le réservoir est vide
- Lumière apaisante avec variation de couleur (7 couleurs), personnalisable
- Silencieux et économe en énergie
- Fonction minuterie : 1 / 3 / 6 h
- Inclus : adaptateur secteur
- Très grand réservoir d'eau XXL : 1,3 litre
- 100 - 240 VAC / 50 - 60 Hz 24 VDC / 500 mA / 12 W
- Huiles essentielles, voir page 48/49

promed

## AL-240 FL

Diffuseur d'huiles essentielles avec effet flamme

Lumière LED apaisante avec effet flamme

Dimensions : env. 210 x 135 x 81 cm



- Diffuseur d'huiles essentielles avec effet flamme pour huiles parfumées
- Humidifie et rafraîchit l'air ambiant pour une atmosphère apaisante et bienfaisante
- Intègre une technologie ultrason conçue pour générer une fine brume qui répand le parfum dans toute la pièce
- Haute efficacité grâce à une pulvérisation extra fine
- Arrêt automatique lorsque le réservoir est vide

- Silencieux et économe en énergie
- Inclus : adaptateur secteur et gobelet doseur pour eau
- Grand réservoir d'eau de 240 ml
- 100 - 240 VAC / 50 - 60 Hz 24 VDC / 500 mA / 12 W
- Huiles essentielles, voir page 48/49



## AL-400 CL

Diffuseur d'huiles essentielles avec horloge et LED à variation de couleur (7 couleurs)

Avec de petites touches effet bois noble

Dimensions : env. 210 x 135 x 81 mm



- Humidifie et rafraîchit l'air ambiant pour une atmosphère apaisante et bienfaisante ; idéal pour les huiles parfumées
- Intègre une technologie ultrason conçue pour générer une fine brume qui répand le parfum dans toute la pièce
- Lumière apaisante avec variation de couleur automatique (7 couleurs : lumière personnalisable et intensité variable)
- Fonction d'intervalle (30 s) de la brume parfumée
- Haute efficacité grâce à une pulvérisation extra fine

- Arrêt automatique lorsque le réservoir est vide
- Silencieux et économe en énergie
- Inclus : adaptateur secteur et gobelet doseur pour eau
- Grand réservoir d'eau de 400 ml
- 100 - 240 VAC / 50 - 60 Hz 24 VDC / 300 mA / 12 W
- Huiles essentielles, voir page 48/49



## AL-150 WS

Diffuseur d'huiles essentielles avec LED à variation de couleur (7 couleurs)

Sans BPA et avec technologie ultrason

Dimensions : env. Ø 15,5 x 7,0 cm



- Diffuseur d'huiles essentielles effet bois noble pour huiles parfumées
- Humidifie et rafraîchit l'air ambiant pour une atmosphère apaisante et bienfaisante
- Intègre une technologie ultrason conçue pour générer une fine brume qui répand le parfum dans toute la pièce
- Haute efficacité grâce à une pulvérisation extra fine
- Arrêt automatique lorsque le réservoir est vide
- Lumière apaisante à variation de couleur (7 couleurs)
- Silencieux et économe en énergie
- Inclus : adaptateur secteur
- Faible consommation, grand réservoir d'eau de 150 ml
- 100 - 240 VAC / 50 - 60 Hz  
24 VDC / 500 mA / 7 W
- Huiles essentielles, voir page 48/49

## AL-305

Diffuseur d'huiles essentielles avec LED à variation de couleur (5 couleurs)

Sans BPA et avec technologie ultrason

Dimensions : env. 15,8 x 22,4 cm



- Diffuseur d'huiles essentielles
- Intègre une technologie ultrason conçue pour générer une fine brume qui répand le parfum dans toute la pièce
- Haute efficacité grâce à une pulvérisation extra fine
- Arrêt automatique lorsque le réservoir est vide
- Programmateur : 2 et 4 heures
- Lumière apaisante à variation de couleur (5 couleurs)
- Silencieux et économe en énergie
- Inclus : réservoir, adaptateur secteur
- Réservoir d'eau de 300 ml ; durée de brumisation : env. 5 à 9 heures
- 100 - 240 VAC / 50 - 60 Hz  
24 VDC / 500 mA / 12 W
- Huiles essentielles, voir page 48/49



# Huiles parfumées / essences aromatiques

(huile essentielle 100 % / composition / huile parfumée)



**Huile parfumée Relax (10 ml)**

Art. n° 262010

EAN 40 43641 26005 7



**Huile parfumée Be Happy (10 ml)**

Art. n° 262011

EAN 40 43641 26006 4



**Essence aromatique lavande (10 ml)**

Art. n° 262012

EAN 40 43641 26007 1



**Essence aromatique citronnelle (10 ml)**

Art. n° 262013

EAN 40 43641 26008 8



**Essence aromatique orange (10 ml)**

Art. n° 262015

EAN 40 43641 26010 1



**Huile de type naturel, cannelle (10 ml)**

Art. n° 262017

EAN 40 43641 26012 5



**Essence aromatique eucalyptus (10 ml)**

Art. n° 262018

EAN 40 43641 26013 2



Fabriquées en Allemagne, à partir de produits naturels de qualité, transformés en huile essentielle 100 %, les huiles parfumées Promed diffusent un agréable parfum qui met les sens en éveil. Laissez-vous séduire.



# Huiles parfumées / essences aromatiques

(huile essentielle 100 % / composition / huile parfumée)



**Essence aromatique orange-cannelle (10 ml)**  
 Art. n° 262019  
 EAN 4043641 26015 6



**Essence aromatique citron (10 ml)**  
 Art. n° 262020  
 EAN 4043641 26016 3



**Huile parfumée pêche (10 ml)**  
 Art. n° 262021  
 EAN 4043641 26017 0



**Huile parfumée pomme-cannelle (10 ml)**  
 Art. n° 262022  
 EAN 4043641 26018 7



**Huile parfumée merisier (10 ml)**  
 Art. n° 262023  
 EAN 4043641 26019 4



**Huile parfumée vanille (10 ml)**  
 Art. n° 262024  
 EAN 4043641 26020 0



**Huile parfumée rose (10 ml)**  
 Art. n° 262025  
 EAN 4043641 26021 7



**Essence aromatique pamplemousse (10 ml)**  
 Art. n° 262027  
 EAN 4043641 26023 1



**Essence aromatique citron vert (10 ml)**  
 Art. n° 262028  
 EAN 4043641 26024 8

- Huile essentielle 100 % / composition / huile parfumée
- Contenu du flacon : 10 ml
- Emballage dans carton décoratif

- Made in Germany
- 3 langues (DE, EN, FR)
- 26 x 26 x 72 mm (L x l x h)
- Compatible avec les lampes aromatiques / diffuseurs d'huiles essentielles, p. ex. : AL-305, AL-150 WS, AL-1300 WS, AL-400 CL, AL-240 FL

Chaussures spéciales, semelles et accessoires

# NOUS VOUS RENDONS MOBILE !

## CONCEPT GLOBAL DE CHAUSSURES DE QUALITÉ

Les chaussures spéciales pour traitement à court terme et long terme constituent un élément essentiel de l'offre de Promed.

Grâce à un développement continu en collaboration avec des orthopédistes, des spécialistes, des centres de rééducation, des infirmiers et des diabétologues, Promed a pu mettre sur pied l'une des collections les plus complètes pour les domaines de la thérapie, de la rééducation et des soins postopératoires. Des études médicales attestent l'excellente qualité des différents modèles.

L'intégralité de ce concept de chaussure de qualité se distingue, d'une part, par une fonctionnalité améliorée, des matériaux haut de gamme et une finition de première classe, et d'autre part, par des idées innovantes et une technologie d'avenir.



# Concept de semelle Softstep pour chaussures thérapeutiques

En général, la semelle extérieure d'une chaussure thérapeutique est rarement spectaculaire. En effet, la plupart du temps, l'objectif esthétique n'est pas du tout recherché, la stimulation du processus de guérison étant au premier plan. C'est précisément pour cette raison que Promed a, en collaboration avec des spécialistes, imaginé une série de solutions intelligentes permettant de soulager les personnes qui en ont besoin, et de stimuler les processus de guérison.



## Zone avant sans profil

Pour faciliter la marche au quotidien chez les personnes atteintes de neuropathies et traînant des pieds.



## Metashank Inlay

Le Metashank Inlay spécial, situé dans la zone avant du pied, soulage le métatarse et facilite chaque pas.

## Cavités cylindriques

Les cavités cylindriques, réparties sur toute la semelle, garantissent un amortissement optimal, dans le but de soulager grandement la zone du talon, mais aussi les zones du milieu et de l'avant du pied. Les articulations et la colonne vertébrale sont par ailleurs préservées.

## Semelle élargie

Pour faciliter la marche au quotidien chez les personnes atteintes de neuropathies et traînant des pieds.

## Profil avec motif à losanges

Le profil avec motif à losanges offre, avec le bord « UH », des propriétés antidérapantes en intérieur comme en extérieur, pour un déroulement harmonieux du pied.

## Talon biseauté

La zone du talon biseautée à 20° garantit une marche en toute sécurité et un déroulement idéal du pied.

## Semelle extérieure à la forme ergonomique (forme du pied)

- ponçage possible
- ajustement orthopédique possible
- en PU de haute qualité

LE CONCEPT DE SEMELLE SOFTSTEP DE PROMED PROMET UN TRÈS HAUT NIVEAU DE SÉCURITÉ ET DE CONFORT.

## AIRMESH : LA TIGE THERMORÉGULATRICE

(tige Meshline)



Intérieur

### AirMesh avec doublure EasyDry

La tige composée de 3 couches (EasyDry, CosyFit, mesh) promet des pieds bien au frais, notamment en été. La fibre EasyDry, fruit de la recherche médicale, élimine l'humidité dans la chaussure et sèche rapidement.

Convient parfaitement aux personnes allergiques.  
Modèles : Theralight 1, Theralight 2-S



Intérieur

### AirMesh + laine vierge Larina

La tige composée de 3 couches (laine vierge, CosyFit, mesh) promet des pieds bien au chaud, qui ne surchauffent pas, notamment en hiver.

Modèles : Gentlewalk-Hi, Gentlewalk-Lo




Avec sa structure en forme de filet et sa doublure en mousse CosyFit pourvue d'alvéoles de 3 mm, la technologie « AirMesh » de Promed se veut particulièrement respirante et permet ainsi de garder vos pieds au frais, avec la garantie d'une agréable sensation de bien-être.

Issue du domaine médical, cette technologie ne contient pas de composants toxiques. Elle convient parfaitement aux personnes allergiques et diabétiques.



## COSYFIT : LA TIGE RESPIRANTE

(semelle intérieure Masterline)



Intérieur

### Modèles :

- tous Masterline, excepté München
- tous Classicline, excepté München
- Classic 1 et 2.



Cette matière garantit une sensation de confort ultra-agréable et soulage grandement la pression exercée sur les zones sensibles.

Cette matière multi-couche absorbe bien l'humidité du pied, sèche rapidement après utilisation et garantit donc une température idéale au niveau des pieds.



### SYMBOLES



Idéal pour un traitement orthopédique



Lavable



Velours de polyéthylène



Semelle SuperComfort  
Élargie sur le devant,  
anti-trébuchement, antidérapant



Lavable à 30 °C



Doublure CosyFit



Semelle intérieure en  
mousse souple



Microvelours



Doublure en éponge



Le cor (également clavus, clou en latin) est un cal, la plupart du temps, douloureux, qui est causé par une pression chronique exercée sur une surface cutanée mince, et qui présente des spores centraux, développés en profondeur (en forme d'ongle).



Les douleurs ressenties à l'avant du pied peuvent avoir des causes multiples. Généralement, ces douleurs sont causées par des inflammations souvent dues à de mauvaises chaussures et / ou à une surcharge. Des douleurs surviennent également souvent en raison de déformations du pied dues à des accidents.



Dans les différentes formes d'inflammation, les articulations, les tendons, les faisceaux musculaires ou la périoste sont souvent eux-mêmes concernés. Dans une fasciite plantaire, c'est l'aponévrose de la plante du pied qui est concernée.



L'expression « orteils en marteau » désigne une déformation des orteils consistant en une contraction en flexion des articulations des orteils.



Les callosités surviennent en raison d'une pression ou d'un frottement. Il en résulte une mini-inflammation cutanée. Afin de protéger les couches cellulaires se trouvant en-dessous, la peau est localement incitée à épaissir l'épiderme externe.



Le syndrome du pied diabétique, aussi communément appelé « pied diabétique », est un syndrome en lien avec le diabète sucré, lequel survient le plus souvent chez les patients atteints de diabète de type 2.



L'expression « pied arthritique » désigne une réaction inflammatoire causée par des inflammations au niveau des articulations du pied ou des orteils.



L'expression « pied plat étalé » désigne un écartement des faisceaux osseux du métatarse.



Les déformations des orteils sont des déformations malades qui peuvent se présenter dès la naissance ou qui sont développées au cours de la vie. Une pression mécanique accrue peut entraîner un épaissement douloureux de la peau et des inflammations.



Dans le domaine médical, le terme « hallux valgus » désigne une déformation en forme de X du gros orteil au niveau de l'articulation principale. Cette maladie se manifeste presque toujours en association avec un pied plat étalé.



La **tige** multi-couche absorbe bien l'humidité du pied, sèche rapidement après utilisation, et garantit une « **température parfaite au niveau des pieds** ».



Idéal en cas de sensibilité à la pression au niveau des pieds, notamment pour le traitement préventif chez les **diabétiques** et toutes les personnes qui souhaitent favoriser la guérison de leurs pieds.



Idéal pour les personnes atteintes de rhumatismes, p. ex. en cas de pied rhumatoïde, d'orteils en marteau et en griffe, d'hallux rigidus.



Le concept de semelle, **Softstep**, avec ses cavités cylindriques et sa surface neuropathique (zone des orteils), promet sécurité et confort à un degré encore jamais atteint.



Grâce à sa structure en forme de filet et sa doublure en mousse CosyFit pourvue d'alvéoles, la tige **AirMesh** se veut particulièrement respirante, en plus d'exercer une action thermorégulatrice. Convient parfaitement aux personnes allergiques et diabétiques.



Avec le principe « **Washable Insole** », la semelle peut être changée à tout moment et être lavée à 30 °C. Finies les mauvaises odeurs.



La **laine vierge** naturelle de mouton garantit des pieds bien au chaud ainsi qu'un confort et une douceur inégalés dans toute la chaussure.



Tige en **stretch** (perforé) pour une excellente respiration. S'adapte à presque toutes les formes de pied.



Les chaussures sont fabriquées dans l'UE et soumises à des contrôles de qualité.



Ce symbole est synonyme de haute qualité. Les premières de propreté constituent la base d'une chaussure. Elles promettent une structure résistante, à la forme stable, même sans semelle extérieure, qui peut être pourvue d'autres caractéristiques.



La matière robuste, dont l'aspect rappelle celui du daim, se veut respirante et garantit un climat sain dans la chaussure. Elle résiste au frottement, est indéchirable et facile à entretenir.

### Consignes générales d'entretien pour l'assortiment de chaussures Promed :



Lavable en machine à 30 °C



Ne pas sécher au sèche-linge



Ne pas repasser



Ne pas nettoyer à sec



Ne pas blanchir

Les chaussures peuvent être désinfectées à l'aide de produits désinfectants traditionnels.

# promed Tableau explicatif des différents modèles

Désignation de la chaussure	Gentle Walk-Hi	Gentle Walk-Lo	München 2 LXL	München 3	Wallgau	Grainau	Flex 2
Photo du produit							
N° d'art.	510341	510331	510230	521241 (m.) 521242 (n.)	520210	520220	520230
N° HiMi (paire)	31.03.03.4058	31.03.03.4059	31.03.03.4059	31.03.03.4151	31.03.03.4152	31.03.03.4149	31.03.03.4150
Page dans le catalogue 2023 de Promed	63	63	64	64	60	60	59

## Champs d'application principales

Pour des problèmes généraux au niveau des orteils et de l'avant du pied				✓	✓	✓	✓✓
Idéal pour le traitement préventif chez les diabétiques	✓✓	✓✓		✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Idéal pour les personnes souffrant de rhumatismes	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Idéal pour les neuropathies	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Idéal pour les personnes en fauteuil roulant	✓✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓	
Pour presque toutes les formes de pied, p. ex. hallux, orteils en marteau, arthrose, pieds gonflés			✓✓		✓	✓	✓
Pour les inflammations, les enflures ou les pieds bandés			✓		✓	✓	✓✓
Pour les déformations du pied			✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Pour un usage post-opératoire					✓		
Pour les pieds rhumatoïdes	✓✓	✓✓		✓	✓	✓	✓
Pour les pieds soumis à des charges lourdes (p. ex. surpoids)							
Plaies au niveau des pieds (p. ex. lésions traumatiques)					✓	✓	✓
En cas de sensibilité à la pression, d'inflammations, d'enflures et de pieds lymphatiques	✓✓	✓✓			✓		✓
Plaies au niveau de l'avant du pied et de la plante du pied, causées par un diabète							
Plaies au niveau de l'avant du pied et de la plante du pied, causées par d'autres indications (p. ex. lésions traumatiques)							
Plaies au niveau de l'arrière du pied et de la plante du pied, causées par un diabète							
Plaies au niveau de l'arrière du pied et de la plante du pied, causées par d'autres indications (p. ex. lésions traumatiques)							

# Chaussures thérapeutiques

✓ = adaptées ; ✓✓ = particulièrement adaptées

Theramed D1	Theramed D3	Pantomobil D	TheraLight 1	Sanicabrio DXL	Sanicabrio	Sanicabrio LXL	Sanisoft D	Sanisoft
								
510160	510180	510140	510311	510130	521120	510150	510170	521110
31.03.03.4042	31.03.03.4041	31.03.03.4043	31.03.03.4059	31.03.03.4045	31.03.03.4020	31.03.03.4046	31.03.03.4047	31.03.03.4022
65	65	66	66	61	62	61	62	63

✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓	✓	✓
					✓✓			✓✓
✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓✓	✓	✓	✓✓
				✓	✓✓	✓	✓	✓✓
✓	✓✓	✓	✓	✓✓		✓✓		
✓✓	✓✓			✓✓		✓✓	✓✓	
✓✓	✓	✓		✓✓		✓✓	✓✓	✓
✓	✓			✓		✓	✓	
					✓✓			✓✓
✓			✓	✓		✓	✓	
✓	✓	✓		✓✓	✓	✓✓	✓	✓✓
✓✓	✓✓	✓✓		✓	✓	✓✓	✓✓	✓
✓✓	✓✓		✓	✓✓		✓✓	✓✓	
				✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
	✓✓	✓✓		✓		✓	✓	
		✓✓		✓✓			✓	

# TABLEAUX DES POINTURES PROMED

## DIMENSIONS DES CHAUSSURES MASTERLINE DE PROMED

Modèles		SaniCabrio DXL, LXL, SaniSoft D			Theramed D 1			Theramed D 3, Pantomobil D			München 2 LXL			
Design		close toe / close heel			open toe / close heel			open toe / open heel			closed shoe			
Pointures anglaises *)	Pointures allemandes / françaises	Longueur de pied en mm	Semelle extérieure en mm	Semelle intérieure en mm	Largeur de pied en mm Largeur spéciale « J »	Semelle extérieure en mm	Semelle intérieure en mm	Largeur de pied en mm Largeur spéciale « J »	Semelle extérieure en mm	Semelle intérieure en mm	Largeur de pied en mm Largeur spéciale « J »	Semelle extérieure en mm	Semelle intérieure en mm	Largeur de pied en mm Largeur spéciale « J »
3½	36	229	253	238	232	249	239	232	243	239	232	243	234	232
4½	37 ⅓	237	256	242	237	253	243	237	249	244	237	253	238	237
5	38	241	264	249	240	260	250	240	253	248	240	256	242	240
6	39 ⅓	250	273	258	245	264	255	245	260	257	245	264	249	245
6½	40	254	277	261	247	269	259	247	264	262	247	273	258	247
7½	41 ⅓	262	285	268	252	277	268	252	273	271	252	277	261	252
8	42	267	295	276	255	285	275	255	280	278	255	285	268	255
9	43 ⅓	275	298	280	260	295	283	260	285	281	260	295	276	260
9½	44	279	307	290	262	298	288	262	295	289	262	298	280	262
10½	45 ⅓	288	312	294	267	307	296	267	298	295	267	307	290	267
11	46	292	315	300	270	312	301	270	307	303	270	312	294	270
12	47 ⅓	301	324	311	275	318	310	275	312	307	275	315	300	275

## DIMENSIONS DES CHAUSSURES MESHLINE DE PROMED

Modèles		Gentlewalk-Hi SaniCabrio Wallgau, Grainau			Gentlewalk-Lo SaniSoft München 3			Therelight I			Flex 2			
Design		close toe, close heel			close toe, close heel			open toe, close heel			close toe, open heel			
Pointures anglaises *)	Pointures allemandes / françaises	Longueur de pied en mm	Semelle extérieure en mm	Semelle intérieure en mm	Largeur de pied en mm Largeur confort « G »	Semelle extérieure en mm	Semelle intérieure en mm	Largeur de pied en mm Largeur confort « G »	Semelle extérieure en mm	Semelle intérieure en mm	Largeur de pied en mm Largeur confort « G »	Semelle extérieure en mm	Semelle intérieure en mm	Largeur de pied en mm Largeur spéciale « J »
3½	36	229	247	238	222	247	238	222	247	235	222	247	238	222
4½	37 ⅓	237	254	242	227	254	242	227	250	240	227	254	242	227
5	38	241	263	249	230	259	246	230	259	247	230	263	249	230
6	39 ⅓	250	268	254	235	273	258	235	263	249	235	268	254	235
6½	40	254	279	261	237	279	261	237	273	258	237	279	261	237
7½	41 ⅓	262	284	268	242	284	268	242	281	270	242	284	268	242
8	42	267	293	276	245	291	275	245	291	278	245	293	276	245
9	43 ⅓	275	299	280	250	299	280	250	291	278	250	299	280	250
9½	44	279	306	290	252	306	290	252	291	278	252	306	290	252
10½	45 ⅓	288	311	294	257	311	294	257	311	300	257	311	294	257
11	46	292	320	303	260	313	300	260	313	302	260	320	303	260
12	47 ⅓	301	321	311	265	321	311	265	321	312	265	321	311	265

\*) 1 point anglais = ⅓ pouce, soit 0,84666667 cm



Art. n° 540131

## Pedibelle Anna

La bottine chic pour femme

promed



**Conçue spécialement pour les femmes aux pieds sensibles. Soulage les douleurs articulaires et les maux de dos.**

- Bottine arrivant à hauteur de cheville pour l'intérieur et l'extérieur
- Confortable, ultra-douce, agréable à porter
- Système Easy Fit à 2 scratchs pour une adaptation parfaite au pied
- Semelle extérieure antidérapante « Vita » avec amortissement continu pour une marche et une station debout en toute sécurité
- Position parfaite du talon grâce au contrefort intégré

- Talon féminin pour soulager le tendon d'Achille
- Zone de talon biseautée à 20° pour un déroulement idéal du pied
- Semelle avec cavités cylindriques des orteils jusqu'au talon pour un amortissement optimal
- Pointures : 36 - 42, largeur confort G



Art. n° 540112 (noir)

Art. n° 540111 (marron)

## Pedibelle Eleine

La chaussure basse coquette pour femme

promed



**Conçue spécialement pour les femmes aux pieds sensibles. Soulage les douleurs articulaires et les maux de dos.**

- Chaussure basse confort pour l'intérieur et l'extérieur
- Confortable, ultra-douce, agréable à porter
- Chaussure avec ouverture large, facile à enfiler avec son système Easy Fit à un scratch
- Semelle extérieure antidérapante « Vita » avec amortissement continu pour une marche et une station debout en toute sécurité
- Position parfaite du talon grâce au contrefort intégré

- Talon féminin pour soulager le tendon d'Achille
- Zone de talon biseautée à 20° pour un déroulement idéal du pied
- Semelle avec cavités cylindriques des orteils jusqu'au talon pour un amortissement optimal
- Pointures : 36 - 42, largeur confort G

promed

Art. n° 540142

## Pedibelle Alexander

La bottine pour homme

promed



**Pour tous ceux qui cherchent un maintien tout en douceur avec un grand confort pour des pieds sensibles. Bienfaisant en cas de pieds abîmés et contusions.**

- Bottine arrivant à hauteur de cheville pour l'intérieur et l'extérieur
- Confortable et agréable à porter
- Système Easy Fit à 2 scratchs pour une adaptation parfaite à presque toutes les formes de pied
- Semelle extérieure large et antidérapante « Vitus » avec talon pour une marche en toute sécurité
- Bonne position du talon grâce au contrefort intégré
- Avant du pied élargi pour une coupe confortable et une position debout en toute sécurité
- Petit talon pour soulager le tendon d'Achille
- Zone de talon biseautée à 20° pour un déroulement idéal du pied
- Semelle avec cavités cylindriques sur le talon pour un amortissement optimal
- Pointures : 40 - 46, largeur confort G



Art. n° 540122

## Pedibelle Jonas

La chaussure basse confortable pour homme

promed



**Pour tous ceux qui cherchent à soulager leurs pieds sensibles. Bienfaisante en cas de contusions, gonflements et affections veineuses.**

- Chaussure basse pour homme pour l'intérieur et l'extérieur
- Confortable et agréable à porter
- Chaussure avec ouverture large, facile à enfiler avec son système Easy Fit à un scratch
- Semelle extérieure large et antidérapante « Vitus » avec talon pour une marche en toute sécurité
- Bonne position du talon grâce au contrefort intégré
- Avant du pied élargi pour une coupe confortable et une position debout en toute sécurité
- Petit talon pour soulager le tendon d'Achille
- Zone de talon biseautée à 20° pour un déroulement idéal du pied
- Semelle avec cavités cylindriques sur le talon pour un amortissement optimal
- Pointures : 40 - 46, largeur confort G



Art. n° 520230 (par paires) | N° HiMi : 31.03.03.4145

promed

## Flex 2

Chaussure thérapeutique unique en forme de sandale



Bride arrière  
amovible




- Sandale confortable pour l'intérieur et l'extérieur
- Bride arrière variable pour 3 variantes
- Ajustement possible grâce à la bride arrière variable et la sangle réglable sur le cou-de-pied
- Fonctionnement de la bride arrière : pivotante ou amovible grâce aux deux boutons, largeur du talon réglable grâce à la fermeture à scratch
- Avant du pied élargi pour une coupe confortable et une position debout en toute sécurité

- Sangle sur cou-de-pied avec fermeture à scratch pour une adaptation parfaite et un réglage continu en fonction de la hauteur du cou-de-pied
- Semelle extérieure de forme ergonomique, pouvant faire l'objet d'un ajustement orthopédique et dotée d'une zone neuropathique à l'avant du pied
- Lavable à 30 °C
- Pointures : 36 - 47, largeur confort J
- Couleur : noir

## Wallgau

Chaussure thérapeutique basse, confortable  
Chaussure confort thérapeutique

Semelle intérieure double souple, de haute qualité



Fermeture à scratch sur le cou-de-pied pour un chaussage et un déchaussage ultra-faciles



- Orteils anatomiques en tissu stretch confortable
- Convient particulièrement aux pieds sensibles à la pression
- Tige esthétique en élasthanne (stretch) à l'avant du pied pour une bonne respiration du pied, similicuir à l'arrière
- Semelle extérieure de forme ergonomique, pouvant faire l'objet d'un ajustement orthopédique et dotée d'une zone neuropathique à l'avant du pied

- Tissu stretch sur l'avant du pied permettant un ajustement souple et flexible à presque toutes les formes de pied (hallux, orteils en marteau, arthrose, pieds gonflés, etc.)
- Idéal pour les pieds rhumatoïdes et pour le traitement préventif chez les diabétiques
- Lavable à 30 °C
- Pointures : 36 - 47, largeur confort G, couleur : noir



## Grainau

Chaussure confort thérapeutique

Semelle intérieure double souple, de haute qualité



Fermeture à scratch sur le cou-de-pied pour un chaussage et un déchaussage ultra-faciles



- Orteils anatomiques en tissu stretch confortable
- Convient particulièrement aux pieds sensibles à la pression
- Tige esthétique en élasthanne (stretch) à l'avant du pied pour une bonne respiration du pied, similicuir à l'arrière
- Semelle extérieure de forme ergonomique, pouvant faire l'objet d'un ajustement orthopédique et dotée d'une zone neuropathique à l'avant du pied

- Tissu stretch sur l'avant du pied permettant un ajustement souple et flexible à presque toutes les formes de pied (hallux, orteils en marteau, arthrose, pieds gonflés, etc.)
- Idéal pour les pieds rhumatoïdes et pour le traitement préventif chez les diabétiques
- Lavable à 30 °C
- Pointures : 36 - 47, largeur confort G, couleur : noir

## Sanicabrio DXL

Chaussure spéciale extra-large, au-dessus de la cheville



- Avec système de fermeture « Cabrio » à ouverture large dans la zone avant du pied et scratch au niveau du talon pour un chaussage ultra-facile
- Adaptation souple et flexible
- Idéal pour les pieds gonflés, les orteils en marteau, l'utilisation post-opératoire et post-plâtre et les pieds bandés
- Pointures : 36 - 47, largeur spéciale J
- Couleur : bleu marine

Système de fermeture « Cabrio » à ouverture large dans la zone avant du pied et scratch au niveau du talon pour un chaussage ultra-facile



## Sanicabrio LXL

Chaussure spéciale extra-large basse



- Avec système de fermeture « Cabrio » à ouverture large dans la zone avant du pied
- Scratch au niveau du talon pour un chaussage ultra-facile
- Tige basse au niveau de la cheville
- Idéal en cas de problèmes aux pieds, comme p. ex. des pieds bandés, des pieds soumis à des charges lourdes et sensibles à la pression, des hallux et des orteils en marteau
- Pointures : 36 - 47, largeur spéciale J
- Couleur : bleu marine

Système de fermeture « Cabrio » à ouverture large dans la zone avant du pied et scratch au niveau du talon pour un chaussage ultra-facile



## Sanicabrio

Chaussure thérapeutique et rééducative avec scratch au niveau de l'avant du pied et du talon



- Réajustements personnalisés possibles
- Peut également servir de chaussure de premiers secours
- Idéal en cas d'extrême sensibilité à la pression et gonflements importants
- Rebord d'insertion dans la semelle pour un positionnement stable des semelles en mousse souple p. ex.
- Doublure en éponge
- Pointures : 36 - 47, largeur confort G
- Couleur : bleu marine

Système de fermeture « Cabrio » à ouverture large dans la zone avant du pied et scratch au niveau du talon pour un chaussage ultra-facile



Doublure en éponge



## Sanisoft D

Chaussure spéciale basse



- Avec grand volume et différentes possibilités de réglage personnalisés dans la zone avant du pied et du cou-de-pied
- Une chaussure aérée pour les pieds diabétiques et autres pieds à problèmes
- Chaussage et déchaussage faciles ainsi que réglage optimal de la largeur
- Convient parfaitement aux personnes en fauteuil roulant
- Pointures : 36 - 47, largeur spéciale J
- Couleur : bleu marine

Insertion facile du pied grâce à la fermeture à scratch à ouverture large dans la zone du cou-de-pied et du talon



## Sanisoft

Chaussure thérapeutique et rééducative façon chaussure basse



Fermeture à scratch



Doublure en éponge

Semelle légère et amortissante, antidérapante et légèrement élargie au niveau de l'avant du pied

- 2 fermetures à scratch dans la zone avant du pied
- Coupe basse de la tige, en-dessous de la cheville
- Rebord d'insertion dans la semelle pour un positionnement stable des semelles en mousse souple p. ex.
- Doublure en éponge
- Pointures : 36 - 47, largeur confort G
- Couleur : bleu marine



Art. n° 510341 (par paires) | N° HiMi : 31.03.03.4.058 (Hi)

Art. n° 510331 (par paires) | N° HiMi : 31.03.03.4.059 (Lo)



## GentleWalk-Hi / GentleWalk-Lo

Botte fourrée avec tige en AirMesh et doublure en laine vierge



(Hi)



(Lo)

- Tige « AirMesh » respirante avec doublure en laine Larina pour une température idéale au niveau du pied
- 2 fermetures à scratch à ouverture large au niveau de l'avant du pied pour une insertion facile et un bon maintien du pied
- Coupe idéale, sans pression
- Semelle extérieure « SoftStep » amortissante, adaptée à l'extérieur

- Convient aux personnes diabétiques et allergiques
- Lavable en machine à 30 °C
- Pointures : 36 - 47, largeur confort G
- Couleur : noir

## München 2 LXL

Chaussure basse en micro-velours stretch pour la thérapie et la rééducation



- Volume amplifié au niveau de l'avant du pied
- Tissu stretch 4 directions sur l'avant du pied permettant un ajustement souple et flexible à presque toutes les formes de pied (hallux, orteils en marteau, arthrose, pieds gonflés, etc.)
- Matière extensible pour accompagner chaque mouvement
- Aucun point de pression ou frottement douloureux
- Modèle garantissant une température idéale au niveau du pied
- Pointures : 36 - 47, largeur spéciale J
- Couleur : noir



Tige en micro-velours pour un maintien sur mesure tout en douceur

Semelle anatomique amovible

Finition optimale

Volume amplifié sur l'avant du pied et tissu stretch 4 directions sur l'avant du pied permettant un ajustement souple et flexible à presque toutes les formes de pied



Marron – Art. n° 521241 (par paires) | N° HiMi : 31.03.03.4151

Noir – Art. n° 521242 (par paires) | N° HiMi : 31.03.03.4151

## München 3

Chaussure thérapeutique confort basse en tissu mélangé de stretch et micro-velours



Zones du milieu du pied et du talon en micro-velours pour une coupe parfaite

- Fermeture à scratch sur le cou-de-pied pour un chaussage et un déchaussage ultra-faciles
- Tige esthétique en tissu mélangé de stretch et micro-velours perforé pour une excellente respiration
- Semelle extérieure de forme ergonomique, pouvant faire l'objet d'un ajustement orthopédique et dotée d'une zone neuropathique à l'avant du pied
- Convient particulièrement aux pieds sensibles à la pression
- Tissu stretch sur l'avant du pied permettant un ajustement souple et flexible à presque toutes les formes de pied (hallux, orteils en marteau, arthrose, pieds gonflés, etc.)

Fermeture à scratch sur le cou-de-pied pour un chaussage et un déchaussage ultra-faciles



Semelle légère, amortissante, antidérapante

- Idéal pour les pieds rhumatoïdes et pour le traitement préventif chez les diabétiques
- Lavable à 30 °C
- Pointures : 36 - 47, largeur confort G
- Couleurs : marron, noir



## Theramed D1

Sandale à 2 scratchs multifonctionnelle avec talon fermé



Tige respirante et facile d'entretien

- Avec deux fermetures à scratch au niveau de l'avant du pied et du cou-de-pied
- Zone des orteils ouverte, bride arrière et zone du talon fermée
- Vivement recommandé en cas de problèmes au niveau des orteils et de l'avant du pied, en cas d'inflammations, de gonflements et d'hallux
- Agréable à porter durant la saison chaude grâce à sa tige respirante, facile d'entretien
- Pointures : 36 - 47, largeur spéciale J
- Couleur : bleu marine



Peut s'ouvrir complètement grâce aux deux fermetures à scratch




## Theramed D3

Sandale à 2 scratchs multifonctionnelle avec talon ouvert



- Avec trois fermetures à scratch pour une adaptation sur mesure au niveau de l'avant du pied, du cou-de-pied et du talon Talon ouvert
- Recommandé en cas de sensibilité à la pression au niveau du talon, mais également en cas d'inflammations et de gonflements au niveau du talon et des orteils
- Modèle garantissant une température idéale au niveau du pied
- Agréable à porter durant la saison chaude grâce à sa tige respirante
- Pointures : 36 - 47, largeur spéciale J
- Couleur : bleu marine

Trois fermetures à scratch pour une adaptation sur mesure au niveau de l'avant du pied, du cou-de-pied et du talon



## Pantomobil D

Chaussure spéciale légère, multifonctionnelle et à ouverture large façon pantoufle



Avec fermeture à scratch large sur l'avant du pied pour un bon maintien et une adaptation sur mesure

- Recommandé en cas de sensibilité à la pression, de gonflements ou d'inflammations au niveau de l'avant du pied et/ou du talon
- Modèle garantissant une température idéale au niveau du pied, particulièrement agréable à porter durant la saison chaude grâce à sa tige Cosy-Fit respirante (à trois couches)
- Bride arrière incluse
- Pointures : 36 - 47, largeur spéciale J
- Couleur : bleu marine



Bride arrière amovible incluse

Tige Cosy-Fit respirante (à trois couches)



## Art. n° 510311 (par paires)

N° HiMi : 31.03.03.4047

## TheraLight 1

Chaussure confort rééducative avec zone d'orteils ouverte et contrefort fermé



Chaussage ultra-facile grâce au système à scratch

- Tige « AirMesh » respirante avec doublure EasyDry pour une température idéale au niveau du pied
- Fermeture à scratch à ouverture large pour un chaussage facile
- Coupe idéale, sans pression
- Semelle extérieure « SoftStep » amortissante, adaptée à l'extérieur
- Convient aux personnes diabétiques et allergiques
- Lavable en machine à 30 °C
- Pointures : 36 - 47, largeur confort G
- Couleur : noir

Tige AirMesh respirante avec doublure EasyDry



Art. n voir ci-dessous (par paire)

## Semelle de rechange en mousse souple (semelle double)



Semelle de rechange (semelle double)  
pour modèles Wallgau et Grainau  
Pointures : 36 - 47, largeur J  
Art. n° 550236

- Semelle en mousse souple 1 : tissu de coton EVA (3,6 mm), noir
- Semelle en mousse souple 2 : polyester EVA (4 mm), noir

Art. n voir ci-dessous (par paire)

## Semelle de rechange en mousse souple



Pointures : 36 - 47, largeur J (toujours par paires)  
Couleur : noir

Art. n° 550230 (modèles : Sanicabrio/DXL/LXL/DS, Sanisoft/D)  
Art. n° 550231 (modèles : Theramed D1, Theralight 1)  
Art. n° 550232 (modèles : Theramed D3, Pantomobil D, Theralight 2-S)

- Semelle confort haut de gamme souple
- Revêtement éponge
- Semelle EVA 4 mm

Art. n° 550235 (par paires)

## Semelle de rechange en mousse souple



- Semelle confort haut de gamme souple
- Revêtement éponge
- Semelle EVA 4 mm
- Compatible avec chaque modèle de la série Promed
- Pointures : 36 - 47, largeur confort G
- Couleur : blanc

Art. n° 550240 (par paires)

## Semelle de rechange en fourrure



**lavable  
à la main**

- Semelles faciles d'entretien pour pieds sensibles
- Semelle EVA confort haut de gamme souple, avec revêtement 100 % laine vierge et épaisseur de 4 mm
- Compatible avec les modèles : Gentlewalk-Hi, Gentlewalk-Lo
- Pointures : 36 - 47, largeur confort G
- Couleur : blanc



**HUBER**  
Fußtechnologie

by **promed**

## BON PIED, BON ŒIL


Art. n° 552055

### Hallux valgus

Pour prévenir une déformation plus importante du gros orteil



**HUBER**  
Fußtechnologie



#### Excellente en présence des symptômes suivants :

- Prévention de l'hallux valgus
- Douleur lancinante dans la phase de déroulement du pied
- Douleur sourde sans charge
- Sensibilité à la pression localisée

#### Convient parfaitement aux :

- personnes présentant un pied plat étalé et/ou une déformation du gros orteil
- personnes souffrant de problèmes d'hallux valgus

#### Caractéristiques :

- Absorbe l'humidité, sèche rapidement, hypoallergénique
- Matière douce microfibre, sans substances nocives et garantissant un confort agréable

**Pointures** (1 paire) : 35 - 49


Art. n° 552050

## Épine calcanéenne

Encadrement du talon avec coussinet en forme de U



**HUBER**  
Fußtechnologie



Épine calcanéenne (racine atrophiée du tendon plantaire)

Revêtement en tissu doux microfibre, convient aux personnes allergiques et diabétiques

Encadrement du talon avec coussinet en forme de U

Coussinet pour talon

Semelle compensée en mousse souple



### Excellente en présence des symptômes suivants :

- Douleur lancinante lors de la pose du pied sur le sol
- Douleur sourde sans charge
- Sensibilité à la pression localisée

### Convient parfaitement aux :

- personnes souffrant d'une épine calcanéenne
- personnes appelées à rester en position debout et à une marche intensive
- personnes allergiques et diabétiques

### Caractéristiques :

- Absorbe l'humidité, sèche rapidement, hypoallergénique
- Matière douce microfibre, sans substances nocives et garantissant un confort agréable

**Pointures** (1 paire) : **XS**/35-37, **S**/38-40, **M**/41-43, **L**/44-46, **XL**/47-49

Art. n° 552040 Semelle protégeant les articulations 1 (jusqu'à 80 kg)


Art. n° 552045 Semelle protégeant les articulations 2 (à partir de 80 kg)

## Protection des articulations (</> 80 kg)


Pour soulager la pression liée au poids de manière ciblée



**HUBER**  
Fußtechnologie



Contre les jambes lourdes, fatiguées



Contre la transpiration des pieds



Contre les brûlures aux pieds



### Excellente en présence des symptômes suivants :

- Pour soulager la colonne vertébrale et les articulations
- Douleurs aux osselets du métatarse (métatarsalgie)
- Inflammations à la plante du pied / au talon, problèmes articulaires (chevilles, genoux, hanche)

### Convient parfaitement aux :

- personnes appelées à rester en position debout et à une marche intensive
- pieds douloureux, enflammés, surchargés, fatigués et sensibles à la pression

### Caractéristiques :

- Absorbe l'humidité, sèche rapidement, hypoallergénique
- Matière douce microfibre, sans substances nocives et garantissant un confort agréable

**Pointures** (1 paire) :

**XS**/35-37, **S**/38-40, **M**/41-43, **L**/44-46, **XL**/47-49



Art. n° 198001

## Kit de modelage Céramique

2

Kit de modelage professionnel en céramique pour retirer, façonner et modeler l'acrylique et le gel UV, pour embellir et polir. Travail rapide et efficace. Matériau résistant, peu d'échauffement.



<b>Contenu</b>	Art. n° 198604	Fraise céramique, cylindrique, gros grain, vert
	Art. n° 198603	Fraise céramique, grand cône, grain fin, rouge
	Art. n° 198606	Fraise céramique, cône long, grain moyen, bleu
	Art. n° 198607	Fraise céramique, pointe, grain fin, rouge
	Art. n° 198133	Polissoir silicone, pointu, grain fin
		Boîte d'embouts incluse, grand format

Art. n° 198002

## Kit de modelage Blue Mix

2

Kit de modelage professionnel avec meules céramique et Blue Mix. Pour matifier, raccourcir, retirer, façonner et polir le gel et l'acrylique. Matériau résistant, peu d'échauffement.



<b>Contenu</b>	Art. n° 198480	Embout carbure, cylindrique, série Blue Mix
	Art. n° 198481	Embout carbure, grand cône, série Blue Mix
	Art. n° 198606	Fraise céramique, cône long, grain moyen, bleu
	Art. n° 198607	Fraise céramique, pointe, grain fin, rouge
	Art. n° 198133	Polissoir silicone, pointu, grain fin
		Boîte d'embouts incluse, grand format

Art. n° 198003

## Kit de modelage Arc-en-ciel

2

Kit professionnel d'embouts carbure avec revêtement en nitrure de tungstène.

Pour retirer, modeler, limer et parfaire les ongles artificiels, également pour polir ; prévient l'échauffement.



<b>Contenu</b>	Art. n° 198491	Embout carbure, grand cône rond, série Arc-en-ciel
	Art. n° 198490	Embout carbure, cylindrique, série Arc-en-ciel
	Art. n° 198492	Embout carbure, cône étroit, série Arc-en-ciel
	Art. n° 198493	Embout carbure, cône rond étroit, grain moyen, série Arc-en-ciel
	Art. n° 198133	Polissoir silicone, pointu, grain fin
		Boîte d'embouts incluse, grand format



Art. n° 198008

2

## Kit de modelage Pro embouts carbure

Lot d'embouts pour modelage d'ongles haut de gamme professionnel : le « must-have » pour chaque styliste ongulaire. Pour retirer, modeler, embellir et travailler rapidement, sans plus aucun problème.

<b>Contenu</b>	Art. n° 198451	Embout carbure, cylindrique, denture mixte (grain fin / gros)
	Art. n° 198425	Embout carbure, cône étroit, série violette
	Art. n° 198442	Embout carbure, grand cône pointu, série rouge
	Art. n° 198557	Embout carbure, cylindrique, denture hélicoïdale
	Art. n° 198556	Embout titane, cylindrique, arrondi (tête dorée)



Art. n° 198006

2

## Kit de modelage Master

L'équipement complet et professionnel pour tout type de modelage d'ongles artificiels.

<b>Contenu</b>	Art. n° 198410	Fraise carbure, série bleue
	Art. n° 198421	Fraise carbure, jaune
	Art. n° 198450	Fraise carbure, série bleue
	Art. n° 198540	Fraise diamant
	Art. n° 198031	Embout saphir, rond
	Art. n° 198551/L	Fraise carbure et titane, (tête dorée) longue
	Art. n° 198030	Fraise saphir pointue
	Art. n° 961910	Boîte rigide design, transparente



Art. n° 198005

2

## Kit de modelage Basic

L'équipement de base parfait pour un modelage complet des ongles artificiels.

<b>Contenu</b>	Art. n° 198421	Fraise carbure, jaune
	Art. n° 198450	Fraise carbure, série bleue
	Art. n° 198540	Fraise diamant
	Art. n° 198551	Fraise carbure et titane, (tête dorée) courte
	Art. n° 961910	Boîte rigide design, transparente



Art. n° 198014

1

## Personal Care Set

Pour une manucure complète des ongles naturels : pour raccourcir les ongles, éliminer les cuticules, affiner les ongles très épais et supprimer les aspérités de la tablette unguéale.

<b>Contenu</b>	Art. n° 190011	Disque de polissage, saphir
	Art. n° 190067	Meule pour callosités, saphir
	Art. n° 198540	Cône diamant, petit
	Art. n° 198535	Meule de pierre, standard
	Art. n° 198541	Embout diamant, cylindrique
	Art. n° 198031	Embout saphir, rond
	Art. n° 198030	Embout saphir, pointu
	Art. n° 190041	Cône de polissage, feutre

1 = pour le traitement des ongles naturels

2 = pour le traitement des ongles artificiels

3 = pour le traitement de la peau



Art. n° 198016

1 3

## Jeu Comfort

Pour toutes les zones à problèmes au niveau de la peau, des callosités et des ongles. Pour retirer les callosités, les durillons et les cuticules superflus, pour raccourcir les ongles, matifier, lisser, nettoyer et polir.

<b>Contenu</b>	Art. n° 198535	Meule de pierre, standard
	Art. n° 198530	Meule de pierre, cylindrique
	Art. n° 198564	Mandrin de polissage, plastique
	Art. n° 198031	Embout saphir, rond
	Art. n° 198543	Fraise diamant, petite et pointue
	Art. n° 198034	Embout saphir, long
	Art. n° 198540	Fraise diamant
	Art. n° 198541	Embout diamant, cylindrique
	Art. n° 190086	Brosse en poils de chèvre
	Art. n° 190041	Cône de polissage, feutre
	Art. n° 190021	Meule conique, saphir
	Art. n° 190011	Disque de polissage, saphir
	Art. n° 198562	Bande de polissage, grain moyen (4 pces)
	Art. n° 961910	Boîte rigide design, transparente



Art. n° 198009

1

## Natural Set

Pour une manucure complète des ongles naturels : pour raccourcir les ongles, éliminer les cuticules, affiner les ongles très épais et supprimer les aspérités de la tablette unguéale, jusqu'à une finition parfaite avec un poli éclatant.

<b>Contenu</b>	Art. n° 190011	Disque de polissage, saphir
	Art. n° 198020	Embout diamant, conique
	Art. n° 198540	Cône diamant, petit
	Art. n° 198535	Meule de pierre, standard
	Art. n° 198130	Polissoir silicone, grain fin, jaune
	Art. n° 198131	Polissoir silicone, grain moyen, noir
	Art. n° 198132	Polissoir silicone, gros grain, vert
	Art. n° 190041	Cône de polissage, feutre
	Art. n° 198571	Polissoir doux, textile



Art. n° 198010

3

## Kit spécial callosités

Pour éliminer les callosités importantes et les durillons sur les mains et les pieds ainsi que d'autres parties du corps (p. ex. les coudes) et pour enlever les cuticules.

<b>Contenu</b>	Art. n° 190021	Meule conique, saphir
	Art. n° 190067	Meule pour callosités, saphir
	Art. n° 198540	Cône diamant, petit

\* Autoclavable (stérilisation des embouts à une température comprise entre 121 et 134 °C, avec une pression d'env. 2 bar)

1 = pour le traitement des ongles naturels 2 = pour le traitement des ongles artificiels 3 = pour le traitement de la peau

**Remarque :** Tous les embouts abrasifs Promed présentent un diamètre de tige d'une dimension standard comprise entre 2,332 et 2,350 mm.



# Embouts Céramique

Plus légers que les embouts carbure, résistants, efficaces

**Parfaits pour retirer le gel et l'acrylique, limer, graver, lisser, polir et remodeler, ainsi que pour retirer les petites peaux mortes. Traitement excellent des ongles, surfaces lisses, sensation agréable sur l'ongle, manipulation facile et rapide, bonnes propriétés de fonctionnement grâce à une vibration réduite, haute résistance à la corrosion, peu d'échauffement.**



**Art. n° 198600**

Fraise céramique, grand cône, grain fin, rouge \*

2

Parfaite pour un traitement de finition des callosités et ongles très épais ainsi que des ongles artificiels, fonctionnement silencieux, extrêmement dure, résistante, tranchante.

Vitesse de rotation : jusqu'à 30 000 tr/min



**Art. n° 198601**

Fraise céramique, grand cône, grain moyen, bleu \*

2 3

Parfaite pour le traitement des callosités et ongles épais très durs ainsi que des ongles artificiels. Idéale pour retirer efficacement l'acrylique et le gel UV. Parfaite également pour un traitement de finition.

Légère par comparaison avec les embouts carbure, fonctionnement silencieux, extrêmement dure, résistante, tranchante. Vitesse de rotation : jusqu'à 30 000 tr/min



**Art. n° 198602**

Fraise céramique, grand cône, gros grain, vert \*

2 3

Parfaite pour le traitement des callosités et ongles épais très durs ainsi que des ongles artificiels.

Idéale pour retirer efficacement l'acrylique et le gel UV. Légère par comparaison avec les embouts carbure, fonctionnement silencieux, extrêmement dure, résistante, tranchante.

Vitesse de rotation : jusqu'à 30 000 tr/min



**Art. n° 198604**

Fraise céramique, cylindrique, gros grain, vert \*

2

Pour matifier les bouts, raccourcir les ongles artificiels, retirer le gel et l'acrylique. Très bonne qualité de coupe, sensation agréable sur l'ongle. Vitesse de rotation : jusqu'à 20 000 tr/min



**Art. n° 198603**

Fraise céramique, grand cône, grain fin, rouge \*

2

Cet embout sait absolument tout faire dans son domaine. Sa forme conique unique vous permet de retirer gel et acrylique sans risque (également des gels 3 phases). Par ailleurs, il laisse une base optimale pour de futurs travaux de modelage d'ongles. Très bonne qualité de coupe.

Vitesse de rotation : jusqu'à 25 000 tr/min



**Art. n° 198605**

Fraise céramique, cône long, grain fin, rouge \*

2

Pour un traitement de finition, un polissage doux et un remodelage des ongles.

Vitesse de rotation : jusqu'à 20 000 tr/min



**Art. n° 198606**

Fraise céramique, cône long, grain moyen, bleu \*

2

Pour un retrait et un traitement de surface simplifié, mais également pour raccourcir des ongles irréguliers. Vitesse de rotation : jusqu'à 20 000 tr/min



**Art. n° 198607**

Fraise céramique, pointe, grain fin, rouge \*

2

Embout effilé pour travailler le pli / bord de l'ongle, simplement raccourcir ou travailler sous les ongles. Vitesse de rotation : jusqu'à 35 000 tr/min



**Art. n° 198608**

Fraise céramique, pointe, grain moyen, bleu \*

2

Embout effilé pour travailler de petites zones étroites, faciles à atteindre sans égratigner les ongles. Pour finaliser le modelage, pour retirer les résidus sous l'ongle.

Vitesse de rotation : jusqu'à 35 000 tr/min

## Embouts Blue Mix

Matériau ultra-résistant, prévient l'échauffement

**Série Blue Mix : embouts carbure avec revêtement en nitrure d'aluminium.  
Pour un traitement ultra-rapide des ongles artificiels.**



**Art. n° 198480**

2

Embout carbure (avec revêtement en nitrure d'aluminium), cylindrique, série Blue Mix \*

Pour matifier les bouts, raccourcir les ongles artificiels, retirer le gel et l'acrylique. Revêtement anti-échauffement, matériau ultra-résistant. Vitesse de rotation : jusqu'à 25 000 tr/min



**Art. n° 198481**

2

Embout carbure (avec revêtement en nitrure d'aluminium), grand cône, série Blue Mix \*

Cet embout sait absolument tout faire dans son domaine. Sa forme conique unique vous permet de retirer gel et acrylique sans risque (également des gels 3 phases). Par ailleurs, il laisse une base optimale pour de futurs travaux de modelage d'ongles. Revêtement anti-échauffement, matériau ultra-résistant. Vitesse de rotation : jusqu'à 25 000 tr/min

## Embouts Arc-en-ciel

Matériau ultra-résistant, prévient l'échauffement

**Série Arc-en-ciel : embouts carbure avec revêtement en nitrure de tungstène.  
Pour un traitement ultra-rapide des ongles artificiels.**



**Art. n° 198491**

2

Embout carbure (avec revêtement en nitrure de tungstène), grand cône rond \*

Cet embout sait absolument tout faire dans son domaine. Sa forme conique unique vous permet de retirer gel et acrylique sans risque (également des gels 3 phases). Par ailleurs, il laisse une base optimale pour de futurs travaux de modelage d'ongles. Le revêtement en nitrure de tungstène prévient l'échauffement. Matériau ultra-résistant. Vitesse de rotation : jusqu'à 25 000 tr/min



**Art. n° 198490**

2

Embout carbure (avec revêtement en nitrure de tungstène), cylindrique \*

Pour matifier les bouts, raccourcir les ongles artificiels, retirer le gel et l'acrylique. Le revêtement en nitrure de tungstène prévient l'échauffement. Matériau ultra-résistant. Vitesse de rotation : jusqu'à 25 000 tr/min



**Art. n° 198492**

2

Embout carbure (avec revêtement en nitrure de tungstène), cône étroit, grain fin \*

Cet embout façonne l'acrylique et le gel (de modelage). Sa taille convient parfaitement pour les travaux de finition. Le revêtement en nitrure de tungstène prévient l'échauffement. Matériau ultra-résistant.

Vitesse de rotation : jusqu'à 30 000 tr/min



**Art. n° 198493**

2

Embout carbure (avec revêtement en nitrure de tungstène), petit cône rond étroit, grain fin \*

Cet embout façonne l'acrylique et le gel (de modelage) et les lime avec efficacité. Sa forme épouse parfaitement celle de l'ongle et permet un rendement élevé. Le revêtement en nitrure de tungstène prévient l'échauffement. Matériau ultra-résistant. Vitesse de rotation : jusqu'à 30 000 tr/min

\* Autoclavable (stérilisation des embouts à une température comprise entre 121 et 134 °C, avec une pression d'env. 2 bar)

1 = pour le traitement des ongles naturels    2 = pour le traitement des ongles artificiels    3 = pour le traitement de la peau

**Remarque :** Tous les embouts abrasifs Promed présentent un diamètre de tige d'une dimension standard comprise entre 2,332 et 2,350 mm.

## Embouts titane / carbure

pour des conditions extrêmes, longue durée de vie

Ces embouts haut de gamme, fabriqués en alliage de titane et carbure, chauffent moins rapidement et sont donc plus agréables pour vos clients.



Art. n° 198551

2

Embout titane, cylindrique, queue courte (tête dorée) \*

Pour matifier les bouts, raccourcir les ongles artificiels, retirer le gel et l'acrylique. Ultra-résistant. Vitesse de rotation : jusqu'à 25 000 tr/min




Art. n° 198551/L

2

Embout titane, cylindrique, queue longue (tête dorée) \*

Pour matifier les bouts, raccourcir les ongles artificiels, retirer le gel et l'acrylique. Ultra-résistant. Vitesse de rotation : jusqu'à 25 000 tr/min



Art. n° 198556

2

Embout titane, cylindrique, arrondi (tête dorée) \*

Pour limer la transition vers l'angle naturel, masquer les bouts, raccourcir les ongles artificiels, affiner les ongles sur les bords et retirer le gel ainsi que l'acrylique. Vitesse de rotation : jusqu'à 25 000 tr/min



Art. n° 198557

2

Embout carbure, cylindrique, denture hélicoïdale \*

Embout spécial pour les deux sens de rotation ; retrait rapide du modelage (gel et acrylique), revêtement spécial anti-échauffement ; pour une surface d'angle très affinée ; ultra-résistant. Vitesse de rotation : jusqu'à 25 000 tr/min

## Embouts carbure

Matériau ultra-résistant

Les embouts carbure permettent un travail extrêmement rapide et efficace sur l'angle artificiel. Ces embouts ne doivent pas être utilisés sur l'angle naturel. Champs d'application typiques : limage de la transition, affinage des surfaces, limage de la face inférieure de l'angle, raccourcissement, fixation de pierres décoratives.

### Embouts carbure, série violette, denture spirale - grain fin



Art. n° 198455

2

Embout carbure, gouttes \*

Pour le lissage des ongles et de la peau et une utilisation dans le domaine du Nail Art. Vitesse de rotation : optimale à 12 000 tr/min, max. jusqu'à 20 000 tr/min



Art. n° 198435

2

Embout carbure, cône long \*

L'embout carbure peut être utilisé à plusieurs fins : pour nettoyer la face inférieure de l'angle sur les bords, pour retirer les résidus de gel ou d'acrylique et exécuter des travaux de finition. Vitesse de rotation : jusqu'à 40 000 tr/min



Art. n° 198425

2

Embout carbure, cône étroit \*

Cet embout est particulièrement efficace pour les liftings. Il permet l'exécution de travaux de finition ainsi que le retrait rapide de résidus de gel ou d'acrylique, également à proximité du pli de l'angle. Vitesse de rotation : jusqu'à 30 000 tr/min



Art. n° 198445

2

Embout carbure, grand cône \*

Cet embout sait absolument tout faire dans son domaine. Sa forme conique unique vous permet de retirer gel et acrylique sans risque (également des gels 3 phases) et sans échauffement. Par ailleurs, il laisse une base optimale pour de futurs travaux de modelage d'ongles. Matériau ultra-résistant. Vitesse de rotation : jusqu'à 20 000 tr/min



## Embout carbure, série bleue, denture hélicoïdale – gros grain

Art. n° 198410

Embout carbure, rond \*

2

Idéal pour la fixation de pierres dans l'ongle artificiel. Vitesse de rotation : jusqu'à 40 000 tr/min



Art. n° 198420

Embout carbure, cône \*

2

Cet embout façonne l'acrylique et le gel (de modelage) et les lime avec efficacité. Sa forme épouse parfaitement celle de l'ongle et permet un rendement élevé. Aucun échauffement.

Vitesse de rotation : jusqu'à 20 000 tr/min



Art. n° 198430

Embout carbure, cône étroit \*

2

Cet embout façonne l'acrylique et le gel (de modelage). Sa taille convient parfaitement pour les travaux de finition.

Vitesse de rotation : jusqu'à 30 000 tr/min



Art. n° 198450

Embout carbure, cylindrique arrondi \*

2

Retrait très rapide et grossier du modelage (acrylique et gel). Très peu d'échauffement.

Vitesse de rotation : jusqu'à 20 000 tr/min

Idéal pour les gels 3 phases

## Embout carbure, série rouge, denture hélicoïdale – grain moyen




Art. n° 198422

Embout carbure, cône \*

2

Retrait optimal de gels de tous types, idéal pour un rééquilibrage (refill). La forme conique convient parfaitement pour les travaux de finition d'un modelage, comme p. ex. la mise en forme.

Vitesse de rotation : jusqu'à 30 000 tr/min



Art. n° 198442

Embout carbure, grand cône pointu \*

2

Grâce à sa forme, le petit cône pointu se veut parfait pour un retrait précis du gel et de l'acrylique, également dans des zones difficiles, juste avant le pli de l'ongle. Vitesse de rotation : jusqu'à 25 000 tr/min



Art. n° 198443

Embout carbure, petit cône pointu \*

2

Grâce à sa forme, le petit cône pointu se veut parfait pour un retrait précis du gel et de l'acrylique, également dans des zones difficiles, juste avant le pli de l'ongle. Vitesse de rotation : jusqu'à 30 000 tr/min



Art. n° 198452

Embout carbure, cylindrique arrondi \*

2

La forme cylindrique arrondie offre un retrait sûr et en surface du gel et de l'acrylique sur toute la tablette unguéale, le tout sans échauffement. Vitesse de rotation : jusqu'à 20 000 tr/min

Uniquement pour le traitement de petites subtilités

## Embout carbure, série jaune, denture hélicoïdale – grain extra-fin



Art. n° 198434

Embout carbure, long \*

2

Embout carbure. Sa structure de surface fine (denture hélicoïdale) nettoie parfaitement la face inférieure des ongles. Pour retirer les résidus d'acrylique ou de gel, exécuter des travaux de finition.

Vitesse de rotation : jusqu'à 40 000 tr/min



Art. n° 198421

Embout carbure, cône \*

2

Embout carbure. Pour un traitement ultérieur du modelage et pour retirer les résidus.

Pour un nettoyage parfait de la face inférieure des ongles. Vitesse de rotation : jusqu'à 30 000 tr/min



Art. n° 198461

Embout carbure, flamme \*

2

Grâce à sa forme, l'embout carbure flamme parvient même à atteindre les endroits difficiles. Pour retirer la colle ou tout matériau en-dessous des ongles à base d'acrylique et de gel. Peut également être utilisé pour nettoyer l'ongle naturel une fois que celui-ci a repoussé. Vitesse de rotation : jusqu'à 40 000 tr/min

## Embouts carbure, spéciaux



**Art. n° 198451**

**Embout carbure, cylindrique, denture mixte (grain fin / gros) \***

Denture mixte (éléments fins + gros), matériau ultra-résistant, aplanissement rapide sans échauffement ; structure de surface ultra-lisse sur l'angle.

Vitesse de rotation : jusqu'à 20 000 tr/min

2



**Art. n° 198453**

**Embout carbure, cône étroit, denture mixte (grain fin / gros), série orange**

Pour finaliser le modelage et retirer les résidus, pour les travaux de finition ainsi que pour un retrait rapide du gel ou de l'acrylique sans échauffement, structure de surface ultra-lisse de l'angle, matériau ultra-résistant, également utilisable en podologie pour l'élimination des callosités.

Vitesse de rotation : jusqu'à 20 000 tr/min

2



**Art. n° 198423**

**Embout carbure, gaucher, cône, denture hélicoïdale, grain moyen \***

Embout spécial pour sens de rotation à gauche ; retrait rapide du modelage (gel et acrylique) ; structure de surface fine de l'angle ; matériau ultra-résistant.

Vitesse de rotation : jusqu'à 20 000 tr/min

2



**Art. n° 198470**

**Fraise spéciale, denture simple avec taille transversale, série verte, gros grain**

Pour le traitement des callosités et des ongles hyperkératosiques, très épais.

Vitesse de rotation : optimale à 12 000 tr/min, max. jusqu'à 20 000 tr/min

2



**Art. n° 198471**

**Fraise spéciale avec taille transversale, série orange, grain fin**

Pour éliminer les callosités dures, abraser les hyperkératoses et pour une utilisation dans le domaine du Nail Art. Avec canaux de refroidissement externes, pour un traitement sans échauffement dans des applications à sec et humides.

Vitesse de rotation : optimale à 10 000 tr/min, max. jusqu'à 15 000 tr/min

2

## Fraises en acier inoxydable



**Art. n° 197005**

**Fraise boule avec taille transversale (2,3 mm), denture moyenne \***

Pour fraiser les cors et les callosités sur la peau. Denture ultra-coupante avec taille transversale.

Vitesse de rotation : optimale à 15 000 tr/min, max. jusqu'à 30 000 tr/min

3



**Art. n° 197015**

**Fraise fissure (1,2 mm), denture moyenne \***

Pour travailler au niveau du pli unguéal. Avec denture à taille transversale.

Vitesse de rotation : optimale à 15 000 tr/min, max. jusqu'à 50 000 tr/min

1 3



**Art. n° 197021**

**Fraise creuse (trépan, 2,3 mm) \***

Pour fraiser les fissures des callosités et les cors. Lame avec denture.

Vitesse de rotation : optimale à 4000 tr/min, max. jusqu'à 6000 tr/min

3



**Art. n° 197025**

**Trépan circulaire, meulé (2,7 mm) \***

Pour une élimination en douceur des cors profonds. Avec lame meulée. Vitesse de rotation : optimale à 4000 tr/min, max. jusqu'à 6000 tr/min

3



**Art. n° 197030**

**Cure-angle, court \***

Pour une élimination en douceur des excès de cuticules et des dépôts dans les plis unguéaux. Partie active hexagonale sans arêtes vives.

Vitesse de rotation : optimale à 5000 tr/min, max. jusqu'à 30 000 tr/min

1 2 3



**Art. n° 197031**

**Cure-angle, long \***

Pour une élimination en douceur des excès de cuticules et des dépôts dans les plis unguéaux.

Partie active hexagonale sans arêtes vives.

Vitesse de rotation : optimale à 5000 tr/min, max. jusqu'à 30 000 tr/min

1 2 3

# Embouts diamant

Les fines particules de diamant sur la meule permettent un traitement hygiénique et rapide de la peau et des ongles. Grande résistance en utilisation prolongée. Pour lisser, nettoyer, retirer les résidus de colle, également dans le pli unguéal. Pour un travail en toute sécurité dans les zones difficiles.

Art. n° 198505

1 2

Rogneuse d'angle (uniquement pointe recouverte de diamant) \*

Idéale pour raccourcir les ongles. La peau adjacente reste intacte. Chanfrein de sécurité sur le bord de l'extrémité. Vitesses de rotation : optimale à 15 000 tr/min, max. jusqu'à 20 000 tr/min



Art. n° 198502

3

Meule pour callosités, cône (grain super gros) \*

Pour éliminer les callosités dures et abraser les hyperkératoses. Avec canaux de refroidissement externes, pour un traitement sans échauffement dans des applications à sec et humides. Vitesse de rotation : optimale à 10 000 tr/min, max. jusqu'à 15 000 tr/min



Art. n° 198501

3

Meule pour callosités, conique (grain super gros) \*

Pour éliminer les callosités dures et abraser les hyperkératoses. Avec canaux de refroidissement externes, pour un traitement sans échauffement dans des applications à sec et humides. Vitesse de rotation : optimale à 10 000 tr/min, max. jusqu'à 15 000 tr/min



Art. n° 198585

3

Embout diamant, cylindre rond, grand, gros grain, meule pour callosités (spécialement conçu pour des applications humides) \*

Pour un soin des pieds professionnel. Aucun échauffement. Pour traiter les irrégularités de la peau et les callosités. Peut être utilisé aussi bien sur peau sèche que mouillée. Vitesse de rotation : jusqu'à 20 000 tr/min



Art. n° 198586

3

Embout diamant, cylindre rond, petit, gros grain, meule pour callosités (spécialement conçu pour des applications humides) \*

Pour un soin des pieds professionnel. Aucun échauffement. Pour traiter les callosités ultra-épaisses. Peut être utilisé aussi bien sur peau sèche que mouillée. Vitesse de rotation : jusqu'à 20 000 tr/min



Art. n° 198020

1 3

Embout diamant, cône \*

Pour polir les surfaces inégales et striées de l'angle. Vitesse de rotation : jusqu'à 20 000 tr/min



Art. n° 198540

1 3

Embout diamant, petit cône \*

Pour enlever les cuticules, matifier les transitions et l'angle naturel, et traiter les bords difficiles. Vitesse de rotation : jusqu'à 20 000 tr/min



Art. n° 198541

1 3

Embout diamant, cylindrique \*

Pour affiner les ongles très épais et traiter les bords des cors durs. Vitesse de rotation : jusqu'à 20 000 tr/min



Art. n° 198542

1 3

Embout diamant, cône pointu arrondi \*

Pour polir les ongles mycosés ; permet d'éliminer efficacement les traces de mycose sur l'ongle. Pour enlever les cuticules. Vitesse de rotation : jusqu'à 20 000 tr/min



Art. n° 198543

1 3

Embout diamant, petit cône pointu \*

Pour polir les ongles mycosés ; permet d'éliminer efficacement les traces de mycose sur l'ongle. Pour enlever les cuticules. Vitesse de rotation : jusqu'à 20 000 tr/min



## Embouts diamant avec canaux de refroidissement et queue carbone

Les embouts diamant à haute densité de particules de diamant et canal de refroidissement intégré promettent un excellent retrait de matière. Le canal de refroidissement limite l'échauffement et permet une utilisation prolongée grâce à l'évacuation continue de la matière retirée. Idéal pour des applications à sec et humides.



**Art. n° 198544**

1 3

Embout diamant avec canaux de refroidissement, pointu, petit

Avec canaux de refroidissement, idéal pour le traitement de finition et le lissage des durillons et des ongles sur des zones sensibles.



**Art. n° 198545**

1 3

Embout diamant avec canaux de refroidissement, rond

Avec canaux de refroidissement, idéal pour un traitement de finition et un lissage en douceur des cors et callosités.



**Art. n° 198546**

1 3

Embout diamant avec canaux de refroidissement, fin, arrondi

Avec canaux de refroidissement, idéal pour le lissage et le traitement de finition des callosités et des ongles. Pour un travail avec échauffement minimal.



**Art. n° 198547**

1 3

Embout diamant avec canaux de refroidissement, conique, épais

Avec canaux de refroidissement, pour un affinage précis et un traitement de finition des callosités et des ongles. Pour un travail avec échauffement minimal.

## Embouts saphir

Le saphir est « plus doux » que le diamant et idéal pour l'entretien et le traitement des ongles naturels, en cas d'épaississement des ongles et de callosités ou tout autre problème aux pieds et aux ongles.



**Art. n° 198030**

1 3

Embout saphir, pointu

Pour traiter les coins et plis difficiles, éliminer en douceur les cuticules.  
Vitesse de rotation : jusqu'à 25 000 tr/min




**Art. n° 198031**

1 3

Embout saphir, rond

Pour nettoyer le pli unguéal et retirer les durillons.  
Pour limer les ongles incarnés. Vitesse de rotation : jusqu'à 25 000 tr/min



**Art. n° 198034**

1 3

Embout saphir, long

Pour traiter la face inférieure des ongles, p. ex. retirer les saletés ou les traces de mycoses.  
Vitesse de rotation : jusqu'à 25 000 tr/min



**Art. n° 190011**

1

Disque de polissage, saphir

Pour raccourcir et façonner les ongles des mains et des pieds. Vitesse de rotation : jusqu'à 10 000 tr/min



**Art. n° 190027 grain fin**

1 3

**Art. n° 190029 grain moyen**

**Art. n° 190031 gros grain**

Meule conique, saphir, petite \*

Pour polir les zones épaisses ou les callosités sur la plante du pied. Peut être utilisée également pour retirer les cors. Vitesse de rotation : jusqu'à 20 000 tr/min

\* Autoclavable (stérilisation des embouts à une température comprise entre 121 et 134 °C, avec une pression d'env. 2 bar)

1 = pour le traitement des ongles naturels 2 = pour le traitement des ongles artificiels 3 = pour le traitement de la peau

**Remarque :** Tous les embouts abrasifs Promed présentent un diamètre de tige d'une dimension standard comprise entre 2,332 et 2,350 mm.

## Embouts saphir

Le saphir est « plus doux » que le diamant et idéal pour l'entretien et le traitement des ongles naturels, en cas d'épaississement des ongles et de callosités ou tout autre problème aux pieds et aux ongles.

- Art. n° 190024 grain fin
- Art. n° 190026 grain moyen
- Art. n° 190028 gros grain
- Art. n° 190021 gros grain (non-autoclavable)

Meule conique, saphir \*

Pour poncer les durillons, les callosités et les ongles hyperkératosiques.

Vitesse de rotation : jusqu'à 20 000 tr/min

1 3



- Art. n° 190066 grain fin
- Art. n° 190064 grain moyen
- Art. n° 190063 gros grain
- Art. n° 190067 gros grain (non-autoclavable)

Meule de drainage des callosités, saphir \*

Parfaite pour éliminer les callosités dures et épaisses, p. ex. au niveau des talons et des têtes de métatarses. Vitesse de rotation : jusqu'à 20 000 tr/min

3




## Embouts pierre

Les meules en pierre sont idéales pour affiner les ongles très épais.

- Art. n° 198530
- Meule de pierre, cylindrique

Pour lisser les vilaines tablettes unguéales, en cas d'ongles épais, durcis. Vitesse de rotation : jusqu'à 12 000 tr/min

1



- Art. n° 198535
- Meule de pierre, standard

Pour lisser et matifier la tablette unguéale. Pour préparer la pose d'ongles artificiels. Vitesse de rotation : jusqu'à 12 000 tr/min

1



## Mandrins – Porte-abrasifs

Pour l'application de bandes abrasives dans le cadre du traitement d'un modelage et du retrait de callosités. Remplacement facile des abrasifs grâce à l'effet ressort du porte-abrasif. La nouvelle version de mandrin compense efficacement les tolérances des différents abrasifs.

- Art. n° 198583
- Mandrin de polissage, métal

Pour l'application de bandes abrasives dans le cadre du traitement d'un modelage sur des ongles artificiels. Vitesse de rotation : jusqu'à 25 000 tr/min

2



- Art. n° 198564
- Mandrin de polissage, plastique \*

Pour l'application de bandes abrasives dans le cadre du traitement d'un modelage sur des ongles artificiels. Vitesse de rotation : jusqu'à 25 000 tr/min


2



- Art. n° 198565/L
- Mandrin de polissage, plastique, longue queue  
(pour 4030/S/SX/SX2, 4040, 5030S, 5040-SX, 5040-SX2) \*

Pour l'application de bandes abrasives dans le cadre du traitement d'un modelage sur des ongles artificiels. Vitesse de rotation : jusqu'à 25 000 tr/min

2





# Embouts papier de verre

Les manchons en papier de verre sont disponibles avec différents grains. Les manchons sont enfilés sur un mandrin et font ainsi de la bonne vieille lime à main un objet rond et rapide.



**Art. n° 198561 grain fin**

Bande abrasive, grain fin, 100 pièces

Pour un polissage de la surface des ongles et un travail de précision.

2



**Art. n° 198562 grain moyen**

Bande abrasive, grain moyen, 100 pièces

Idéale pour le retrait du gel.

2




**Art. n° 198563 gros grain**

Bande abrasive, gros grain, 100 pièces

Pour retirer les matériaux acryliques.

2



**Art. n° 198590 grain fin**

Bande abrasive ZEBRA, grain fin, 100 pièces

Avec revêtement anti-poussière. Pour un polissage de la surface des ongles et un travail de précision.

2



**Art. n° 198591 grain moyen**

Bande abrasive ZEBRA, grain moyen, 100 pièces

Avec revêtement anti-poussière. Idéale pour le retrait du gel.

2



**Art. n° 198592 gros grain**

Bande abrasive ZEBRA, gros grain, 100 pièces

Avec revêtement anti-poussière. Pour retirer les matériaux acryliques.

2



**Art. n° 198580**

Mandrin de polissage, caoutchouc (pour abrasif en papier de verre de 13 mm)

Mandrin de polissage pour l'application d'abrasifs en papier de verre dans le cadre du traitement de callosités. Vitesse de rotation : jusqu'à 15 000 tr/min

3



**Art. n° 198588**

Abrasif en papier de verre (13 mm), grain moyen, 100 pièces

Abrasif en papier de verre professionnel pour la pédicure. Pour retirer les callosités dures et épaisses, les cals de la plante du pied et du talon.

3



**Art. n° 198581**

Mandrin de polissage, caoutchouc (pour abrasif en papier de verre de 10 mm)

Mandrin de polissage pour l'application d'abrasifs en papier de verre dans le cadre du traitement de callosités. Vitesse de rotation : jusqu'à 15 000 tr/min

3



**Art. n° 198587**

Abrasif en papier de verre (10 mm), grain moyen, 100 pièces


Abrasif en papier de verre professionnel pour la pédicure. Pour retirer les callosités dures et épaisses, les cals de la plante du pied et du talon.

3



## Embouts de polissage

Pour polir, retirer le brillant, donner de l'éclat, matifier, lisser les irrégularités sur l'ongle naturel et bien d'autres choses encore. Les différents embouts de polissage, du polissoir silicone au polissoir doux textile, en passant par l'embout feutre, offrent un large champ d'application en matière de soins des ongles.



Art. n° 190041

Cône de polissage, feutre

Pour des ongles et bords d'ongles lisses afin d'obtenir une finition brillante des soins.

Vitesse de rotation : jusqu'à 10 000 tr/min

1 2




Art. n° 198133

Polissoir silicone, pointu, grain fin

Pour polir, donner de l'éclat et matifier. Vitesse de rotation : jusqu'à 8000 tr/min

1 2



Art. n° 198130

Polissoir silicone, grain fin, jaune

Pour polir, donner de l'éclat et matifier.

1 2




Art. n° 198131

Polissoir silicone, grain moyen, noir

Pour polir, donner de l'éclat et matifier.

1 2



Art. n° 198132

Polissoir silicone, gros grain, vert

Pour polir, donner de l'éclat et matifier. Pour éliminer

les petites irrégularités sur les ongles naturels. **Changement du tampon !**

1 2

### Remarque :

Trois grains différents pour un polissage fin des ongles naturels et artificiels. Vitesse de rotation : jusqu'à 8000 tr/min

(Attention : au-delà de 8000 tr/min, les ongles prennent la couleur du polissoir silicone.)



**Art. n° 198572**

1 2

**Polissoir doux, textile, polish inclus**

Le polissoir textile avec polish inclus redonne de l'éclat aux ongles naturels, la pâte de polissage étant déjà intégrée dans cet embout de polissage. Vitesse de rotation : jusqu'à 10 000 tr/min




**Art. n° 198570**

1 2

**Polissoir chamois, cuir**

Pour un polissage de finition des ongles naturels. En association avec une pâte de polissage, également sur les ongles artificiels.

Grâce à sa structure de surface, le cuir offre un superbe éclat à la tablette unguéale naturelle. Vitesse de rotation : jusqu'à 10 000 tr/min



**Art. n° 198571**

1 2

**Polissoir doux, textile**

Pour polir et donner de l'éclat aux ongles artificiels et naturels en association avec une pâte de polissage. Vitesse de rotation : jusqu'à 10 000 tr/min



**Art. n° 190086**

2

**Brosse de polissage, poil de chèvre**

Pour nettoyer les ongles et retirer les résidus de matériaux. Permet d'éliminer les petites poussières des ongles dans des zones difficiles d'accès, comme p. ex. autour des cuticules. En poil de chèvre doux. Vitesse de rotation : jusqu'à 8000 tr/min



\* Autoclavable (stérilisation des embouts à une température comprise entre 121 et 134 °C, avec une pression d'env. 2 bar)

1 = pour le traitement des ongles naturels    2 = pour le traitement des ongles artificiels    3 = pour le traitement de la peau

**Remarque :** Tous les embouts abrasifs Promed présentent un diamètre de tige d'une dimension standard comprise entre 2,332 et 2,350 mm.


## Accessoires professionnels utiles



**Art. n° 198915**

Porte-meules, plastique

Support pouvant accueillir 13 meules (livraison sans embouts), blanc, 100 x 30 mm



**Art. n° 198900**

Porte-embouts, acrylique


Support pouvant accueillir 10 meules (livraison sans embouts), transparent, 95 x 50 mm



**Art. n° 198910**

Brosse de nettoyage pour embouts, laiton


Pour le nettoyage des meules.



**Art. n° 198920**

Brosse de nettoyage pour embouts, nylon

Pour le nettoyage des meules. Particulièrement douce pour les arêtes des embouts.



**Art. n° 198930**

Brosse de nettoyage pour embouts, nylon

Pour le nettoyage des meules. Particulièrement douce pour les arêtes des embouts.



**Art. n° 940602 (x10) / Art. n° 940601 (x1)**

Serviette Promed

Blanc, petit, 30 x 50 cm, contenu : x10 ou x1



**Art. n° 952010**

Guide de stylisme ongulaire professionnel

Ce petit livre bien illustré présente les principales techniques d'utilisation des limes électriques, et traite de toutes les thématiques importantes.

68 pages, 80 illustrations, ISBN 3-9809164-0-5



**Art. n° 190051 – blanc**

Pince – blanc (pour Pedisenso Duo)

Pince solide

**Art. n° 190052 – jaune**

Pince – jaune (pour Pedisenso Duo)

Avec limiteur de couple de sécurité pour diabétique

## Pièces à main

(disponibles également seules)



**Art. n° 200601**

Pièce à main Promed KR6  
séparée pour Promed 620



**Art. n° 292001**

Pièce à main Promed PS7  
séparée uniquement pour Promed 625/525 avec verrouillage  
(non compatible avec 520/620)



**Art. n° 201004**

Pièce à main Promed MR10  
séparée pour Promed 1030 avec verrouillage



**Art. n° 202003**

Pièce à main Promed MR20  
séparée pour Promed 2020 (à partir de 2015) avec verrouillage



**Art. n° 204002**

Pièce à main Promed POM  
séparée pour Promed 4030-SX2, blanc



**Art. n° 204007**

Pièce à main Promed 4040  
séparée pour Promed 4040, blanc, avec tiroir pour poche  
filtrante (non disponible séparément)

**NOUVEAU**

## Accessoires pédales



**Art. n° 290004**

### Pédale 1

Pédale marche/arrêt avec boîtier en plastique robuste (100 x 70 x 30 mm), et petits pieds en caoutchouc. Couleur : noir

Câble de raccordement avec fiche à 5 broches, longueur du câble : 150 cm

Compatible avec les dispositifs **1030, 2020, 2030** et **3020**



**Art. n° 290007**

### Pédale 5

Compatible uniquement avec les modèles **4030 SX** et **4030-SX2**

Comme la pédale 1, avec boîtier en plastique. Pédale marche/arrêt



**Art. n° 290009**

### Pédale 6

Compatible uniquement avec les modèles **5040 SX** et **5040-SX2**

Comme la pédale 1, avec boîtier en plastique.

Pédale marche/arrêt (mise en marche par actionnement prolongé de la pédale)



**Art. n° 290010**

### Pédale 7

Compatible uniquement avec le modèle **4040**

Comme la pédale 1, avec boîtier en plastique. Pédale marche/arrêt



**Art. n° 290005**

### Pédale 3

Compatible uniquement avec les modèles **4030, 4030 S, 5030,**

**5040, 5040-SX et 5040-SX2** noir, 197 x 120 x 47 mm

Pédale numérique avec fonction d'accélération dans un design en plastique robuste et incassable, avec petits pieds en caoutchouc ; longueur du câble : 165 cm



**Art. n° 290008**

### Pédale 4

Compatible uniquement avec les modèles **4030 SX** et **4030-SX2**

Comme la pédale 3, avec fonction d'accélération et boîtier en plastique

## Accessoires poches filtrantes de recharge



Poches filtrantes de recharge micro-intissé pour le modèle **4030 S**

en lot de 6

**Art. n° 195860**

en lot de 12

**Art. n° 195864**

en lot de 50

**Art. n° 195865**



Poches filtrantes de recharge micro-intissé pour les modèles **4030-SX, 4030-SX2, 4040**

(sous réserve de modifications tant sur le plan technique qu'au niveau du coloris)

en lot de 10

**Art. n° 195870**

en lot de 20

**Art. n° 195871**

en lot de 50

**Art. n° 195872**

## Accessoires UVL-36, UVL-36 S



**Art. n° 330904 pour UVL-36 S**

Tube pour lampe UV 1 pièce  
(9 W,  $\lambda = 365$  nm, culot = G23)



**Art. n° 330905 pour UVL-36 S**

Tube pour lampe UV LOT DE 4 / 4 pièces  
(9 W,  $\lambda = 365$  nm, culot = G23)

## Accessoires Nailfan



**Art. n° 230800**

Unité filtrante – lavable



**Art. n° 230803**

Repose-bras



**Art. n° 230804**

Grille de repose-main


## Accessoires Nailfan Mini



**Art. n° 295001**

Filtre (nettoyage, voir instructions Nailfan Mini)

## Accessoires AC-4000



**Art. n° 334001**

Jeu de filtres



**Art. n° 334002**

Lampe UVC

## Accessoires thérapie



**Art. n° 270960**

Swiss Depil – Disques de recharge

Lot de disques d'épilation de recharge (6 pièces)

---



**Art. n° 402091**

Brassard pour PBM-3.5, taille L (32 - 42 cm)

Brassard, taille L (32 - 42 cm), gris, pour tensiomètre

---



**Art. n° 402093**

Adaptateur secteur

Adaptateur secteur 6 V pour tensiomètres **PBM-3.5**, **PBW-5.2**, **BDS-700** et **PBM-4.2**

---



**Art. n° 402061**

Brassard pour PBM-4.2, taille (22 - 42 cm)



## Accessoires inhalateurs



**Art. n° 422001**

Capuchon pour INH-2.1 et INH-2.1R

---



**Art. n° 422002**

Réservoir à médicaments INH-2.1R

Réservoir à médicaments de recharge à commander

---



**Art. n° 422003**

Embout buccal pour INH-2.1 et INH-2.1R

100 % sans latex

---



**Art. n° 422004**

Masque T S pour INH-2.1 et INH-2.1R

pour les enfants, avec pièce de raccordement

100 % sans latex

---



**Art. n° 422005**

Masque T. L pour INH-2.1 et INH-2.1R

pour les adultes, avec pièce de raccordement

100 % sans latex

---



**Art. n° 422006**

Adaptateur pour INH-2.1 et INH-2.1R

(illustration non contractuelle)

## Accessoires TENS/EMS



**Art. n° 359174**

Électrode nuque

autocollante, 1 pièce/emballage, env. 13 x 11 cm



**Art. n° 359173**

Électrode Butterfly

autocollante, 2 pièces/emballage, 15 x 9,5 cm



**Art. n° 359170**

Électrode en tissu

autocollante, 4 pièces/emballage, 40 x 40 mm



**Art. n° 359171**

Électrode en tissu

autocollante, 4 pièces/emballage, 45 x 45 mm



**Art. n° 359172**

Électrode en tissu

autocollante, 4 pièces/emballage, 45 x 35 mm



**Art. n° 359178**

Électrode en tissu


autocollante, 4 pièces/emballage, 45 x 80 mm



**Art. n° 359177**

Électrode en tissu

autocollante, 4 pièces/emballage, Ø 32 mm



**Art. n° 359070**

Électrode longue durée en carbone

4 pièces/emballage + 4 patches gel autocollants,  
40 x 40 mm (commande de patches gel autocollants individuels : art. n° 359280)



**Art. n° 359280**

Patches gel autocollants

pour le remplacement des patches gel usagés des électrodes longue durée en carbone (art. n° 359070)  
40 x 40 mm, 10 pièces/emballage, autocollants

## Accessoires TENS/EMS



**Art. n° 359910**

### Gel de contact TENS

pour rafraîchir les surfaces de contact des électrodes – Tube de 50 g



**Art. n° 359013**

### Câble de contact

Câble de contact pour **EMT-4**, par paires



**Art. n° 359014**

### Câble de contact

Câble de contact pour **EMT-6, T-6 et IT-6**, par paires



**Art. n° 359011**

### Câble de contact

Câble de contact pour **Promed digi 3000 et Promed tens 1000 s**, par paires



**Art. n° 359130**

### Sonde vaginale

Électrode spéciale pour utilisation vaginale à des fins de traitement de l'incontinence et de renforcement des muscles du plancher pelvien (chez la femme).



**Art. n° 359131**

### Sonde anale

Électrode spéciale pour utilisation anale à des fins de traitement de l'incontinence et de renforcement des muscles du plancher pelvien.



**Art. n° 359990**

### Bloc d'alimentation


Bloc batterie pour **Promed tens 1000 s et Promed digi tens 3000**, 8,4 V



**Art. n° 359991**

### Pile 9 V


Pile 9 V pour **Promed tens 1000 s et Promed digi tens 3000**



**Art. n° 359995**

### Lot de 4 piles

Lot de 4 piles pour Promed **EMT-4**



**Art. n° 359994**

### Lot de 4 piles

Lot de 4 piles pour **EMT-4, EMT-6, T-6**

## Accessoires glucomètres



**Art. n° M79039**

Solution de contrôle pour MediTouch 2 / MediTouch 2 connect

EAN 40 15588 79039 3

---



**Art. n° M79038**

Bandes de test pour MediTouch 2 / MediTouch 2 connect  
(2 x 25 pièces)

EAN 40 15588 79038 6

---



**Art. n° M79002**

Autopiqueur

EAN 40 15588 79002 7

---



**Art. n° M79028**

Lancettes pour MediTouch 2 / MediTouch 2 connect

EAN 40 15588 79028 7

---

**Art. n° M79049**

Câble USB pour MediTouch 2

EAN 40 15588 79049 2



# Nous nous ferons un plaisir de vous transmettre des supports publicitaires appropriés :

Nous renouvelons notre assortiment de supports publicitaires en permanence. Adressez-vous à l'un de nos collaborateurs.

## Brochures :

(DIN long – différentes langues)

### Brochure électrothérapie (DE)

Art. n° 993516

### Brochure manucure / pédicure (DE)

Art. n° 991218

### Brochure Medisana (DE)

Art. n° M99983

### Brochure chaussures (DE)

Art. n° 995114

### Brochure chaussures « Pedibelle » (DE, EN)

DE : Art. n° 995401, EN : Art. n° 995402

### Brochure coussins chauffants (DE, EN, FR)

DE : Art. n° 99977, EN : Art. n° 994501, FR : Art. n° 994502

### Brochure Personal Care (DE)

Art. n° 991216

### Brochure limes professionnelles (DE, EN)

DE : Art. n° 992020, EN : Art. n° 992021

### Brochure accessoires (DE, EN)


DE : Art. n° 991901, EN : Art. n° 991902

### Brochure tensiomètres (DE)

DE : Art. n° 994101

## (Carton) Présentoir de comptoir pour brochures DIN long

Art. n° 999981



## Guide rapide (DE) :

(DIN A4, sous cellophane)



### pour APPAREIL TENS/EMS EMT-4

Art. n° 983529



### pour APPAREIL TENS/EMS EMT-6

Art. n° 983530



### Présentoir sur pied pour produits Promed

Art. n° 999901



### Sac en tissu Promed

Art. n° 999986



### Stylo-bille

Art. n° 940655



### Bloc-notes A6

Art. n° 999980

**A****Diffuseur d'huiles essentielles :**

Diffuseur d'huiles essentielles AL-150 WS	p. 46
Diffuseur d'huiles essentielles AL-240 FL	p. 45
Diffuseur d'huiles essentielles AL-400 CL	p. 45
Diffuseur d'huiles essentielles AL-1300 WS	p. 44
Diffuseur d'huiles essentielles AL-305	p. 46

**Essences aromatiques / huiles parfumées :**

Pomme-cannelle (10 ml)	p. 49
Be Happy (10 ml)	p. 48
Eucalyptus (10 ml)	p. 48
Pamplemousse (10 ml)	p. 49
Lavande (10 ml)	p. 48
Citronnelle (10 ml)	p. 48
Citron vert (10 ml)	p. 49
Orange (10 ml)	p. 48
Pêche (10 ml)	p. 49
Relax (10 ml)	p. 48
Rose (10 ml)	p. 49
Vanille (10 ml)	p. 49
Merisier (10 ml)	p. 49
Cannelle (10 ml)	p. 48
Cannelle-orange (10 ml)	p. 49
Citron (10 ml)	p. 49

**B****Tensiomètres :**

Tensiomètre bras PBM-3.5	p. 25
Tensiomètre bras PBM-4.2	p. 25
Tensiomètre poignet HGP-30	p. 26

**Glucomètres :**

Meditouch 2	p. 31
Meditouch 2 connect DUAL	p. 31

**Désinfection :**

Nettoyeur à ultrasons UC-50	p. 16
-----------------------------	-------

**E/F****Limes électriques****Pro et Personal Care :**

Emotion	p. 22
Feeling	p. 23
Pedimed	p. 20
Pedisenso Duo	p. 21
Sensitive	p. 22
the file – 620	p. 15
the file – 620 deluxe	p. 20
the file – 625	p. 15
the file – 1030	p. 14
the file – 2020	p. 14
the file – 4030-SX2	p. 12
the file – 4040	p. 10
the file – 5040-SX2	p. 13
Ultra Pro S	p. 21

**I/J****Inhalation :**

Inhalateur à ultrasons INH-2.1R	p. 26
---------------------------------	-------

**I****Hygiène intime :**

Douchette intime « Orchidée »	p. 36
Douchette intime « Rose »	p. 36

**K/L****Lampes / lumière :**

Lampe de table LTL-749	p. 19
Lampe-loupe de table LTM-30	p. 19

**Purificateurs d'air :**

AC-4000	p. 06
---------	-------

**M/N****Masques :**

Masque de protection respiratoire MNS-100	p. 04
Masque de protection respiratoire MNS-100 noir	p. 05

**Appareils de massage :**

Appareil de massage manuel ITM Pro	p. 34
------------------------------------	-------

**O/P****Oxymètres de pouls :**

Oxymètre de pouls pour doigt PM-200 Pro	p. 29
Oxymètre de pouls PM-100	p. 30
Oxymètre de pouls PM-100 Connect	p. 30

**S****Jeux de meules :**

Jeu Comfort	p. 72
Kit spécial callosités	p. 72
Kit de modelage Basic	p. 71
Kit de modelage Blue Mix	p. 70
Kit de modelage Pro embouts carbure	p. 71
Kit de modelage Master	p. 71
Kit de modelage Céramique	p. 70
Kit de modelage Arc-en-ciel	p. 70
Natural Set	p. 72
Personal Care Set	p. 71

**Meules :**

Embouts Blue Mix	p. 74
Embouts diamant	p. 78
Embouts diamant avec canaux de refroidissement	p. 79
Embout carbure, série bleue	p. 76
Embout carbure, série jaune	p. 76
Embout carbure, série rouge	p. 76
Embouts carbure, spéciaux	p. 77
Embout carbure, série violette	p. 75
Embouts Céramique	p. 73
Mandrins	p. 80
Embouts de polissage	p. 82
Embouts Arc-en-ciel	p. 74
Embouts papier de verre	p. 81
Embouts saphir	p. 79
Fraises en acier inoxydable	p. 77
Embouts pierre	p. 80
Embouts titane	p. 75

**Chaussures :**

Pedibelle :	
Pedibelle Alexander	p. 58
Pedibelle Anna	p. 57
Pedibelle Eleine	p. 57
Pedibelle Jonas	p. 58

**Chaussures thérapeutiques :**

Flex 2	p. 59
GentleWalk-Hi	p. 63
GentleWalk-Lo	p. 63
Grainau	p. 60
München 2 LXL	p. 64
München 3	p. 64
Pantomobil D	p. 66
Sanicabrio	p. 62
Sanicabrio DXL	p. 61
Sanicabrio LXL	p. 61
Sanisoft	p. 63
Sanisoft D	p. 62
TheraLight 1	p. 66
Theramed D1	p. 65
Theramed D3	p. 65
Wallgau	p. 60

**Semelles :**

Semelles de rechange	p. 67
Épine calcanéenne Huber	p. 69
Protection des articulations Huber	p. 69
Hallux valgus Huber	p. 68

**Bain bouillonnant :**

Bain de pieds bouillonnant FB-100	p. 35
-----------------------------------	-------

**Aspirateurs :**

Nailfan	p. 17
Nailfan mini	p. 17

**T****Appareils TENS/EMS :**

EMT-4	p. 33
Appareil combiné EMT-6	p. 32
IT-6	p. 32
Tens 1000 s	p. 33

**Thermomètres :**

Thermomètre infrarouge IRT-80	p. 28
Thermomètre infrarouge IRT-100	p. 27
Thermomètre numérique PFT-3.7	p. 28

**U/V****Lampes UV :**

UVL-36 S	p. 18
UVL-54 « All-In »	p. 18

**W/X****Produits chauffants :**

Ceinture chauffante HGP-1.7	p. 41
Coussin chauffant confort HKP-1.2H	p. 42
Coussin chauffant confort XL HKP-1.6	p. 42
Chauffe-pieds KFS-100	p. 43
Coussin chauffant XXL HKP-1.8	p. 39
Couverture chauffante confort KHP-2.3	p. 38
Couverture chauffante confort KHP-2.3G	p. 38
Couverture chauffante en tricot KHP-2.3S	p. 39
Coussin chauffant épaules et nuque NRP-2.0	p. 40
Coussin chauffant dos et nuque NRP-2.4	p. 41
Coussin chauffant dos et nuque NRP-5.4	p. 40
Surmatelas UBS-2.4	p. 43

**Y/Z****Accessoires :**

Piles / batteries	p. 91
Électrodes	p. 90
Poches filtrantes de rechange	p. 86
Pédales	p. 86
Pièces à main	p. 85
Inhalateurs	p. 89
Gel de contact	p. 91
Câbles de contact	p. 91
Accessoires de purificateur d'air	p. 87
Brassards	p. 88
Accessoires Nailfan	p. 87
Accessoires Nailfan Mini	p. 87
Accessoires pro	p. 84
Accessoires UVL-36, UVL-36 S	p. 87
Sonde vaginale / anale	p. 91

**Accessoires Medisana**

p. 92





## Votre interlocuteur

### Centrale / Gestion des commandes :

Tél. : +49 (0)8821/9621-0  
info@promed.de

### Gérance, marketing et distribution :

Andreas Schuster  
Tél. : +49 (0)8821/9621-0

### Export et vente par correspondance :

Marsha Lo  
Tél. : +49 (0)8821/9621-12

### Service après-vente / Retours :

+49 (0)8821/909 65 50

## Représentants commerciaux

### Bernd Hegeler

Région DE CP : 2, 3, 49  
Tél. : +49 (0) 151/174 815 13

### Marlon Osthoff

Région DE CP : 4 (sans 49) ; 5 sans 55  
Tél. : +49 (0) 171/777 71 80

### Gabriele Zimmer

Région DE CP : 55, 6, 7, 88, 89  
Tél. : +49 (0) 171/932 18 85

### Frau Gedak

Région DE CP : 80-87 ; 90-97  
Tél. : +49 (0) 151/113 273 51

---

### Horaires d'ouverture :

Lundi à jeudi :  
08h00 - 12h00 et 13h00 - 17h00  
Vendredi : 08h00 - 12h00

### Adresse pour les retours

(colis / retours) :  
Promed GmbH, Bischofstr. 1, D-82490 Farchant

## Mentions légales

### Modifications / CGV

Le présent document est publié sous réserve de modifications techniques, d'innovations, d'erreurs d'impression, d'erreurs de composition et d'autres erreurs, même sans préavis. Nos CGV actuelles sont disponibles à tout moment sur notre site Web.

### Copyright

Les informations publiées dans ce catalogue (textes et illustrations, graphiques) ainsi que la structure de ces dernières sont soumises au droit d'auteur de la société Promed GmbH, parfois même au copyright de tiers. Toute copie, diffusion, reproduction, transmission, conservation et autre utilisation du présent document, sans notre autorisation écrite, est strictement interdite.

© Copyright 2024, Promed GmbH, Allemagne



### Promed GmbH

Lindenweg 11  
D-82490 Farchant  
Germany

Tél. : +49 (0)8821/9621-0  
Fax : +49 (0)8821/9621-21

E-mail : info@promed.de  
Site internet : www.promed.de

Directeur : Manfred Eiberger  
Gérants : Andreas Schuster,  
Thomas Hollefeld  
Registre du commerce HRB : 135838  
Amtsgericht [Tribunal d'instance de] München  
N° de TVA intracommunautaire : DE 1283/68339

**[www.promed.de](http://www.promed.de)**

Titulaire de la certification DIN EN ISO 13485