



HEALTH & BEAUTY

2024

ITALIANO



www.promed.de



Certificata secondo la DIN EN ISO 13485

Valido dal 1° gennaio 2024

INDICE

Lime elettriche

Tutela del lavoro	4
Lime per la modellazione professionale delle unghie	8
Lampade UV + aspirazione polvere	17
Lime per la casa/da portare in borsa	20
Mole	70

Controllo della salute

Maschere	4
Purificatore d'aria	6
Sfigmomanometri	24
Termometro	27
Ossimetro	29
Misuratori di glicemia	31

Terapia

Inalazione	26
TENS/EMS	32

Benessere

Massaggio	34
Calore	37
Aria ambiente/Diffusore di aromi	44
Oli profumati	48

Scarpe, soles e sostegni

Promed scarpe comode introduzione	50
Promed panoramica di indicazione e delle scarpe	54
Promed tabelle delle dimensioni	56
Promed scarpe comode "Pedibelle"	57
Promed scarpe ortopediche	59
Suole Huber by Promed	68

Accessori

Mole e molto altro	70
Manicotti + inalatore	88
Elettrodi + TENS/EMS	90
Medisana accessori	92

Mezzi pubblicitari.....	93
--------------------------------	-----------

Glossario	94
------------------------	-----------

Colophon	97
-----------------------	-----------



Art. 333001 | EAN 40 43641 33023 1

MNS-100

Mascherina

EN 149:2001 +A1:2009;
Regolamento (UE) 2016/425

promed

**Omologata anche per atelier, saloni,
parrucchieri, pedicuristi...**

Efficace sistema filtrante
a 3 strati: Spunbond,
Meltbond, Nonwove



**Classe di
protezione
FFP2 NR**



**Design 3D per
una respirazione
confortevole**



**Sistema filtrante
a 3 strati**



**Taglia unica
flessibile**

- Protegge dalle sostanze nocive per la salute quali polveri sottili, aerosol liquidi e agenti biologici (batteri, virus, funghi). Efficace prevenzione di allergeni e germi. Protegge voi e il vostro ambiente.
- Elevata filtrazione del 95% delle particelle atmosferiche
- Materiale delicato sulla pelle e molto comodo da indossare
- Esaminata e certificata CE ai sensi della norma EN 149:2001 +A1:2009; Regolamento (UE) 2016/425 per dispositivo di protezione individuale

- Adattabilità ottimale: forma a V con contorno del naso
- La confezione singola igienica previene la contaminazione della maschera prima dell'utilizzo.
- Taglia unica flessibile. Mascherine usa e getta. Non lavare.
- Contenuto: 10 pezzi, incl. gancio e istruzioni
- Su richiesta disponibile anche in quantità maggiori - Informazioni all'indirizzo: info@promed.de

DATI TECNICI

Tipo di mascherina: FFP2 NR, categoria III Dimensioni del prodotto (piegato): 106,7 x 155 mm ·
Peso del prodotto: circa 8 g · Durata 3 anni · CE 2834

MNS-100 Black

Mascherina

EN 149:2001 +A1:2009;
Regolamento (UE) 2016/425

Efficace sistema filtrante a
3 strati: Spunbond, Meltbond,
Nonwove



**Omologata anche per atelier,
saloni, parrucchieri, pedicuristi...**



**Classe di
protezione
FFP2 NR**



**Design 3D per
una respirazione
confortevole**



**Sistema
filtrante
a 3 strati**



**Taglia unica
flessibile**

- Protegge dalle sostanze nocive per la salute quali polveri sottili, aerosol liquidi e agenti biologici (batteri, virus, funghi). Efficace prevenzione di allergeni e germi. Protegge voi e il vostro ambiente.
- Elevata filtrazione del 95% delle particelle atmosferiche
- Materiale delicato sulla pelle e molto comodo da indossare
- Esaminata e certificata CE ai sensi della norma EN 149:2001 +A1:2009; Regolamento (UE) 2016/425 per dispositivo di protezione individuale

- Adattabilità ottimale: forma a V con contorno del naso
- La confezione singola igienica previene la contaminazione della maschera prima dell'utilizzo.
- Taglia unica flessibile. Mascherine usa e getta. Non lavare.
- Contenuto: 10 pezzi, incl. gancio e istruzioni
- Su richiesta disponibile anche in quantità maggiori – Informazioni all'indirizzo: info@promed.de

DATI TECNICI

Tipo di mascherina: FFP2 NR, categoria III Dimensioni del prodotto (piegato): 106,7 x 155 mm ·
Peso del prodotto: circa 8 g · Durata 3 anni · CE 2834



AC-4000

Purificatore d'aria con funzione Wi-Fi

Potenza di purificazione CADR fino a 420 m³/h

Efficace contro virus e batteri, polvere di qualsiasi tipo, pollini, acari, fumo/odori



Possibile utilizzo con app per smartphone



Telecomando incluso



molto silenzioso

- Elevata filtrazione grazie al filtro combinato (filtro HEPA H13, carbone attivo, fotocatalitico, catalitico a freddo)
- Prefiltro in alluminio a 3 livelli (lavabile)
- Disinfezione UV mediante luce ultravioletta
- Indicatore cromatico della qualità dell'aria AQI (Air Quality Indicator) a 3 livelli, sensore di particelle integrato
- Potenza di purificazione CADR (Clean Air Delivery Rate) fino a 420 m³/h
- Funzione timer da 1 a 9 ore
- Indicatore della temperatura e dell'umidità
- 3 livelli di potenza della ventola e modalità riposo, modalità automatica, modalità manuale
- Adatto ad ambienti fino a 70 m²
- Promemoria automatico per il cambio del filtro
- Utilizzo semplice, grazie al display touch grande, blocco di protezione per bambini

Promed AC-4000: la soluzione ideale per un'aria più pulita negli ambienti chiusi.

Il pregiato purificatore d'aria con filtro combinato filtra efficacemente sostanze nocive quali virus, batteri, polvere di ogni tipo (anche polveri sottili), muffa, pollini, acari, fumo e odori. Elimina fino al **99,95%** dei microorganismi più frequenti.



- ✓ Filtra le particelle in modo particolarmente efficace con un grado di efficacia fino al 99,95 %
- ✓ Migliore purificazione dell'aria grazie al generatore di ioni: genera 5 milioni di anioni/cm³
- ✓ Una qualità dell'aria migliore e promuove la salute, le particelle vengono rimosse in modo sicuro

DATI TECNICI

Superficie di applicazione:	fino a ca. 70 m ²	Alimentazione elettrica:	220 - 240 VAC, 50 Hz potenza nominale: 85 W
Potenza di purificazione CADR:	380 - 420 m ³ /h (Clean Air Delivery Rate)	Rumorosità:	35 dB (A) - 55 dB (A)
Concentrazione di anioni:	genera 5 milioni/cm ³ (migliore qualità dell'aria)	Dimensioni in cm:	ca. 41,5 x 25,5 x 69,5
Lampada UV:	220 V, 4 W, 254 nm, UV-C, zoccolo T5/G5	Peso:	circa 8 kg

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1x purificatore d'aria AC-4000
- 1x prefiltro in alluminio e filtro combinato
- 1x lampada tubolare UVC di disinfezione
- 1x telecomando
- 2x batterie AAA da 1,5 V
- 1x istruzioni per l'uso

(Art. 334001)

(Art. 334002)

Accessori di ricambio ordinabili: Set di filtri e lampada UVC

(vedere pagina 87)





Vantaggi delle lime Promed

Offriamo tecnologia all'avanguardia e il miglior servizio da un'unica fonte.

Alta qualità per prodotti durevoli.

Il nostro personale altamente qualificato è sempre a vostra disposizione per qualsiasi domanda.



Apparecchi professionali per la cura della pelle e delle unghie

In qualità di produttore leader di frese professionali collaudate e sofisticate, Promed sviluppa, ricerca e progetta i propri apparecchi in stretta collaborazione con gli utenti e gli ingegneri della tecnologia medica.

La nostra esperienza di oltre 30 anni si traduce in sviluppi significativi che semplificano notevolmente e velocizzano e rendono più confortevole il lavoro per il cliente.

Promed è stato il primo produttore a sviluppare innovazioni tecniche come l'ASC (Automatic Speed Control) o il comprovato OPC (Overload Protection control).

Gli apparecchi di Promed sono sottoposti a test periodici da parte di istituti di prova riconosciuti e sono soggetti ai più elevati standard di sicurezza tedeschi e mondiali. I nostri punti di forza, insieme alle innovazioni tecnologiche eccezionali, risiedono nell'esclusivo servizio post-vendita. Per il servizio clienti annuale consigliato del vostro apparecchio vi offriamo su richiesta un apparecchio in prestito (solo in Germania).

Siamo presenti alle seguenti fiere di bellezza in Germania:





Tecnica che fa la differenza

APE – Automatic Power Electronics

per un lavoro potente ed efficace. L'elettronica intelligente fornisce al motore più energia elettrica già a bassi regimi.

ASC – Automatic Speed Control

La velocità automatica digitale registra la perdita di velocità non appena, durante la limatura, si ha pressione sulla mola e la compensa automaticamente. L'apparecchio mantiene il suo numero di giri prestabilito. La piena potenza è sempre a vostra disposizione. In questo modo è possibile lavorare più rapidamente.

OPC – Overload Protection Control

L'esclusiva protezione anti-sovraccarico registra automaticamente un sovraccarico del motore in modo da non danneggiarlo. Questa è disponibile per le impugnature ed eventualmente per le turbine di aspirazione.

Protezione anti-sovraccarico per il motore dell'impugnatura:

In caso di blocco o di sovraccarico dell'impugnatura, l'impugnatura ed eventualmente la turbina di aspirazione si disattivano.

Protezione anti-sovraccarico per la turbina di aspirazione:

Qualora la turbina di aspirazione non venga sufficientemente raffreddata e la temperatura dell'aria nell'alloggiamento della turbina di aspirazione superi un valore critico, la turbina di aspirazione e l'impugnatura si spengono.

Safety Stop

Se durante la modellazione si lavora ad un numero di giri eccessivo e con troppa pressione, la componente elettronica lo registra spegnendo il dispositivo. In questo caso, è necessario regolare l'apparecchio sullo zero (posizione centrale) con l'interruttore/il regolatore del senso di rotazione per poter rimettere in funzione l'apparecchio.

Superfici

Pellicole resistenti al solvente per unghie con un pregiato look argento e metallizzato.

Potenza

Prestazioni più elevate per una maggiore elasticità sono ottenute grazie a un'elettronica intelligente e controllata dal microprocessore.

Regolatore tutto in uno

Grande, maneggevole e facile da usare, permette allo stesso tempo la scelta del numero di giri e del senso di rotazione.

Impugnature

Nuovo sviluppo in combinazione alluminio-acciaio inossidabile con tecnologia di costruzione leggera con cuscinetti a sfera di precisione. Micromotori particolarmente potenti. Lavoro super ergonomico e senza vibrazioni. Le impugnature non metalliche sono realizzate in plastica speciale.

Promed - Approfittate del nostro know-how.



Cura delle mani



Cura dei piedi



Unghie artificiali



ASC (velocità automatica)



OPC (protezione anti-sovraccarico)



APE (elettronica di potenza automatica)



Safety Stop



Puntatore laser a luce fredda/lampada LED



Alimentazione a batteria

the file - 4040

La lima più all'avanguardia dotata di aspirazione:
con motore d'impugnatura e di aspirazione senza setole

INNOVAZIONE E TECNOLOGIA "Made in Germany"

- ① Capacità di aspirazione sempre elevata!
- ② Particolarmente silenziosa!
- ③ Impugnatura ergonomica leggera!

① Motore di aspirazione duale (senza spazzole):

La lima 4040 dispone di due turbine di aspirazione senza spazzole. L'elevata depressione che ne deriva garantisce una capacità di aspirazione sempre elevata. Le polveri sottili aspirate durante la limatura vengono trasferite più rapidamente e facilmente dalla testa dell'impugnatura nel sacchetto per la polvere, grazie al tubo flessibile. Grazie ai motori senza spazzole non si genera più inquinamento da polvere di carbone.

② Particolarmente silenzioso:

Nonostante l'elevata capacità di aspirazione, la particolare attenuazione del rumore consente un lavoro piacevole.

③ Ergonomico, impugnatura leggera (circa 100 g) con pinza di serraggio automatica, tubo di aspirazione e cassetto (per filtro):

Leggerissima impugnatura in plastica dalla forma ergonomica, con motore potente. Lavorazione pregiata. Ideale per lavorare alle unghie delle mani e dei piedi proteggendo le articolazioni. Il micromotore nell'impugnatura ha una potenza fino a 40.000 giri/min. Il tasto di Stand-by consente di accenderlo e spegnerlo rapidamente mentre lavori. Aspirazione intensa a 360 gradi direttamente sulla fresa.

④ Display touch-screen ad alta tecnologia a colori (4,3 pollici) con pellicola frontale spazzolata:

Display touch-screen ampio, a colori e facile da usare. La velocità dell'impugnatura è regolabile fino a 40.000 giri/min. Potenza di aspirazione regolabile a 6 livelli (Eco-Max). 3 tasti di memoria per operazioni ricorrenti. Indicazione di direzione di marcia, velocità, potenza di aspirazione, avvisi di sicurezza, garanzia e cambio filtro.




La pinza di serraggio automatica consente di cambiare le punte in modo rapido e semplice. Semplicissima pulizia / disinfezione dell'impugnatura e del tubo di aspirazione ultra-flessibile.

Aspirazione regolabile a 6 livelli
(Eco - Max)

Fino a 40.000 giri/min
(con tasti -/+
o slider touch)



Rotazione a destra/sinistra



Tasti di memoria



LAVORO PULITO E CONSAPEVOLE

Durante il lavoro, le polveri fini vengono aspirate direttamente all'impugnatura e convogliate nel sacchetto filtrante per preservare la salute e l'ambiente. La polvere presente nello studio viene ridotta al minimo e non incide né sull'ambiente né sulla salute.

5 Monitoraggio della polvere con spegnimento di sicurezza:

Il sensore di polvere installato monitora lo sviluppo della polvere nell'apparecchio. Se è presente polvere nell'apparecchio, ad esempio a causa di un sacchetto per la polvere difettoso, l'apparecchio si spegne automaticamente per prevenire danni al motore.

6 Protezione antisurriscaldamento (motore + impugnatura):



La lima è dotata di un arresto automatico in caso di surriscaldamento del motore di aspirazione e dell'impugnatura.



Se l'apparecchio o l'impugnatura sono troppo caldi, i motori si spengono automaticamente.

7 Filtro di scarico contro polveri sottili:

Per proteggere l'ambiente e la tua salute, il filtro di scarico integrato ripulisce l'aria di scarico dalle polveri sottili.



Design piatto dinamico - per il vostro studio...



Griglia di scarico

- Display ampio (4,3 pollici) con funzionalità touch e slider, monitor digitale a colori
- Regolazione continua fino a 40.000 giri/min. (rotazione a destra/a sinistra)
- 3 tasti di memoria per operazioni individuali
- Indicatore per la sostituzione del sacchetto filtrante
- Protezione antisurriscaldamento: spegnimento di sicurezza dei motori in base alla temperatura
- Aspirazione potente: molto silenzioso: 6 modalità di regolazione (Eco - Max)
- Impugnatura ergonomica, leggera (circa 100 g) con tasto di stand-by (antipolvere)

- Tubo flessibile di aspirazione (lunghezza circa 140 cm)
- incl. sospensione per lavori leggeri
- Indicatore di manutenzione / indicatore di intervallo di manutenzione
- 2 sacchetti del filtro incl. (circa 14 x 18 cm), facilmente sostituibili, antistrappo, extra grandi
- Opzionale: Pedale (on/off), vedere accessori pag. 86

DATI TECNICI

Dimensioni: (L x A x P) 284 x 140 x 330 mm - Peso: circa 3,5 kg - Tensione di rete: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz - Velocità: fino a 40.000 giri/min Dimensione del display: 4,3 pollici - Lunghezza del cavo di rete: ca. 200 cm - Lunghezza del tubo flessibile: ca. 140 cm - Volume: Potenza di aspirazione Eco = circa 40 dB(A); Potenza di aspirazione Max = circa 54 dB(A)

ACCESSORI



ACCESSORI OPZIONALI



the file - 4030-SX2

Per amore della vostra salute!
Lima moderna con aspirazione

Particolarmente bassa esposizione alle polveri grazie all'aspirazione diretta sulle molle. Perfetto per il design delle unghie e la cura dei piedi.



Filmato sul prodotto:



- Tastiera a membrana (soft keys) con visualizzazione digitale
- Regolazione continua fino a 30.000 giri/min. (rotazione a destra/a sinistra)
- 3 tasti di salvataggio per numeri di giri individuali
- Indicatore per la sostituzione del sacchetto filtrante
- Spegnimento di sicurezza in funzione della temperatura in caso di sovraccarico
- Potenza di aspirazione elevata (turbina a 350 Watt con regolazione continua), molto silenziosa
- Impugnatura ergonomica e leggerissima (95 g) con interruttore di stand-by

- Tubo flessibile di aspirazione incl. sospensione
- Incl. 5+1 sacchetti filtranti (14x18 cm), facilmente intercambiabili, resistenti alla rottura, extra grandi
- Incl. supporto per impugnatura
- Opzionale: Pedale (on/off) e pedale di espressione elettronico (vedere Accessori a pag. 86)

DATI TECNICI

Dimensioni: (L x A x P) 225x170x230 mm · Peso: circa 2,6 kg · Tensione di rete: 230 VAC/50 Hz, 350 VA (115 VAC/60 Hz, 350 VA a scelta) · Turbina: 350 Watt · Rumore: 62 dBA, numero di giri: fino a 30.000 giri/min

Potenza sotto vuoto e numero di rotazioni



Vista tastiera e visualizzazione sostituzione del filtro


 **LAVORO ATTENTO ALLA SALUTE**

Durante il lavoro, le polveri fini vengono aspirate direttamente all'impugnatura per non compromettere la salute. La polvere presente nello studio viene ridotta al minimo. Ad una guida pratica del tubo di aspirazione provvede la nostra sospensione unica dell'apparecchio.

**ACCESSORI**

Sacchetto filtrante
5x (bianco) +
1x nell'apparecchio




Ripiano di
appoggio per
impugnatura



Utensile per pulire
la pinza di serraggio



Sospensione del
tubo flessibile

**ACCESSORI
OPZIONALI**

Interruttore a pedale (on/off)
o pedale (di espressione)

the file - 5040-SX2

Apparecchio spray ad alte prestazioni professionale per la cura dei piedi nella tecnica su bagnato

Con display a colori!

Tutti i tipi di lavori di fresatura nella cura dei piedi. Lavorazione di cuticole e calli.



- 4 tasti di salvataggio per la programmazione di numeri di giri impostati individualmente
- Potente micropompa per generare finissime gocce d'acqua nebulizzata (regolabile)
- Pulizia automatica degli ugelli all'accensione e allo spegnimento
- Pulizia automatica della pompa
- Impugnatura max. 40.000 r/min (rotazione a destra/sinistra)
- Impugnatura ergonomica con dispositivo di nebulizzazione integrato
- Visualizzazione digitale delle mole raccomandate



- Protezione anti-sovraccarico per il motore dell'impugnatura
- Pulsante di stand-by per tutte le funzioni
- Interruttore di stand-by a levetta sull'impugnatura
- Contenitore per l'acqua (410 ml) – facile da rabboccare attraverso un sistema a innesto
- Opzionale: Pedale (on/off) e pedale di espressione elettronico (vedere Accessori a pag. 86)

DATI TECNICI

Alimentazione elettrica: 230 VAC/115 VAC, 50/60 Hz, 105 VA · 207 x 163 x 245 mm (LxLxA) · Potenza pompa: 550 mbar, 8 ml/min · Peso: Impugnatura 112 g, apparecchio in totale ca. 3,2 kg

NOVITÀ DEL DISPOSITIVO

(rispetto alla versione precedente)

1 Pulizia automatica degli ugelli:

All'accensione del dispositivo, il dispositivo soffia dapprima solo aria attraverso gli ugelli per eliminare eventuali impurità. Al momento dello spegnimento, la pompa a spray continua a funzionare ancora per qualche secondo per pulire l'ugello e/o il sistema dei tubi flessibili.

2 Regolazione spray

La lima è dotata di una potente micropompa che genera finissime gocce d'acqua nebulizzata. Essa offre la possibilità di adattare individualmente la spruzzatura della nebbia spray sul liquido spray utilizzato.



Scala per regolare la spruzzatura della nebbia



Art. 202025 | EAN 40 43641 20053 4

promed

the file - 2020

Ultima generazione di lime per lavoro continuo

Per una lavorazione professionale dei piedi e delle unghie



- Numero di giri continuo fino a 20.000 r/min
- Impugnatura ergonomica, robusta e antivibranti in acciaio inox (160 g) specifica per la cura dei piedi
- Pinza professionale di serraggio girevole
- 5 LED per la visualizzazione del numero di giri
- 1 LED per la visualizzazione del pedale
- Safety Stop
- ASC (Automatic Speed Control)



- Regolatore tutto in uno
- Manopola con gemma luminosa e brillante (a forma di diamante)
- Pedale disponibile in via opzionale (on/off) (vedere Accessori a pag. 86)

DATI TECNICI

Numero di giri: Regolabile continuamente fino a 20.000 r/min. Alimentazione di tensione: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 800 mA; sec. 24 VDC, 1,5 A - Peso: 450 g - Peso dell'impugnatura: 160 g - Dimensioni: 130x200x100 mm (P x L x A)

Art. 201030 | EAN 40 43641 20036 7

promed

the file - 1030

Ultima generazione di lime per la modellazione professionale delle unghie

Per una lavorazione professionale delle unghie artificiali e naturali nonché per l'impiego continuo nel design delle unghie



Filmato sul prodotto:



- Numero di giri continuo fino a 30.000 r/min
- Impugnatura ergonomica, robusta e antivibranti in acciaio inox (160 g)
- Pinza professionale di serraggio girevole
- 5 LED per la visualizzazione del numero di giri
- 1 LED per la visualizzazione del pedale
- ASC (Automatic Speed Control)
- Safety Stop



- Regolatore tutto in uno
- Manopola con gemma luminosa e brillante (a forma di diamante)
- Pedale disponibile in via opzionale (on/off) (vedere Accessori a pag. 86)

DATI TECNICI

Numero di giri: Regolabile continuamente fino a 30.000 r/min. Alimentazione di tensione: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 800 mA; sec. 24 VDC, 1,5 A - Peso: 450 g - Peso dell'impugnatura: 160 g - Dimensioni: 130x200x100 mm (P x L x A)

the file - 625

Lavorare nella manicure e per una facile modellazione delle unghie nonché nell'utilizzo delicato nella pedicure



- Numero di giri continuo fino a 25.000 r/min
- Impugnatura leggera, ergonomica, robusta
- antivibrazioni in acciaio inox (160 g)
- Pinza professionale di serraggio girevole
- 5 LED per la visualizzazione del numero di giri
- Safety Stop

- Dispositivo di regolazione All-in-One (rotazione a destra e a sinistra, on/off)
- Manopola con gemma luminosa e brillante (a forma di diamante)
- Design elegante e poco ingombrante

DATI TECNICI

Numero di giri: Regolabile continuamente fino a 25.000 r/min. Alimentazione di tensione: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 1.200 mA; sec. 24 VDC, 1,5 A · Consumo energetico a carico nullo: < 0,3 W · Efficienza media in esercizio: Livello VI

the file - 620

L'apparecchio iniziale per una modellazione ambiziosa delle unghie

Perfetta per le dita delle mani e dei piedi: che siano naturali, in gel o in acrilico. Rimuovete senza sforzo anche semplici calli e duri.



- Alloggiamento super leggero e poco ingombrante
- Impugnatura in ottica viola scintillante (75 g)
- Morsetto a serraggio rapido automatico per punte standard (fusto \varnothing 2,332 - 2,350 mm)
- Regolatore tutto in uno (20.000 r/min, rotazione a destra e a sinistra, on/off)
- Manopola con gemma luminosa e brillante (a forma di diamante)

- Safety Stop (arresto in caso di sovraccarico)
- Display del numero di giri
- Apparecchio più leggero sul mercato

DATI TECNICI

Alimentazione elettrica: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 800 mA; sec. 24 VDC, 1,5 A · Rotazione: 20.000 r/min · Dimensioni: ca. 110 x 90 x 80 mm (L x L x A) · Peso: Impugnatura 75 g



Art. 330210 | EAN 40 43641 33004 0

UC-50 Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni

promed

Utilizzo per: gioielli autentici, occhiali, protesi dentarie, strumenti, mole, CD/DVD, ecc.

Adatto per l'acqua potabile



Filmato sul prodotto:



La raffigurazione ha funzione puramente esemplificativa.

- Pulisce con vibrazioni ad ultrasuoni ad alta frequenza strumenti, mole, gioielli autentici, orologi, CD/DVD, denti terzi, ecc.
- Molto stabile e silenzioso
- Spegnimento automatico dell'UC-50 alla scadenza del timer

- Display LCD illuminato; funzione timer (5 timer)
- Adatto anche per l'acqua potabile
- Idoneo per disinfettanti (miglioramento della pulizia e della disinfezione)
- Accessori: cestino, portapunte, supporto CD, supporto orologio

nailfan

Apparecchio per l'eliminazione delle polveri sottili nocive

Classe di protezione da polvere verificata
"L" - DIN EN ISO 60335-2-69



Filmato sul prodotto:



Nessuna dita fredda grazie allo scarico aria fredda laterale

- Il Promed nailfan si contraddistingue per la classe di polveri "L" verificata, per qualità, semplicità di utilizzo e prestazioni particolari
- Design ergonomico per lavorare senza fatica, per voi e per i vostri clienti
- Imbottitura antistatica rimovibile
- Nessuna dita fredda nonostante una forte aspirazione
- Silenzioso con basso consumo di corrente
- Ampia area di aspirazione polveri fino a 20 cm

- Filtro antiparticolato grande (11 x 19 cm), facilmente rimovibile (lavabile!)
- Nessun sacchetto filtrante necessario
- Comparto di svuotamento della polvere separato; alloggiamento antistatico
- Incl. secondo filtro, panno aspirapolvere 1x promed
- Accessori (pag. 87)

DATI TECNICI

Dimensioni: (L x A x P) 308 x 140 x 340 mm · Peso: circa 1,8 kg · Tensione di rete: 230 VAC, 50 Hz
· Ventilatore: Potenza: 22 W, rumore: 46 dBA · Max. quantità d'aria 180 m³/h

nailfan mini

Aspirazione polvere

Adatto per dita delle mani e dei piedi

Ideale per l'uso in un centro estetico e a casa



- Apparecchio super leggero e facile da usare
- 2 livelli di aspirazione regolabili (bassa rumorosità)
- Grande capacità di aspirazione sulla superficie di appoggio completa
- Facile sostituzione e pulizia del filtro (riutilizzabile)
- Design ergonomico con un'altezza di appoggio facile da usare per le mani

- Piccolo, maneggevole e trasportabile, anche in viaggio
- Accessori (pag. 87)

DATI TECNICI

Dimensioni: (L x A x P) 240 x 185 x 60 mm Peso: ca. 570 g Tensione di rete: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz 0,6 A · Ventilatore: Livello I: 3 000 giri/min / 24 W, Livello II: 4 500 giri/min / 36 W

Art. 223005 | EAN 40 43641 22004 4

UVL-54 "All-In"

Lampada di indurimento UV a LED

promed



Adatta per indurire tutti i materiali di gel UV/LED e acrilico



- Adatta per le unghie delle dita delle mani e dei piedi, per indurire gel UV + LED e acrilico
- Sistema Dual Power con 36 LED per un indurimento uniforme
- 4 diversi livelli di timer (10 s / 30 s / 60 s / 99 s)
- Funzione termoresistente con timer 99 s
- Piastra di fondo amovibile (magnetica)



- Sistema dotato di sensore automatico (accensione/ spegnimento, fotocellula integrata fino a 120 s)
- LED ad alta definizione: Durata di vita di circa 50.000 ore
- Visualizzazione digitale

DATI TECNICI

Dimensioni (LxLxA) in mm: 221 x 205 x 92; alimentazione di tensione: 100 - 240 VAC; 50/60 Hz, 0,3 A; lunghezza d'onda del LED UV (λ): 365 nm - 405 nm; durata di vita del LED: ca. 50 000 h; dimensioni del tunnel in mm: 130 x 48 x 127 (LxAxP)

Art. 330040 (bianco) | EAN 40 43641 33019 4

Art. 330045 (rosa) | EAN 40 43641 33020 0

UVL-36 S

Lampada UV per indurire gel e acrilico

promed

Incl. 4x corpo illuminante UV (facilmente intercambiabile)



- Design professionale per unghie a casa
- Ideale per indurire gel e acrilico
- Specchio a 360° gradi per un indurimento uniforme
- Di facile utilizzo grazie al timer a 4 livelli (90s/120s/30 min./60 min.)
- Parte di fondo rimovibile per sostituire facilmente la lampada


- 4 piedi di gomma antiscivolo per supporto fisso
- Accessori vedere pag. 87

DATI TECNICI

Dimensioni: ca. 253 x 221 x 113 mm (LxLxA) - Peso: ca. 1,04 kg - Alimentazione di tensione: 230 VAC, 50 Hz, 36 W - Tempi di esercizio: 90s/120s/30 min./60 min. - Portalamпада G23 - Lunghezza d'onda delle lampade: λ=365 nm

LTM-30

Lampada da tavolo a LED con lente di ingrandimento per un lavoro confortevole




- Lampada da tavolo a LED con lente di ingrandimento compatta, ideale per luogo di lavoro, laboratorio, lettura e molto altro
- 30 lampadine a LED, per una potenza straordinaria
- Ingrandimento del 175% durante il lavoro (3 dpt)
- Lente di alta qualità da 4", con copertura di protezione
- Posizione e altezza della lente facilmente regolabili
- Braccio e testa orientabili (multidimensionali)
- Design ergonomico e base stabile

- LED con una durata estremamente lunga (High-Quality-Long-Life)
- I LED sono molto più robusti rispetto ai tradizionali tubi
- Illuminazione fredda e senza ombre per un lavoro luminoso e confortevole
- Dimensione della lente: Lente da 4" (Ø 10,2 cm)
- Temperatura del colore: 6.200 K (bianco neutro)
- Dimensioni (Ø x L x A): 16x18x39 mm

LTL-749

Lampada da tavolo LED per la massima flessibilità



- Design elegante e di stile
- Illuminazione molto chiara e uniforme
- Mai più occhi stanchi, lavoro rilassato
- Ideale per il vostro centro ricostruzione unghie, la vostra postazione di lavoro, su ogni tavolo, in camera da letto o a scuola
- 3 livelli di regolazione dell'intensità della luce attivando un tasto
- Regolazione multidimensionale tripla dell'asse
- Barra LED regolabile a 360°

- Tubo LED High-Quality-Long-life: ca. 40.000 ore
- Risparmio di energia rispetto alle normali lampade
- Lampada LED con dispositivo anti-accecamento integrato per gli occhi
- Intelaiatura realizzata in alluminio di alta qualità
- Zoccolo antiscivolo
- Misure della barra LED: ca. 33 cm di lunghezza
- Luminosità della luce: circa 5.000 K (equivalente alla luce del giorno)

Art. 200630 | EAN 40 43641 20033 6

the file - 620 deluxe (Manicure/pedicure)

Incl. 43 accessori

Apparecchio più leggero sul mercato!


*"La classe
professionale per
la casa"*



- Per la cosmesi e il design delle unghie fino alla lavorazione della pelle indurita
- Regolazione continua fino a 20.000 giri/min. (rotazione a destra/a sinistra)
- Impugnatura in ottica viola scintillante (leggera 75 g)
- Alimentatore Power separato per la massima potenza
- Regolatore tutto in uno
- Protezione anti-sovraccarico
- Manopola con gemma luminosa e brillante (a forma di diamante)

Art. 114010 | EAN 40 43641 11006 2

Pedimed (apparecchio rimuovi-calli) Set pedicure professionale per piedi morbidi e vellutati



- Per rimuovere facilmente, efficacemente e delicatamente la pelle in eccesso
- rimuove in modo semplice e veloce, fin dal primo impiego, i duri su piedi e i talloni
- Per trattare delicatamente ed efficacemente la pelle e le unghie
- utilizzo semplice e sicuro, grazie alla forma ergonomica
- Lima sottile e leggera, facile da tenere in mano
- Forti 20.000 r/min. rotazioni (rotazione a destra/a sinistra commutabile)
- Mole di qualità pregiata e di lunga durata in misura dentale standard
- Ideale anche in viaggio e fuori casa
- Incl. 30 nastri abrasivi, 5 mole in box designer, astuccio design

Ultra pro S (Manicure/pedicure)

Incl. 42 accessori

"Eleganza top"



- Si contraddistingue per il pratico utilizzo
- Grazie ai tasti è possibile regolare in continuo il numero di giri fino a 13.000 r/min
- La rotazione professionale a destra/sinistra semplifica la lavorazione su aree difficili
- Un tuttofare nella cura delle unghie, rimozione di callosità e nel design delle unghie
- Pratico astuccio

Pedisenso Duo (Manicure/pedicure)

Incl. 44 accessori

"La lima per diabetici"

Filmato sul prodotto:



- Lavorare senza lesioni grazie alla "pinza di serraggio di sicurezza per diabetici"
- Arresto automatico in caso di pressione eccessiva
- Tecnologia collaudata e potente con ingranaggio planetario (per rimozione dei calli)
- Regolazione in continuo del numero di giri, fino a 4.000 r/min
- Accessori: Pinze di serraggio, vedere pag. 84
- Pratico astuccio

Art. 173010 | EAN 40 43641 17001 1

promed


Sensitive

(Manicure/pedicure)

Incl. 42 accessori

"Il fuoriclasse con illuminazione LED"

Filmato sul prodotto:



- Puntatore laser a luce fredda (illuminazione a LED), arresto di sicurezza
- Regolazione in continuo del numero di giri, fino a 12.000 r/min
- I tasti di comando soft touch comodi e antipolvere regolano la rotazione a destra/sinistra
- Presa a muro power per una potente dinamogenesi; indicatore d'intensità con 5 LED
- Incl. pratico astuccio da viaggio e panno per polvere in microfibra

Art. 100030 | EAN 40 43641 10005 6

promed

Emotion

(Manicure/pedicure)

Incl. 41 accessori

"Apparecchio multifunzione con luce LED"

Con box di custodia

Con puntatore laser a luce LED fredda



- Per una cura semplice e sicura di unghie ed aree problematiche quali porzioni di pelle callosa, ad es. su polpastrelli dei piedi e talloni
- Numero di giri continuo fino a 12.000 r/min.
- L'arresto di sicurezza impedisce eventuali lesioni provocate da pressione eccessiva
- Comodo comando dei tasti per il numero di giri e con rotazione a destra/sinistra

Feeling (Manicure/pedicure)

Incl. 6 accessori

"Con alimentazione a batteria"



- Accorcia e forma le unghie, ripara unghie (artificiali) strappate, rimuove le cuticole e i punti della pelle più spessi senza sforzo
- Nuova pinza di serraggio per un cambio di punte più rapido, movimento circolare ottimizzato

- 2 livelli (7.000 r/min, 11.000 r/min)
- Massima libertà di movimento senza cavi
- Motore ad alte prestazioni (nuovo) per alimentazione a batteria

Il codice articolo segue quando disponibile

Feeling NEXT GENERATION (Manicure/pedicure)

Novità: ora con funzione di ricarica USB!

Incl. 6 accessori

Disponibile a breve

"Con alimentazione a batteria"



- Accorcia e forma le unghie, ripara unghie (artificiali) strappate, rimuove le cuticole e i punti della pelle più spessi senza sforzo
- Nuova pinza di serraggio per un cambio di punte più rapido, movimento circolare ottimizzato

- 2 livelli (7.000 r/min, 11.000 r/min)
- Massima libertà di movimento senza cavi
- Motore ad alte prestazioni (nuovo) per alimentazione a batteria



Salute e pressione sanguigna



I prodotti per la misurazione della pressione sanguigna sostengono la prevenzione e ottimizzano la vostra salute.

Il primo passo verso una maggiore salute: Controllo

Il controllo della salute è sempre più al centro dell'attenzione di molte persone, in parte per l'aumento dell'informazione sanitaria nella popolazione e in parte per i progressi della ricerca medica.

Misurare e controllare regolarmente con precisione la pressione sanguigna e il polso. Monitorare la salute e individuare eventuali anomalie in tempo.



PBM-4.2

Sfigmomanometro da braccio

Incl. bracciale (22 - 42 cm),
sacchetto per astuccio e 4 batterie



WHO Classification
WHO=World Health Organization

- Misurazione precisa sul braccio
- 2 x 90 posizioni di memoria (2 utenti)
- Icona sul display: sistole, diastole, polso, data, ora
- Visualizzazione delle aritmie
- Calcolo della media delle ultime 3 misurazioni
- Classificazione dei valori misurati stabilita dall'OMS

Bracciali in diverse dimensioni, vedere pagina 88

- Grande display LCD digitale
- Funzione di spegnimento automatico dopo 3 minuti
- Incl. bracciale, dimensioni 22 - 42 cm
- Incl. 4 x batterie AA (1,5V)
- Area di misurazione: - Pressione sanguigna: 0-299 mmHg
- Polso: 40 - 199 battiti al minuto

PBM-3.5

Sfigmomanometro da braccio

Incl. bracciale, mis. M (22 - 32 cm),
sacchetto per astuccio e batterie



WHO Classification
WHO=World Health Organization

- Misurazione precisa della pressione sanguigna sul braccio
- 90 posizioni di memoria per 2 utenti rispettivamente
- Icona sul display: sistole, diastole, polso, data, ora
- Visualizzazione delle aritmie
- Visualizzazione dei valori medi delle 3 ultime misurazioni
- Grande display LCD digitale: ca. 72x53 mm

Bracciali in diverse dimensioni, vedere pagina 88

- Funzione di spegnimento automatico dopo 3 minuti
- Funzionamento con 4 batterie AA o 6 adattatori di rete Volt
- Include: Batterie e sacchetto custodia
- Area di misurazione: - Pressione sanguigna: 0-299 mmHg
- Polso: 40 - 199 battiti al minuto

HGP-30

Sfigmomanometro da polso



WHO Classification
WHO=World Health Organization

- 120 posizioni di memoria per 2 utenti rispettivamente
- Monitor: sistole, diastole, polso, data, ora
- Visualizzazione delle aritmie
- Visualizzazione del livello di carica della batteria
- Calcolo della media degli ultimi 3 valori salvati
- Classificazione dei valori di misurazione secondo il sistema di valutazione dell'Organizzazione mondiale della sanità OMS
- Include: 2 x batterie AAA (1,5 V), scatola di custodia
- Polsino per una circonferenza del polso di 135 - 210 mm
- Area di misurazione: - Pressione: 30 - 280 mmHg
- Polso: 40 - 200 battiti al minuto

Art. 421010 | EAN 40 43641 40041 5

INH-2.1R inalatore a ultrasuoni

Trattamento delicato in caso di malattie respiratorie

**Adatto ai soggetti allergici: 100 %
senza lattice**

Pratico set di avvio quando si viaggia



- Elevata efficacia grazie all'innovativa nebulizzazione con micro-membrana (tecnologia Mesh) con le più piccole goccioline
- Breve tempo d'inalazione dovuto ad altissima velocità di nebulizzazione (0,2 - 1,0 ml/min)
- Particolarmente efficace grazie all'elevato contenuto di aerosol inalabile
- Inalazione con maschera o bocchino
- facile anche per i bambini
- Nebulizzazione silenziosa
- Piccolo e maneggevole (portatile) - ideale per chi viaggia
- Volume di riempimento contenuto: max. 8 ml
- Velocità di nebulizzazione: circa 0,2 - 1,0 ml/min.
- Dimensioni delle particelle: 5,5 µm
- Dimensioni: ca. 42 x 45 x 93 mm
- Include: Sacchetto custodia, bocchino, maschera per bambini e adulti, connettore, batterie (per accessori, vedere pagina 89)

IRT-100

Termometro a infrarossi



Misurazione precisa in secondi



- Termometro per febbre a raggi infrarossi senza contatto
- Misurazione igienica e sicura senza contatto con la pelle
- In secondi: Misurazione precisa della temperatura corporea, ambientale e superficiale
- Allarme febbre vivo; 30 posizioni di memoria
- Display in 2 colori diversi per la temperatura normale e la febbre



Visualizzazione della temperatura normale



"Allarme febbre" con visualizzazione cromatica

- Indicatore in °C e °F
- Spegnimento automatico (dopo 3 minuti)
- Area di misurazione corpo: 32,0 - 42,9 °C
- Area di misurazione superfici/oggetti: 0 - 100 °C
- Include 2 x batterie



IRT-80

Termometro a infrarossi

Senza contatto



Misurazione precisa in secondi



- Termometro a infrarossi per la misurazione della febbre senza contatto
- Misurazione igienica e sicura
- Misurazione della temperatura corporea e dell'oggetto in pochi secondi
- Allarme in caso di febbre (ottico ed acustico)
- 35 posizioni di memoria
- 2 diversi colori del display

- Per temperatura normale e febbre
- Indicatore in °C e °F
- Spegnimento automatico (dopo 10 secondi)
- Area di misurazione corpo: 32,0 - 42,9 °C
- Area di misurazione superfici/oggetti: 0 - 100 °C
- Inclusi sacchettino di custodia e 2 batterie

Visualizzazione della temperatura normale

"Allarme febbre" con visualizzazione cromatica

PFT-3.7

Termometro digitale per la febbre

Include:
Batteria e box custodia



- Misurazione precisa della temperatura corporea: orale, ascellare, rettale
- Segnale acustico dello stato di pronto per la misurazione
- Allarme in caso di febbre acustico
- Salvataggio automatico dell'ultimo valore di misurazione

- Impermeabile
- Funzione di spegnimento automatico dopo 10 minuti
- Display LCD con visualizzazione digitale
- Sostituzione delle batterie semplice
- Intervallo di misurazione: 32,0 - 42,9 °C



Art. 481010 | EAN 40 43641 40082 8



PM-200 Pro

Pulsossimetro da dito

Per la misurazione della saturazione dell'ossigeno nel sangue (SpO₂%) e della frequenza cardiaca (polso)



Raffigurazione display con formattazione verticale e orizzontale



incl. cordino

- Raffigurazione con barre o onde
- 6 diverse modalità di visualizzazione
- 4 livelli di luminosità regolabili
- Display OLED bicolore
- Visualizzazione del livello di carica della batteria

- Spegnimento automatico dopo 8 secondi
- Incl. cordino e 2x batterie AAA, 1,5V
- Dimensioni: ca. 59.4 x 33 x 31.2 mm
- SpO₂: Intervallo di misurazione: 70%–100%
- PR: Intervallo di misurazione: 30 battiti/min. – 254 battiti/min.

PM 100 connect  **Bluetooth**
SMART

Pulsossimetro



- Trasmissione dei dati con Bluetooth® Smart (4.0) alla VitaDock+ App per iOS e Android*
- Pulsossimetro per la misurazione della saturazione dell'ossigeno nel sangue (SpO₂ %) e della frequenza cardiaca (polso)
- Visualizzazione di misurazione sul display OLED
- Luminosità del display regolabile in 10 livelli
- Semplice funzionamento "one touch": ideale anche fuori casa
- La saturazione dell'ossigeno (SpO₂) e la frequenza del polso possono essere rappresentate anche sotto forma di barra o onda
- 6 diverse rappresentazioni
- Spegnimento automatico dopo 8 secondi
- Visualizzazione del livello di carica della batteria
- Inclusa cinghia
- Incluse batterie (2 x AAA da 1,5V)

PM 100

Pulsossimetro



- Pulsossimetro per la misurazione della saturazione dell'ossigeno nel sangue (SpO₂%) e della frequenza cardiaca (polso)
- La saturazione dell'ossigeno (SpO₂) e la frequenza del polso possono essere rappresentate anche sotto forma di barra o onda
- Visualizzazione del valore di misurazione sul display OLED
- 6 diverse rappresentazioni
- Luminosità del display regolabile in 10 livelli
- Semplice funzionamento "one touch": ideale anche fuori casa
- Visualizzazione del livello di carica della batteria
- Include: Cinghia e batterie

Meditouch 2 connect DUAL USB

Misuratore di glicemia

Incluso "starter set":
10 strisce reattive, aghi pungidito,
10 lancette, cappuccio AST, soluzione
di controllo, astuccio, guida di
referimento rapido, batterie

Ordinabile solo in Germania!



Starter set

- Precisione di misurazione secondo la nuova norma ISO 15197: 2013 grazie alla nuova tecnologia delle strisce reattive (GDA-FAD)
- Rilevamento riempimento insufficiente
- Promemoria test acustico
- Memoria per 480 risultati di misurazione
- Unità di misura individualmente regolabile: mg/dL e mmol/L
- Trasmissione dei dati Smart (4.0) Bluetooth® alla VitaDock+ App per iOS (da 7.0) e Android (da 4.3)
- Starter set, incl. aghi pungidito, cappuccio AST, 10 lancette, 10 strisce di prova, soluzione di controllo, astuccio
- Per accessori, ad es. strisce di prova, vedere pag. 92

Art. M79030 | EAN 40 15588 79030 0 | mg/dL
 Art. M79034 | EAN 40 15588 79034 8 | mmol/L

Meditouch 2 USB

Misuratore di glicemia

Solo circa 5 secondi di
tempo di misurazione

Incluso "starter set":
10 strisce reattive, aghi pungidito,
10 lancette, cappuccio AST, soluzione di
controllo, 5 pad alcol, astuccio,
guida di referimento rapido, diario
per diabetici, batterie



Starter set



- Precisione di misurazione secondo la nuova norma ISO 15197: 2013 grazie alla nuova tecnologia delle strisce reattive (GDH-FAD)
- Rilevamento riempimento insufficiente
- Porta USB per la trasmissione dei dati a VitaDock Online e all'app VitaDock per iOS (da 7.0) e Android (da 4.3)
- Funzione di marcatura per valori di misurazione prima e dopo il pasto
- Promemoria test acustico
- Visualizzazione media per 7/14/30/90 giorni
- Memoria per 480 risultati di misurazione
- Avviso chetone automatico
- Starter set, incl. aghi pungidito, cappuccio AST, 10 lancette, 10 strisce di prova, soluzione di controllo, astuccio
- 0,6 µl di sangue
- Display di dimensioni particolarmente grandi e di facile lettura
- Per accessori, ad es. strisce di prova, vedere pag. 92

Allenatore pelvico IT-6

Apparecchio terapeutico per l'allenamento e il rafforzamento del pavimento pelvico



Incl. 4 elettrodi, 1x sonda vaginale, batterie e pratica valigetta



- Destinato alla prevenzione e alla riduzione dell'indebolimento vescicale
- Trattamento dell'incontinenza dopo il parto
- Allenamento dello sfintere - per il trattamento dell'incontinenza da stress/urgenza/mista e fecale
- Grazie agli elettroimpulsi si riacquista la percezione del pavimento pelvico e si riesce a tendere nuovamente la muscolatura pelvica

- Il dispositivo soddisfa tutte le esigenze trattando contemporaneamente due aree diverse mediante 4 collegamenti di elettrodi; grazie all'uscita duale è possibile utilizzare e regolare contemporaneamente due sonde
- Per la stimolazione anale e vaginale, può migliorare la vita sessuale
- Accessori disponibili, vedere pag. 90

Terapia

Apparecchio combinato EMT-6

Apparecchio digitale elettrico per la terapia del dolore e per la stimolazione muscolare



Utilizzabile anche nello sport



Filmato sul prodotto:



- Apparecchio per il trattamento efficace del dolore e dei muscoli
- Predestinato al trattamento di sintomatologie dolorose croniche e acute, problemi di mobilità nonché per la riabilitazione, il mantenimento, lo sviluppo e l'allenamento di muscoli e gruppi muscolari (ad es. durante lo sport)

- È prescrivibile dal medico (rimborso in caso di assicurazione sanitaria)
- Apparecchio a due canali, corrente rettangolare asimmetrica bifasica, CC neutro
- Dotazione: Apparecchio combinato per TENS e EMS in pratica valigetta, 4 elettrodi (40 x 40 mm), 2 cavi per elettrodi, batterie, clip da cintura
- Per elettrodi diversi, vedere Accessori pag. 90

EMT-4


Elettrostimolatore digitale per la terapia del dolore e la stimolazione dei muscoli



- 11 programmi preimpostati e 2 programmi liberamente impostabili
- Protezione intensità e avviamento accidentale
- Apparecchio combinato per la stimolazione elettronica dei nervi e dei muscoli, per la terapia del dolore e per il benessere
- Funzione orologio, modalità standby
- È prescrivibile dal medico (rimborso in caso di assicurazione sanitaria)
- Dotazione: Dispositivo Promed EMT-4, 2 paia di elettrodi autoadesivi (40 x 40 mm), supporto per il dispositivo, batterie, 2 cavi di collegamento per elettrodi, istruzioni per l'uso, una pratica valigetta, marsupio
- Per elettrodi diversi, vedere Accessori pag. 90

Tens 1000 s

Apparecchio per la terapia del dolore analogico, elettronico



- Larghezza di frequenza e di impulso impostabile separatamente, 3 modulazioni dell'ampiezza a scelta
- Timer: con impostazione continua, a 15 o a 30 min.
- È prescrivibile dal medico (rimborso in caso di assicurazione sanitaria)
- Dotazione: Promed Tens 1000 s, 4 elettrodi autoadesivi (40 x 40 mm), una batteria da 9 Volt, 2 cavi di collegamento, istruzioni per l'uso, una pratica valigetta in plastica
- Per elettrodi diversi, vedere Accessori pag. 90




Art. 621010 | EAN 40 43641 60006 8

promed

ITM Pro Massaggiatore manuale



2 testine per massaggio con dita
e per digitopressione



incl. 2 diverse testine



- Energico massaggio a percussione
- Regolazione continua dell'intensità del massaggio
- Funzione infrarossi o termica attivabile
- Diverse testine massaggianti: per massaggio mirato e agopuntura

- Utilizzo semplice grazie alla forma ergonomica
- Impugnatura antiscivolo
- Cavo extra lungo
- 230 VAC / 50 Hz / 35 W

FB-100

Pediluvio
idromassaggio



Inclusi 3 testine per pedicure



- Idromassaggio e massaggio vibrante rilassante
- Campo a infrarossi benefico
- Funzione di mantenimento dell'acqua calda
- Rulli massaggianti per il massaggio sulle zone di riflesso dei piedi
- Suola di sostegno per il massaggio
- Funzione di massaggio a secco



intercambiabile



- 3 testine per pedicure intercambiabili: (1) testina per massaggio, (2) rimuovi calli, (3) spazzola
- Piedi di gomma antiscivolo
- Dimensioni confortevoli (adatto alle misure fino alla 46)
- Alimentazione elettrica: 220-240 VAC / 50-60 Hz / 80 W



Doccia intima "Orchidee"

Apparecchio igienico per la cura delle parti intime



- Forma ergonomica, facile da maneggiare
- In acciaio inox
- 7 ugelli sull'estremità superiore della barra
- Incl. 2x riduttori della pressione di condotta, 1x scatola di custodia
- Filettatura di raccordo: G1/2 pollici
- Sterilizzabile in autoclave e lavabile in lavastoviglie
- Made in Germany
- Garanzia 10 anni

Doccetta intima "Rose"

Apparecchio igienico per la cura delle parti intime



- Forma ergonomica, facile da maneggiare
- In pregiato acciaio inox
- 10 ugelli sull'estremità superiore della barra
- Incl. riduttore della pressione di condotta e istruzioni
- Sterilizzabile in autoclave e lavabile in lavastoviglie
- Garanzia 2 anni
- Filettatura di raccordo: G1/2 pollici
- Peso: ca. 205 g

Ottimi prodotti di riscaldamento, ottima qualità.



KHP-2.3 G

Morbida coperta termica "Sherpa"



ULTRA MORBIDA



- 10 livelli di temperatura
- 9 diversi tempi regolabili (1 - 9 ore)
- Riscaldamento veloce e potente a 150 Watt (Turbo Heat)
- Sistema di sicurezza con protezione antisurriscaldamento
- Spegnimento automatico dopo l'impostazione del tempo selezionata
- Calore perfettamente adattabile su tutta la superficie
- Elemento di comando pratico con display LED illuminato
- Materiale esterno soffice e morbido, su entrambi i lati
- Lavabile a 40 gradi, grazie all'interruttore rimovibile
- Materiale: 100% flanella di poliestere
- Dimensioni: circa 180 x 130 cm
- Potenza: 150 Watt

KHP-2.3

Morbide coperte termiche

Benessere



- 10 livelli di temperatura
- 9 diversi tempi regolabili (1 - 9 ore)
- Riscaldamento veloce e potente a 150 Watt (Turbo Heat)
- Sistema di sicurezza con protezione antisurriscaldamento
- Spegnimento automatico dopo l'impostazione del tempo selezionata
- Calore perfettamente adattabile su tutta la superficie
- Elemento di comando pratico
- Materiale esterno morbidissimo
- Lavabile a 40 °C, grazie all'interruttore rimovibile
- Materiale: 100% flanella di poliestere
- Dimensioni: circa 180 x 130 cm
- Potenza: 150 Watt

KHP-2.3S

Coperta termica a maglia

NOVITÀ

promed



- 6 livelli di temperatura
- Riscaldamento veloce e potente a 160 Watt (Turbo Heat)
- Sistema di sicurezza con protezione antisurriscaldamento
- Spegnimento automatico dopo circa 3 ore
- Calore perfettamente adattabile su tutta la superficie
- Elemento di comando pratico
- Materiale esterno soffice e morbido, su entrambi i lati con trama a maglia
- Lavabile a 30 gradi, grazie all'interruttore rimovibile
- Materiale: 100 % poliestere
- Dimensioni: circa 180 x 130 cm
- Potenza: 160 Watt

HKP-1.8 XXL

Cuscino termico

NOVITÀ

promed



- 6 livelli di temperatura
- Riscaldamento veloce a 100 Watt (turbo heat)
- Spegnimento automatico dopo 90 minuti
- Sistema di sicurezza con protezione antisurriscaldamento
- Facile da maneggiare, comando/interruttore ergonomico
- Comprende elastico in velcro per il corpo e custodia
- Materiale esterno morbidissimo
- Lavabile in lavatrice a 30 °C con ciclo per capi delicati
- Materiale: 100 % poliestere
- Dimensioni: ca. 60 x 30 cm
- Potenza: 100 Watt

NRP-2.0

Cuscino termico per spalla e collo

NOVITÀ

promed



- 6 livelli di temperatura
- Spegnimento automatico dopo 90 minuti
- Riscaldamento veloce a 100 Watt (turbo heat)
- Riscalda fino al collo
- Sistema di sicurezza con protezione antisurriscaldamento
- Materiale esterno morbidissimo e piacevole da indossare
- Facile da maneggiare, comando/interruttore ergonomico
- Lavabile in lavatrice a 30 °C
- Materiale: 100% poliestere
- Dimensioni: ca. 52 x 56 cm
- Potenza: 100 Watt

NRP-5.4

Cuscino termico per schiena e collo

promed



- 4 livelli di temperatura
- Spegnimento automatico dopo 90 minuti
- Riscalda fino al collo
- Sistema di sicurezza con protezione antisurriscaldamento
- Lavabile in lavatrice a 30 °C
- Materiale esterno morbidissimo e piacevole da indossare
- Facile da maneggiare, comando/interruttore ergonomico
- Dimensioni aperto: ca. 60 x 90 cm
- Materiale: 100% poliestere
- Potenza: 100 Watt

NRP-2.4

Cuscino termico per schiena e collo



- 10 livelli di temperatura
- 9 diversi tempi regolabili (10 - 90 min.)
- Riscaldamento veloce a 100 Watt (turbo heat)
- Spegnimento automatico
- Sistema di sicurezza con protezione antisurriscaldamento
- Federa rimovibile comoda e morbida
- Lavabile in lavatrice a 40 °C

- Cuscino in pile particolarmente morbido
- Sostegno perfetto grazie alla calzabilità adatta a schiena e collo
- Pratico nastro in velcro per un fissaggio personalizzato del cuscino
- Materiale: 95 % pile, 5 % nylon
- Dimensioni: ca. 39 x 63 cm
- Potenza: 100 Watt

HGP -1.7

Cintura termica



- 10 livelli di temperatura
- 9 diversi tempi regolabili (10 - 90 min.)
- Riscaldamento veloce a 100 Watt (turbo heat)
- Sistema di sicurezza con protezione antisurriscaldamento
- Sostegno perfetto grazie al nastro in velcro adattabile
- Comando/interruttore ergonomico
- Adatta ad una circonferenza della vita fino a ca. 125 cm

- Comfort variabile: intorno alla vita o in posizione inclinata sopra la schiena
- Pratico nastro in velcro per un fissaggio personalizzato del cuscino
- Lavabile a 40 °C, grazie all'interruttore rimovibile
- Dimensioni: ca. 58 x 30 cm
- Materiale: 90 % pile, 10 % nylon
- Potenza: 100 Watt

HKP-1.2 H

Morbido cuscino termico



- 3 livelli di temperatura
- Spegnimento automatico dopo 90 minuti
- Federa e cuscino lavabili a 40 °C, grazie all'interruttore rimovibile
- Sistema di sicurezza con protezione antisurriscaldamento
- Facile da maneggiare, comando/interruttore ergonomico
- Riscaldamento veloce a 100 Watt (turbo heat)
- Copricuscino incluso (utilizzabile anche senza federa)
- Materiale esterno morbidissimo e federa perfettamente adattabile
- Materiale: 100% poliestere
- Dimensioni: ca. 40 x 30 cm
- Peso: ca. 0,4 kg
- Potenza: 100 Watt
- Alimentazione elettrica: 230 V/50 Hz

HKP-1.6 XL

Morbido cuscino termico



- 6 livelli di temperatura
- Spegnimento automatico dopo 90 minuti
- Riscaldamento veloce a 100 Watt (turbo heat)
- Facile da maneggiare, comando/interruttore ergonomico
- Federa bilaterale inclusa (utilizzabile anche senza federa)
- Sistema di sicurezza con protezione antisurriscaldamento
- Materiale esterno morbidissimo e federa perfettamente adattabile
- Federa lavabile in lavatrice a 30 °C
- Dimensioni: ca. 46 x 35 cm
- Materiale: 100% poliestere
- Potenza: 100 Watt

KFS-100 Scaldapiedi

"Mai più piedi freddi"



- 6 livelli di temperatura
- Turbo heat con una potenza di 100 Watt
- Spegnimento automatico dopo 90 minuti
- Sistema di sicurezza con protezione antisurriscaldamento
- Elemento di comando ergonomico con display di controllo LED illuminato
- Imbottitura interna morbidissima e rimovibile

- Imbottitura interna lavabile in lavatrice a 30 °C
- Nucleo particolarmente morbido e traspirante
- Grande spazio per i piedi (adatto alle misure fino alla 46)
- Materiale: Microfibra (scaldapiedi), flanella (imbottitura interna)
- Dimensioni: ca. 30 x 30 x 23 cm

UBS-2.4 Materasso sottile Calore morbido e benefico



- 10 livelli di temperatura
- Preriscaldamento breve grazie alla potenza di 120 Watt (turbo heat)
- Sistema di sicurezza con protezione antisurriscaldamento
- Spegnimento automatico dopo l'impostazione del tempo selezionata (1 - 9 ore)
- Calore piacevole e delicato, distribuito uniformemente per un sonno riposante

- Materiale morbidissimo e traspirante
- Elemento di comando confortevole con display LED illuminato
- Lavabile in lavatrice a 40 °C, grazie all'interruttore rimovibile
- Materiale: 100 % cotone (sopra) 100 % poliestere (sotto)
- Dimensioni: ca. 150 x 70 cm
- Potenza: 120 Watt



Art. 651025 | EAN 40 43641 60014 3

AL-1300 WS

Diffusore di aroma con 7 cambi di colore LED



Il serbatoio di acqua e la zona di nebulizzazione in materiale antibatterico riducono efficacemente le potenziali emissioni batteriche

NOVITÀ - Con funzione timer

BPA-free e con tecnologia ad ultrasuono

Dimensioni: ca. 15,8 x 22,4 cm



- Diffusore di aromi con un'ottica in legno pregiato con design sempre attuale adatto per qualsiasi arredamento; ideale per oli profumati
- Inumidisce e rinfresca l'aria dell'ambiente per un'atmosfera tranquillizzante e terapeutica
- Grazie alla tecnologia ad ultrasuono esso produce una leggera nebbia che distribuisce il profumo in tutto l'ambiente
- Elevata efficacia grazie alla vaporizzazione con micro goccioline
- Durata ca. 10 - 14 ore, nebulizzazione intensa



- Adatto per tutti gli ambienti medi e grandi
- Spegnimento automatico a serbatoio vuoto
- Luce benessere con 7 cambi di colore, selezionabili singolarmente
- Silenzioso e a risparmio energetico
- Funzione timer: 1/3/6 ore
- Include: Adattatore di rete
- Serbatoio d'acqua molto grande XXL: 1,3 litri
- 100-240 VAC / 50-60Hz 24 VDC / 500 mA / 12W
- Aromi, vedere pagina 48/49

promed

AL-240 FL

Diffusore di aroma con effetto fiamma

Luce LED wellness con effetto fiamma

Dimensioni: ca. 210x135x81 cm



- Diffusore di aromi con effetto fiamma per oli profumati
- Inumidisce e rinfresca l'aria dell'ambiente per un'atmosfera tranquillizzante e terapeutica
- Grazie alla tecnologia ad ultrasuono esso produce una leggera nebbia che distribuisce il profumo in tutto l'ambiente
- Elevata efficacia grazie alla vaporizzazione con micro goccioline
- Spegnimento automatico a serbatoio vuoto
- Silenzioso e a risparmio energetico
- Include: adattatore di alimentazione e misurino per l'acqua
- Capiente serbatoio d'acqua da 240 ml
- 100-240 VAC / 50-60 Hz 24 VDC / 500 mA / 12 W
- Aromi, vedere pagina 48/49

AL-400 CL

Diffusore di aroma con orologio e 7 cambi di colore LED

Con accenti con ottica in legno pregiato

Dimensioni: ca. 210x135x81 mm



- Inumidisce e rinfresca l'aria dell'ambiente per un'atmosfera tranquillizzante e terapeutica - ideale per oli profumati
- Grazie alla tecnologia ad ultrasuono esso produce una leggera nebbia che distribuisce il profumo in tutto l'ambiente
- Luce benessere con 7 cambi di colore automatici (colori: regolabili singolarmente e dimmerabili)
- Funzione intervallo (30 sec.) della nebbia profumata
- Elevata efficacia grazie alla vaporizzazione con micro goccioline
- Spegnimento automatico a serbatoio vuoto
- Silenzioso e a risparmio energetico
- Include: adattatore di alimentazione e misurino per l'acqua
- Capiente serbatoio d'acqua da 400 ml
- 100 - 240 VAC / 50 - 60 Hz 24 VDC / 300 mA / 12 W
- Aromi, vedere pagina 48/49

AL-150 WS

Diffusore di aroma con 7 cambi di colore LED

BPA-free e con tecnologia ad ultrasuono

Dimensioni: ca. Ø 15,5 x 7,0 cm



- Diffusore di aromi con un'ottica in legno pregiato per oli profumati
- Inumidisce e rinfresca l'aria dell'ambiente per un'atmosfera tranquillizzante e terapeutica
- Grazie alla tecnologia ad ultrasuono esso produce una leggera nebbia che distribuisce il profumo in tutto l'ambiente
- Elevata efficacia grazie alla vaporizzazione con micro goccioline

- Spegnimento automatico a serbatoio vuoto
- Luce benessere con 7 cambi di colore
- Silenzioso e a risparmio energetico
- Include: Adattatore di rete
- Consumo parsimonioso, grande serbatoio di acqua da 150 ml
- 100-240 VAC / 50-60 Hz 24 VDC / 500 mA / 7 W
- Aromi, vedere pagina 48/49



AL-305

Diffusore di aroma con 5 cambi di colore LED

BPA-free e con tecnologia ad ultrasuono

Dimensioni: ca. 15,8 x 22,4 cm



- Diffusore di aromi per oli profumati
- Grazie alla tecnologia ad ultrasuono esso produce una leggera nebbia che distribuisce il profumo in tutto l'ambiente
- Elevata efficacia grazie alla vaporizzazione con micro goccioline
- Spegnimento automatico a serbatoio vuoto

- Timer per programmare la durata di esercizio: 2 e 4 ore
- Luce benessere con 5 cambi di colore
- Silenzioso e a risparmio energetico
- Include: Contenitore per il rabbocco, adattatore di rete
- 100-240 VAC / 50-60 Hz 24 VDC / 500 mA / 12 W
- Aromi, vedere pagina 48/49w





Olio profumato / essenze aromatiche
 (100 % olio eterico / composizione / olio profumato)



Olio profumato Relax (10 ml)
 Art. 262010
 EAN 40 43641 26005 7



Olio profumato Be Happy (10 ml)
 Art. 262011
 EAN 40 43641 26006 4



Essenza aromatica lavanda (10 ml)
 Art. 262012
 EAN 40 43641 26007 1



Essenza aromatica citronella (10 ml)
 Art. 262013
 EAN 40 43641 26008 8



Essenza aromatica arancia (10 ml)
 Art. 262015
 EAN 40 43641 26010 1



Olio simil-naturale, cannella (10 ml)
 Art. 262017
 EAN 40 43641 26012 5



Essenza aromatica eucalipto (10 ml)
 Art. 262018
 EAN 40 43641 26013 2



Gli oli profumati Promed vengono fabbricati in Germania - a partire dai migliori prodotti naturali, vengono trasformati in olio eterico al 100% - emanano un piacevole profumo sensuale. Lasciatevi sedurre.

Olio profumato / essenze aromatiche

(100 % olio eterico / composizione / olio profumato)



Essenza aromatica alla cannella e arancia (10 ml)

Art. 262019

EAN 4043641 26015 6



Essenza aromatica al limone (10 ml)

Art. 262020

EAN 4043641 26016 3



Olio profumato alla pesca (10 ml)

Art. 262021

EAN 4043641 26017 0



Olio profumato alla mela e cannella (10 ml)

Art. 262022

EAN 4043641 26018 7



Olio profumato alla ciliegia selvatica (10 ml)

Art. 262023

EAN 4043641 26019 4



Olio profumato alla vaniglia (10 ml)

Art. 262024

EAN 4043641 26020 0



Olio profumato alla rosa (10 ml)

Art. 262025

EAN 4043641 26021 7



Essenza aromatica al pompelmo (10 ml)

Art. 262027

EAN 4043641 26023 1



Essenza aromatica alla limetta (10 ml)

Art. 262028

EAN 4043641 26024 8

- 100% composizione eterica/olio profumato
- Contenuto della bottiglietta: 10 ml
- Imballato in scatola decorativa

- Made in Germany
- 3 lingue (DE, EN, FR)
- 26 x 26 x 72 mm (L x L x A)
- Adatto per lampade profumate/diffusore di aromi, ad es.: AL-305, AL-150 WS, AL-1300 WS, AL-400 CL, AL-240 FL

Scarpe speciali, soles e sostegni

MOBILITIAMO!



CONCETTO COMPLETO DI SCARPE DI QUALITÀ

Le calzature speciali per brevi e lunghi periodi sono una componente essenziale dell'offerta della Promed.

Grazie alla continua collaborazione con ortopedici, medici specialisti, centri di riabilitazione, infermieri per anziani e specialisti del diabete, è stato possibile sviluppare una delle più ampie collezioni nei settori della terapia, della riabilitazione e dell'assistenza post-operatoria. Studi medici documentano l'elevato standard di ogni modello.

Le migliori funzionalità, i materiali di alta qualità e la lavorazione di alta qualità, da un lato, le idee innovative e la tecnologia all'avanguardia, dall'altro, contraddistinguono questo concetto olistico di calzature di qualità.



Sistema di soles soft step scarpe ortopediche

La suola esterna di una scarpa ortopedica di solito non ha un aspetto spettacolare. Nella maggior parte dei casi, ciò non è nemmeno voluto, in quanto la promozione del processo di guarigione è prioritaria. Proprio per questo Promed, insieme agli specialisti, ha ideato una serie di soluzioni intelligenti in grado di fornire sollievo ai bisogni e promuovere i processi di guarigione.



Zona anteriore senza profilo

Ciò facilita il camminare nella vita quotidiana in caso di neuropatie e andatura trascinata.



Integrazione Metashank

La speciale integrazione Metashank nella zona del metatarso che allevia il carico delle ossa corrispondenti e facilita il passo.

Cavità cilindriche

distribuite su tutta la suola, garantiscono il miglior comportamento di attenuazione. In questo modo si ottiene un eccellente scarico di pressione non solo nella zona dei talloni, ma anche in quella del mesopiede e del metatarso. Inoltre, vengono risparmiate articolazioni e colonna vertebrale.

Suola allargata

Facilita il camminare nella vita quotidiana in caso di neuropatie e andatura trascinata.

Profilo motivo a rombo

Insieme all'incastonatura "U" per una sicurezza antiscivolo all'interno e all'esterno, garantisce un comportamento di rotolamento armonioso.

Area del tallone smussata

La zona del tallone inclinata di 20° garantisce un passo sicuro e una flessibilità ideale.

Suola esterna a forma ergonomica (forma del piede)

- Levigabile
- Rifinibile a scopo ortopedico
- In poliuretano di alta qualità

IL CONCETTO DI SUOLA PROMED SOFTSTEP COMBINA SICUREZZA E COMFORT IN MODO PARTICOLARMENTE EFFICACE.

AIRMESH - IL MATERIALE DELLA TOMAIA CLIMATIZZANTE

(meshline materiale esterno)



Interno

AirMesh con imbottitura EasyDry

Il materiale a 3 strati della tomaia (EasyDry, CosyFit, Mesh) assicura soprattutto in estate piedi piacevolmente freschi. La fibra EasyDry proveniente dal settore medico elimina l'umidità

dal piede e si asciuga rapidamente. Adatto particolarmente ai soggetti allergici.

Modelli: Theralight 1, Theralight 2-S



Interno

AirMesh + lana tosata Larina

Il materiale a 3 strati della tomaia (lana tosata, CosyFit, Mesh) assicura soprattutto in inverno piedi piacevolmente caldi, che non si surriscaldano.

Modelli: Gentlewalk-Hi, Gentlewalk-Lo




Il Promed "AirMesh" è particolarmente traspirante a causa della struttura della rete e dell'espanso dell'imbottitura CosyFit da 3 mm a pori aperti, che conferisce un effetto climatizzante e assicura un'ottima sensazione di benessere ai piedi.

Proviene dalla medicina ed è privo di componenti tossici. È particolarmente indicato per i soggetti allergici e diabetici.



COSYFIT - IL MATERIALE TRASPIRANTE DELLA TOMAIA

(Masterline suola interna)



Interno

Modelli:

- tutte le Masterline tranne München
- tutte le Classicline tranne München
- Classic 1 e 2.



Questo materiale assicura un comfort estremamente piacevole e un migliore allentamento della pressione in punti sensibili.

Il materiale a più strati assorbe bene l'umidità del piede, si asciuga rapidamente dopo l'uso per mantenere un buon clima del piede.



SIMBOLI



Ideale per la lavorazione ortopedica



Lavabile



Velour in polietilene



Suola SuperComfort ampliata nel metatarso, protezione da inciampo, sicurezza antiscivolo



lavabile in lavatrice a 30 °C



Imbottitura Cosyfit



Inserto in schiuma morbida



Micro-velour



Imbottitura spugna



Il callo (anche clavus dal lat. chiodo) è una formazione di duri generalmente dolorosa, dovuta a pressione cronica sulla pelle vicina all'osso, con spore centrali a forma di chiodo indirizzate verso la profondità.



I dolori al metatarso possono avere cause molteplici. I disturbi più frequenti sono quelli causati da infiammazioni, spesso causate da scarpe sbagliate e/o sovraccarico. Spesso sono anche causati da deformazioni accidentali del piede.



Nelle diverse forme di infiammazione sono spesso colpiti articolazioni, tendini, fasci muscolari o la stessa pelle d'osso. Nel caso di una Fasciitis plantaris, è colpita la piastra del tessuto connettivo della pianta del piede.



Il dito a martello è una deformazione del dito caratterizzata da una retrazione in flessione delle articolazioni delle estremità dei piedi.



I duri si formano per pressione o attrito. Ciò provoca un'infiammazione minima nella pelle. Per proteggere gli strati cellulari sottostanti, la cute è stimolata localmente a ispessire l'epidermide esterna.



La sindrome del piede diabetico, comunemente nota come "piede diabetico", è una sindrome associata al diabete mellito che si verifica più comunemente nei pazienti affetti da diabete di tipo 2 (cosiddetto diabete).



Il piede artritico è una forma di protezione antinfiammatoria causata da infiammazioni delle articolazioni del piede e delle dita dei piedi.



Il piede valgo è un distacco dei fasci ossei del mesopiede.



Le deformità delle dita dei piedi sono alterazioni patologiche della forma congenite o acquisite nel corso della vita. L'aumento della pressione meccanica può provocare una callosità dolorosa e l'infiammazione.



In medicina, il termine Hallux Valgus indica una piegatura a forma di X dell'alluce dell'articolazione principale. La malattia si verifica quasi sempre in concomitanza con un piede valgo.



Il **materiale della tomaia** a più strati assorbe bene l'umidità del piede, si asciuga rapidamente dopo l'uso per mantenere un **"ottimo clima del piede"**.



Particolarmente adatto alla sensibilità sotto pressione dei piedi, in particolare per la profilassi per i **sogetti diabetici** e per tutti coloro che vogliono sostenere i processi di guarigione dei loro piedi.



Particolarmente adatto per sintomi reumatici, come ad es. variazioni reumatiche dei piedi, dita ad artiglio e a martello, alluce rigido.



Il concetto di suola **Softstep** con le sue cavità cilindriche e la superficie neuropatica (area delle dita) unisce sicurezza e comfort in una misura senza precedenti.



Il materiale della tomaia **AirMesh** è particolarmente traspirante e climatizzante grazie alla struttura della rete e all'espanso dell'imbottitura CosyFit a pori aperti. Adatto particolarmente ai soggetti allergici e diabetici.



Con il principio **"Washable-Insole"**, la suola può essere cambiata in qualsiasi momento e lavata a 30 gradi. In questo modo si evita la formazione di odori sgradevoli.



La **lana tosata** naturale della pecora garantisce piedi caldi e un comfort splendidamente morbido in tutta la scarpa.



Materiale della tomaia **stretch** (perforato) per un'attività traspirante particolarmente buona. Si adatta a quasi tutte le forme dei piedi.



Le calzature sono fabbricate nell'UE sotto controllo di qualità



È una caratteristica di altissima qualità. Le solette sono la base di una scarpa. Essa produce una costruzione durevole e stabile anche senza suola esterna, che può quindi essere dotata di proprietà diverse.



Il materiale resistente, che ricorda visivamente la pelle selvatica, garantisce un clima salutare e traspirante nella scarpa. È resistente all'abrasione, agli strappi e facile da pulire.

Indicazioni generali sull'assortimento delle scarpe Promed:



lavaggio in lavatrice a 30 °C



Non adatte all'asciugatrice



Non stirare



Non pulire con prodotti chimici



Non utilizzare sbiancanti

Le scarpe possono essere disinfettate usando qualsiasi disinfettante di uso comune in commercio o in casa.

promed Panoramica di indicazione e delle scarpe


Denominazione della scarpa	Gentle Walk-Hi	Gentle Walk-Lo	München 2 LXL	München 3	Wallgau	Grainau	Flex 2
Immagine del prodotto							
Art. n.	510341	510331	510230	521241 (b.) 521242 (s.)	520210	520220	520230
N. dispositivo ausiliario (paio)	31.03.03.4058	31.03.03.4059	31.03.03.4059	31.03.03.4151	31.03.03.4152	31.03.03.4149	31.03.03.4150
Pagina nel catalogo Promed 2023	63	63	64	64	60	60	59

Campi di impiego principali

Per problemi generali nella zona delle dita e dell'avampiede				✓	✓	✓	✓✓
Ideale per la profilassi del diabete	✓✓	✓✓		✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Ideale per coloro che soffrono di dolori reumatici	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Ideale per neuropatie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ideale per chi porta la sedia a rotelle	✓✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓	
Per quasi tutte le forme di piede ad es. alluce, dita a martello, artrosi, piedi gonfi			✓✓		✓	✓	✓
Per infiammazioni, gonfiori o piedi fasciati			✓		✓	✓	✓✓
Per deformazioni dei piedi			✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Per l'impiego post-operatorio					✓		
Per piedi reumatici	✓✓	✓✓		✓	✓	✓	✓
Per piedi fortemente sollecitati (p. es. sovrappeso)							
Ferite nella zona del piede ad es. lesioni traumatiche					✓	✓	✓
Per sensibilità a pressioni, infiammazioni, gonfiori e piedi linfatici	✓✓	✓✓			✓		✓
Ferite nella zona del metatarso e alla pianta del piede causate dal diabete mellito							
Ferite nella zona del metatarso e alla pianta del piede causate da altre indicazioni ad es. lesioni traumatiche							
Ferite nella zona del retropiede e alla pianta del piede causate dal diabete mellito							
Ferite nella zona del retropiede e alla pianta del piede causate da altre indicazioni ad es. lesioni traumatiche							

Scarpe ortopediche

✓ = adatta; ✓✓ = particolarmente adatta

Theramed D1	Theramed D3	Pantomobil D	TheraLight 1	Sanicabrio DXL	Sanicabrio	Sanicabrio LXL	Sanisoft D	Sanisoft
								
510160	510180	510140	510311	510130	521120	510150	510170	521110
31.03.03.4042	31.03.03.4041	31.03.03.4043	31.03.03.4059	31.03.03.4045	31.03.03.4020	31.03.03.4046	31.03.03.4047	31.03.03.4022
65	65	66	66	61	62	61	62	63

✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓	✓	✓
					✓✓			✓✓
✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓✓	✓	✓	✓✓
				✓	✓✓	✓	✓	✓✓
✓	✓✓	✓	✓	✓✓		✓✓		
✓✓	✓✓			✓✓		✓✓	✓✓	
✓✓	✓	✓		✓✓		✓✓	✓✓	✓
✓	✓			✓		✓	✓	
					✓✓			✓✓
✓			✓	✓		✓	✓	
✓	✓	✓		✓✓	✓	✓✓	✓	✓✓
✓✓	✓✓	✓✓		✓	✓	✓✓	✓✓	✓
✓✓	✓✓		✓	✓✓		✓✓	✓✓	
				✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
	✓✓	✓✓		✓		✓	✓	
		✓✓		✓✓			✓	

TABELLE DELLE DIMENSIONI PROMED

DIMENSIONI SCARPA PROMED MASTERLINE

Modelli		SaniCabrio DXL, LXL, SaniSoft D			Theramed D 1			Theramed D 3, Pantomobil D			München 2 LXL			
Design		close toe / close heel			open toe / close heel			open toe / open heel			closed shoe			
Dimensioni inglesi *)	Dimensioni tedesche / francesi	Lunghezza piede in mm	Outsole in mm	Insole in mm	Misura alluce in mm taglia forte "J"	Outsole in mm	Insole in mm	Misura alluce in mm taglia forte "J"	Outsole in mm	Insole in mm	Misura alluce in mm taglia forte "J"	Outsole in mm	Insole in mm	Misura alluce in mm taglia forte "J"
3½	36	229	253	238	232	249	239	232	243	239	232	243	234	232
4½	37 ⅓	237	256	242	237	253	243	237	249	244	237	253	238	237
5	38	241	264	249	240	260	250	240	253	248	240	256	242	240
6	39 ⅓	250	273	258	245	264	255	245	260	257	245	264	249	245
6½	40	254	277	261	247	269	259	247	264	262	247	273	258	247
7½	41 ⅓	262	285	268	252	277	268	252	273	271	252	277	261	252
8	42	267	295	276	255	285	275	255	280	278	255	285	268	255
9	43 ⅓	275	298	280	260	295	283	260	285	281	260	295	276	260
9½	44	279	307	290	262	298	288	262	295	289	262	298	280	262
10½	45 ⅓	288	312	294	267	307	296	267	298	295	267	307	290	267
11	46	292	315	300	270	312	301	270	307	303	270	312	294	270
12	47 ⅓	301	324	311	275	318	310	275	312	307	275	315	300	275

DIMENSIONI SCARPA PROMED MASHLINE

Modelli		Gentlewalk Hi SaniCabrio Wallgau, Grainau			Gentlewalk Lo SaniSoft München 3			Therelight I			Flex 2			
Design		close toe, close heel			close toe, close heel			open toe, close heel			close toe, open heel			
Dimensioni inglesi *)	Dimensioni tedesche / francesi	Lunghezza piede in mm	Outsole in mm	Insole in mm	Misura alluce in mm taglia comoda "G"	Outsole in mm	Insole in mm	Misura alluce in mm taglia comoda "G"	Outsole in mm	Insole in mm	Misura alluce in mm taglia comoda "G"	Outsole in mm	Insole in mm	Misura alluce in mm taglia forte "J"
3½	36	229	247	238	222	247	238	222	247	235	222	247	238	222
4½	37 ⅓	237	254	242	227	254	242	227	250	240	227	254	242	227
5	38	241	263	249	230	259	246	230	259	247	230	263	249	230
6	39 ⅓	250	268	254	235	273	258	235	263	249	235	268	254	235
6½	40	254	279	261	237	279	261	237	273	258	237	279	261	237
7½	41 ⅓	262	284	268	242	284	268	242	281	270	242	284	268	242
8	42	267	293	276	245	291	275	245	291	278	245	293	276	245
9	43 ⅓	275	299	280	250	299	280	250	291	278	250	299	280	250
9½	44	279	306	290	252	306	290	252	291	278	252	306	290	252
10½	45 ⅓	288	311	294	257	311	294	257	311	300	257	311	294	257
11	46	292	320	303	260	313	300	260	313	302	260	320	303	260
12	47 ⅓	301	321	311	265	321	311	265	321	312	265	321	311	265

*) 1 punto in inglese = ⅓ pollici, ovvero 0,8466667 cm

Art. 540131

Pedibelle Anna

Lo stivaletto elegante da donna

promed



Specifico per la donna con piedi sensibili alla pressione. Benefico in caso di dolori articolari e alla schiena.

- Stivaletto alla caviglia per interni ed esterni
- Confortevole, morbidissima, piacevole da calzare
- Sistema easy-fit a due strappi per un'adattabilità perfetta al piede
- Suola antiscivolo "Vita" con supporto continuo per un'andatura e una postura a riposo sicure
- Posizione perfetta del tallone grazie al contrafforte del tallone integrato
- Tacco femminile per la riduzione del carico sul tendine d'Achille
- Zona del tallone inclinata di 20° per una flessibilità ideale
- Suola con cavità cilindriche dalle dita fino alla zona del tallone per una attenuazione del carico perfetta
- Dimensioni: 36 - 42, taglia comoda G



Art. 540112 (nero)

Art. 540111 (marrone)

Pedibelle Eleine

La raffinata scarpa bassa da donna

promed



Specifico per la donna con piedi sensibili alla pressione. Benefico in caso di dolori articolari e alla schiena.

- Comoda scarpa bassa per interni ed esterni
- Confortevole, morbidissima, piacevole da calzare
- Scarpa con apertura ampia, veloce da indossare con sistema easyfit a 1 strappo
- Suola antiscivolo "Vita" con supporto continuo per un'andatura e una postura a riposo sicure
- Posizione perfetta del tallone grazie al contrafforte del tallone integrato
- Tacco femminile per la riduzione del carico sul tendine d'Achille
- Zona del tallone inclinata di 20° per una flessibilità ideale
- Suola con cavità cilindriche dalle dita fino alla zona del tallone per una attenuazione del carico perfetta
- Dimensioni: 36 - 42, taglia comoda G

promed

Art. 540142

Pedibelle Alexander

Lo stivaletto da uomo



promed

Per tutti coloro che cercano un sostegno dolce e tuttavia un grande comfort per i piedi sensibili. Benefico in caso di piedi e punti di pressione stressati.

- Stivaletto alla caviglia per interni ed esterni
- Confortevole e piacevole da calzare
- Sistema easy-fit a due strappi per un'adattabilità perfetta a quasi tutte le forme del piede
- Suola larga e antiscivolo "Vitus" con rialzo per un passo sicuro
- Posizione buona del tallone grazie al contrafforte del tallone integrato
- Avampiede allargato per una calzabilità comoda e una postura sicura
- Leggero rialzo per la riduzione del carico sul tendine d'Achille
- Zona del tallone inclinata di 20° per una flessibilità ideale
- Suola con cavità cilindriche sul tallone per una attenuazione del carico perfetta
- Dimensioni: 40 - 46, taglia comoda G



Art. 540122

Pedibelle Jonas

La comoda scarpa bassa da uomo



promed

Per tutti coloro che cercano una riduzione del carico per i loro piedi sensibili. Benefico in caso di punti di pressione, gonfiori e vene varicose.

- Scarpa bassa da uomo per interni ed esterni
- Confortevole e piacevole da calzare
- Scarpa con apertura ampia, veloce da indossare con sistema easyfit a 1 strappo
- Suola larga e antiscivolo "Vitus" con rialzo per un passo sicuro
- Posizione buona del tallone grazie al contrafforte del tallone integrato
- Avampiede allargato per una calzabilità comoda e una postura sicura
- Leggero rialzo per la riduzione del carico sul tendine d'Achille
- Zona del tallone inclinata di 20° per una flessibilità ideale
- Suola con cavità cilindriche sul tallone per una attenuazione del carico perfetta
- Dimensioni: 40 - 46, taglia comoda G



Art. 520230 (a paio) | N. dispositivo ausiliario: 31.03.03.4145

promed

Flex 2

Scarpa ortopedica unica sotto forma di pantofola



Cinghia al tallone
rimovibile



- Comoda pantofola per interni ed esterni
- Cinghia al tallone regolabile in 3 varianti di calzabilità
- Posizione ottimizzabile grazie alla cinghia su tallone e collo del piede regolabile
- Funzione della cinghia al tallone: orientabile o rimovibile grazie a due bottoni a pressione, larghezza del tallone regolabile grazie alla chiusura a strappo
- Avampiede allargato per una calzabilità comoda e una postura sicura

- Cinghia sul collo del piede con chiusura a strappo per un adattamento perfetto e continuo dell'altezza del collo del piede
- Suola ergonomica, dall'appretto ortopedico con zona di neuropatia nell'avampiede
- Lavabile a 30°
- Dimensioni: 36 - 47, taglia comoda J
- Colore: nero

promed

Wallgau

Comoda scarpa ortopedica bassa

Comoda scarpa terapeutica

Doppia suola interna di alta qualità per un morbido comfort



Chiusura in velcro nella zona del collo del piede per una calzata confortevole



- Plantare realizzato in comodo materiale stretch
- Particolarmente adatto a piedi sensibili alla pressione
- Materiale della tomaia interessante da un punto di vista ottico in elastan (stretch) nell'avampiede per un'attività traspirante particolarmente buona; ecopelle sul lato posteriore
- Suola ergonomica, dall'appretto ortopedico con zona di neuropatia nell'avampiede

- Il materiale stretch nella zona dell'avampiede permette un adattamento morbido e flessibile in quasi tutte le forme dei piedi (alluce, dita a martello, artrosi, piedi gonfi e così via)
- Ideale per i piedi reumatici e per la profilassi di diabetici
- Lavabile a 30°
- Dimensioni: 36 - 47, taglia comoda G, colore: nero



Grainau

Comoda scarpa terapeutica

Doppia suola interna di alta qualità per un morbido comfort



Chiusura in velcro nella zona del collo del piede per una calzata confortevole



- Plantare realizzato in comodo materiale stretch
- Particolarmente adatto a piedi sensibili alla pressione
- Materiale della tomaia interessante da un punto di vista ottico in elastan (stretch) nell'avampiede per un'attività traspirante particolarmente buona; ecopelle sul lato posteriore
- Suola ergonomica, dall'appretto ortopedico con zona di neuropatia nell'avampiede

- Il materiale stretch nella zona dell'avampiede permette un adattamento morbido e flessibile in quasi tutte le forme dei piedi (alluce, dita a martello, artrosi, piedi gonfi e così via)
- Ideale per i piedi reumatici e per la profilassi di diabetici
- Lavabile a 30°
- Dimensioni: 36 - 47, taglia comoda G, colore: nero

Sanicabrio DXL

Scarpa speciale extra larga, al di sopra della caviglia



- Con una tecnica di chiusura "Cabrio" ad apertura larga nell'area dell'avampiede e velcro per il tallone per indossarla con estrema facilità
- Adattamento morbido e flessibile
- Ideale per piedi gonfi, dita a martello, impiego dopo interventi e ingessature e piedi avvolti in bendaggi
- Dimensioni: 36 - 47; taglia forte J

- Colore: blu marino

Tecnica di chiusura "Cabrio" ad apertura larga nell'area dell'avampiede e velcro per il tallone per indossarla con estrema facilità



Sanicabrio LXL

Scarpa speciale extra larga, bassa



- Con una tecnica di chiusura "Cabrio" ad apertura larga nell'area dell'avampiede
- Il velcro per il tallone permette di indossarla con estrema facilità
- Fusto basso alla caviglia
- Ideale per la risoluzione di problemi ai piedi, come per es. piedi fasciati, piedi molto stressati, sensibili alla pressione, alluce e piedi a martello
- Dimensioni: 36 - 47; taglia forte J
- Colore: blu marino

Tecnica di chiusura "Cabrio" ad apertura larga nell'area dell'avampiede e velcro per il tallone per indossarla con estrema facilità



Sanicabrio

Scarpa terapeutica e riabilitativa con velcro per metatarso e tallone



- Possibilità di regolazione personalizzate
- Adatto anche come scarpa di pronto soccorso
- Ideale in caso di estrema sensibilità alla pressione e forte gonfiore
- Bordo di immersione nella suola per una tenuta stabile di ad es. inserti in schiuma morbida
- Imbottitura spugna
- Dimensioni: 36 - 47, taglia comoda G
- Colore: blu marino

Tecnica di chiusura "Cabrio" ad apertura larga nell'area dell'avampiede e velcro per il tallone per indossarla con estrema facilità



Sanisoft D

Scarpa speciale bassa



- Con un grande volume e diverse opzioni di regolazione personalizzate nella zona del metatarso e del collo del piede
- Una scarpa per il clima per i piedi di soggetti diabetici e altri piedi problematici
- Facile da indossare e da rimuovere e ottima regolazione in profondità
- Adatto particolarmente anche a chi porta la sedia a rotelle
- Dimensioni: 36 - 47, taglia forte J
- Colore: blu marino

Facile inserimento grazie alla chiusura in velcro di ampia apertura nella zona del collo del piede e del tallone



Sanisoft

Scarpe terapeutiche e di riabilitazione realizzate come scarpe basse



Chiusura in velcro

Imbottitura spugna

Suola leggera e smorzante, antiscivolo e leggermente allargata nel metatarso

- 2 chiusure in velcro nell'area dell'avampiede
- Profonda sezione del fusto sotto la caviglia
- Bordo di immersione nella suola per una tenuta stabile di ad es. inserti in schiuma morbida
- Imbottitura spugna
- Dimensioni: 36 - 47, taglia comoda G
- Colore: blu marino



Art. 510341 (a paio) | N. dispositivo ausiliario: 31.03.03.4.058 (Hi)

Art. 510331 (a paio) | N. dispositivo ausiliario: 31.03.03.4.059 (Lo)



GentleWalk-Hi / GentleWalk-Lo

Stivale in pelle con materiale della tomaia Airmesh e imbottitura in lana tosata



(Hi)



(Lo)

- Materiale della tomaia "AirMesh" traspirante con imbottitura di lana Larina per clima del piede eccezionale
- 2 chiusure in velcro di ampia apertura nel metatarso per un facile accesso e una tenuta fissa
- Calzabilità priva di pressione, ideale
- Suola esterna "SoftStep" ammortizzante, idonea alla circolazione stradale
- Adatto a soggetti diabetici e allergici

- Lavabile in lavatrice a 30°
- Dimensioni: 36 - 47, taglia comoda G
- Colore: nero

München 2 LXL

Scarpa bassa stretch in microvelour per la terapia e la riabilitazione



- Volume dell'avampiede ingrandito
- Il materiale 4 volte stretch nella zona dell'avampiede permette un adattamento morbido e flessibile in quasi tutte le forme dei piedi (alluce, dita a martello, artrosi, piedi gonfi e così via)
- Il materiale estensibile partecipa a ogni movimento
- Nessun punto di pressione o attrito doloroso
- Modello compatibile con il clima del piede
- Dimensioni: 36 - 47, taglia forte J
- Colore: nero



Il fusto in microvelour offre un sostegno dolce e individuale

Suola di ricambio inserita

Migliore lavorazione

L'aumento del volume del metatarso e il materiale 4 volte stretch nella zona dell'avampiede permettono un adattamento morbido e flessibile in quasi tutte le forme dei piedi



Marrone - Art. 521241 (a paio) | N. dispositivo ausiliario: 31.03.03.4151

Nero - Art. 521242 (a paio) | N. dispositivo ausiliario: 31.03.03.4151

München 3

Bassa scarpa ortopedica confortevole con combinazione in microvelours e stretch



Zona centrale e del tallone in microvelours per una perfetta calzabilità

Chiusura in velcro nella zona del collo del piede per una calzata confortevole



Suola leggera, attutente, antiscivolo

- Chiusura in velcro nella zona del collo del piede per una calzata confortevole
- Materiale della tomaia interessante da un punto di vista ottico in dacron stretch perforato per un'attività traspirante particolarmente buona
- Suola ergonomica, dall'appretto ortopedico con zona di neuropatia nell'avampiede
- Particolarmente adatto a piedi sensibili alla pressione
- Il materiale stretch nella zona dell'avampiede permette un adattamento morbido e flessibile in quasi tutte le forme dei piedi (alluce, dita a martello, artrosi, piedi gonfi e così via)

- Ideale per i piedi reumatici e per la profilassi di diabetici
- Lavabile a 30°
- Dimensioni: 36 - 47, taglia comoda G
- Colore: marrone, nero

Theramed D1

Sandali a due strappi multifunzionali con tallone chiuso



Materiale della tomaia traspirante e facile da pulire

- Con due chiusure in velcro sull'avampiede e sulla zona del collo del piede
- Area delle dita aperta, cinghia sul collo del piede e zona del tallone chiusa
- Consigliato soprattutto in caso di problemi alle dita dei piedi e all'avampiede, infiammazioni, gonfiore e alluce
- Piacevole nella stagione calda grazie al materiale della tomaia traspirante e facile da pulire
- Dimensioni: 36 - 47, taglia forte J
- Colore: blu marino



Da aprire completamente con due chiusure in velcro




Theramed D3

Sandali a due strappi multifunzionali con tallone aperto



- Con tre chiusure in velcro per la personalizzazione nella zona dell'avampiede, del collo del piede e del tallone. Finestra tallone aperta
- Da raccomandare in caso di sensibilità alla pressione nella zona del tallone, ma anche in caso di infiammazione e gonfiore nella zona del tallone e delle dita dei piedi
- Modello rispettoso del clima
- Piacevole nella stagione calda grazie al materiale della tomaia traspirante
- Dimensioni: 36 - 47, taglia forte J
- Colore: blu marino

Tre chiusure in velcro per la personalizzazione nella zona dell'avampiede, del collo del piede e del tallone



Pantomobil D

Scarpa speciale leggera, multifunzionale, ad apertura larga realizzata come pantofola



Con chiusura in velcro larga nell'avampiede per un sostegno saldo e la personalizzazione

- Da raccomandare in caso di sensibilità alla pressione, gonfiore o infiammazione dell'avampiede e/o della zona del tallone
- Modello compatibile con il clima del piede, particolarmente piacevole nella stagione calda grazie al materiale della tomaia CosyFit traspirante (a tre strati)
- Inclusa cinghia al tallone
- Dimensioni: 36 - 47, taglia forte J
- Colore: blu marino



incl. cinghia al tallone amovibile

Materiale della tomaia CosyFit traspirante (a tre strati)



Art. 510311 (a paio)

N. dispositivo ausiliario: 31.03.03.4047

TheraLight 1

Scarpa comfort, di riabilitazione e comoda con zona delle dita aperta e contrafforte del tallone chiuso



Accesso facilissimo grazie al sistema in velcro

- Materiale della tomaia "AirMesh" traspirante con imbottitura EasyDry per clima del piede eccezionale
- Chiusura in velcro di ampia apertura per un facile accesso
- Calzabilità priva di pressione, ideale
- Suola esterna "SoftStep" ammortizzante, idonea alla circolazione stradale
- Adatto a soggetti diabetici e allergici
- Lavabile in lavatrice a 30°
- Dimensioni: 36 - 47, taglia comoda G
- Colore: nero

Materiale della tomaia AirMesh traspirante con imbottitura EasyDry



Art. vedi sotto (a paio)



Suola interna di ricambio in schiuma morbida (doppia suola)



Suola interna di ricambio (doppia suola)
per i modelli Wallgau e Grainau
Dimensioni: 36 - 47, taglia J
Art. 550236

- Suola interna in schiuma morbida 1:
Tessuto in cotone-EVA (3,6 mm), nero
- Suola interna in schiuma morbida 2:
Poliestere-EVA (4 mm), nero

Art. vedi sotto (a paio)



Suola interna di ricambio in schiuma morbida



Dimensioni: 36 - 47, taglia J (rispettivamente a paio)
Colore: Nero

Art. 550230 (modello: Sanicabrio/DXL/LXL/DS, Sanisoft/D)

Art. 550231 (modello: Theramed D1, Theralight 1)

Art. 550232 (modello: Theramed D3, Pantamobil D, Theralight 2-S)

- Suola interna di alta qualità con morbido comfort
- Federa in spugna
- Suola EVA 4 mm

Art. 550235 (a paio)



Suola interna di ricambio in schiuma morbida



- Suola interna di alta qualità con morbido comfort
- Federa in spugna
- Suola EVA 4 mm
- Adatto a qualsiasi modello della serie Promed
- Dimensioni: 36 - 47, taglia comoda G
- Colore: bianco

Art. 550240 (a paio)



Suola interna di ricambio in cuoio



adatto per lavaggio a mano

- Soole interne facili da pulire per piedi sensibili
- Suola interna EVA di alta qualità con 100% di lana di pecora in spessore di 4 mm con morbido comfort
- Adatto per i modelli: Gentlewalk-Hi, Gentlewalk-Lo
- Dimensioni: 36 - 47, taglia comoda G
- Colore: bianco



HUBER
Fußtechnologie

by **promed**

CIÒ CHE CONTA È LA BASE GIUSTA



Art. 552055

Alluce valgo

Per prevenire una ulteriore deviazione dell'alluce



HUBER
Fußtechnologie



Scarpe



Eccellente per i seguenti sintomi:

- Profilassi dell'inclinazione dell'alluce valgo
- Dolore pungente nella fase di srotolamento del piede
- Dolore smorzato senza sollecitazione
- Sensibilità alla pressione locale

Particolarmente adatto per:

- Persone con piede valgo e/o deformità dell'alluce
- Persone con problemi di alluce valgo

Caratteristiche:

- Assorbe l'umidità, ad asciugatura rapida, compatibile con la pelle
- Materiale soft in microfibra privo di sostanze inquinanti con piacevole comfort

Dimensioni (1 paio): 35 - 49


Art. 552050

Spina calcaneare

Plantare per tallone con struttura a cuscinetto a forma di U



HUBER
Fußtechnologie



Eccellente per i seguenti sintomi:

- Dolore pungente nella fase del passo
- Dolore smorzato senza sollecitazione
- Sensibilità alla pressione locale

Particolarmente adatto per:

- Spina calcaneare, sovraccarico spina calcaneare
- Persone che esercitano professioni ambulanti e in piedi
- Soggetti allergici e diabetici

Caratteristiche:

- Assorbe l'umidità, ad asciugatura rapida, compatibile con la pelle
- Materiale soft in microfibra privo di sostanze inquinanti con piacevole comfort

Dimensioni (1 paio): **XS**/35-37, **S**/38-40, **M**/41-43, **L**/44-46, **XL**/47-49

Art. 552040 suola per sollievo articolare 1 (fino a 80 kg)

Art. 552045 suola per sollievo articolare 2 (da 80 kg)

Sollievo articolare (</> 80 kg)

Per alleviare la pressione in modo mirato, in base al peso specifico



HUBER
Fußtechnologie



Contro gambe pesanti, stanche



Contro piedi sudati



Contro piedi ardenti

Eccellente per i seguenti sintomi:

- Per scaricare la colonna vertebrale e le articolazioni
- Dolore alle caviglie del mesopiede (metatarsalgia)
- Bruciore alla suola/tallone, problemi articolari (caviglie, ginocchia, anche)

Particolarmente adatto per:

- Persone che esercitano professioni ambulanti e in piedi
- Dolore, bruciore, sovraccarico, stanchezza, sensibilità alla pressione dei piedi

Caratteristiche:

- Assorbe l'umidità, ad asciugatura rapida, compatibile con la pelle
- Materiale soft in microfibra privo di sostanze inquinanti con piacevole comfort

Dimensioni (1 paio):

XS/35-37, **S**/38-40, **M**/41-43, **L**/44-46, **XL**/47-49



Art. 198001

Set di modellazione in ceramica

2

Set professionale di modellazione in ceramica per rimuovere, rifinire, modellare gel UV e acrilico, abbellire, lucidare. Lavorazione rapida ed efficace. Materiale longevo, basso sviluppo di calore



Contenuto	Art. 198604	Fresa in ceramica, cilindro, grosso, verde
	Art. 198603	Fresa in ceramica, cono grande, fine, rosso
	Art. 198606	Fresa in ceramica, cono lungo, medio, blu
	Art. 198607	Fresa in ceramica, appuntita, fine, rossa
	Art. 198133	Lucidatore in silicone, appuntito, fine
		Inclusa scatola delle punte, in formato alto

Art. 198002

Set di modellazione blue-mix

2

Professionale set combinato in ceramica e mole blue-mix. Per opacizzare, accorciare, rimuovere, rifinire, lucidare gel e acrilico. Materiale longevo, basso sviluppo di calore



Contenuto	Art. 198480	Punta HM, cilindro, serie blue-mix
	Art. 198481	Punta HM, cono grande, serie blue-mix
	Art. 198606	Fresa in ceramica, cono lungo, medio, blu
	Art. 198607	Fresa in ceramica, appuntita, fine, rossa
	Art. 198133	Lucidatore in silicone, appuntito, fine
		Inclusa scatola delle punte, in formato alto

Art. 198003

Set di modellazione arcobaleno

2

Set professionale di punta HM con rivestimento in nitruro di tungsteno. Per rimuovere, modellare, limare, ultimare l'unghia artificiale, lucidare, evita lo sviluppo di calore.



Contenuto	Art. 198491	Punta HM, grande cono rotondo, serie arcobaleno
	Art. 198490	Punta HM, cilindro, serie arcobaleno
	Art. 198492	Punta HM, cono sottile, serie arcobaleno
	Art. 198493	Punta HM, cono rotondo sottile, medio, serie arcobaleno
	Art. 198133	Lucidatore in silicone, appuntito, fine
		Inclusa scatola delle punte, in formato alto



Art. 198008

Set di modellazione set punte HM Pro

2

Set professionale di modellazione unghie di alta qualità - il "must-have" per ogni estetista. Rimuovere, modellare, abbellire e velocizzare il lavoro: tutto senza problemi.

Contenuto	Art. 198451	Punta HM, cilindro, dentatura combinata (fine/grossolana)
	Art. 198425	Punta HM, cono sottile, serie viola
	Art. 198442	Punta HM, cono a punta grande, serie rossa
	Art. 198557	Punta in carburo, cilindro, dentatura alterna
	Art. 198556	Punta in titanio, cilindro, arrotondata (testina dorata)



Art. 198006

Set di modellazione Master

2

L'attrezzatura completa e professionale per ogni tipo di modellazione di unghie artificiali.

Contenuto	Art. 198410	Fresa in metallo duro, serie blu
	Art. 198421	Fresa in metallo duro, gialla
	Art. 198450	Fresa in metallo duro, serie blu
	Art. 198540	Fresa in diamante
	Art. 198031	Punta in zaffiro, rotonda
	Art. 198551/L	Fresa in carburo-titanio, (testa d'oro) lunga
	Art. 198030	Fresa in zaffiro a punta,
	Art. 961910	Design scatola rigida, trasparente



Art. 198005

Set di modellazione Basic

2

La dotazione di base perfetta per una modellazione completa di unghie artificiali.

Contenuto	Art. 198421	Fresa in metallo duro, gialla
	Art. 198450	Fresa in metallo duro, serie blu
	Art. 198540	Fresa in diamante
	Art. 198551	Fresa in carburo-titanio, (testa d'oro) corta
	Art. 961910	Design scatola rigida, trasparente



Art. 198014

Set per la cura personale

1

Per una manicure completa delle unghie naturali: per accorciare le unghie, rimuovere cuticole, per ridurre gli ispessimenti ostinati dell'unghia, eliminare le irregolarità della lamina ungueale.

Contenuto	Art. 190011	disco abrasivo, zaffiro
	Art. 190067	molatore per callosità, zaffiro
	Art. 198540	cono di diamante, piccolo
	Art. 198535	mola in pietra, standard
	Art. 198541	punta in diamante, cilindrica
	Art. 198031	punta in zaffiro, rotonda
	Art. 198030	punta in zaffiro, appuntita
	Art. 190041	cono lucidante, feltro

1 = per la lavorazione di unghie naturali

2 = per la lavorazione di unghie artificiali

3 = per la lavorazione della pelle



Art. 198016

1 3

Set comfort

Per tutte le zone problematiche della pelle, le callosità e le unghie. Rimozione di calli, duri, cuticole superflue, accorciamento delle unghie, opacizzazione, levigatura, pulizia e lucidatura.

Contenuto	Art. 198535	mola in pietra, standard
	Art. 198530	mola in pietra, cilindrica
	Art. 198564	mandrino per mola, plastica
	Art. 198031	punta in zaffiro, rotonda
	Art. 198543	fresa in diamante, piccola appuntita
	Art. 198034	punta in zaffiro, lunga
	Art. 198540	Fresa in diamante
	Art. 198541	punta in diamante, cilindrica
	Art. 190086	Spazzola in crini di capra
	Art. 190041	cono lucidante, feltro
	Art. 190021	cono abrasivo, zaffiro
	Art. 190011	disco abrasivo, zaffiro
	Art. 198562	Nastro abrasivo, medio (4 pz.)
	Art. 961910	Design scatola rigida, trasparente



Art. 198009

1

Set natural

Per una manicure completa delle unghie naturali: Per accorciare le unghie, rimuovere cuticole, per ridurre gli ispessimenti ostinati dell'unghia, eliminare le irregolarità della lamina ungueale fino alla perfetta finitura con lucidatura ad elevata lucentezza.

Contenuto	Art. 190011	disco abrasivo, zaffiro
	Art. 198020	punta in diamante, cono
	Art. 198540	cono di diamante, piccolo
	Art. 198535	mola in pietra, standard
	Art. 198130	lucidatore in silicone, fine, giallo
	Art. 198131	lucidatore in silicone, medio, nero
	Art. 198132	lucidatore in silicone, grossolano, verde
	Art. 190041	cono lucidante, feltro
	Art. 198571	lucidatore soft, in tessuto



Art. 198010

3

Set per calli

Per eliminare calli e duri intensi alle mani e ai piedi e ad altre parti del corpo, ad es. il gomito, e per rimuovere le cuticole.

Contenuto	Art. 190021	cono abrasivo, zaffiro
	Art. 190067	molatore per callosità, zaffiro
	Art. 198540	cono di diamante, piccolo

*Adatto all'autoclave (sterilizzazione delle punte ad una temperatura compresa tra 121 e 134 °C con una pressione di ca. 2 bar)

1 = per la lavorazione di unghie naturali 2 = per la lavorazione di unghie artificiali 3 = per la lavorazione della pelle

Nota: Tutte le mole Prømed hanno un diametro del fusto di una misura dentale standard compresa tra 2,332 e 2,350 mm.

Punte in ceramica

Più leggere delle punte HM, longeve, efficienti

Adatte a rimuovere gel e acrilico, limare, incidere, levigare, lucidare e rimodellare e rimuovere pelle necrotica. Possibilità di una lavorazione estremamente buona delle unghie, superfici lisce, sensazione piacevole sull'unghia, maneggio rapido, semplice, buone proprietà di funzionamento grazie alla vibrazione ridotta, molto resistente alla corrosione, basso sviluppo di calore.



Art. 198600

Fresa in ceramica, cono grande, fine, rosso *

2

Adatta alla rifinitura di unghie molto ispessite e callosità nonché unghie artificiali, buone proprietà di funzionamento, estremamente dura, longeva, affilata.

Campo del numero di giri: fino a 30.000 r/min



Art. 198601

Fresa in ceramica, cono grande, medio, blu *

2 3

Adatta alla lavorazione di unghie molto dure, ispessite e callosità così come unghie artificiali. Ideale per rimuovere con efficacia gel UV e acrilico. Adatto anche per la rifinitura.

Peso basso rispetto alle punte HM, buone proprietà di funzionamento, estremamente dura, longeva, affilata, campo del numero di giri: fino a 30.000 r/min



Art. 198602

Fresa in ceramica, cono grande, grosso, verde *

2 3

Adatta alla lavorazione di unghie molto dure, ispessite e callosità così come unghie artificiali. Ideale per rimuovere con efficacia gel UV e acrilico. Peso basso rispetto alle punte HM, buone proprietà di funzionamento, estremamente dura, longeva, affilata.

Campo del numero di giri: fino a 30.000 r/min



Art. 198604

Fresa in ceramica, cilindro, grosso, verde *

2

Opacizzazione delle tip, accorciamento delle unghie artificiali, rimozione di gel e acrilico. Ottima capacità di taglio, piacevole sensazione sull'unghia. Campo del numero di giri: fino a 20.000 r/min



Art. 198603

Fresa in ceramica, cono grande, fine, rosso *

2

Un assoluto "tuttofare" nel suo campo. La straordinaria forma conica vi permette di rimuovere gel e acrilico senza rischi (anche gel a 3 fasi). Inoltre lascia una base ottimale per continuare a lavorare alla modellazione delle unghie. Ottima capacità di taglio.

Campo del numero di giri: fino a 25.000 r/min



Art. 198605

Fresa in ceramica, cono lungo, fine, rosso *

2

Per la rifinitura, la delicata lucidatura e la rimodellazione delle vostre unghie.

Campo del numero di giri: fino a 20.000 r/min



Art. 198606

Fresa in ceramica, cono lungo, medio, blu *

2

Per la rimozione, la semplice lavorazione superficiale, eventualmente anche per l'accorciamento di unghie non regolari. Campo del numero di giri: fino a 20.000 r/min



Art. 198607

Fresa in ceramica, appuntita, fine, rossa *

2

Punta sottile per lavorare alla scanalatura/al bordo dell'unghia, per un taglio semplice oppure per lavorare sotto le unghie. Campo del numero di giri: fino a 35.000 r/min



Art. 198608

Fresa in ceramica, appuntita, media, blu *

2

Punta sottile per lavorare in punti piccoli e stretti, facili da raggiungere senza graffiare l'unghia.

Per rifinire la modellazione, per rimuovere i residui sotto l'unghia

Campo del numero di giri: fino a 35.000 r/min

Punte blue-mix

Materiale molto longevo, evita lo sviluppo di calore

**Serie blue-mix: punte HM con rivestimento in nitruro di alluminio.
Lavorazione delle unghie artificiali particolarmente spedita e rapida.**



Art. 198480

2

Punta HM (con rivestimento in nitruro di alluminio), cilindro, serie blue-mix *

Opacizzazione delle tip, accorciamento delle unghie artificiali, rimozione di gel e acrilico. Il rivestimento impedisce lo sviluppo di calore, materiale molto longevo. Campo del numero di giri: fino a 25.000 r/min



Art. 198481

2

Punta HM (con rivestimento in nitruro di alluminio), cono grande, serie blue-mix *

Un assoluto "tuttofare" nel suo campo. La straordinaria forma conica vi permette di rimuovere gel e acrilico senza rischi (anche gel a 3 fasi). Inoltre lascia una base ottimale per continuare a lavorare alla modellazione delle unghie. Il rivestimento impedisce lo sviluppo di calore, materiale molto longevo. Campo del numero di giri: fino a 25.000 r/min

Punte arcobaleno

Materiale molto longevo, evita lo sviluppo di calore

**Serie arcobaleno: punte HM con rivestimento in nitruro di tungsteno.
Lavorazione delle unghie artificiali particolarmente spedita e rapida.**



Art. 198491

2

Punta HM (con rivestimento in nitruro di tungsteno), grande cono rotondo *

Un assoluto "tuttofare" nel suo campo. La straordinaria forma conica vi permette di rimuovere gel e acrilico senza rischi (anche gel a 3 fasi). Inoltre lascia una base ottimale per continuare a lavorare alla modellazione delle unghie. Il rivestimento in nitruro di tungsteno impedisce lo sviluppo di calore, materiale molto longevo. Campo del numero di giri: fino a 25.000 r/min



Art. 198490

2

Punta HM (con rivestimento in nitruro di tungsteno), cilindro *

Opacizzazione delle tip, accorciamento delle unghie artificiali, rimozione di gel e acrilico. Il rivestimento in nitruro di tungsteno impedisce lo sviluppo di calore, materiale molto longevo. Campo del numero di giri: fino a 25.000 r/min



Art. 198492

2

Punta HM (con rivestimento in nitruro di tungsteno), cono sottile, fine *

Dà forma all'acrilico e al gel (rinforzante). La sua dimensione è particolarmente adatta a lavori di rifinitura. Il rivestimento in nitruro di tungsteno impedisce lo sviluppo di calore, materiale molto longevo. Campo del numero di giri: fino a 30.000 r/min



Art. 198493

2

Punta HM (con rivestimento in nitruro di tungsteno), piccolo cono rotondo sottile, fine *

Dà forma all'acrilico e al gel (rinforzante) e li asporta con la lima in modo ottimale. La sua forma si adatta benissimo a quella dell'unghia e consente un rendimento più elevato. Il rivestimento in nitruro di tungsteno impedisce lo sviluppo di calore, materiale molto longevo. Campo del numero di giri: fino a 30.000 r/min

*Adatto all'autoclave (sterilizzazione delle punte ad una temperatura compresa tra 121 e 134 °C con una pressione di ca. 2 bar)

1 = per la lavorazione di unghie naturali 2 = per la lavorazione di unghie artificiali 3 = per la lavorazione della pelle

Nota: Tutte le mole Promed hanno un diametro del fusto di una misura dentale standard compresa tra 2,332 e 2,350 mm.

Punte in titanio / Punte in carburo

per la sollecitazione estrema, lunga durata di vita

Queste punte di alta qualità in lega di titanio-carburo si riscaldano meno rapidamente e sono quindi più piacevoli da utilizzare per i clienti.



Art. 198551

Punta in titanio, cilindro, fusto corto (testina dorata) *

Opacizzazione delle tip, accorciamento delle unghie artificiali, rimozione di gel e acrilico, molto durevole. Campo del numero di giri: fino a 25.000 r/min

2




Art. 198551/L

Punta in titanio, cilindro, fusto lungo (testina dorata) *

Opacizzazione delle tip, accorciamento delle unghie artificiali, rimozione di gel e acrilico, molto durevole. Campo del numero di giri: fino a 25.000 r/min

2



Art. 198556

Punta in titanio, cilindro, arrotondata (testina dorata) *

Limatura del passaggio delle tip fino all'unghia naturale, transazione delle tip, accorciamento delle unghie artificiali, assottigliamento delle unghie all'iponichio, rimozione di gel e acrilico, campo del numero di giri: fino a 25.000 r/min

2



Art. 198557

Punta in carburo, cilindro, dentatura alterna *

Particolare punta per entrambe le direzioni di marcia; rapida asportazione della modellazione (gel e acrilico), il rivestimento speciale evita lo sviluppo di calore; immagine smerigliata molto fine sull'unghia, molto durevole, campo del numero di giri: fino a 25.000 r/min

2

Punte in metallo duro (punte HM)

Materiale molto longevo

Le punte HM consentono un lavoro particolarmente veloce ed efficace sull'unghia artificiale. Non devono essere utilizzate sulle unghie naturali. Campi di impiego tipici: Limatura del passaggio delle tip, assottigliamento della superficie, assottigliamento della base dell'unghia, accorciamento, immersione degli strass.

Punte HM, serie viola, dentatura a spirale - fine



Art. 198455

Punta HM, goccia *

Levigazione delle unghie e della pelle nonché lavorazione nel campo della decorazione delle unghie. Campo del numero di giri: ottimale con 12.000 r/min., max. fino a 20.000 r/min.

2



Art. 198435

Punta HM, cono lungo *

La punta HM offre un'ampia gamma di applicazioni: Pulizia della parte inferiore delle unghie all'iponichio. Rimuovere i resti di gel o acrilico ed eseguire i lavori di rifinitura. Campo del numero di giri: fino a 40.000 r/min

2



Art. 198425

Punta HM, cono sottile *

È particolarmente efficiente nei cosiddetti lifting. Lavori di finitura e rimozione rapida di gel o acrilico sono possibili anche in prossimità del vallo ungueale. Campo del numero di giri: fino a 30.000 r/min

2



Art. 198445


Punta HM, cono grande *

Un assoluto "tuttofare" nel suo campo. La straordinaria forma conica vi permette di rimuovere gel e acrilico senza rischi (anche gel a 3 fasi) senza sviluppo di calore. Inoltre lascia una base ottimale per continuare a lavorare alla modellazione delle unghie. Materiale estremamente longevo. Campo del numero di giri: fino a 20.000 r/min

2



Particolarmente efficace per gel trifase >



Solo per la lavorazione di dettagli >



Punte HM, serie blu, dentatura a alterna - grossolana

Art. 198410

Punta HM, rotonda *

Particolarmente adatto per l'immersione di pietre nell'unghia artificiale. Campo del numero di giri: fino a 40.000 r/min

2

Art. 198420

Punta HM, cono *

Dà forma all'acrilico e al gel (rinforzante) e li asporta con la lima in modo ottimale. La sua forma si adatta benissimo a quella dell'unghia e consente un rendimento più elevato. Nessuno sviluppo di calore. Campo del numero di giri: fino a 20.000 r/min

2

Art. 198430

Punta HM, cono sottile *

Dà forma all'acrilico e al gel (rinforzante). La sua dimensione è particolarmente adatta a lavori di rifinitura. Campo del numero di giri: fino a 30.000 r/min

2

Art. 198450

Punta HM, cilindro arrotondato *

Rimozione molto rapida e grossolana della modellazione (acrilico e gel). Sviluppo di calore molto basso. Campo del numero di giri: fino a 20.000 r/min

2

Punte HM, serie rossa, dentatura a alterna - media

Cod. art. 198422

Punta HM, cono *

Rimozione ottimale di gel di qualsiasi tipo - particolarmente indicato in caso di ricarica. La forma conica è particolarmente adatta per la finitura di una modellazione, come ad es. il dare forma. Campo del numero di giri: fino a 30.000 r/min

2

Art. 198442

Punta HM, cono a punta grande *

Grazie alla sua forma, il piccolo cono a punta è eccellente per la rimozione precisa del gel e dell'acrilico anche in punti difficili poco prima del vallo ungueale. Campo del numero di giri: fino a 25.000 r/min

2

Art. 198443

Punta HM, cono a punta piccolo *

Grazie alla sua forma, il piccolo cono a punta è eccellente per la rimozione precisa del gel e dell'acrilico anche in punti difficili poco prima del vallo ungueale. Campo del numero di giri: fino a 30.000 r/min

2

Art. 198452

Punta HM, cilindro arrotondato *

La forma cilindrica arrotondata offre una rimozione sicura e superficiale di gel e acrilico su tutta la lamina ungueale senza sviluppo di calore. Campo del numero di giri: fino a 20.000 r/min

2

Punte HM, serie gialla, dentatura alterna - extra fine

Art. 198434

Punta HM, lunga *

Punta HM. La sua finissima struttura superficiale (dentatura alterna) pulisce perfettamente il lato inferiore delle unghie. Rimozione di resti di acrilico o di gel, esecuzione di lavori di rifinitura. Campo del numero di giri: fino a 40.000 r/min

2

Art. 198421

Punta HM, cono *

Punta HM. Per la rilavorazione della modellazione e la rimozione dei resti. Per una perfetta pulizia della base dell'unghia. Campo del numero di giri: fino a 30.000 r/min

2


Art. 198461

Punta HM, fiamma *

La punta HM fiamma con la sua forma raggiunge qualsiasi punto difficile. Per rimuovere colla o materiale sotto le unghie in acrilico e gel. Può essere utilizzato anche per pulire l'unghia naturale dopo la ricrescita. Campo del numero di giri: fino a 40.000 r/min

2

Punte HM, speciali



Art. 198451

Punta HM, cilindro, dentatura combinata (fine/grossolana) *

Dentatura combinata (elementi fini + grossolani), materiale molto durevole, rimozione rapida senza produzione di calore; struttura superficiale molto liscia sull'unghia.

Campo del numero di giri: fino a 20.000 r/min

2



Art. 198453

Punta HM, cono sottile, dentatura combinata (fine/grossolana), serie arancione

per rifinire la modellazione e la rimozione dei resti, lavori di rifinitura e la rimozione rapida senza sviluppo di calore da gel o acrilico, struttura superficiale molto liscia sull'unghia, materiale molto longevo, utilizzabile anche nella podologia per la rimozione dei calli. Campo del numero di giri: fino a 20.000 / r min.

2



Art. 198423

Punte HM, per mancini, cono, dentatura alterna, media *

Particolarmente adatto per la rotazione a sinistra; rapida rimozione della modellazione (gel e acrilico) sottile struttura superficiale sull'unghia; materiale molto durevole.

Campo del numero di giri: fino a 20.000 r/min

2



Art. 198470

Fresa speciale, dentatura semplice con taglio trasversale, serie verde, grossolana

Per lavorare unghie e callosità fortemente spesse, grifotiche.

Campo del numero di giri: ottimale con 12.000 r/min., max. fino a 20.000 r/min.

2



Art. 198471

Fresa speciale con taglio trasversale, serie arancione, fine

Rimozione di zone a forte cheratinizzazione e asportazione di spessi calli nonché lavorazione nel campo della decorazione delle unghie. Con canali di refrigerazione esterni, per una lavorazione fredda con tecnica a secco e su bagnato.

Campo del numero di giri: ottimale con 10.000 r/min., max. fino a 15.000 r/min.

2

Fresa in acciaio - inossidabile

Art. 197005

Trivella a rosetta con taglio trasversale (2,3 mm), dentatura media *

Per la fresatura di calli e zone a forte cheratinizzazione della pelle. Dentatura adatta al taglio con taglio trasversale. Campo del numero di giri: ottimale con 15.000 r/min., max. fino a 30.000 r/min.

3



Art. 197015

Fresa per solchi (1,2 mm), dentatura media *

Per lavorare al solco ungueale. Con dentatura a taglio trasversale.

Campo del numero di giri: ottimale con 15.000 r/min., max. fino a 50.000 r/min.

1 3



Art. 197021

Fresa cava (trivella, 2,3 mm) *

Per la fresatura di solchi di callosità e duri. Lama con dentatura.

Campo del numero di giri: ottimale con 4.000 r/min., max. fino a 6.000 r/min.

3



Art. 197025

Coltello circolare, levigato (2,7 mm) *

Per la rimozione delicata di callosità profonde / clavi. Con lama levigata.

Campo del numero di giri: ottimale con 4.000 r/min., max. fino a 6.000 r/min.

3



Art. 197030

Cleaner per unghie, corto *

Per la rimozione delicata di cuticole in eccesso e di accumuli nel solco ungueale.

Parte di lavoro esagonale senza lame affilate.

Campo del numero di giri: ottimale con 5.000 r/min., max. fino a 30.000 r/min.

1 2 3



Art. 197031

Cleaner per unghie, lungo *

Per la rimozione delicata di cuticole in eccesso e di accumuli nel solco ungueale.

Parte di lavoro esagonale senza lame affilate.

Campo del numero di giri: ottimale con 5.000 r/min., max. fino a 30.000 r/min.

1 2 3



Punte in diamante

Particelle di diamante fini sulla mola consentono una lavorazione igienica e rapida della pelle e delle unghie. Lunga durata in impiego continuo. Levigatura, pulizia, rimozione di residui di colla anche nel vallo ungueale. Sicura lavorazione su aree difficili.

Art. 198505

1 2

Tagliaunghie (soltanto l'estremità superiore è ricoperta da diamante) *

Ideale per accorciare le unghie. La pelle adiacente non viene molata. Smusso di sicurezza in corrispondenza dell'angolo sul lato frontale. Campo del numero di giri: ottimale con 15.000 r/min., max. fino a 20.000 r/min.



Art. 198502

3

Molatore per callosità, cono (super grossolano) *

Rimozione di zone a forte cheratinizzazione e asportazione di duri spessi. Con canali di refrigerazione esterni, per una lavorazione fredda con tecnica a secco e su bagnato. Campo del numero di giri: ottimale con 10.000 r/min., max. fino a 15.000 r/min.



Art. 198501

3

Molatore per callosità, conico (super grossolano) *

Rimozione di zone a forte cheratinizzazione e asportazione di duri spessi. Con canali di refrigerazione esterni, per una lavorazione fredda con tecnica a secco e su bagnato. Campo del numero di giri: ottimale con 10.000 r/min., max. fino a 15.000 r/min.



Art. 198585

3

Punta diamantata, cilindro rotondo, grande, grossolana, mola per callosità (specifico per tecnica su bagnato) *

Per la cura dei piedi professionale. Nessuno sviluppo di calore. Per il trattamento delle irregolarità della pelle e dei calli. Può essere applicata sia sulla pelle secca che su quella umida. Campo del numero di giri: fino a 20.000 r/min



Art. 198586

3

Punta diamantata, cilindro rotondo, piccola, grossolana, mola per callosità (specifico per tecnica su bagnato) *

Per la cura dei piedi professionale. Nessuno sviluppo di calore. Per il trattamento di callosità spesse. Può essere applicata sia sulla pelle secca che su quella umida. Campo del numero di giri: fino a 20.000 r/min



Art. 198020

1 3

Punta in diamante, cono *

Per molare le superfici ungueali irregolari, scanalate. Campo del numero di giri: fino a 20.000 r/min



Art. 198540

1 3

Punta in diamante, cono piccolo *

Per rimuovere le cuticole, opacizzare le sfumature e l'unghia naturale, lavorare angoli difficili. Campo del numero di giri: fino a 20.000 r/min




Art. 198541

1 3

Punta in diamante, cilindrica *

Per ridurre gli ispessimenti ostinati dell'unghia e trattare i corni duri. Campo del numero di giri: fino a 20.000 r/min



Art. 198542

1 3

Punta in diamante, cono a punta arrotondato *

Per levigare unghie infette; le tracce di onicomicosi possono così essere rimosse facilmente. Per rimuovere le cuticole. Campo del numero di giri: fino a 20.000 r/min



Art. 198543

1 3

Punta in diamante, cono a punta piccolo *

Per levigare unghie infette; le tracce di onicomicosi possono così essere rimosse facilmente. Per rimuovere le cuticole. Campo del numero di giri: fino a 20.000 r/min



Punte in diamante con canali di raffreddamento e fusto in carbonio

Le punte in diamante con elevata densità di particelle di diamante e canale di raffreddamento integrato consentono un'elevata potenza di rimozione. Il canale di raffreddamento riduce lo sviluppo di calore e, al contempo, aumenta i tempi di impiego grazie alla rimozione continua del materiale rimosso. Adatte per la tecnica a secco e su bagnato.



Art. 198544

1 3

Punta in diamante con canali di raffreddamento, a punta, piccola

Con canali di raffreddamento, ottimali per la rifinitura e la levigatura di duri e unghie in punti sensibili.



Art. 198545

1 3

Punta in diamante con canali di raffreddamento, rotonda

Con canali di raffreddamento, ideali per la rifinitura delicata e la levigatura di zone a forte cheratinizzazione e calli.



Art. 198546

1 3

Punta in diamante con canali di raffreddamento, sottile, arrotondata

Con canali di raffreddamento, ideali per la levigatura e la finitura di duri e unghie. Consente di lavorare a temperature più basse.



Art. 198547

1 3

Punta in diamante con canali di raffreddamento, spessore conico

Con canali di raffreddamento, per la riduzione precisa e la rilavorazione di zone a forte cheratinizzazione e unghie. Consente di lavorare a temperature più basse.

Punte in zaffiro

Lo zaffiro è "più morbido" del diamante ed è ideale per la cura e la lavorazione di unghie naturali, per ispessimenti dell'unghia e duri o per altri problemi ai piedi e alle unghie.



Art. 198030

1 3

Punta in zaffiro, appuntita

per trattare angoli e pieghe difficili, rimozione prudente di cuticole.
Campo del numero di giri: fino a 25.000 r/min



Art. 198031

1 3

Punta in zaffiro, rotonda

Per la pulizia del vallo ungueale e per la rimozione di duri.
Per la molatura di unghie incarnite. Campo del numero di giri: fino a 25.000 r/min



Art. 198034

1 3

Punta in zaffiro, lunga

Per la lavorazione della base dell'unghia, ad es. per rimuovere sporcizia o tracce di funghi ungueali.
Campo del numero di giri: fino a 25.000 r/min



Art. 190011

1

disco abrasivo, zaffiro

Per accorciare e modellare le unghie di mani e piedi. Campo del numero di giri: fino a 10.000 r/min



Art. 190027 fine

1 3

Art. 190029 media

Art. 190031 grossolana

Cono abrasivo, zaffiro piccolo *

Per rimuovere zone spesse o duri dalla pianta del piede. Può essere utilizzato anche per rimuovere i calli. Campo del numero di giri: fino a 20.000 r/min

*Adatto all'autoclave (sterilizzazione delle punte ad una temperatura compresa tra 121 e 134 °C con una pressione di ca. 2 bar)

1 = per la lavorazione di unghie naturali 2 = per la lavorazione di unghie artificiali 3 = per la lavorazione della pelle

Nota: Tutte le mole Promed hanno un diametro del fusto di una misura dentale standard compresa tra 2,332 e 2,350 mm.

Punte in zaffiro

Lo zaffiro è "più morbido" del diamante ed è ideale per la cura e la lavorazione di unghie naturali, per ispessimenti dell'unghia e duroni o per altri problemi ai piedi e alle unghie.



Art. 190024 fine

Art. 190026 media

Art. 190028 grossolana

Art. 190021 grossolana (non sterilizzabile in autoclave)

Cono abrasivo, zaffiro *

Per molare duroni, callosità e unghie fortemente lignificate.

Campo del numero di giri: fino a 20.000 r/min

1 3



Art. 190066 fine

Art. 190064 media

Art. 190063 grossolana

Art. 190067 grossolana (non sterilizzabile in autoclave)

Mola di drenaggio delle callosità, zaffiro *


Particolarmente indicata per rimuovere callosità ostinate e spesse, ad es. su talloni e polpastrelli.

Campo del numero di giri: fino a 20.000 r/min

3

Punte in pietra

Le mole in pietra sono molto adatte per ridurre forti ispessimenti ungueali.



Art. 198530

Mola in pietra, cilindro

Per levigare lamine ungueali antiestetici, in caso di unghie ispessite, lignificate.

Campo del numero di giri: fino a 12.000 r/min

1



Art. 198535

Mola in pietra, standard

Per levigare e opacizzare la lamina ungueale. Per la preparazione dell'applicazione di unghie artificiali.

Campo del numero di giri: fino a 12.000 r/min

1

Mandrino - Supporto cappuccio per mola

Per l'applicazione di nastri abrasivi per la lavorazione della modellazione e la rimozione dei duroni. Facile sostituzione dei cappucci per mola con l'azione a molla del supporto cappuccio.

La nuova versione di mandrino combina efficacemente le tolleranze dei diversi cappucci per mola.



Art. 198583

Mandrino per mola, metallo

Indicato per l'inserimento di nastri abrasivi per la lavorazione della modellazione su unghie artificiali.

Campo del numero di giri: fino a 25.000 r/min

2




Art. 198564

Mandrino abrasivo, plastica *

Indicato per l'inserimento di nastri abrasivi per la lavorazione della modellazione su unghie artificiali.

Campo del numero di giri: fino a 25.000 r/min

2



Art. 198565/L

Mandrino per mola, plastica, fusto lungo

(per 4030/S/SX/SX2, 4040, 5030S, 5040-SX, 5040-SX2) *

Indicato per l'inserimento di nastri abrasivi per la lavorazione della modellazione su unghie artificiali.

Campo del numero di giri: fino a 25.000 r/min

2

Punte in carta vetrata

I manicotti di carta vetrata sono disponibili in grane diverse. I manicotti vengono tirati tramite un mandrino, trasformando così la vecchia buona lima manuale in una soluzione a tutto tondo.



Art. 198561 fine

Nastro abrasivo, fino, 100 pz.

Adatto per levigare la superficie delle unghie e per lavori di finitura.

2



Art. 198562 media

Nastro abrasivo, medio, 100 pz.

Particolarmente adatto per la rimozione di gel.

2



Art. 198563 grossolana

Nastro abrasivo, grossolano, 100 pezzi

Adatto per rimuovere materiali acrilici.

2



Art. 198590 fine

Nastro abrasivo ZEBRA, fine, 100 pz.

Con rivestimento "Anti-Dust". Adatto per levigare la superficie delle unghie e per lavori di finitura.

2



Art. 198591 media

Nastro abrasivo ZEBRA, medio, 100 pz.

Con rivestimento "Anti-Dust". Particolarmente adatto per la rimozione di gel.

2



Art. 198592 grossolana

Nastro abrasivo ZEBRA, ruvido, 100 pz.

Con rivestimento "Anti-Dust". Adatto per rimuovere materiali acrilici.

2



Art. 198580

Mandrino abrasivo, gomma (per mascherina in carta vetrata 13 mm)

Mandrino abrasivo per mettere mascherine in carta vetrata per la lavorazione di callosità.

Campo del numero di giri: fino a 15.000 r/min

3



Art. 198588

Mascherina in carta vetrata (13 mm), media, 100 pezzi

Mascherina professionale in carta vetrata per la cura dei piedi. Per rimuovere callosità forti e spesse, duri in corrispondenza di polpastrelli e talloni.

3



Art. 198581

Mandrino abrasivo, gomma (per mascherina in carta vetrata 10 mm)

Mandrino abrasivo per mettere mascherine in carta vetrata per la lavorazione di callosità.

Campo del numero di giri: fino a 15.000 r/min

3



Art. 198587

Mascherina in carta vetrata (10 mm), media, 100 pezzi

Mascherina professionale in carta vetrata per la cura dei piedi. Per rimuovere callosità forti e spesse, duri in corrispondenza di polpastrelli e talloni.

3



Punte lucidanti

Lucidatura, rimozione di lucentezza, creazione di lucentezza, opacizzazione, levigatura di irregolarità nell'unghia naturale e molto altro ancora. Le diverse punte di lucidatura, dal lucidatore in silicone alla punta in feltro fino al lucidatore soft in tessuto, offrono un'ampia gamma di applicazioni per la cura delle unghie



Art. 190041

Cono lucidante, feltro

Per unghie e margini ungueali lisci per concludere in lucentezza la cura.
Campo del numero di giri: fino a 10.000 r/min

1 2



Art. 198133

Lucidatore in silicone, appuntito, fine

Per lucidare, far risplendere e opacizzare. Campo del numero di giri: fino a 8.000 r/min

1 2



Art. 198130

Lucidatore in silicone, fine, giallo

Per lucidare, far risplendere e opacizzare.

1 2




Art. 198131

Lucidatore in silicone, medio, nero

Per lucidare, far risplendere e opacizzare.

1 2



Art. 198132

Lucidatore in silicone, grossolano, verde

Per lucidare, far risplendere e opacizzare. Rimozione di lievi irregolarità nelle unghie naturali. **Sostituzione buffer!**

1 2

Nota:

Tre grane diverse per la finitura di unghie naturali e artificiali. Campo del numero di giri: fino a 8.000 r/min
(Attenzione: a più di 8.000 r/min le unghie si decolorano con il colore del lucidante al silicone)



Art. 198572

Lucidatore soft, tessile, incl. lucido

1 2

Tessile incl. lucido produce una straordinaria lucentezza sulle unghie naturali in quanto la pasta lucidante è già inserita in questa punta lucidante. Campo del numero di giri: fino a 10.000 r/min




Art. 198570

Lucidatore chamois, in pelle

1 2

Per lucidare le unghie naturali. Insieme a una pasta lucidante anche per unghie artificiali. Il cuoio, grazie alla sua struttura superficiale, genera una splendida lucentezza sulla lamina di unghie naturali. Campo del numero di giri: fino a 10.000 r/min



Art. 198571

Lucidatore soft, in tessuto

1 2

Per lucidare le unghie artificiali e naturali in combinazione con una pasta lucidante. Campo del numero di giri: fino a 10.000 r/min



Art. 190086

Spazzola lucidante, crini di capra

2

Per pulire unghie e materiali. I resti di polvere delle unghie possono così essere rimossi in luoghi difficilmente accessibili, come intorno alle cuticole. In delicati crini di capra. Campo del numero di giri: fino a 8.000 r/min



*Adatto all'autoclave (sterilizzazione delle punte ad una temperatura compresa tra 121 e 134 °C con una pressione di ca. 2 bar)

1 = per la lavorazione di unghie naturali 2 = per la lavorazione di unghie artificiali 3 = per la lavorazione della pelle

Nota: Tutte le mole Promed hanno un diametro del fusto di una misura dentale standard compresa tra 2,332 e 2,350 mm.

Accessori professionali utili



Art. 198915

Supporto mola, plastica

Spazio per 13 mole (consegna senza punte), bianco, 100 x 30 mm



Art. 198900

Supporto punte in acrilico


Spazio per 10 mole (consegna senza punte), trasparente, 95 x 50 mm



Art. 198910

Spazzola per la pulizia di punte, ottone


Per la pulizia delle mole.



Art. 198920

Spazzola per la pulizia di punte, nylon

Per la pulizia delle mole. Con effetto particolarmente delicato sulle lame delle punte.



Art. 198930

Spazzola per la pulizia di punte, nylon

Per la pulizia delle mole. Con effetto particolarmente delicato sulle lame delle punte.



Art. 940602 (10 pz.) / Art. 940601 (1 pz.)

Asciugamano Promed

bianco, piccolo, 30 x 50 cm, volume della fornitura: Pacchetto da 10 o singolarmente



Art. 952010

Manuale per la modellazione professionale delle unghie

Questo piccolo manuale riccamente illustrato mostra le tecniche più importanti nell'uso della lima elettrica e tratta tutti i temi cruciali.

68 pagine, 80 illustrazioni, ISBN 3-9809164-0-5



Art. 190051 - bianca

Pinza di serraggio - bianca (per Pedisenso Duo)

Pinza di serraggio vite fissa

Art. 190052 - gialla

Pinza di serraggio - gialla (per Pedisenso Duo)

con giunto antiscivolo di sicurezza per soggetti diabetici

Impugnature

(Disponibile anche singolarmente)



Art. 200601

Promed impugnatura KR6
separatamente per Promed 620



Art. 292001

Promed impugnatura PS7
separatamente solo per Promed 625/525 con bloccaggio
(non per 520/620)



Art. 201004

Promed impugnatura MR10
separatamente per Promed 1030 con bloccaggio



Art. 202003

Promed impugnatura MR20
separatamente per Promed 2020 (da 2015) con bloccaggio



Art. 204002

Promed impugnatura POM
separatamente per Promed 4030-SX2, bianca



Art. 204007

Promed impugnatura 4040
separatamente per Promed 4040, bianca, con cassetto per
sacchetto filtro (non disponibile separatamente)

NOVITÀ

Accessori pedali



Art. 290004

Pedale 1

Pedale ON/OFF con alloggiamento in plastica robusto (100 x 70 x 30 mm), e piedi in gomma. Colore: nero, cavo di collegamento con connettore a 5 poli, lunghezza cavo: 150 cm
Collegamento agli apparecchi **1030, 2020, 2030 e 3020**



Art. 290007

Pedale 5

Collegamento solo al modello: **4030-SX, 4030-SX2**
Come pedale 1, con alloggiamento in plastica. Pedale ON/OFF



Art. 290009

Pedale 6

Collegamento solo al modello: **5040-SX / 5040-SX2**
Come pedale 1, con alloggiamento in plastica.
Pedale ON/OFF (ON mediante azionamento permanente del pedale)



Art. 290010

Pedale 7

Collegamento solo al modello: **4040**
Come pedale 1, con alloggiamento in plastica. Pedale ON/OFF



Art. 290005

Pedale 3

Collegamento solo ai modelli: **4030, 4030 S, 5030, 5040, 5040-SX e 5040-SX2** nero, 197 x 120 x 47 mm
Pedale digitale con funzione di pedale di espressione in plastica robusta e resistente alle fratture, con piedi in gomma, lunghezza cavo: 165 cm



Art. 290008

Pedale 4

Collegamento solo al modello: **4030-SX e 4030-SX2**
Come pedale 3, con funzione di pedale di espressione e alloggiamento in plastica

Accessori sacchetto sostitutivo del filtro



Sacchetti sostitutivi per il filtro in micro pile per il modello 4030 S

nella confezione da 6
nella confezione da 12
nella confezione da 50

Art. 195860

Art. 195864

Art. 195865



Sacchetti sostitutivi per il filtro in micro pile per il modello 4030-SX, 4030-SX2, 4040

(Con riserva di modifiche, sia tecniche e che cromatiche)
nella confezione da 10
nella confezione da 20
nella confezione da 50

Art. 195870

Art. 195871

Art. 195872

Accessori UVL-36, UVL-36 S



Art. 330904 per UVL-36 S

Tubo luminoso UV 1 pezzo
(9 W, $\lambda = 365$ nm, zoccolo = G23)



Art. 330905 per UVL-36 S

Tubo luminoso UV SET DA 4 / 4 pezzi
(9 W, $\lambda = 365$ nm, zoccolo = G23)

Accessori Nailfan



Art. 230800

Unità filtrante - lavabile



Art. 230803

Poggia braccio



Art. 230804

Griglia di appoggio


Accessori Nailfan Mini



Art. 295001

Filtro (per la pulizia vedere il manuale Nailfan mini)

Accessori AC-4000



Art. 334001

Set di filtri



Art. 334002

Lampada UVC

Accessori terapia



Art. 270960

Swiss Depil - Dischi sostitutivi

Set di dischi di depilazione di ricambio (6 pezzi)



Art. 402091

Manicotto per PBM-3.5, misura L (32 - 42 cm)

Bracciale, misura L (32 - 42 cm), grigio, per sfigmomanometro



Art. 402093

Adattatore di rete

Adattatore di rete da 6 Volt per apparecchio di misurazione della pressione sanguigna

PBM-3.5, PBW-5.2 e BDS-700, PBM-4.2



Art. 402061

Manicotto per PBM-4.2, dimensione (22 - 42 cm)

Accessori inalatore



Art. 422001

Cappuccio protettivo per INH-2.1 & INH-2.1R



Art. 422002

Contenitore per medicinali INH-2.1R

Contenitore di ricambio per medicinali da ordinare in un secondo momento



Art. 422003

Bocchino per INH-2.1 & INH-2.1R

100 % senza lattice



Art. 422004

Maschera dim. S per INH-2.1 & INH-2.1R

adatta per bambini, con raccordo

100 % senza lattice



Art. 422005

Maschera dim. L per INH-2.1 & INH-2.1R

adatta per adulti, con raccordo

100 % senza lattice



Art. 422006

Adattatore per INH-2.1 & INH-2.1R

(l'immagine funge solo da esempio)

Accessori TENS/EMS



Art. 359174

Elettrodo per il collo

autoadesivo, 1 pz./conf.; ca. 13 x 11 cm



Art. 359173

Elettrodo Butterfly

autoadesivo, 2 pz./conf.; 15 x 9,5 cm



Art. 359170

Elettrodo in tessuto

autoadesivo, 4 pz./conf.; 40 x 40 mm



Art. 359171

Elettrodo in tessuto

autoadesivo, 4 pz./conf.; 45 x 45 mm



Art. 359172

Elettrodo in tessuto

autoadesivo, 4 pz./conf.; 45 x 35 mm



Art. 359178

Elettrodo in tessuto

autoadesivo, 4 pz./conf.; 45 x 80 mm



Art. 359177

Elettrodo in tessuto

autoadesivo, 4 pz./conf.; Ø 32 mm



Art. 359070

Elettrodo permanente in carbonio

4 pezzi/confezioni + 4 pad di gel autoadesivi;
40 x 40 mm (riordinazione di singoli pad di gel art. 359280)



Art. 359280

Pad di gel autoadesivi

per la sostituzione dei pad di gel consumati degli elettrodi permanenti di carbonio (art. 359070)
40 x 40 mm, 10 pezzi/confezione, autoadesivi

Accessori TENS/EMS



Art. 359910

Gel di contatto TENS

per rinfrescare le superfici di contatto degli elettrodi - tubo da 50 g



Art. 359013

Cavo di contatto

Cavo di contatto per **EMT-4**, a coppia



Art. 359014

Cavo di contatto

Cavi di contatto per **EMT-6, T-6 e IT-6**, a coppia



Art. 359011

Cavo di contatto

Cavo di contatto per **Promed digi 3000, Promed tens 1000 s**, a coppia



Art. 359130

Sonda vaginale

Elettrodo speciale per l'inserimento vaginale per il trattamento dell'incontinenza e l'allenamento della muscolatura del pavimento pelvico (donne).



Art. 359131

Sonda anale

Elettrodo speciale per l'inserimento anale per il trattamento dell'incontinenza e l'allenamento della muscolatura del pavimento pelvico.



Art. 359990

Blocco batteria

Blocco batteria per **Promed tens 1000 s, Promed digi tens 3000**, 8,4 V



Art. 359991

Blocco batteria 9 Volt


Blocco batteria 9 Volt per **Promed tens 1000 s, Promed digi tens 3000**



Art. 359995

Pacchetto batteria da 4

Pacchetto batteria da 4 per Promed **EMT-4**



Art. 359994

Pacchetto batteria da 4

Pacchetto batteria da 4 per **EMT-4, EMT-6, T-6**

Accessori misuratori di glicemia



Art. M79039

Soluzione di controllo per MediTouch 2/MediTouch 2 connect

EAN 40 15588 79039 3



Art. M79038

Strisce reattive per MediTouch 2/MediTouch 2 connect (2 x 25 pezzi)

EAN 40 15588 79038 6



Art. M79002

Aghi pungidito

EAN 40 15588 79002 7



Art. M79028

Lancette per MediTouch 2/MediTouch 2 connect

EAN 40 15588 79028 7

Art. M79049

Cavo USB per MediTouch 2

EAN 40 15588 79049 2



Saremo lieti di inviarvi materiale promozionale adeguato:

Rinnoviamo continuamente il nostro assortimento di materiale pubblicitario. Chiedete ai nostri collaboratori.

Flyer:

(DIN lungo - lingue diverse)

Flyer elettroterapia (DE)

Art. 993516

Flyer manicure/pedicure (DE)

Art. 991218

Flyer Medisana (DE)

Art. M99983

Flyer scarpe (DE)

Art. 995114

Flyer scarpe "Pedibelle" (DE, EN)

DE: Art. 995401; EN: Art. 995402

Flyer cuscino termico (DE, EN, FR)

DE: Art. 99977; EN: Art. 994501; FR: Art. 994502

Flyer cura personale (DE)

Art. 991216

Flyer lime professionali (DE, EN)

DE: Art. 992020; EN: Art. 992021

Flyer accessori (DE, EN)

DE: Art. 991901; EN: Art. 991902

Flyer sfigmomanometri (DE)

DE: Art. 994101

(Cartone) Espositore banchi per un volantino lungo DIN

Art. 999981



Istruzioni brevi (DE): (DIN A4, laminato)



per TENS/EMS apparecchio EMT-4

Art. 983529



per TENS/EMS apparecchio EMT-6

Art. 983530



Lavagna per prodotti Promed

Art. 999901



Borsa in tessuto Promed

Art. 999986



Penne a sfera

Art. 940655



Blocco di scrittura A6

Art. 999980

A**Diffusore di aromi:**

AL-150 WS diffusore di aromi	pag. 46
AL-240 FL diffusore di aromi	pag. 45
AL-400 CL diffusore di aromi	pag. 45
AL-1300 WS diffusore di aromi	pag. 44
AL-305 diffusore di aromi	pag. 46

Essenze aromatiche/oli profumati:

Mela e cannella (10 ml)	pag. 49
Be Happy (10 ml)	pag. 48
Eucalipto (10 ml)	pag. 48
Pompelmo (10 ml)	pag. 49
Lavanda (10 ml)	pag. 48
Citronella (10 ml)	pag. 48
Limetta (10 ml)	pag. 49
Arancio (10 ml)	pag. 48
Pesca (10 ml)	pag. 49
Relax (10 ml)	pag. 48
Rosa (10 ml)	pag. 49
Vaniglia (10 ml)	pag. 49
Ciliegia selvatica (10 ml)	pag. 49
Cannella (10 ml)	pag. 48
Cannella e arancio (10 ml)	pag. 49
Limone (10 ml)	pag. 49

B**Sfigmomanometri:**

PBM-3.5 sfigmomanometro da braccio	pag. 25
PBM-4.2 sfigmomanometro da braccio	pag. 25
HGP-30 sfigmomanometro da polso	pag. 26

Misuratori di glicemia:

Meditouch 2	pag. 31
Meditouch 2 connect DUAL	pag. 31

Disinfezione:

UC-50 apparecchio per la pulizia a ultrasuono	pag. 16
---	---------

E/F**Lime elettriche****Profi e Personal Care:**

Emotion	pag. 22
Feeling	pag. 23
Pedimed	pag. 20
Pedisenso Duo	pag. 21
Sensitive	pag. 22
the file - 620	pag. 15
the file - 620 deluxe	pag. 20
the file - 625	pag. 15
the file - 1030	pag. 14
the file - 2020	pag. 14
the file - 4030-SX2	pag. 12
the file - 4040	pag. 10
the file - 5040-SX2	pag. 13
Ultra pro S	pag. 21

I/J**Inalazione:**

INH-2.1R inalatore a ultrasuoni	pag. 26
---------------------------------	---------

I**Igiene intima:**

Doccia intima "Orchidee"	pag. 36
Doccia intima "Rose"	pag. 36

K/L**Lampade/luce:**

LTL-749 lampada da tavolo	pag. 19
LTM-30 lampada da tavolo con lente di ingrandimento	pag. 19

Purificatore d'aria:

AC-4000	pag. 06
---------	---------

M/N**Maschere:**

MNS-100 mascherina	pag. 04
MNS-100 mascherina Black	pag. 05

Massaggiatori:

ITM Pro, massaggiatore manuale	pag. 34
--------------------------------	---------

O/P**Pulsossimetro:**

PM-200 Pro pulsossimetro da dito	pag. 29
PM-100 pulsossimetro	pag. 30
PM-100 Pulsossimetro Connect	pag. 30

S**Set di mole:**

Set comfort	pag. 72
Set per calli	pag. 72
Set di modellazione Basic	pag. 71
Set di modellazione Blue Mix	pag. 70
Set di modellazione set punte HM Pro	pag. 71
Set di modellazione Master	pag. 71
Set di modellazione in ceramica	pag. 70
Set di modellazione arcobaleno	pag. 70
Setnatural	pag. 72
Personal Care Set	pag. 71

Mole:

Punte blue-mix	pag. 74
Punte in diamante	pag. 78
Punte in diamante con canali di raffreddamento	pag. 79
Punta in metallo duro, serie blu	pag. 76
Punta in metallo duro, serie gialla	pag. 76
Punta in metallo duro, serie rossa	pag. 76
Punta in metallo duro, speciali	pag. 77
Punta in metallo duro, serie viola	pag. 75
Punte in ceramica	pag. 73
Mandrini	pag. 80
Punte lucidanti	pag. 82
Punte arcobaleno	pag. 74
Punte in carta vetrata	pag. 81
Punte in zaffiro	pag. 79
Fresa in acciaio - inossidabile	pag. 77
Punte in pietra	pag. 80
Punte in titanio	pag. 75

Scarpe:

Pedibelle:	
Pedibelle Alexander	pag. 58
Pedibelle Anna	pag. 57
Pedibelle Eleine	pag. 57
Pedibelle Jonas	pag. 58

Scarpe ortopediche:

Flex 2	pag. 59
GentleWalk-Hi	pag. 63
GentleWalk-Lo	pag. 63
Grainau	pag. 60
München 2 LXL	pag. 64
München 3	pag. 64
Pantomobil D	pag. 66
Sanicabrio	pag. 62
Sanicabrio DXL	pag. 61
Sanicabrio LXL	pag. 61
Sanisoft	pag. 63
Sanisoft D	pag. 62
TheraLight 1	pag. 66
Theramed D1	pag. 65
Theramed D3	pag. 65
Wallgau	pag. 60

Suole:

Suole interne di ricambio	pag. 67
Spina calcaneare Huber	pag. 69
Sollievo articolare Huber	pag. 69
Alluce valgo Huber	pag. 68

Pediluvio:

Pediluvio idromassaggio FB-100	pag. 35
--------------------------------	---------

Aspirazione polvere:

Nailfan	pag. 17
Nailfan Mini	pag. 17

T**Apparecchi TENS/EMS:**

EMT-4	pag. 33
Apparecchio combinato EMT-6	pag. 32
IT-6	pag. 32
Tens 1000 s	pag. 33

Termometro:

IRT-80 termometro a infrarossi	pag. 28
IRT-100 termometro a infrarossi	pag. 27
PFT-3.7 termometro digitale per la febbre	pag. 28

U/V**Lampade UV:**

UVL-36 S	pag. 18
UVL-54 "All-In"	pag. 18

W/X**Prodotti termici:**

HGP-1.7 Cintura termica	pag. 41
HKP-1.2H Morbido cuscino termico	pag. 42
HKP-1.6 XL Morbido cuscino termico	pag. 42
KFS-100 Scaldapiedi	pag. 43
HKP-1.8 XXL Cuscino termico	pag. 39
KHP-2.3 coperta termica	pag. 38
KHP-2.3G coperta termica	pag. 38
KHP-2.3S Coperta termica a maglia	pag. 39
NRP-2.0 Cuscino termico per spalla e collo	pag. 40
NRP-2.4Cuscino termico per schiena e collo	pag. 41
NRP-5.4Cuscino termico per schiena e collo	pag. 40
UBS-2.4 Materasso sottile	pag. 43

Y/Z**Accessori:**

Batterie	pag. 91
Elettrodi	pag. 90
Sacchetto sostitutivo del filtro	pag. 86
Pedali	pag. 86
Impugnatura	pag. 85
Inalatore	pag. 89
Gel di contatto	pag. 91
Cavo di contatto	pag. 91
Accessori purificatore d'aria	pag. 87
Manicotti	pag. 88
Accessori Nailfan	pag. 87
Accessori Nailfan Mini	pag. 87
Accessori professionali	pag. 84
Accessori UVL-36, UVL-36 S	pag. 87
Sonda vaginale/anale	pag. 91

Medisana accessori:

pag. 92

Il vostro referente

Centrale / Elaborazione ordini:

Tel.: +49 (0)8821/9621-0
info@promed.de

Direzione, marketing e vendite:

Andreas Schuster
Tel.: +49 (0)8821/9621-0

Esportazione e vendita per corrispondenza:

Marsha Lo
Tel.: +49 (0)8821/9621-12

Assistenza / Reso:

Tel.: +49 (0)8821/909 65 50

Servizio esterno

Bernd Hegeler

Regione DE CAP: 2, 3, 49
Tel.: 0151/174 815 13

Marlon Osthoff

Regione DE CAP: 4 (senza 49); 5 senza 55
Tel.: 0171/777 71 80

Gabriele Zimmer

Regione DE CAP: 55, 6, 7, 88, 89
Tel.: 0171/932 18 85

Signora Gedak

Regione DE CAP: 80-87; 90-97
Tel.: 0151/113 273 51

Orari di ufficio:

Lunedì - Giovedì:
ore 08:00 - 12:00 e 13:00 - 17:00
Venerdì: ore 08:00 - 12:00

Indirizzo per i resi (spedizioni pacchi/resi):

Promed GmbH, Bischofstr. 1, 82490 Farchant, Germania

Colophon

Modifiche / CGC

Modifiche tecniche, sviluppi, errori tipografici, errori di frasi ed errori ed omissioni sono riservati anche senza preavviso. Le nostre CGC attuali sono sempre disponibili sul nostro sito web.

Copyright

Le informazioni pubblicate nel catalogo (testi, immagini, grafici) così come la loro struttura sono soggette al diritto d'autore di Promed GmbH e, in parte, al diritto d'autore di terzi. Senza il nostro consenso scritto, la duplicazione, la diffusione, la riproduzione e trasmissione, il salvataggio e ogni altro uso sono espressamente vietati.

© Copyright 2024, Promed GmbH, Germania



Promed GmbH

Lindenweg 11
D-82490 Farchant
Germania

Tel. +49 (0)8821/9621-0
Fax +49 (0)8821/9621-21

E-mail: info@promed.de
Internet: www.promed.de

Responsabile dello stabilimento: Manfred Eiberger
Amministratori delegati: Andreas Schuster,
Thomas Hollefeld
HRB: 135838
Amtsgericht Monaco di Baviera
(tribunale di prima istanza)
Partita IVA: DE 1283/68339



www.promed.de

Certificata secondo la DIN EN ISO 13485