

medisana[®]
by promed

PRODUKTKATALOG 2023



GESUNDHEITSKONTROLLE THERAPIE & GESUNDES ZUHAUSE WELLNESS & WÄRME SPORT KÖRPERPFLEGE

DEINE GESUNDHEIT IN GUTEN HÄNDEN

medisana[®]
DEINE GESUNDHEIT IN GUTEN HÄNDEN

GESUNDHEITSKONTROLLE

| | |
|----------------------|----|
| Blutdruckmessgeräte | 5 |
| Thermometer | 9 |
| Pulsoximeter | 12 |
| Körperanalysewaagen | 13 |
| Personenwaagen | 16 |
| Blutzuckermessgeräte | 19 |
| Masken | 20 |

THERAPIE & GESUNDES ZUHAUSE

| | |
|------------------|----|
| Inhalatoren | 21 |
| Läusekämme | 24 |
| Elektrotherapie | 24 |
| Hygrometer | 25 |
| Luftbefeuchter | 26 |
| Aroma Diffusoren | 28 |
| Lichttherapie | 29 |

SPORT

| | |
|-------------------------------------|----|
| Body Trainer und Aktivitäts-Tracker | 30 |
|-------------------------------------|----|

WELLNESS & WÄRME

| | |
|-----------------------|----|
| Massagesitzauflagen | 31 |
| Massagematte | 32 |
| Massagekissen | 32 |
| Nackentherapie | 34 |
| Handmassage | 36 |
| Massage Guns | 37 |
| Fußmassage | 38 |
| Fußsprudelbäder | 40 |
| Luftsprudelbäder | 41 |
| Wärme- und Heizkissen | 42 |
| Heizdecken | 44 |
| Fußwärmer | 45 |
| Wärmeunterbetten | 46 |
| Wärme für das Büro | 48 |
| Outdoor Wärmekissen | 50 |
| Massagesessel | 51 |

KÖRPERPFLEGE

| | |
|---------------------|----|
| Hand- und Fußpflege | 52 |
| Hautpflege | 53 |
| Cellulite-Massage | 54 |
| Gesichtspflege | 55 |
| Kosmetikspiegel | 56 |

ZUBEHÖR

| | |
|---------|----|
| Zubehör | 62 |
|---------|----|



BU 565
Oberarm-Blutdruckmessgerät

Design im praktischen Taschenformat

- Präzise Blutdruckmessung am Oberarm mit Blutdruck-Klassifizierung
- Schnellere Messergebnisse dank Inflating-Technologie – Blutdruck wird bereits während des Aufpumpens der Manschette gemessen
- Besonders großes, leicht ablesbares Display

Produktmerkmale

- Besonders großes, leicht ablesbares Display
- Je 120 Speicherplätze für 2 Benutzer
- Berechnung des Durchschnittswerts der letzten 3 gespeicherten Werte
- Anzeige von unregelmäßigem Herzschlag
- Blutdruck-Klassifizierung – Einstufung der Messwerte mit Ampel-Farbskala
- Inkl. Batterien (4x 1.5V AAA)
- Oberarmmanschette (22–42 cm Armumfang)
- Zertifiziertes Medizinprodukt



BU 570 CONNECT
Oberarm-Blutdruckmessgerät

Besonders schlankes Design

- Präzise Blutdruckmessung am Oberarm mit Blutdruck-Klassifizierung
- Schnellere Messergebnisse dank Inflating-Technologie – Blutdruck wird bereits während des Aufpumpens der Manschette gemessen
- Besonders großes, leicht ablesbares Display
- Bluetooth® Datenübertragung an die VitaDock+ App für iOS und Android und an VitaDock® Online*

Produktmerkmale

- Großes LCD-Display (7,3 × 6,0 cm) mit Hintergrundbeleuchtung
- Je 120 Speicherplätze für 2 Benutzer
- Berechnung des Durchschnittswerts der letzten 3 gespeicherten Werte
- Anzeige von unregelmäßigem Herzschlag
- Blutdruck-Klassifizierung – Einstufung der Messwerte mit Ampel-Farbskala
- Inkl. Batterien (4x 1.5V AAA)
- Oberarmmanschette (22–42 cm Armumfang)
- Zertifiziertes Medizinprodukt



Größe: ca. 13×9,3×3,4 cm
Gewicht: ca. 0,19 kg
Messmethode: Oszillometrisch
Messbereich: Blutdruck: 0 –299 mmHg
 Puls: 40 –180 Schläge/min.
Batterien: 4×1,5 V (AAA)
Artikel-Nr.: 51207
EAN: 40 15588 51207 0
Garantie: 3 Jahre



Größe: ca. 9,3×13×3,4 cm
Gewicht: ca. 0,19 kg
Messmethode: Oszillometrisch
Messbereich: Blutdruck: 0 –299 mmHg
 Puls: 40 –180 Schläge/min.
Batterien: 4×1,5 V (AAA)
Artikel-Nr.: 51203
EAN: 40 15588 51203 2
Garantie: 3 Jahre



BU 570 CONNECT
Oberarm-Blutdruckmessgerät

Besonders schlankes Design

- Präzise Blutdruckmessung am Oberarm mit Blutdruck-Klassifizierung
- Schnellere Messergebnisse dank Inflating-Technologie – Blutdruck wird bereits während des Aufpumpens der Manschette gemessen
- Besonders großes, leicht ablesbares Display
- Bluetooth® Datenübertragung an die VitaDock+ App für iOS und Android und an VitaDock® Online*

Produktmerkmale

- Großes LCD-Display (7,3 × 6,0 cm) mit Hintergrundbeleuchtung
- Je 120 Speicherplätze für 2 Benutzer
- Berechnung des Durchschnittswerts der letzten 3 gespeicherten Werte
- Anzeige von unregelmäßigem Herzschlag
- Blutdruck-Klassifizierung – Einstufung der Messwerte mit Ampel-Farbskala
- Inkl. Batterien (4x 1.5V AAA)
- Oberarmmanschette (22–42 cm Armumfang)
- Zertifiziertes Medizinprodukt



Größe: ca. 9,3×13×3,4 cm
Gewicht: ca. 0,19 kg
Messmethode: Oszillometrisch
Messbereich: Blutdruck: 0 –299 mmHg
 Puls: 40 –180 Schläge/min.
Batterien: 4×1,5 V (AAA)
Artikel-Nr.: 51204
EAN: 40 15588 51204 9
Garantie: 3 Jahre

* iOS: iPhone 6S und neuer, iPad Air 2, iPad Mini 4 und neuer.
 Android: Geräte, die Google-Android-Version 6.x und die Bluetooth Smart 4.2 Technologie unterstützen.

Blutdruckmessgeräte

NEU



Bluetooth®

BU 584 CONNECT

Oberarm-Blutdruckmessgerät

Connect-Gerät

- Bluetooth® Datenübertragung an die VitaDock+ App für iOS und Android und an VitaDock® Online*
- Schnellere Messergebnisse dank Inflating-Technologie – Blutdruck wird bereits während des Aufpumpens der Manschette gemessen
- Integrierter Bewegungssensor zur Sicherstellung genauer Messergebnisse
- Hinweis auf Anwendungsfehler

Produktmerkmale

- Elegant klassisches Design
- Blutdruck-Klassifizierung – Einstufung der Messwerte mit Ampel-Farbskala
- Anzeige von unregelmäßigem Herzschlag
- Je 120 Speicherplätze für 2 Benutzer
- Großes LCD-Display mit blauer Hintergrundbeleuchtung und extra großen Ziffern (40 mm)
- Besonders große Oberarmmanschette (23–43 cm Armumfang)
- Inkl. Batterien (4 × 1.5V AAA)
- Inkl. Aufbewahrungsbeutel
- Zertifiziertes Medizinprodukt



Größe: ca. 13,7 × 9,85 × 5,25 cm
Gewicht: ca. 0,25 kg (ohne Batterien)
Messmethode: Oszillometrisch
Messbereich: Blutdruck: 40 – 280 mmHg
Puls: 40 – 199 Schläge/min.
Batterien: 4 × 1,5 V (AAA)
Artikel-Nr.: 51584
EAN: 40 15588 51584 2
Garantie: 3 Jahre

NEU



BU 586 VOICE

Oberarm-Blutdruckmessgerät

Mit Sprachausgabe

- Sprachausgabe in wählbaren Sprachen: DE, GB, NL, FR, IT, TR
- Schnellere Messergebnisse dank Inflating-Technologie – Blutdruck wird bereits während des Aufpumpens der Manschette gemessen
- Integrierter Bewegungssensor zur Sicherstellung genauer Messergebnisse
- Hinweis auf Anwendungsfehler

Produktmerkmale

- Blutdruck-Klassifizierung – Einstufung der Messwerte mit Ampel-Farbskala
- Anzeige von unregelmäßigem Herzschlag
- Je 120 Speicherplätze für 2 Benutzer
- Besonders große Oberarmmanschette (23–43 cm Armumfang)
- Inkl. Batterien (4 × 1.5V AAA)
- Inkl. Aufbewahrungsbeutel
- Zertifiziertes Medizinprodukt



Größe: ca. 13,7 × 9,85 × 5,25 cm
Gewicht: ca. 0,25 kg (ohne Batterien)
Messmethode: Oszillometrisch
Messbereich: Blutdruck: 40 – 280 mmHg
Puls: 40 – 199 Schläge/min.
Batterien: 4 × 1,5 V (AAA)
Artikel-Nr.: 51586
EAN: 40 15588 51586 6
Garantie: 3 Jahre



BU 535 VOICE

Oberarm-Blutdruckmessgerät

Mit Sprachausgabe

- Präzise Blutdruckmessung am Oberarm
- Sprachausgabe in Landessprache wählbar: Art. 51178 – DE, GB, NL, FR, IT, TR Art. 51179 – GB, FR, RU, ES, GR, AR (arabisch)
- Anzeige von unregelmäßigem Herzschlag
- Je 120 Speicherplätze für 2 Benutzer
- Leichte Lesbarkeit dank besonders großer Ziffern

Produktmerkmale

- Displayanzeige: Systole, Diastole, Puls, Datum, Uhrzeit
- Einstufung der Messwerte mit Ampel-Farbskala
- Berechnung des Durchschnittswerts der letzten 3 gespeicherten Werte
- Besonders großes Display
- Flaches Design
- Oberarmmanschette für 22–36 cm Armumfang
- Inklusive Aufbewahrungsbeutel
- Zertifiziertes Medizinprodukt



Art. 51178



Art. 51179

Größe: ca. 15 × 9,5 × 4,1 cm
Gewicht: ca. 0,23 kg
Messmethode: Oszillometrisch
Messbereich: Blutdruck: 40 – 260 mmHg
Puls: 40 – 180 Schläge/min.
Batterien: 4 × 1,5 V (AAA)
Artikel-Nr.: 51178/51179
EAN: 40 15588 51178 6
40 15588 51179 0
Garantie: 3 Jahre



BU 512

Oberarm-Blutdruckmessgerät

Praktische Oberarmmanschette

- Präzise Blutdruckmessung am Oberarm
- Anzeige von unregelmäßigem Herzschlag
- Je 90 Speicherplätze für 2 Benutzer
- Leichte Lesbarkeit dank besonders großer Ziffern (bis zu 22 mm Höhe)

Produktmerkmale

- Displayanzeige: Systole, Diastole, Puls, Datum, Uhrzeit
- Blutdruck-Klassifizierung Einstufung der Messwerte durch Ampel-Farbskala
- Berechnung des Durchschnittswerts aller gespeicherten Werte
- Batteriebetrieb
- Oberarmmanschette für 22–36 cm Armumfang
- Inklusive Aufbewahrungsbeutel
- Zertifiziertes Medizinprodukt



| | |
|---------------------|--|
| Größe: | ca. 13 × 11 × 6 cm |
| Gewicht: | ca. 0,3 kg |
| Messmethode: | Oszillometrisch |
| Messbereich: | Blutdruck: 0 – 299 mmHg Puls: 40 – 199 Schläge/min. |
| Batterien: | 4 × 1,5 V (AAA) |
| Artikel-Nr.: | 51162 |
| EAN: | 40 15588 51162 2 |
| Garantie: | 3 Jahre |



Blutdruckmessgeräte



BW 335
Handgelenk-Blutdruckmessgerät

Flaches Design

- Präzise Blutdruckmessung am Handgelenk
- Anzeige von unregelmäßigem Herzschlag
- Je 120 Speicherplätze für 2 Benutzer
- Leichte Lesbarkeit dank besonders großer Ziffern
- Flaches und elegantes Design

Produktmerkmale

- Displayanzeige: Systole, Diastole, Puls, Datum, Uhrzeit
- Einstufung der Messwerte mit Ampel-Farbskala
- Berechnung des Durchschnittswerts der letzten 3 gespeicherten Werte
- Handgelenkmanschette für 14–19,5 cm Handgelenkumfang
- Inklusive Aufbewahrungsbox
- Zertifiziertes Medizinprodukt



Größe: ca. 8,9×6,0×4,7 cm
Gewicht: ca. 0,07 kg
Messmethode: Oszillometrisch
Messbereich: Blutdruck: 0 –299 mmHg
Puls: 40 –180 Schläge/min.
Batterien: 2×1,5 V (AAA)
Artikel-Nr.: 51077
EAN: 40 15588 51077 9
Garantie: 3 Jahre



BW 320
Handgelenk-Blutdruckmessgerät

Top Preis-Leistungsverhältnis

- Präzise Blutdruckmessung am Handgelenk
- Anzeige von unregelmäßigem Herzschlag
- Je 120 Speicherplätze für 2 Benutzer
- Besonders großes, leicht ablesbares Display

Produktmerkmale

- Displayanzeige: Systole, Diastole, Puls, Datum, Uhrzeit
- Einstufung der Messwerte mit Ampel-Farbskala
- Berechnung des Durchschnittswerts der letzten 3 gespeicherten Werte
- Batteriestandsanzeige
- Extra große Handgelenkmanschette für 12,5–21,5 cm Handgelenkumfang
- Zertifiziertes Medizinprodukt



Größe: ca. 7,5×6,4×2,9 cm
Gewicht: ca. 0,13 kg
Messmethode: Oszillometrisch
Messbereich: Blutdruck: 30 –280 mmHg
Puls: 40 –200 Schläge/min.
Batterien: 2×1,5 V (AAA)
Artikel-Nr.: 51074
EAN: 40 15588 51074 8
Garantie: 3 Jahre



BW 315
Handgelenk-Blutdruckmessgerät

Unser Bestseller

- Präzise Blutdruckmessung am Handgelenk
- Anzeige von unregelmäßigem Herzschlag
- Je 120 Speicherplätze für 2 Benutzer
- Besonders großes, leicht ablesbares Display

Produktmerkmale

- Displayanzeige: Systole, Diastole, Puls, Datum, Uhrzeit
- Einstufung der Messwerte mit Ampel-Farbskala
- Berechnung des Durchschnittswerts der letzten 3 gespeicherten Werte
- Batteriestandsanzeige
- Extra große Handgelenkmanschette für 12,5–21,5 cm Handgelenkumfang
- Zertifiziertes Medizinprodukt



Größe: ca. 6,3×6,3×2,9 cm
Gewicht: ca. 0,11 kg
Messmethode: Oszillometrisch
Messbereich: Blutdruck: 30–280 mmHg
Puls: 40 –200 Schläge/min.
Batterien: 2×1,5 V (AAA)
Artikel-Nr.: 51072
EAN: 40 15588 51072 4
Garantie: 3 Jahre



TM 750 CONNECT
Infrarot-Multifunktions-
Thermometer

Connect-Gerät

- Präzise, sekundenschnelle Messung der Körpertemperatur an der Stirn und im Ohr
- Optischer Fieberalarm durch Farbwechsel – Grün: Temperatur ok, Rot: erhöhte Temperatur
- Bluetooth® 4.0 Datenübertragung an die VitaDock+ App für iOS und Android und an VitaDock® Online*

Produktmerkmale

- Automatische Speicherung der letzten 30 Messwerte
- Zusatzfunktion: Messung von Umgebungstemperatur, Flüssigkeiten und Oberflächen (0–100 °C)
- Akustisches Signal bei Messbereitschaft und Messende
- Anzeige von Datum und Uhrzeit
- Inklusive Aufbewahrungstasche
- Zertifiziertes Medizinprodukt



TM 750
Infrarot-Multifunktions-
Thermometer

Optischer Fieberalarm durch Farbwechsel

- Präzise, sekundenschnelle Messung der Körpertemperatur an der Stirn und im Ohr
- Optischer Fieberalarm durch Farbwechsel – Grün: Temperatur ok, Rot: erhöhte Temperatur

Produktmerkmale

- Automatische Speicherung der letzten 30 Messwerte
- Zusatzfunktion: Messung von Umgebungstemperatur, Flüssigkeiten und Oberflächen (0–100 °C)
- Akustisches Signal bei Messbereitschaft und Messende
- Anzeige von Datum und Uhrzeit
- Inklusive Aufbewahrungstasche
- Zertifiziertes Medizinprodukt



TM 750
Infrarot-Multifunktions-
Thermometer

Optischer Fieberalarm durch Farbwechsel

- Präzise, sekundenschnelle Messung der Körpertemperatur an der Stirn und im Ohr
- Optischer Fieberalarm durch Farbwechsel – Grün: Temperatur ok, Rot: erhöhte Temperatur

Produktmerkmale

- Automatische Speicherung der letzten 30 Messwerte
- Zusatzfunktion: Messung von Umgebungstemperatur, Flüssigkeiten und Oberflächen (0–100 °C)
- Akustisches Signal bei Messbereitschaft und Messende
- Anzeige von Datum und Uhrzeit
- Inklusive Aufbewahrungstasche
- Zertifiziertes Medizinprodukt



Baugleich mit Art. 76140 TM 750



Größe: ca. 13,4×4,2×4,7 cm
Gewicht: ca. 0,065 kg
Messbereich: Körper: 34–43 °C
 Objekt: 0–100 °C
Messgenauigkeit: Stirn: ± 0,3 °C (34–43 °C)
 Ohr: ± 0,3 °C (35,5–42 °C)
 Objekt: ≤30 ±1,5 °C / >30 ±5 %
Batterien: 2×1,5 V (AAA)
Artikel-Nr.: 76145
EAN: 40 15588 76145 4
Garantie: 3 Jahre



Größe: ca. 13,4×4,2×4,7 cm
Gewicht: ca. 0,065 kg
Messbereich: Körper: 34–43 °C
 Objekt: 0–100 °C
Messgenauigkeit: Stirn: ± 0,3 °C (34–43 °C)
 Ohr: ± 0,3 °C (35,5–42 °C)
 Objekt: ≤30 ±1,5 °C / >30 ±5 %
Batterien: 2×1,5 V (AAA)
Artikel-Nr.: 76140
EAN: 40 15588 76140 9
Garantie: 3 Jahre



Größe: ca. 13,4×4,2×4,7 cm
Gewicht: ca. 0,065 kg
Messbereich: Körper: 34–43 °C
 Objekt: 0–100 °C
Messgenauigkeit: Stirn: ± 0,3 °C (34–43 °C)
 Ohr: ± 0,3 °C (35,5–42 °C)
 Objekt: ≤30 ±1,5 °C / >30 ±5 %
Batterien: 2×1,5 V (AAA)
Artikel-Nr.: 76142
EAN: 40 15588 76142 3
Garantie: 3 Jahre

* iOS: iPhone 6S und neuer, iPad Air 2, iPad Mini 4 und neuer.
 Android: Geräte, die Google-Android-Version 6.x und die Bluetooth Smart 4.2 Technologie unterstützen.



TM A79
Infrarot-Körperthermometer

Zwei Modi-Körper und Oberflächen

- Präzise und sekundenschnelle Messung der Körpertemperatur an der Stirn
- Optischer und akustischer Fieberalarm mit Farbwechsel (Grün: Normaltemperatur, Gelb: leicht erhöhte Temperatur, Rot: erhöhte Temperatur)
- Zusatzfunktion: Messung der Umgebungstemperatur sowie der Temperatur von Flüssigkeiten und Oberflächen (0-100 °C)

Produktmerkmale

- Extragroßes und leicht lesbares LCD-Display
- Zwei integrierte Modi: Körper (34-43 °C) und Oberflächen (0-100 °C)
- Automatische Speicherung der letzten 50 Messwerte
- Abschaltautomatik nach 18 Sekunden
- Umstellung von °C auf °F
- Zertifiziertes Medizinprodukt



Größe: ca. 13,8×9,5×4 cm
Gewicht: ca. 0,09 kg (ohne Batterie)
Messbereich: Körper: 34-43 °C
 Objekt: 0-100 °C
Messgenauigkeit: Körper: ± 0,3 °C (34-34,9 °C)
 ± 0,2 °C (35-42 °C)
 ± 0,3 °C (42,1-43 °C)
 Oberflächen: ± 2 °C
Batterien: 2×1,5 V (AA)
Artikel-Nr.: 99663
EAN: 40 15588 99663 4
Garantie: 3 Jahre



TM 760
Infrarot-Multifunktions-Thermometer

Mit LED-Tracking-Licht

- Präzise, berührungslose Messung der Körpertemperatur
- Optischer und akustischer Fieberalarm
 Grün: Temperatur ok, Rot: erhöhte Temperatur
- LED Tracking-Licht zur Kennzeichnung des richtigen Messpunktes
- Besonders großes, leicht ablesbares Display

Produktmerkmale

- Zusatzfunktion: Messung von Umgebungstemperatur und Oberflächen (0-100 °C)
- Akustisches Signal bei Messbereitschaft und Messende (abschaltbar, um Störungen im Schlaf zu vermeiden)
- Automatische Speicherung der letzten 30 Messwerte
- Anzeige von Datum und Uhrzeit
- Umstellung von °C auf °F
- Ergonomisches und leichtes Design
- Inklusive Aufbewahrungsbeutel
- Zertifiziertes Medizinprodukt



Größe: ca. 15,8×4,2×4,3 cm
Gewicht: ca. 0,067 kg
Messbereich: Körper: 34-43 °C
 Objekt: 0-100 °C
Messgenauigkeit: Stirn: ± 0,3 °C (34-42 °C)
 Objekt: ± 1 °C (0-100 °C)
Batterien: 1×CR2032
Artikel-Nr.: 76121
EAN: 40 15588 76121 8
Garantie: 3 Jahre



TM 705
Fieberthermometer

Mit Fieberindikator

- Präzise Messung der Körpertemperatur: oral, axillar, rektal
- Flexible Spitze
- Messergebnis in 10 Sekunden
- Mit Fieberindikator

Produktmerkmale

- Akustischer Fieberalarm
- Akustisches Signal bei Messbereitschaft und Messende
- Mit Fieberindikator: Grün: 35,8–37,1 °C; Gelb: 37,2–37,8 °C; Rot: 37,9–42,9 °C
- Automatische Speicherung des letzten Messwertes
- Abschaltautomatik nach 10 Minuten
- LCD-Display mit digitaler Anzeige
- Umstellung von °C auf °F
- Einfacher Batteriewechsel
- Inklusive Aufbewahrungsbox
- Zertifiziertes Medizinprodukt



Größe: ca. 13,9×2,2×1,3 cm
Gewicht: ca. 0,011 kg
Messbereich: Körper: 32–42,9 °C
Skalierung: 0,1 °C
Batterien: 1×1,5 V (AG3/LR41)
Artikel-Nr.: 77042
EAN: 40 15588 77042 5
Garantie: 3 Jahre



TM 700
Fieberthermometer

Unser sanfter Klassiker

- Präzise Messung der Körpertemperatur: oral, axillar, rektal
- Flexible Spitze
- Messergebnis in 10 Sekunden
- Wasserdicht

Produktmerkmale

- Akustischer Fieberalarm
- Akustisches Signal bei Messbereitschaft und Messende
- Automatische Speicherung des letzten Messwertes
- Abschaltautomatik nach 10 Minuten
- LCD-Display mit digitaler Anzeige
- Umstellung von °C auf °F
- Einfacher Batteriewechsel
- Inklusive Aufbewahrungsbox
- Zertifiziertes Medizinprodukt



Größe: ca. 13,9×2,2×1,3 cm
Gewicht: ca. 0,011 kg
Messbereich: Körper: 32–42,9 °C
Skalierung: 0,1 °C
Batterien: 1×1,5 V (AG3/LR41)
Artikel-Nr.: 77040
EAN: 40 15588 77040 1
Garantie: 3 Jahre



FTC
Fieberthermometer

Top Preis-Leistungsverhältnis

- Präzise Messung der Körpertemperatur: oral, axillar, rektal
- Akustisches Signal bei Messbereitschaft und Messende
- Wasserdicht

Produktmerkmale

- Akustischer Fieberalarm
- Automatische Speicherung des letzten Messwertes
- Abschaltautomatik nach 8 Minuten
- LCD-Display mit digitaler Anzeige
- Einfacher Batteriewechsel
- Inklusive Aufbewahrungsbox
- Zertifiziertes Medizinprodukt



Größe: ca. 12,8×1×1,9 cm
Gewicht: ca. 0,01 kg
Messbereich: Körper: 32–42 °C
Skalierung: 0,1 °C
Batterien: 1×1,5 V (AG3/LR41)
Artikel-Nr.: 77030
EAN: 40 15588 77030 2
Garantie: 3 Jahre

Pulsoximeter



PM 100 CONNECT

Pulsoximeter

Connect-Version

- Pulsoximeter zur Messung der Blutsauerstoffsättigung (SpO2%) und der Herzfrequenz (Puls)
- Messdarstellung auf OLED-Display
- Einfache „One Touch“-Bedienung – ideal auch für unterwegs
- Bluetooth® 4.0 Datenübertragung an die Vita-Dock+ App für iOS und Android und an VitaDock® Online*

Produktmerkmale

- Anzeige des Perfusionsindex PI (Pulsstärke)
- Automatische Abschaltung nach 8 Sekunden
- Batteriestandsanzeige
- Inklusive Trageband
- Zertifiziertes Medizinprodukt



Größe: ca. 5,8×3,4×3,5 cm
Gewicht: ca. 0,055 kg
Messbereich: SpO2: 70 % ~ 100 %
 Puls: 30–235 Schläge/Min.
Batterien: 2×1,5 V (AAA)
Artikel-Nr.: 79456
EAN: 40 15588 79456 8
Garantie: 3 Jahre



PM 100

Pulsoximeter

„One Touch“-Bedienung

- Pulsoximeter zur Messung der Blutsauerstoffsättigung (SpO2%) und der Herzfrequenz (Puls)
- Messdarstellung auf OLED-Display
- Einstellbare Displayhelligkeit in 10 Stufen
- Einfache „One Touch“-Bedienung – ideal auch für unterwegs

Produktmerkmale

- Sauerstoffsättigung (SpO2) und Pulsfrequenz können in Balken- oder Wellenform dargestellt werden
- Anzeige des Perfusionsindex PI (Pulsstärke)
- 7 unterschiedliche Darstellungen
- Automatische Abschaltung nach 8 Sekunden
- Batteriewechselanzeige
- Inklusive Trageband
- Zertifiziertes Medizinprodukt



Größe: ca. 5,8×3,4×3,5 cm
Gewicht: ca. 0,053 kg
Messbereich: SpO2: 70 % ~ 100 %
 Puls: 30–235 Schläge/Min.
Batterien: 2×1,5 V (AAA)
Artikel-Nr.: 79455
EAN: 40 15588 79455 1
Garantie: 3 Jahre



PM 100

Pulsoximeter

„One Touch“-Bedienung

- Pulsoximeter zur Messung der Blutsauerstoffsättigung (SpO2%) und der Herzfrequenz (Puls)
- Messdarstellung auf OLED-Display
- Einstellbare Displayhelligkeit in 10 Stufen
- Einfache „One Touch“-Bedienung – ideal auch für unterwegs

Produktmerkmale

- Sauerstoffsättigung (SpO2) und Pulsfrequenz können in Balken- oder Wellenform dargestellt werden
- Anzeige des Perfusionsindex PI (Pulsstärke)
- 7 unterschiedliche Darstellungen
- Automatische Abschaltung nach 8 Sekunden
- Batteriewechselanzeige
- Inklusive Trageband
- Zertifiziertes Medizinprodukt



Größe: ca. 5,8×3,4×3,5 cm
Gewicht: ca. 0,053 kg
Messbereich: SpO2: 70 % ~ 100 %
 Puls: 30–235 Schläge/Min.
Batterien: 2×1,5 V (AAA)
Artikel-Nr.: 79454
EAN: 40 15588 79454 4
Garantie: 3 Jahre



BS 650 CONNECT

WiFi & Bluetooth Körperanalysewaage

Mit hochwertigen ITO-Elektroden

- Schnelle und bequeme Datenübertragung über WiFi oder Bluetooth® an die VitaDock+ App für iOS und Android und an VitaDock® Online*
- Einmalige Verbindung der Waage mit WLAN-Netz über die VitaDock+ App sorgt für automatische, kontinuierliche Synchronisierung neuer Messwerte
- Herzfrequenzmessung mit jeder Gewichtsmessung (Puls)

Produktmerkmale

- Messung von Gewicht, Körperfett, Körperwasser, Muskelanteil, Knochengewicht
- Ermittlung des BMI und BMR Wertes
- Bequeme „step-on“ Einschaltung und automatische Abschaltung
- Hochwertige und unsichtbare ITO-Elektroden für eine höhere Leitfähigkeit der Körperanalyse
- Großes, leicht ablesbares LCD-Display mit weißen Leuchtziffern
- Automatische Erkennung von bis zu 8 Nutzern
- Umschaltbar zwischen kg, lb und st
- Körperanalyse bei Personen mit medizinischen Implantaten (z. B. Herzschrittmacher) nicht anwendbar



| | |
|------------------|--------------------------------|
| Größe: | ca. 31×31×2,5 cm |
| Gewicht: | ca. 1,8 kg |
| Displaygröße: | 7,25×4,2 cm |
| Gewichtsanzeige: | bis 180 kg, 396 lb, 28 st 4 lb |
| Teilung: | 100 g, 0,2 lb, 1/4lb |
| Batterien: | 4×1,5 V (AAA) |
| Artikel-Nr.: | 40500 |
| EAN: | 40 15588 40500 6 |
| Garantie: | 3 Jahre |

Körperanalysewaagen



Bluetooth®



BS 600 CONNECT WiFi & Bluetooth Körperanalysewaage

Innovation im modernen Design

- Schnelle und bequeme Datenübertragung über WiFi oder Bluetooth® an die VitaDock+ App für iOS und Android und an VitaDock® Online*
- Einmalige Verbindung der Waage mit WLAN-Netz über die VitaDock+ App sorgt für automatische, kontinuierliche Synchronisierung neuer Messwerte
- Herzfrequenzmessung mit jeder Gewichtsmessung (Puls)

Produktmerkmale

- Messung von Gewicht, Körperfett, Körperwasser, Muskelanteil, Knochengewicht
- Ermittlung des BMI und BMR Wertes
- Bequeme „step-on“ Einschaltung und automatische Abschaltung
- Großes, leicht ablesbares LCD-Display mit weißen Leuchtziffern
- Automatische Erkennung von bis zu 8 Nutzern
- Umschaltbar zwischen kg, lb und st
- Körperanalyse bei Personen mit medizinischen Implantaten (z. B. Herzschrittmacher) nicht anwendbar



Größe: ca. 31×31×2,5 cm
Gewicht: ca. 1,8 kg
Displaygröße: 7,25×4,2 cm
Gewichtsanzeige: bis 180 kg, 396 lb, 28 st 4 lb
Teilung: 100 g, 0,2 lb, 1/4 lb
Batterien: 4×1,5 V (AAA)
Artikel-Nr.: 40501
EAN: 40 15588 40501 3
Garantie: 3 Jahre



Bluetooth®

BS 450 CONNECT Körperanalysewaage

Mit LED-Display

- Messung von Gewicht, Körperfett, Körperwasser, Muskelanteil und Knochengewicht
- Ermittlung des BMI-Wertes
- Integrierte Kalorienbedarfsanalyse (BMR)
- Automatische Erkennung von bis zu 8 Nutzern auf der Waage
- Bluetooth® Datenübertragung an die VitaDock+ App für iOS und Android und an VitaDock® Online*

Produktmerkmale

- Aufgedampfte ITO-Elektroden
- Bequeme „step-on“-Einschaltung
- Unsichtbares LED Display-Anzeige nur beim Wiegen
- Umschaltbar zwischen kg, lb und st
- 4 hochpräzise DMS-Sensoren für genaue Messergebnisse
- Je 30 Speicherplätze für 8 Anwender
- Sensor-Touch Tastenfelder
- Komplett geschlossener Unterboden für eine höhere Stabilität
- Körperanalyse bei Personen mit medizinischen Implantaten (z. B. Herzschrittmacher) nicht anwendbar



Größe: ca. 31,9×31,9×2,3 cm
Gewicht: ca. 1,7 kg
Displaygröße: 7,4×2,9 cm
Gewichtsanzeige: bis 180 kg, 396 lb, 28 st 4 lb
Teilung: 100 g, 0,2 lb, 1/4 lb
Batterien: 4×1,5 V (AAA)
Artikel-Nr.: 40510
EAN: 40 15588 40510 5
Garantie: 3 Jahre



Bluetooth®

BS 445 CONNECT Körperanalysewaage

Connect-Gerät mit LCD-Display

- Messung von Gewicht, Körperfett, Körperwasser, Muskelanteil und Knochengewicht
- Ermittlung des BMI-Wertes
- Integrierte Kalorienbedarfsanalyse (BMR)
- Automatische Erkennung von bis zu 8 Nutzern auf der Waage
- Bluetooth® Datenübertragung an die VitaDock+ App für iOS und Android und an VitaDock® Online*

Produktmerkmale

- Hochwertige Edelmetallelektroden
- Bequeme „step-on“-Einschaltung
- Großes, leicht lesbares LCD-Display
- Umschaltbar zwischen kg, lb und st
- 4 hochpräzise DMS-Sensoren für genaue Messergebnisse
- Je 30 Speicherplätze für 8 Anwender
- Körperanalyse bei Personen mit medizinischen Implantaten (z. B. Herzschrittmacher) nicht anwendbar



Größe: ca. 30×30×2,3 cm
Gewicht: ca. 1,6 kg
Displaygröße: 7,3×4,8 cm
Gewichtsanzeige: bis 180 kg, 396 lb, 28 st 4 lb
Teilung: 100 g, 0,2 lb, 1/4 lb
Batterien: 3×1,5 V (AAA)
Artikel-Nr.: 40441
EAN: 40 15588 40441 2
Garantie: 3 Jahre



BS 444 CONNECT

Körperanalysewaage

Unser Bestseller

- Messung von Gewicht, Körperfett, Körperwasser, Muskelanteil und Knochengewicht
- Ermittlung des BMI-Wertes
- Integrierte Kalorienbedarfsanalyse (BMR)
- Automatische Erkennung von bis zu 8 Nutzern auf der Waage
- Bluetooth® Datenübertragung an die VitaDock+ App für iOS und Android und an VitaDock® Online*

Produktmerkmale

- Hochwertige Edelmetallelektroden
- Bequeme „step-on“-Einschaltung
- Großes, leicht lesbares LCD-Display
- Umschaltbar zwischen kg, lb und st
- 4 hochpräzise DMS-Sensoren für genaue Messergebnisse
- Je 30 Speicherplätze für 8 Anwender
- Körperanalyse bei Personen mit medizinischen Implantaten (z. B. Herzschrittmacher) nicht anwendbar



Größe: ca. 30×30×2,3 cm
Gewicht: ca. 1,6 kg
Displaygröße: 7,3×4,8 cm
Gewichtsanzeige: bis 180 kg, 396 lb, 28 st 4 lb
Teilung: 100 g, 0,2 lb, 1/4 lb
Batterien: 3×1,5 V (AAA)
Artikel-Nr.: 40444
EAN: 40 15588 40444 3
Garantie: 3 Jahre



BS 465 (white)

Körperanalysewaage

Mit Farbindikation

- Messung von Gewicht, Körperfett, Körperwasser, Muskelanteil und Knochengewicht
- LCD-Display zeigt über Farben die Differenz zwischen dem aktuellen Gewicht und dem Zielgewicht an
- Grün: unter Zielgewicht
Blau: Zielgewicht
Rot: über Zielgewicht

Produktmerkmale

- Automatische Erkennung von bis zu 8 Nutzern auf der Waage
- Je 9 Speicherplätze für 9 Benutzer
- Individuelle Einstellung des Zielgewichts möglich
- 4 hochpräzise DMS-Sensoren für genaue Messergebnisse
- Trittpläche aus 6 mm Sicherheitsglas
- Athletenmodus für Sportler
- Bequeme „step-on“-Einschaltung
- Automatische Abschaltung nach ca. 8 Sek.
- Integrierte Kalorienbedarfsanalyse BMR
- Umschaltbar zwischen kg, lb und st
- Körperanalyse bei Personen mit medizinischen Implantaten (z. B. Herzschrittmacher) nicht anwendbar



Größe: ca. 30×30×3 cm
Gewicht: ca. 1,7 kg
Displaygröße: 4,4×9,1 cm
Gewichtsanzeige: bis 180 kg
Teilung: 100 g, 0,2 lb, 1/4 lb
Batterien: 4×1,5 V (AAA)
Artikel-Nr.: 40483
EAN: 40 15588 40483 2
Garantie: 3 Jahre



ecomed BS-70E

Körperanalysewaage

Top Preis-Leistungs-Verhältnis

- Messung von Gewicht, Körperfett, Körperwasser und Muskel- und Knochenmasse
- Bequeme „step-on“-Einschaltung
- Hochwertige Edelmetallelektroden

Produktmerkmale

- Trittpläche aus 6 mm Sicherheitsglas
- 10 Speicherplätze
- Automatische Abschaltung nach 10 Sekunden
- Körperanalyse bei Personen mit medizinischen Implantaten (z. B. Herzschrittmacher) nicht anwendbar



Größe: ca. 30×30×1,75 cm
Gewicht: ca. 1,6 kg
Displaygröße: 8,0×3,55 cm
Gewichtsanzeige: bis 150 kg
Teilung: 100 g, 0,2 lb, 1 lb
Batterien: 1×3 V (CR2032)
Artikel-Nr.: 23501
EAN: 40 15588 23501 6
Garantie: 2 Jahre

* iOS: iPhone 6S und neuer, iPad Air 2, iPad Mini 4 und neuer.
 Android: Geräte, die Google-Android-Version 6.x und die Bluetooth Smart 4.2 Technologie unterstützen.

Personenwaagen



PS 470

XL-Personenwaage

Besonders belastbar

- Extra großes LCD-Display mit großen Ziffern (71 mm hoch)
- Trittfläche aus extra weißem Sicherheitsglas mit abgerundeten Ecken
- Energiesparende Abschaltautomatik

Produktmerkmale

- 4 hochpräzise DMS-Sensoren für genaue Messergebnisse
- Bequeme „step-on“ Einschaltung
- Umschaltbar zwischen kg, lb und st
- Überlastungsanzeige
- Batteriewechselanzeige



Größe: ca. 34×34×2,5 cm
Gewicht: ca. 2 kg
Displaygröße: 9,3×7,7 cm
Gewichtsanzeige: bis 250 kg, 550 lb, 39 st 6 lb
Teilung: 100 g, 0,2 lb, 1/4 lb
Batterien: 1×3 V (CR2032)
Artikel-Nr.: 40547
EAN: 40 15588 40547 1
Garantie: 3 Jahre



PS 440

Bambus-Personenwaage

Magisches LED-Display

- Dekorative Personenwaage aus echtem Bambus
- Unsichtbares LED-Display-Anzeige nur beim Wiegen
- Energiesparende Abschaltautomatik

Produktmerkmale

- 4 hochpräzise DMS-Sensoren für genaue Messergebnisse
- Bequeme „step-on“ Einschaltung
- Umschaltbar zwischen kg, lb und st
- Überlastungsanzeige
- Batteriewechselanzeige



Größe: ca. 30×30×3,1 cm
Gewicht: ca. 1 kg
Zeichenhöhe: 2,8 cm
Gewichtsanzeige: bis 180 kg, 396 lb, 28 st 4 lb
Teilung: 100 g, 0,2 lb, 1/4 lb
Batterien: 3×1,5 V (AAA)
Artikel-Nr.: 40544
EAN: 40 15588 40544 0
Garantie: 3 Jahre



PS 425

Personenwaage mit Sprachausgabe

Unsere sprechende Waage

- Sprachausgabe in 4 Sprachen: DE, GB, FR, ES
- Leicht lesbares LCD-Display
- Bequeme „step-on“ Einschaltung
- Energiesparende Abschaltautomatik

Produktmerkmale

- Trittfläche aus 6 mm Sicherheitsglas mit abgerundeten Ecken
- 4 hochpräzise DMS-Sensoren für genaue Messergebnisse
- Umschaltbar zwischen kg und lb
- Überlastungsanzeige
- Batteriewechselanzeige



Größe: ca. 30×30×3,2 cm
Gewicht: ca. 1,8 kg
Displaygröße: 7,5×3,6 cm
Gewichtsanzeige: bis 180 kg, 396 lb, 28 st 4 lb
Teilung: 100 g, 0,2 lb, 1/4 lb
Batterien: 3×1,5 V (AAA)
Artikel-Nr.: 40448
EAN: 40 15588 40448 1
Garantie: 3 Jahre



PS 400
Glas-Personenwaage

In edlem Design

- 4 hochpräzise DMS-Sensoren für genaue Messergebnisse
- Trittläche aus 6 mm Sicherheitsglas

Produktmerkmale

- Bequeme „step-on“-Einschaltung
- Großes, leicht lesbares LCD-Display
- Umschaltbar zwischen kg, lb und st
- Automatische Abschaltung nach 12 Sekunden
- Besonders flaches Design



Größe: ca. 30×30×1,7 cm
Gewicht: ca. 1,5 kg
Displaygröße: 7,2×3,0 cm
Gewichtsanzeige: bis bis 150 kg, 330 lb, 24 st
Teilung: 100 g, 0,2 lb, 1/4 lb
Batterien: 1×3 V (CR2032)
Artikel-Nr.: 40455
EAN: 40 15588 40455 9
Garantie: 3 Jahre



ecomed PS-72E
Personenwaage

Top Preis-Leistungsverhältnis

- Bequeme „step-on“-Einschaltung
- Trittläche aus 6 mm Sicherheitsglas

Produktmerkmale

- Automatische Abschaltung nach 10 Sekunden
- Umschaltbar zwischen kg, lb und st
- Inklusive Batterie



Größe: ca. 30×30×2,0 cm
Gewicht: ca. 1,5 kg
Displaygröße: 6,9×3,4 cm
Gewichtsanzeige: bis 150 kg
Teilung: 0,1 kg, 0,2 lb, 1/4 st
Batterien: 1×3 V (CR2032)
Artikel-Nr.: 23511
EAN: 40 15588 23511 5
Garantie: 2 Jahre



PSD
Analoge Personenwaage

Unser Bestseller

- Trendiges Retrodesign
- Batteriefreie, mechanische Funktionsweise
- Große analoge Vollsichtskala

Produktmerkmale

- Rutschfeste Trittläche
- Stabiles Metallgehäuse



Größe: ca. 28,5×42,5×8,5 cm
Gewicht: ca. 3,6 kg
Gewichtsanzeige: bis 150 kg
Teilung: 500 g
Artikel-Nr.: 40461
EAN: 40 15588 40461 0
Garantie: 3 Jahre

Personenwaagen



PS 100 (black)

Analoge Personenwaage

Im Retro-Style

- Trendiges Retrodesign
- Große analoge Vollsichtskala
- Rutschfeste Trittfläche

Produktmerkmale

- Batteriefreie, mechanische Funktionsweise
- Stabiles Metallgehäuse



| | |
|------------------|------------------|
| Größe: | ca. 29×43×8,5 cm |
| Gewicht: | ca. 3,2 kg |
| Gewichtsanzeige: | bis 150 kg |
| Teilung: | 500 g |
| Artikel-Nr.: | 40499 |
| EAN: | 40 15588 40499 3 |
| Garantie: | 3 Jahre |





MEDITOUCH 2 CONNECT
Blutzuckermessgerät

Connect Gerät

- Präzise Messgenauigkeit entsprechend der neuen ISO 15197: 2015 dank neuer Teststreifen-Technologie (GDH-FAD)
- Unterfüllungserkennung
- Akustische Testerinnerung
- Speicher für 480 Messergebnisse
- Bluetooth® 4.0 Datenübertragung an die VitaDock+ App für iOS und Android und an VitaDock® Online*

Produktmerkmale

- Markierungsfunktion für Messwerte vor und nach der Mahlzeit
- Automatische Ketonwarnung
- Nur ca. 5 Sekunden Messzeit
- 0,6 µl Blutmenge
- Besonders großes, leicht ablesbares Display
- Inklusive Diabetiker-Tagebuch
- Zertifiziertes Medizinprodukt



Inklusive Starterset: 10 Teststreifen, Stechhilfe, 10 Lanzetten, AST-Kappe, Kontrolllösung und Etui



Größe: ca. 5×9,8×1,1 cm
Gewicht: ca. 0,047 kg
Batterien: 2×3 V (CR 2032)
Artikel-Nr.: 79048
EAN: 40 15588 79048 5
Garantie: 3 Jahre



MEDITOUCH 2
Blutzuckermessgerät

Unser Klassiker

- Präzise Messgenauigkeit entsprechend der neuen ISO 15197: 2015 dank neuer Teststreifen-Technologie (GDH-FAD)
- Unterfüllungserkennung
- Akustische Testerinnerung
- Speicher für 480 Messergebnisse

Produktmerkmale

- Durchschnittswert-Anzeige für 7/14/30/90 Tage
- Markierungsfunktion für Messwerte vor und nach der Mahlzeit
- Automatische Ketonwarnung
- Nur ca. 5 Sekunden Messzeit
- 0,6 µl Blutmenge
- Besonders großes, leicht ablesbares Display
- Zertifiziertes Medizinprodukt



Inklusive Starterset: 10 Teststreifen, Stechhilfe, 10 Lanzetten, AST-Kappe, Kontrolllösung und Etui



Größe: ca. 5×9,8×1,1 cm
Gewicht: ca. 0,03 kg
Batterien: 2×3 V (CR 2032)
Artikel-Nr.: 79030
EAN: 40 15588 79030 0
Garantie: 3 Jahre



MEDITOUCH 2
Blutzuckermessgerät

Unser Klassiker

- Präzise Messgenauigkeit entsprechend der neuen ISO 15197: 2015 dank neuer Teststreifen-Technologie (GDH-FAD)
- Unterfüllungserkennung
- Akustische Testerinnerung
- Speicher für 480 Messergebnisse

Produktmerkmale

- Durchschnittswert-Anzeige für 7/14/30/90 Tage
- Markierungsfunktion für Messwerte vor und nach der Mahlzeit
- Automatische Ketonwarnung
- Nur ca. 5 Sekunden Messzeit
- 0,6 µl Blutmenge
- Besonders großes, leicht ablesbares Display
- Zertifiziertes Medizinprodukt



Inklusive Starterset: 10 Teststreifen, Stechhilfe, 10 Lanzetten, AST-Kappe, Kontrolllösung und Etui



Größe: ca. 5×9,8×1,1 cm
Gewicht: ca. 0,03 kg
Batterien: 2×3 V (CR 2032)
Artikel-Nr.: 79034
EAN: 40 15588 79034 8
Garantie: 3 Jahre

* iOS: iPhone 6S und neuer, iPad Air 2, iPad Mini 4 und neuer.
 Android: Geräte, die Google-Android-Version 6.x und die Bluetooth Smart 4.2 Technologie unterstützen.



RM 100 Atemschutzmaske

Mit zusätzlichem Clip für perfekten Halt

- Schutzklasse FFP2 NR: Schutz vor gesundheitsschädlichen Stoffen wie festen und flüssigen Stäuben, Rauch und Aerosolen
- Effizientes 3-Schicht-Filtersystem (Spunbond, Meltbond, Nonwoven-Hochgradige Filterung von 95% aller Partikel in der Luft)
- Hygienische Einzelverpackung verhindert die Verunreinigung der Maske vor dem Gebrauch

Produktmerkmale

- Geprüft und CE-zertifiziert gemäß der Norm EN 149:2001 + A1:2009; Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung
- Effektive Vermeidung von Stäuben, Bakterien, Allergenen und Keimen
- Flexible Einheitsgröße
- Hautfreundliches Material
- Optimale Passform: V-Form mit Nasenkontur
- 3D-Design für komfortables Atmen
- Ohrschlaufe mit elastischem Band und zusätzlichem Clip für perfekten Sitz
- Maske zum einmaligen Gebrauch
- Masken einzeln in PE-Beuteln foliert



10er Pack
Artikel-Nr.: 33333
EAN: 40 15588 33333 0



5er Pack
Artikel-Nr.: 33335
EAN: 40 15588 33335 4



25er Pack
Artikel-Nr.: 33337
EAN: 40 15588 33337 8

Größe: 12 × 15,5 cm (PE-Beutel)
Gewicht: 0,01 kg



RM 100 Atemschutzmaske

Mit zusätzlichem Clip für perfekten Halt

- Schutzklasse FFP2 NR: Schutz vor gesundheitsschädlichen Stoffen wie festen und flüssigen Stäuben, Rauch und Aerosolen
- Effizientes 3-Schicht-Filtersystem (Spunbond, Meltbond, Nonwoven-Hochgradige Filterung von 95% aller Partikel in der Luft)
- Hygienische Einzelverpackung verhindert die Verunreinigung der Maske vor dem Gebrauch

Produktmerkmale

- Geprüft und CE-zertifiziert gemäß der Norm EN 149:2001 + A1:2009; Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung
- Effektive Vermeidung von Stäuben, Bakterien, Allergenen und Keimen
- Flexible Einheitsgröße
- Hautfreundliches Material
- Optimale Passform: V-Form mit Nasenkontur
- 3D-Design für komfortables Atmen
- Ohrschlaufe mit elastischem Band und zusätzlichem Clip für perfekten Sitz
- Maske zum einmaligen Gebrauch
- Masken einzeln in PE-Beuteln foliert



10er Pack
Artikel-Nr.: 33334
EAN: 40 15588 33334 7

Größe: 12 × 15,5 cm (PE-Beutel)
Gewicht: 0,01 kg
Artikel-Nr.: 33334
EAN: 40 15588 33334 7



NEU

IN 155
Inhalator

Kinderfreundlicher Inhalator

- Vernebelung mit Kompressor-Drucklufttechnologie
- Zuverlässige Linderung von Atemwegsbeschwerden
- Effiziente Inhalation durch hohe Verneblungsleistung (ca. 0,35 ml/min.)
- Mit Stickern zum Selbstgestalten und Postkarten zum Ausmalen
- Motiv-Maske für Kinder ermöglicht eine einfache Inhalation

Produktmerkmale

- Für die gezielte Behandlung der oberen und unteren Atemwege (z. B. Asthma oder Erkältungen) bei Kindern und Erwachsenen
- 2-in-1: Inhalator und Nasendusche
- Umfangreiches Zubehör für Kinder und Erwachsene
- Zertifiziertes Medizinprodukt

Inklusive Zerstäuberflasche, 2 Luftschläuche (ca. 180 cm), 2 Motiv-Masken für Kinder in unterschiedlichen Größen, Erwachsenenmaske, abgewinkeltes Mundstück, Nasenstück, Nasenspüler, 5 Ersatzfilter, Aufbewahrungsbeutel, Sticker, 3 Postkarten



Größe: ca. 18×14×9,4 cm
Gewicht: ca. 1,45 kg
Stromversorgung: 230 V~ 50 Hz, 1 A
Füllvolumen: max. 8 ml
Vernebelung: ca. 0,35ml/min
Partikelgröße: ca. 3 µm
Artikel-Nr.: 54555
EAN: 40 15588 54555 9
Garantie: 3 Jahre



NEU

IN 165
Inhalator

Mobiler kinderfreundlicher Inhalator

- Hoher Wirkungsgrad durch innovative Mikrokompressortechnik
- Zuverlässige Linderung von Atemwegsbeschwerden
- Wiederaufladbarer Akku: Ideal für die Anwendung unterwegs
- Mit Stickern zum Selbstgestalten und Postkarten zum Ausmalen
- Motiv-Maske für Kinder ermöglicht eine einfache Inhalation

Produktmerkmale

- Für die gezielte Behandlung der oberen und unteren Atemwege (z. B. Asthma oder Erkältungen) bei Kindern und Erwachsenen
- Geräuscharme Vernebelung
- Automatische Abschaltung bei leerem Wirkstofftank
- 4-LED-Akkuladeanzeige
- Umfangreiches Zubehör für Kinder und Erwachsene
- Zertifiziertes Medizinprodukt

Inklusive Zerstäuberflasche, 2 Luftschläuche (ca. 80 cm), 2 Motiv-Masken für Kinder in unterschiedlichen Größen, Erwachsenenmaske, abgewinkeltes Mundstück, Nasenstück, 5 Ersatzfilter, Aufbewahrungstasche, Sticker, 3 Postkarten



Größe: ca. 10,8×7,2×4,4 cm
Gewicht: ca. 0,24 kg
Stromversorgung: Eingang: 100–240 V~ 50/60 Hz, 0,5 A; Ausgang: DC5V/2A
Batterien: Lithium-Ionen-Akku; 3,7V, 2570 mAh
Füllvolumen: max. 6 ml
Vernebelung: 0,25 ml/min
Partikelgröße: ca. 2,9 µm
Artikel-Nr.: 54556
EAN: 40 15588 54556 6
Garantie: 3 Jahre



IN 605
Inhalator

Mit umfangreichem Zubehör

- Hoher Wirkungsgrad durch innovative Mikrokompressortechnik
- Für die gezielte Behandlung der oberen und unteren Atemwege (z. B. Asthma oder Erkältungen)
- Wiederaufladbarer Akku und Micro-USB: Ideal für unterwegs

Produktmerkmale

- 4-LED-Akkuladeanzeige
- Umfangreiches Zubehör
- Besonders effektiv durch hohen lungengängigen Aerosolanteil
- Inhalation mit Maske oder Mundstück – problemlos auch für Kinder
- Geräuscharme Vernebelung
- Kompakt, leicht und einfach zu bedienen
- Automatische Abschaltung bei leerem Wirkstofftank
- Zertifiziertes Medizinprodukt

Inklusive Zerstäuberflasche, 2 Luftschläuche (ca. 80 cm), Erwachsenen-, Kleinkind- und Kindermaske, abgewinkeltes Mundstück, Nasenstück, 5 Ersatzfilter, Aufbewahrungstasche



Größe: ca. 10,8×7,2×4,4 cm
Gewicht: ca. 0,24 kg
Stromversorgung: Eingang: 100–240 V~ 50/60 Hz, 0,5 A; Ausgang: DC5V/2A
Batterien: Lithium-Ionen-Akku; 3,7V, 2570 mAh
Füllvolumen: max. 6 ml
Vernebelung: 0,25 ml/min
Partikelgröße: ca. 2,9 µm
Artikel-Nr.: 54544
EAN: 40 15588 54544 3
Garantie: 3 Jahre

Inhalatoren



IN 520
Inhalator

Mit umfangreichem Zubehör

- Vernebelung mit Kompressor-Drucklufttechnologie
- Für die gezielte Behandlung der oberen und unteren Atemwege (z. B. Asthma oder Erkältungen)
- Umfangreiches Zubehör

Produktmerkmale

- 2-in-1: Inhalator und Nasendusche
- Langlebiges und modernes Design
- Einfach zu bedienen
- Inhalation mit Maske oder Mundstück – problemlos auch für Kinder
- Inklusive Aufbewahrungsbeutel
- Zertifiziertes Medizinprodukt

Inklusive Zerstäuberflasche, 2 Luftschläuche, Erwachsenen-, Kleinkind- und Kindermaske, abgewinkeltes Mundstück, Nasenstück, Nasenspüler, 5 Ersatzfilter, Aufbewahrungsbeutel



Größe: ca. 18×14×9,4 cm
Gewicht: ca. 1,45 kg
Stromversorgung: 230 V~ 50 Hz
Füllvolumen: max. 8 ml
Vernebelung: ca. 0,35 ml/min.
Partikelgröße: ca. 3 µm
Artikel-Nr.: 54548
EAN: 40 15588 54548 1
Garantie: 3 Jahre



IN 510
Inhalator

Mit umfangreichem Zubehör

- Vernebelung mit Kompressor-Drucklufttechnologie
- Für die gezielte Behandlung der oberen und unteren Atemwege (z. B. Asthma oder Erkältungen)
- Umfangreiches Zubehör

Produktmerkmale

- Langlebiges und modernes Design
- Einfach zu bedienen
- Inhalation mit Maske oder Mundstück – problemlos auch für Kinder
- Inklusive Aufbewahrungsbeutel
- Zertifiziertes Medizinprodukt

Inklusive Zerstäuberflasche, Luftschlauch (ca. 180 cm), Kinder- und Erwachsenenmaske, abgewinkeltes Mundstück, Nasenadapter, 5 Ersatzfilter, Aufbewahrungsbeutel



Größe: ca. 18×14×9,4 cm
Gewicht: ca. 1,45 kg
Stromversorgung: 230 V~ 50 Hz, 1 A
Füllvolumen: max. 8 ml
Vernebelung: ca. 0,35 ml/min
Partikelgröße: ca. 3 µm
Artikel-Nr.: 54547
EAN: 40 15588 54547 4
Garantie: 3 Jahre



IN 550
Inhalator

Mit umfangreichem Zubehör

- Vernebelung mit Kompressor-Drucklufttechnologie
- Für die gezielte Behandlung der oberen und unteren Atemwege (z. B. Asthma oder Erkältungen)
- Inklusive 3 Aufsätze zur Erzeugung unterschiedlicher Partikelgrößen:
 - 3,0–4,0 µm für die tiefen Lungenbereiche (rot)
 - 3,5–4,5 µm für Atemwege und vordere Lunge (blau)
 - 4,5–6,0 µm für Mund und Rachenraum (gelb)

Produktmerkmale

- Umfangreiches Zubehör
- Inhalation mit Maske, Mundstück oder Nasenadapter – ideal auch für Kinder
- Hohe Wirksamkeit durch feinste Vernebelung
- Besonders effektiv durch hohen lungengängigen Aerosolanteil
- Extra langer Schlauch – 2 m
- Integriertes Zubehörfach
- Zertifiziertes Medizinprodukt

Inklusive Mundstück, Kinder- und Erwachsenenmaske, Verbindungsstück, Nasenadapter für Kinder und Erwachsene, 3 Aufsätze zur Erzeugung unterschiedlicher Partikelgrößen, 5 Ersatzfilter, 2 Ersatzsicherungen



Größe: ca. 33×20×13,8 cm
Gewicht: ca. 2 kg
Stromversorgung: 230 V~ 50 Hz
Füllvolumen: max. 10 ml
Vernebelung: ca. ≤ 0,2 ml/min
Partikelgröße: >60 % ≤ 5 µm
Artikel-Nr.: 54530
EAN: 40 15588 54530 6
Garantie: 3 Jahre



IN 500
Inhalator

Mit umfangreichem Zubehör

- Vernebelung mit Kompressor-Drucklufttechnologie
- Für die gezielte Behandlung der oberen und unteren Atemwege (z. B. Asthma oder Erkältungen)

Produktmerkmale

- Hohe Wirksamkeit durch feinste Vernebelung
- Inhalation mit Maske, Mundstück oder Nasenadapter – ideal auch für Kinder
- Besonders effektiv durch hohen lungengängigen Aerosolanteil
- Umfangreiches Zubehör
- Extra langer Schlauch – 2 m
- Zertifiziertes Medizinprodukt

Inklusive Mundstück, Kinder- und Erwachsenenmaske, Verbindungsstück, Nasenadapter für Kinder und Erwachsene, 5 Ersatzfilter



Größe: ca. 19,5 × 13,5 × 9,2 cm
Gewicht: ca. 1,3 kg
Stromversorgung: Eingang: 230 V~ 50Hz, 0,5 A
 Ausgang: DC5V/2A
Füllvolumen: max. 10 ml
Vernebelung: 0,2 ml/min
Partikelgröße: ≤ 5 µm
Artikel-Nr.: 54520
EAN: 40 15588 54520 7
Garantie: 3 Jahre



IN 530
Inhalator

Kompakt und leicht

- Hoher Wirkungsgrad durch innovative Mikrokompressortechnik
- Für die gezielte Behandlung der oberen und unteren Atemwege (z. B. Asthma oder Erkältungen)
- Wiederaufladbarer Akku: ideal für unterwegs
- Umfangreiches Zubehör

Produktmerkmale

- Besonders effektiv durch hohen lungengängigen Aerosolanteil
- Inhalation mit Maske oder Mundstück – problemlos auch für Kinder
- Geräuscharme Vernebelung
- Kompakt, leicht und einfach zu bedienen
- Automatische Abschaltung bei leerem Wirkstofftank
- Zertifiziertes Medizinprodukt



Inklusive Zerstäuberflasche, Kinder- und Erwachsenenmaske, abgewinkeltes Mundstück, Nasenadapter, Aufbewahrungsbeutel, 5 Ersatzfilter



Größe: ca. 4,5 × 4,3 × 11,5 cm
Gewicht: ca. 0,19 kg
Stromversorgung: Eingang: 100 – 240 V~ 50/60 Hz, 0,5 A; Ausgang: DC5V/2A
Batterien: Lithium-Ionen-Akku; 3,7V, 1650 mAh
Füllvolumen: max. 6 ml
Vernebelung: 0,25 ml/min
Partikelgröße: ca. 2,9 µm
Artikel-Nr.: 54540
EAN: 40 15588 54540 5
Garantie: 3 Jahre



IN 525
Ultraschall-Inhalator

Kleiner Inhalator - ideal für unterwegs

- Hohe Wirksamkeit durch Mikro-Membran-Vernebelung (Mesh-Technologie) mit kleinsten Tröpfchen
- Für die gezielte Behandlung der oberen und unteren Atemwege (z. B. Asthma oder Erkältungen)
- Umfangreiches Zubehör

Produktmerkmale

- Besonders effektiv durch hohen lungengängigen Aerosolanteil
- Inhalation mit Maske oder Mundstück – problemlos auch für Kinder
- Geräuscharme Vernebelung
- Geringer Stromverbrauch
- Automatische Abschaltung bei leerem Wirkstofftank
- Zertifiziertes Medizinprodukt

Inklusive Kinder- und Erwachsenenmaske, Mundstück, Aufbewahrungstasche



Größe: 7,2 × 4 × 11,3 cm
Gewicht: ca. 0,1 kg (ohne Batterie)
Batterien: 2 × 1,5 V (AA)
Füllvolumen: max. 8 ml
Vernebelung: ≥ 0,2 ml/min
Partikelgröße: Mittlere < 5 µm
Artikel-Nr.: 54115
EAN: 40 15588 54115 5
Garantie: 3 Jahre

Läusekämme/Elektrotherapie



LC 860

Elektrischer Läusekamm

Die haarschonende Behandlung

- Einfaches Kämmen befreit von Kopfläusen und Nissen
- Ohne Nebenwirkungen, da kein Einsatz von chemischen Mitteln
- Auch für Hunde und Katzen geeignet

Produktmerkmale

- Bei Kontakt mit den Zinken des Kamms werden die Läuse durch einen elektrischen Impuls abgetötet
- Mit integrierter Reinigungsbürste
- Inklusive Batterien (1,5 V AA)



Größe: ca. 19,3×6,6×2,9 cm
Gewicht: ca. 0,095 kg
Batterien: 1×1,5 V (AA)
Artikel-Nr.: 41017
EAN: 40 15588 41017 8
Garantie: 3 Jahre



NEU

LC 875

Elektrischer Läusekamm

Mit LED-Licht

- Integriertes LED-Licht zur besseren Auffindbarkeit und Entfernung der Läuse
- Einfaches Kämmen befreit von Kopfläusen und Nissen
- Ohne Nebenwirkungen, da kein Einsatz von chemischen Mitteln
- Auch für Hunde und Katzen geeignet

Produktmerkmale

- Bei Kontakt mit den Zinken des Kamms werden die Läuse durch einen elektrischen Impuls abgetötet
- Inklusive Aufbewahrungstasche
- Mit Schutzkappe und integrierter Reinigungsbürste
- Inklusive Batterien (3×1,5 V AAA)



Größe: ca. 20,9×6,6×3,1 cm
Gewicht: ca. 0,1 kg
Batterien: 3×1,5 V (AAA)
Artikel-Nr.: 41020
EAN: 40 15588 41020 8
Garantie: 3 Jahre



PT 100


Ultraschall-Therapie

Beschleunigt den Heilungsprozess

- Therapeutisches, tragbares Ultraschallgerät zur Schmerztherapie für Bindegewebe und den Bewegungsbereich des Körpers
- Verbessert die Durchblutung und beschleunigt den Heilungsprozess von Schmerzen-ohne Nebenwirkungen
- Einfach zu bedienen, überall und jederzeit- zu Hause, bei der Arbeit oder sogar im Schlaf (keine klinische Einstellung notwendig)

Produktmerkmale

- Einzigartig hochentwickelte, niederfrequente Ultraschalltechnologie mit geringer Intensität für eine sichere Anwendung
- Behandlung von großen, schwer zugänglichen (Körper-)Oberflächen oder Schmerzbereichen
- Keine Nebenwirkungen
- Kein Ultraschallgel erforderlich
- Wiederaufladbarer Lithium-Ion-Akku



Größe: ca. 13,7×4,7×2,1 cm
Gewicht: ca. 0,85 kg
Batterien: Lithium-Ionen-Akku, 3,7 V, 1250 mA
Stromversorgung: Eingang: 100-240 V~ 50/60 Hz, 500 mA; Ausgang: DC 5 V / 2,4 A 88346
Artikel-Nr.: 40 15588 88346 0
EAN: 40 15588 88346 0
Garantie: 3 Jahre



TT 200

3-in-1 Elektrotherapiegerät

TENS, EMS und Massage in einem

- TENS, EMS und Massage mit mehreren Programmen
- 22 Vorprogramme (TENS, EMS und Massage) mit einstellbarer Dauer von 5 bis 90 Minuten
- Großes Display sorgt für gute Lesbarkeit

Produktmerkmale

- TENS-Therapie für 10 Körperteile: Nacken, Schulter, Arm, Hand, Rücken, Bauch, Hüfte, Bein, Fuß und Gelenk
- EMS-Therapie für 9 Körperteile: Nacken, Schulter, Arm, Hand, Rücken, Bauch, Hüfte, Bein und Fuß
- Für alle Körperteile stehen 3 Massageprogramme zur Auswahl: Kneten, reiben und klopfen
- Hintergrundbeleuchtung – ideal im Hellen oder Dunkeln
- 40 Intensitätsstufen
- Inkl. Batterien (3 × 1,5 V AAA)



west
Artikel-Nr.: 88347
EAN: 40 15588 88347 7



east
Artikel-Nr.: 88357
EAN: 40 15588 88357 6

Größe: ca. 10,9 × 5,5 × 2,3 cm
Gewicht: ca. 0,076 kg (ohne Batterien)
Batterien: 3 × 1,5 V (AAA)
Stromversorgung: DC 4,5 V
Ausgangsstrom: max. 120 mA
Frequenz: 2–120 Hz
Garantie: 3 Jahre



TT 205

3-in-1 Elektrotherapiegerät

TENS, EMS und Massage in einem

- TENS, EMS und Massage mit mehreren Programmen
- 60 Programme: 41 voreingestellte Programme (TENS, EMS, Massage) und 19 anpassbare Programme (TENS, EMS)
- Großes Display sorgt für gute Lesbarkeit

Produktmerkmale

- TENS-Therapie für 10 Körperteile: Nacken, Schulter, Arm, Hand, Rücken, Bauch, Hüfte, Bein, Fuß und Gelenk
- EMS-Therapie für 9 Körperteile: Nacken, Schulter, Arm, Hand, Rücken, Bauch, Hüfte, Bein und Fuß
- Für alle Körperteile stehen 3 Massageprogramme zur Auswahl: Kneten, reiben und klopfen
- Blaue Hintergrundbeleuchtung – ideal im Hellen oder Dunkeln
- Wiederaufladbarer Akku: Ideal für unterwegs
- 40 Intensitätsstufen



west
Artikel-Nr.: 88348
EAN: 40 15588 88348 4

Größe: ca. 10,9 × 5,45 × 2,3 cm
Gewicht: ca. 0,082 kg
Batterien: Li-Ionen-Akku, 3,7 V
Stromversorgung: DC 4,5 V
Ausgangsstrom: max. 120 mA
Frequenz: 2–120 Hz
Garantie: 3 Jahre



HG 100

Hygrometer

Mit Magnethalterung

- Anzeige von Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur für ein gesundes Wohnklima
- Speicherung von Höchst- und Tiefstwerten
- Zum Hängen (Magnethalterung) oder Stellen

Produktmerkmale

- Messbereich Temperatur: -10 °C bis +50 °C (+14° bis +122 F°)
- Messbereich Luftfeuchtigkeit: 20%–90%
- Komfortzonen-Indikator (Smiley Anzeige)
- Anzeige Uhrzeit
- Alarmfunktion
- Inklusive Batterie (1,5 V AAA)



Größe: ca. 8,2 × 7 × 2 cm
Gewicht: ca. 0,07 kg
Batterien: 1 × 1,5 V (AAA)
Artikel-Nr.: 60079
EAN: 40 15588 60079 1
Garantie: 3 Jahre



UHW

Luftbefeuchter

Mit umfangreichem Zubehör

- Luftbefeuchter mit Ultraschall-Technologie zur Verbesserung der Raumluft
- Hohe Wirksamkeit durch mikrofeine Zerstäubung
- Vernebelungsintensitäten stufenlos regulierbar

Produktmerkmale

- Automatische Abschaltung bei leerem Tank
- Geräuscharm und energiesparend
- Wassertank 4.200 ml
- Für Räume bis ca. 30 m²



| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Größe: | ca. 26,5 × 33 × 20 cm |
| Gewicht: | ca. 1,46 kg |
| Stromversorgung: | 220–240 V~ 50/60 Hz |
| Leistung: | 30 Watt |
| Vernebelung: | max. 300 ml/h |
| Laufzeit: | variabel, je nach Einstellung |
| Artikel-Nr.: | 60065 |
| EAN: | 40 15588 60065 4 |
| Garantie: | 3 Jahre |



AH 660
Luftbefeuchter

Inklusive Wasserfilter

- Luftbefeuchter mit Ultraschall-Technologie zur Verbesserung der Raumluft
- Hohe Wirksamkeit durch mikrofeine Zerstäubung
- Verneblungsintensität stufenlos regulierbar

Produktmerkmale

- Abnehmbarer Tank
- Automatische Abschaltung bei leerem Tank
- Geräuscharm und energiesparend
- Wassertank 4.500 ml
- Für Räume bis ca. 30 m²
- Inklusive Wasserfilter



Größe: ca. 24×17×36 cm
Gewicht: ca. 1,3 kg
Stromversorgung: 220–240 V~ 50/60 Hz
Leistung: 30 Watt
Vernebelung: max. 300 ml/h
Laufzeit: ca. 15 Std.
Artikel-Nr.: 60067
EAN: 40 15588 60067 8
Garantie: 3 Jahre



AH 661
Luftbefeuchter

Keimreduzierende Vorheizung

- Luftbefeuchter mit Ultraschall-Technologie zur Verbesserung der Raumluft
- Hygienisch sauber durch integrierte Vorheizfunktion zur Reduzierung von Keimen und Bakterien
- Aromafach zum Einsatz von Duftölen

Produktmerkmale

- 3 Vernebelungsintensitäten wählbar
- Hohe Wirksamkeit durch mikrofeine Zerstäubung
- Automatische Abschaltung bei leerem Tank
- Wassertank 3.500 ml
- Touch Control Buttons
- Geräuscharm und energiesparend
- Timerfunktion 2/4/6 Stunden



Größe: ca. 18,5×18,5×28,1 cm
Gewicht: ca. 1,1 kg
Stromversorgung: AC 220–240 V~ 50/60 Hz
Leistung: 95 Watt
Vernebelung: kalt 250 ml/h, warm 350 ml/h
Laufzeit: ca. 10–14 Std.
Artikel-Nr.: 60052
EAN: 40 15588 60052 4
Garantie: 3 Jahre



AH 662
Luftbefeuchter

Aromafach für Duftöl

- Luftbefeuchter mit Ultraschall-Technologie zur Verbesserung der Raumluft
- Hohe Wirksamkeit durch mikrofeine Zerstäubung
- Aromafach zum Einsatz von Duftölen

Produktmerkmale

- Automatische Abschaltung bei leerem Tank
- Geräuscharm und energiesparend
- Wasserstandsanzeige (Voll=Blau, Leer=Rot)
- Wassertank 900 ml
- Inklusive Reinigungsbürste



Größe: ca. 15×15×22 cm
Gewicht: ca. 0,45 kg
Stromversorgung: 100–240 V~ 50/60 Hz
Leistung: 12 Watt
Vernebelung: max. 60 ml/h
Laufzeit: ca. 15 Std.
Artikel-Nr.: 60077
EAN: 40 15588 60077 7
Garantie: 3 Jahre

Aroma Diffusoren



AD 620
Aroma Diffusor

Unser Bestseller

- Aroma Diffusor für Duftöle
- Erzeugt mit Ultraschall-Technologie einen feinen Nebel, über den der Duft im gesamten Raum verteilt wird
- Wellnesslicht mit Farbwechsel in 5 Farben
- Timerfunktion: 2 und 4 Stunden

Produktmerkmale

- Hohe Wirksamkeit durch mikrofeine Zerstäubung
- Automatische Abschaltung bei leerem Tank
- Geräuscharm und energiesparend
- Inklusive Nachfüllbehälter



Größe: ca. 13,2×13,2×14,5 cm
Gewicht: ca. 0,25 kg
Stromversorgung: Eingang: 100–240 V~
50/60 Hz; Ausgang:
24 V DC 500 mA
Leistung: 12 Watt
Wassertank: 300 ml
Vernebelung: max. 30 ml/h
Laufzeit: ca. 10 Std.
Artikel-Nr.: 60082
EAN: 40 15588 60082 1
Garantie: 3 Jahre



AD 625
Aroma Diffusor

Aus echtem Bambus

- Dekorativer Aroma Diffusor aus Bambus für Duftöle
- Erzeugt mit Ultraschall-Technologie einen feinen Nebel, über den der Duft im gesamten Raum verteilt wird
- Wellnesslicht mit Farbwechsel in 6 Farben
- Stilvolles Wohnaccessoire ohne sichtbare Bedienelemente

Produktmerkmale

- Hohe Wirksamkeit durch mikrofeine Zerstäubung
- Automatische Abschaltung bei leerem Tank
- Geräuscharm und energiesparend



Größe: ca. ø16,6×7,2 cm
Gewicht: ca. 0,68 kg
Stromversorgung: Eingang: 100–240 V~
50/60 Hz; 0,5 A max.
Ausgang: 24 V, 0,5 A
100 ml
Wassertank: max. 16 ml/h
Vernebelung: ca. 6 Std.
Laufzeit: 60083
Artikel-Nr.: 40 15588 60083 8
EAN: 40 15588 60083 8
Garantie: 3 Jahre



AD 635
Aroma Diffusor

Aus edlem Milchglas

- Dekorativer Aroma Diffusor aus Milchglas für Duftöle
- Erzeugt mit Ultraschall-Technologie einen feinen Nebel, über den der Duft im gesamten Raum verteilt wird
- Wellnesslicht mit Farbwechsel in 6 Farben
- Stilvolles Wohnaccessoire ohne sichtbare Bedienelemente

Produktmerkmale

- Hohe Wirksamkeit durch mikrofeine Zerstäubung
- Automatische Abschaltung bei leerem Tank
- Geräuscharm und energiesparend



Größe: ø 15×17,1 cm
Gewicht: ca. 0,6 kg
Stromversorgung: Eingang: 100–240 V~
50/60 Hz; 0,5 A max.
Ausgang: 24 V, 0,5 A
100 ml
Wassertank: max. 16 ml/h
Vernebelung: ca. 6 Std.
Laufzeit: 60085
Artikel-Nr.: 4015588 60085 2
EAN: 4015588 60085 2
Garantie: 3 Jahre



LT 460
Tageslichtlampe

Flach wie ein Tablet

- Energiesparendes Tageslicht zur Steigerung des Energiehaushalts und zur Verminderung von Symptomen der Winterdepression
- Gleichmäßige Lichtverteilung durch LED-Technologie
- 2 Lichtintensitäten wählbar

Produktmerkmale

- Lichtintensität: bis 10.000 Lux
- Komfortable Ein-Knopf Bedienung
- Horizontal und vertikal aufstellbar
- Ideal für zu Hause oder unterwegs
- LED-Technologie
- Inklusive Aufbewahrungsbeutel
- Zertifiziertes Medizinprodukt



Größe: ca. 26 × 15 × 1,7 cm
Gewicht: ca. 0,5 kg
Leuchtfläche: 20,5 × 12 cm
Stromversorgung: Eingang: 100–240 V~ 50/60 Hz, 500 mA; Ausgang: 12 V-1 A
Leistung: 12 Watt
Kabellänge: ca. 180 cm
Artikel-Nr.: 45220
EAN: 40 15588 45220 8
Garantie: 3 Jahre



LT 500
Tageslichtlampe

LED Technologie

- Energiesparendes Tageslicht zur Steigerung des Energiehaushalts und zur Verminderung von Symptomen der Winterdepression
- Gleichmäßige Lichtverteilung durch LED-Technologie
- Wellnesslicht mit Farbwechsel in 4 Farben

Produktmerkmale

- Langlebige, energiesparende LED-Beleuchtung
- Lichtintensität: bis 10.000 Lux
- 2 Lichtintensitäten wählbar
- Komfortable Zwei-Knopf Bedienung
- Zertifiziertes Medizinprodukt



Größe: ca. 25 × 25 × 8 cm
Gewicht: ca. 0,6 kg
Leuchtfläche: ø 25 cm
Stromversorgung: 220–240 V~ 50 Hz 0,2 A
Leistung: 23 Watt
Kabellänge: ca. 1,8 m
Artikel-Nr.: 45226
EAN: 40 15588 45226 0
Garantie: 3 Jahre



IR 850
Infrarot-Lampe

Mit beleuchteter LED-Taste

- Intensives Infrarotlicht zur Entspannung der Muskulatur oder zur Behandlung von Erkältungen
- Dreistufiger elektronischer Timer (5, 10 oder 15 Minuten) mit LED-Anzeige
- Abkühlfunktion mit automatischer Abschaltung

Produktmerkmale

- Keramikglas zum Blockieren des UV-Lichts
- Verstellbarer Neigungswinkel (-15° bis +35°)
- Empfohlene Behandlungsentfernung: 40 cm
- Beleuchtete LED-Ein-/Aus-Taste
- Heißwarnzeichen
- Inklusive Leuchtmittel (Halogen)
- Zertifiziertes Medizinprodukt



Größe: ca. 20 × 18 × 28 cm
Gewicht: ca. 1,2 kg
Stromversorgung: 220–240 V~ 50/60 Hz
Leistung: 300 Watt
Artikel-Nr.: 88303
EAN: 40 15588 88303 3
Garantie: 3 Jahre



EMS Body Trainer

Gezielter Muskelaufbau

- Hilft beim gezielten Aufbau der Muskulatur
- Auto Programme: Massage, Akupunktur, Klopfen, Kombination
- Set inklusive 3 Controller mit einem Pad für die Bauchmuskulatur, 2 Pads für Oberarme oder Beine
- Trainingsprogramm endet automatisch nach 23 Minuten

Produktmerkmale

- In 15 Stufen einstellbare Intensität
- PU-Leder Pads



Inklusive 2 Pads für Oberarme oder Beine



| | |
|---------------------|---|
| Größe: | 17×18,5 cm (Bauchpad) 5×20 cm (Armpad) |
| Gewicht: | 30 g (Bauchpad) 13 g (Armpad) |
| Batterien: | 3×CR2032 |
| Artikel-Nr.: | 79524 |
| EAN: | 40 15588 79524 4 |
| Garantie: | 3 Jahre |



VIFIT RUN Aktivitäts-Tracker

Mit Herzfrequenz-Messung

- Aktivitätstracker mit Schrittzähler, Kalorienzähler, Aktivitätsdauer, Herzfrequenzfunktion und Schlafmessung
- Individuelle Tagesziele einstellbar mit Erinnerungsfunktion
- Anzeige eingehender Anrufe oder Nachrichten: SMS, WhatsApp, Facebook Messenger
- Dynamische Herzfrequenz-Messung

Produktmerkmale

- 5 Herzfrequenz-Trainingszonen: Aufwärmen, Fettverbrennung, Aerobic, Cardio, High
- Schlafmodus: Erfasst die Bewegungsaktivität während des Schlafs und die Schlafdauer
- Wasserdicht bis zu 50 Meter
- Datums-, Uhrzeit- Batterienstandsanzeige
- Weckerfunktion mit Vibrationsalarm
- Anzeige des aktuellen Tageswetters
- Speicherung der Werte der letzten 30 Tage
- Bluetooth®4.0 Datenübertragung an die VitaDock+ App für iOS und Android und an Vita Dock Online*



| | |
|---------------------|--------------------|
| Größe: | ca. 4,15×2×1,18 cm |
| Gewicht: | ca. 0,032 kg |
| Batterien: | Lithium-Ionen-Akku |
| Artikel-Nr.: | 79492 |
| EAN: | 40 15588 79492 6 |
| Garantie: | 3 Jahre |

* iOS: iPhone 6S und neuer, iPad Air 2, iPad Mini 4 und neuer.
Android: Geräte, die Google-Android-Version 6.x und die Bluetooth Smart 4.2 Technologie unterstützen.



MCH

Vibrations-Massagesitzauflage

Zuschaltbare Wärmefunktion

- 4 Massagezonen in Rückenbereich und Sitzfläche
- 3 Massageintensitäten wählbar
- 5 Massageprogramme wählbar
- Zuschaltbare Wärmefunktion

Produktmerkmale

- 5 Vibrationsmotoren
- Automatische Abschaltung nach 15 Minuten
- Praktische Kabel-Fernbedienung
- Timerfunktion: 15/30/60 Minuten
- Praktischer Gurt zur Fixierung an der Stuhllehne
- Pflegeleichtes Material
- Besonders handlich und einfach zu verstauen
- Ideal auch für die Anwendung im Büro oder im Auto
- Inklusive Autoadapter



Größe: ca. 107×47×3,5 cm
Gewicht: ca. 1,1 kg
Stromversorgung: 100–240 V~ 50/60 Hz, 12 V DC 800 mA
Leistung: 9,6 Watt
Artikel-Nr.: 88935
EAN: 40 15588 88935 6
Garantie: 3 Jahre



MCN (new Generation)

Shiatsu-Massagesitzauflage

New Generation

- Gezielte, intensive Massagewirkung für spürbares Wohlbefinden
- Separate Nackenmassage
- Shiatsu-massage für den gesamten Rücken oder als gezielte Spotmassage

Produktmerkmale

- 3 Massagezonen wählbar: gesamter, oberer oder unterer Rücken
- Zuschaltbare Rotlicht- und Wärmefunktion
- Automatische Abschaltung nach 15 Minuten
- Abnehmbarer, waschbarer Nackenbezug
- Praktische Kabel-Fernbedienung
- Hochwertiges Design in Lederoptik
- Praktisches Klettband zur Fixierung an der Stuhllehne



Größe: ca. 118×40×9 cm
Gewicht: ca. 5,5 kg
Stromversorgung: 220–240 V~ 50/60 Hz
Leistung: 48 Watt
Artikel-Nr.: 88953
EAN: 40 15588 88953 0
Garantie: 3 Jahre



MC 825 (new Generation)

Shiatsu-Akupressur-Massagesitzauflage

Akupressur im Bereich der Taille

- Gezielte, intensive Massagewirkung für spürbares Wohlbefinden
- Akupressurmassage im Bereich der Taille
- Separate, höhenverstellbare Nackenmassage

Produktmerkmale

- 3 Massagezonen für Shiatsu-Massage wählbar: gesamter, oberer oder unterer Rücken oder punktgenaue Spot-Massage
- 3 Intensitäten der Akupressurmassage wählbar
- Intensive Shiatsu-Massage im Rückenbereich
- Zuschaltbare Rotlicht- und Wärmefunktion
- Automatische Abschaltung nach 15 Minuten
- Abnehmbarer, waschbarer Nackenbezug
- Praktische Kabel-Fernbedienung
- Pflegeleichtes Material
- Praktisches Klettband zur Fixierung an der Stuhllehne



Größe: ca. 110×42,5×18 cm
Gewicht: ca. 5,9 kg
Stromversorgung: 220–240 V~ 50/60 Hz
Leistung: 40 Watt
Artikel-Nr.: 88929
EAN: 40 15588 88929 5
Garantie: 3 Jahre

Massagematte



MM 825 Massagematte

Massage für den ganzen Körper

- 4 Massagezonen wählbar: oberer und unterer Rücken, Ober- und Unterschenkel mit je 2 Intensitätsstufen
- Angenehme Vibrationsmassage für den ganzen Körper
- Wohltuende Wärmefunktion im Rückenbereich

Produktmerkmale

- 2 Intensitätsstufen für jede Massagezone
- 5 Massageprogramme wählbar
- Zuschaltbare Wärmefunktion
- Automatische Abschaltung nach 15 Minuten
- Praktische Kabel-Fernbedienung
- Extra weicher und flauschiger Fleece-Bezug
- Kissen im Kopfbereich der Matte für entspanntes Liegen



| | |
|-------------------------|--|
| Größe: | ca. 180×62×10 cm |
| Gewicht: | ca. 1,8 kg |
| Stromversorgung: | 100–240 V~ 50/60 Hz, 12 V DC 1200mA |
| Leistung: | 14,4 Watt |
| Artikel-Nr.: | 88955 |
| EAN: | 40 15588 88955 4 |
| Garantie: | 3 Jahre |





MC 850
Shiatsu-Massagekissen

Mit flexibler Polsterung

- Wohltuende Shiatsu-Massage für Schulter, Rücken, Beine und Nacken
- Massage in 2 Geschwindigkeitsstufen
- Mit flexibler Polsterung für eine sanftere Massage
- Stoffüberwurf

Produktmerkmale

- 4 rotierende Massageköpfe automatisch wechselnder Drehrichtung
- Integriertes Zwei Tasten-Bedienfeld
- Pflegeleichtes Material
- Kleines und handliches Design
- Zuschaltbare Rotlicht- und Wärmefunktion
- Komfortabler und weicher Stoff
- Praktisches Klettband zur Fixierung an der Stuhllehne
- Handlich und portabel dank seitlichem Tragegriff



Größe: ca. 34,3×10,4×22,4 cm
Gewicht: ca. 1,3 kg
Stromversorgung: 12 V DC 2A
Leistung: 24 Watt
Artikel-Nr.: 88947
EAN: 40 15588 88947 9
Garantie: 3 Jahre



CL 300
Contour Shiatsu-Massagekissen

Mit Ergonomic Flex Technology

- „Ergonomic Flex Technology“ - Weiche Federung des Kissens sorgt für individuelle Anpassung der Massageköpfe an die Körperkontur
- Wohltuende Shiatsu-Massage für Schulter, Rücken, Beine und Nacken
- Multifunktionale Anwendung an verschiedenen Körperbereichen dank flexibler Kissenform

Produktmerkmale

- 4 rotierende Massageköpfe automatisch wechselnder Drehrichtung
- Zuschaltbare Rotlicht- und Wärmefunktion
- Integriertes „OneTouch“-Bedienfeld
- Pflegeleichtes Material
- Kleines und handliches Design
- Praktische Haltebänder auf der Rückseite zur besseren Fixierung und Handhabung während der Massage



Größe: ca. 35×24×11 cm
Gewicht: ca. 1,9 kg
Stromversorgung: 100-240 V~ 50/60 Hz, 24 V, 1.5A
Leistung: 30 Watt
Artikel-Nr.: 88700
EAN: 40 15588 88700 0
Garantie: 3 Jahre

Nackenmassage



NM 870
Shiatsu-Nackenkissen

Entspannter Reisebegleiter

- Angenehme Vibrationsmassage für Nacken und Schulter
- Ideal für Zuhause und unterwegs
- Extra weicher und flauschiger Fleece-Bezug

Produktmerkmale

- Nacken-Massagekissen aus elastischem Formschaum – passt sich optimal den Kopf- und Nackenkonturen an
- Mit integriertem „One Touch“-Bedienfeld
- Mit integrierter Aufbewahrungstasche für platzsparendes Verstauen



Größe: ca. 28×26×9 cm
Gewicht: ca. 0,425 kg
Batterien: 2×1,5 V (AA)
Leistung: 3,6 Watt
Artikel-Nr.: 88946
EAN: 40 15588 88946 2
Garantie: 3 Jahre



NM 868
Vibrations-Nackenmassagegerät

Verbesserte Wärmefunktion

- 2-stufige Vibrationsmassage für Nacken und Schulter
- Ideal für Zuhause und unterwegs
- Zuschaltbare Wärmefunktion
- Abnehmbarer, waschbarer Nackenbezug

Produktmerkmale

- Funktionelles Design
- Intensität durch Zug an den Halteschlaufen individuell anpassbar
- Wahlweise Netz- oder Batteriebetrieb
- Einfache, kabellose Bedienung durch integriertes Bedienfeld



Größe: ca. 38×33,5×17 cm
Gewicht: ca. 1,6 kg
Stromversorgung: 140–220V~ 50/60 Hz
5,9V DC 1200mA
Leistung: 7 Watt
Artikel-Nr.: 88962
EAN: 40 15588 88962 2
Garantie: 3 Jahre



NM 885
Shiatsu Nackenmassagegerät

Waschbarer Nackenbezug

- Entspannte Shiatsu-Massage für Nacken und Schultern
- Ergonomische Passform
- Zuschaltbare Wärmefunktion
- Pflegeleichter Polyesterbezug und angenehme Schaumstoffpolsterung
- Flexibel einsetzbar auch an den Schulter, Rücken, Bauch, Ober- und Unterschenkel

Produktmerkmale

- Wahlweise Akku oder Netzbetrieb
- 3 Massagegeschwindigkeiten wählbar
- LED-Batteriестandsanzeige
- Integriertes Bedienfeld
- Pflegeleichter Polyesterbezug und angenehme Schaumstoffpolsterung
- Abnehmbarer, waschbarer Nackenbezug
- Intensität durch Zug an den Halteschlaufen individuell anpassbar



Größe: ca. 40×18,5×21 cm
Gewicht: ca. 1,6 kg
Stromversorgung: 220–240 V~ 50/60 Hz,
12,6V DC 1500 mA
Leistung: 19 Watt
Artikel-Nr.: 88958
EAN: 40 15588 88958 5
Garantie: 3 Jahre



NM 890

Shiatsu-Nackenmassagegerät

Mit wohltuender Knetmassage

- Intensive Knetmassage für den Nacken
- Spezifisch angepasst an die Ergonomie des Nackenbereichs
- 2 Massagemodi wählbar: Rechts- und Linkslauf
- 3 Rotationsgeschwindigkeiten wählbar

Produktmerkmale

- Intensität durch Zug an den Halteschlaufen individuell anpassbar
- Flexibel einsetzbar auch an Schulter, Rücken, Bauch, Ober- und Unterschenkel
- Einfache, kabellose Bedienung durch integriertes Bedienfeld
- Zuschaltbare Wärmefunktion
- Abnehmbarer, waschbarer Nackenbezug



| | |
|------------------|--|
| Größe: | ca. 38×18,5×29,5 cm |
| Gewicht: | ca. 2,1 kg |
| Stromversorgung: | 100–240 V~ 50/60 Hz, 12 V DC 2.500 mA |
| Leistung: | 30 Watt |
| Artikel-Nr.: | 88975 |
| EAN: | 40 15588 88975 2 |
| Garantie: | 3 Jahre |



Handmassage



HM 300
Handmassagegerät

Komfortable Vibrationsmassage

- Komfortable Vibrationsmassage mit 3 Akupressurpunkten
- 2in1 Massagepad-Aufsatz:
 - Natürliches Luffa-Material (Peelingschwamm) für intensives Peeling
 - Weiches Mikrofasermaterial für eine angenehme Massage

Produktmerkmale

- Flexible Anwendung an Beinen, Schultern, Nacken, Armen, Füßen, etc.
- Leicht und handlich für eine komfortable Selbstmassage
- Bequeme "Ein-Knopf" Bedienung
- Spritzwassergeschützt, geeignet für die Anwendung auf nasser Haut nach Dusche oder Bad



Größe: ca. 8×10,1×8,9 cm
Gewicht: ca. 200 g
Batterien: 2×1,5 V (AAA)
Artikel-Nr.: 88269
EAN: 40 15588 88269 2
Garantie: 3 Jahre



HM 650
Handmassagegerät

Tiefenwirksame Klopfmassage

- Vitalisierend und tiefenwirksam dank kraftvoller Klopfmassage
- 6 verschiedene Massageköpfe für individuelle Bedürfnisse
- Reduziert wirksam Muskelverspannungen, lindert Schmerzen und fördert die Durchblutung
- Kabellose Anwendung dank wiederaufladbarem Akku

Produktmerkmale

- Direkte und wohltuende Übertragung der Vibration auf das Gewebe und die Muskulatur
- Flexible Anwendung am ganzen Körper, wie Nacken, Schultern, Rücken, Beine etc.
- Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung
- Langer, ergonomischer Griff mit Anti-Rutsch-Material für eine bequeme Selbstmassage
- Automatische Abschaltung nach 15 Minuten



Inklusive 6 Aufsätzen



Im Test: Klopfmassagegeräte
Ausgabe 4/2022 - www.haus-garten-test.de



Größe: ca. 41,5×7×10 cm
Gewicht: ca. 1,1 kg
Stromversorgung: 9V / 1 A
Leistung: 40 Watt / 3.300 U/min
Ladezeit: 135 Minuten
Nutzungszeit: 135 Minuten
Artikel-Nr.: 88264
EAN: 40 15588 88264 7
Garantie: 3 Jahre





MG 150
Massage Gun Mini

Kraftvolle Tiefenmassage

- Tiefengewebssmassage zur Muskelaktivierung und Förderung der Muskelregeneration
- Zur Selbstmassage an verschiedenen Körperstellen, wie Schultermuskeln, Brustmuskeln, Rückenmuskeln, Gesäßmuskeln, Wadenmuskeln etc.

Produktmerkmale

- 5 Vibrationsstufen für tiefe Muskelstimulation
- Ergonomischer Silikongriff für besseren Halt
- Lange Akkulaufzeit (ca. 4,5 Stunden im Normalbetrieb)
- Auto-off nach 10 Minuten
- USB-C Ladeanschluss
- 6 Massageaufsätze in verschiedenen Formen für unterschiedliche Massageeffekte



Größe: ca. 15,5×13,8×4,5 cm
Gewicht: ca. 372 g
Batterien: Lithium-Ion-Akku (7,4 V 2.600 mAh)
Ladezeit: ca. 2-3 Std.
Leistung: 24 Watt
Artikel-Nr.: 88986
EAN: 40 15588 88986 8
Garantie: 3 Jahre



MG 500
Massage Gun Pro

Kraftvolle Tiefenmassage

- Tiefengewebssmassage zur Muskelaktivierung und Förderung der Muskelregeneration
- Zur Selbstmassage an verschiedenen Körperstellen, wie Schultermuskeln, Brustmuskeln, Rückenmuskeln, Gesäßmuskeln, Wadenmuskeln etc.
- Hilft bei Muskelermüdung und Muskelkater, regt die Durchblutung an und verkürzt die Muskelerholungszeit

Produktmerkmale

- 3 leistungsstarke Vibrationsstufen für tiefere Muskelstimulation
- Lange Akkulaufzeit (ca. 1,5 Stunden im Normalbetrieb)
- Auto-off nach 10 Minuten
- Kleiner Tragekoffer zur einfachen und praktischen Aufbewahrung
- 4 Massageaufsätze in verschiedenen Formen für unterschiedliche Massageeffekte



Größe: ca. 23,5×6×19 cm
Gewicht: ca. 692 g
Batterie: Lithium-Ion-Akku (7,4 V 2.600 mAh)
Stromversorgung: 100-240 V, 50-60 Hz, DC 9V 1 A
Ladezeit: ca. 2-3 Std.
Artikel-Nr.: 88985
EAN: 40 15588 88985 1
Garantie: 3 Jahre



MG 600
Massage Gun mit Hot & Cold Funktion

Schnelles Kühlen sowie Wärmen möglich

- Hot & Cold Peltier Technologie: Schnelles Kühlen sowie Wärmen möglich
- Massage Gun in ergonomischer Formgestaltung und Akzentfarbe „Stone-Blue“
- Fördert mittels Tiefengewebssmassage die Aktivierung und Regeneration von Muskelgruppen an verschiedensten Körperstellen

Produktmerkmale

- Zur Selbstmassage an verschiedenen Körperstellen
- 3 leistungsstarke Vibrationsstufen
- 3 Hot & Cold Intensitäten mit Kontrollleuchten
- Hohe Akkulaufzeit (ca. 2-3 Std. im Normalbetrieb)
- Aufbewahrungskoffer – perfekt für den Einsatz zu Hause, auf Reisen oder beim Training
- 7 Massageaufsätze inkl. speziellem Hot & Cold Aufsatz (Sphärisch, U-förmig, kurvenförmig, flach, spatenförmig, konisch, Hot & Cold)
- USB-Ladeanschluss



Größe: ca. 15×14,7×5 cm
Gewicht: ca. 765 g
Batterie: Lithium-Ion-Akku (11,1 V 2.400 mAh)
Ausgangsleistung: 25 W
Vibrationsstufen: Level 1: 1.800 U/min
 Level 2: 2.000 U/min
 Level 3: 2.400 U/min
Ladezeit: ca. 4,5-5 Std.
Artikel-Nr.: 88987
EAN: 40 15588 88987 5
Garantie: 3 Jahre

Fußmassage



FM 883
Shiatsu-Fußmassagegerät

Zuschaltbare Wärme- und Rotlichtfunktion

- Wohltuende Shiatsu-Massage
- Geeignet für Füße und Rücken
- 2 Massageintensitäten

Produktmerkmale

- 6×3 rotierende Massageköpfe
- Zwei höhenverstellbare Füße zur Einstellung der Massageposition
- Praktische Kabelaufwicklung unter dem Gerät
- Einfache Ein-Knopf-Bedienung



Größe: ca. 40,5×36,5×12 cm
Gewicht: ca. 3,3 kg
Stromversorgung: 220–240 V~ 50/60 Hz
Leistung: 30 Watt
Artikel-Nr.: 88396
EAN: 40 15588 88396 5
Garantie: 3 Jahre



FM 890
Shiatsu-Fußmassagegerät

Intensive Fußreflexzonen-Massage

- Zwei verschiedene Massagearten wählbar
- Shiatsu-Massage der Fußsohlen und Fersen
- Kompressionsmassage der Fußoberseiten
- Komfortable Größe (geeignet bis Schuhgröße 46)

Produktmerkmale

- Zuschaltbare Rotlicht- und Wärmefunktion
- 2 Intensitätsstufen der Kompressionsmassage wählbar
- Fördert die Durchblutung und belebt müde Füße
- Abnehmbares, waschbares Innenfutter
- Pflegeleichtes Material



Größe: ca. 41,7×35,7×22,4 cm
Gewicht: ca. 4,1 kg
Stromversorgung: 220–240 V~ 50/60 Hz
Leistung: 30 Watt
Artikel-Nr.: 88399
EAN: 40 15588 88399 6
Garantie: 3 Jahre



**FM 900****Fußreflexzonen-Massagegerät****Premium Fußmassagegerät**

- Intensive Fußreflexzonenmassage
- 2in1: Kompressionsmassage für den Fußrücken und Akupressurpunkt-Massage für die Fußsohle
- Sanfte Akupressur-Massageköpfe fördern den Energiefluss, inspiriert durch die traditionelle chinesische Medizin-Therapie (TCM)

Produktmerkmale

- Fördert die Durchblutung und belebt müde Füße
- Zuschaltbare Wärmefunktion
- 2 Geschwindigkeitsstufen für Akupressurpunkt-Massage
- 3 Intensitätsstufen für Kompressionsmassage
- Einfache Bedienung dank integrierter Druckknöpfe
- Pflegeleichtes Material
- Automatische Abschaltung nach 15 Minuten



| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Größe: | ca. 35,6 × 33,4 × 16 cm |
| Gewicht: | ca. 3,5 kg |
| Stromversorgung: | 24 V 1,5 A |
| Leistung: | 30 Watt |
| Artikel-Nr.: | 88394 |
| EAN: | 40 15588 88394 1 |
| Garantie: | 3 Jahre |

Fußsprudelbad



FS 881 Fußsprudelbad

Der kompakte Bestseller

- Entspannende Sprudel- und Vibrationsmassage
- Wohltuendes Fußsprudelbad
- 3in1: Automatische Wasser-Warmhaltefunktion, Sprudel- und Vibrationsmassage

Produktmerkmale

- Rutschfeste Gummifüße
- Automatische Wärmefunktion
- Ausgussöffnung
- Komfortable Größe (geeignet bis Schuhgröße 44)



Größe: ca. 39×33×13 cm
Gewicht: ca. 1,22 kg
Stromversorgung: 220–240 V~ 50 Hz
Leistung: 60 Watt
Artikel-Nr.: 88380
EAN: 40 15588 88380 4
Garantie: 3 Jahre



FS 883 Fußsprudelbad

Mit wohltuendem Rotlicht

- Wohltuendes Rotlichtfeld
- 3in1: Automatische Wasser-Warmhaltefunktion, Sprudel- und Vibrationsmassage

Produktmerkmale

- Massagerollen für Fußreflexzonen-Massage
- Massageunterstützendes Fußbett
- Trockenmassage-Funktion
- Rutschfeste Gummifüße
- Abnehmbarer Spritzschutz
- Komfortable Größe (geeignet bis Schuhgröße 46)



Inklusive 3 Pediküreaufsätzen



Größe: ca. 41×35×18 cm
Gewicht: ca. 1,5 kg
Stromversorgung: 220–240 V~ 50/60 Hz
Leistung: 80 Watt
Artikel-Nr.: 88387
EAN: 40 15588 88387 3
Garantie: 3 Jahre



FS 886 Faltbares Fußsprudelbad

Mit wohltuendem Rotlicht

- Faltbares Fußsprudelbad für einfaches und platzsparendes Verstauen
- Entspannende Sprudel- und Vibrationsmassage
- Schnelles Aufwärmen des Wassers auf bis zu 45°C
- Mit Sicherheitsbügeln, die ein Zusammenklappen während des Gebrauchs verhindern

Produktmerkmale

- Wohltuendes Rotlichtfeld
- Intensive Reflexzonenmassage
- Massagerollen im mittleren Bereich des Fußsprudelbades zur Massage der Fußunterseiten
- 3 wechselbare Pediküreaufsätze (Hornhautentferner, Bürste, Massageaufsatz)
- Ausgussöffnung
- Komfortable Größe (geeignet bis Schuhgröße 45)



Größe: ca. 42,3×38,5×20,1 cm
Gewicht: ca. 2,1 kg
Stromversorgung: 220–240 V, 50/60Hz
Leistung: 500 Watt
Artikel-Nr.: 88381
EAN: 40 15588 88381 1
Garantie: 3 Jahre



FS 888
Fußsprudelbad

Wellnesslicht in 4-Farben

- Kräftige Fußsprudelmassage
- Fördert die Durchblutung und belebt müde Füße
- Schnelles Aufwärmen des Wassers zwischen 35 bis 45°C (einstellbar in 2°C-Schritten)
- Massagerollen im mittleren Bereich des Fußsprudelbades zur Massage der Fußunterseiten
- Wellnesslicht in 4 Farben: Rot, Grün, Gelb, Blau

Produktmerkmale

- Integrierter Aromaspender
- Integriertes Display
- Optionaler Timer: 10 bis 60 Minuten
- Doppelwandiges Gehäuse zum Warmhalten des Wassers
- Ausgussöffnung
- Wasserstandsmarkierung
- Komfortable Größe (geeignet bis Schuhgröße 45)



Größe: ca. 36,6×26×45,9 cm
Gewicht: ca. 3,0 kg
Stromversorgung: 220–240 V
Leistung: 430 Watt
Artikel-Nr.: 88393
EAN: 40 15588 88393 4
Garantie: 3 Jahre



MBH
Luftsprudelbad

Lockert und entspannt die Muskeln

- Entspannendes Luftsprudelbad zur Stimulierung der Blutzirkulation und Auflockerung der Muskeln
- Massage-/Sprudelfunktion in 2 Intensitätsstufen und Kombinationsprogramm
- Automatische Abschaltung nach 20 Minuten

Produktmerkmale

- Intensitätsstufen am Gerät oder über Fernbedienung einstellbar
- Rutschfeste Soft-Matte für angenehmen Liegekomfort
- Passend für jede Badewanne
- Integrierter Aromaspender für Duftöle
- Doppeltes Sicherheitsventil für Luftschlauch und Gerät
- Inklusive 3 Aromapads
- Inklusive Fernbedienung



Größe: Soft-Matte: ca. 120×36 cm
Luftschlauch: ca. 2,4 m
Motor: ca. 25×16×17 cm
Gewicht: ca. 2,7 kg (gesamt)
Stromversorgung: 220–240 V~ 50 Hz
Fernbedienung: 3 V CR2032
Leistung: 450 Watt
Artikel-Nr.: 88379
EAN: 40 15588 88379 8
Garantie: 3 Jahre

Fußsprudelbad / Luftsprudelbad



BBS
Luftsprudelbad

Besonders leise

- Entspannendes Luftsprudelbad zur Stimulierung der Blutzirkulation und Auflockerung der Muskeln
- Massage-/Sprudelfunktion in 3 Intensitätsstufen und Kombinationsprogramm
- Entspannendes Luftsprudelbad mit Fernbedienung

Produktmerkmale

- Zuschaltbare Heizung
- Große Soft-Matte (ca. 120×36 cm) für angenehmen Liegekomfort
- Aromaspender für Duftöle im Luftschlauch integriert
- Automatische Abschaltung nach 30 Minuten
- Timer zur Programmierung der Betriebsdauer 10/20/30 min.
- Besonders leise durch geräuschoptimierte Bauweise
- Passend für jede Badewanne



Größe: Soft-Matte: ca. 120×36 cm
Luftschlauch: ca. 2,4 m
Motor: ca. 31×21×31 cm
Gewicht: ca. 4,3 kg (gesamt)
Stromversorgung: 220–240 V~ 50 Hz
Fernbedienung: 3 V CR2032
Leistung: 570 Watt
Artikel-Nr.: 88389
EAN: 40 15588 88389 7
Garantie: 3 Jahre

Wärme- und Heizkissen



HP 405
Heizkissen

Der Klassiker

- 3 Temperaturstufen
- Automatische Abschaltung nach 90 Minuten
- Waschbar dank abnehmbarem Bedienelement
- Flauschig weiches Obermaterial

Produktmerkmale

- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Schnelles Aufwärmen mit 100 Watt
- Flauschig weiches Obermaterial
- Praktisches Bedienelement
- Oeko-Text® Standard 100



Größe: ca. 30×40 cm
Gewicht: ca. 0,4 kg
Stromversorgung: 230 V~ 50 Hz
Leistung: 100 Watt
Artikel-Nr.: 61003
EAN: 40 15588 61003 5
Garantie: 3 Jahre



HP 650
Heizkissen XL

Komfortable XL-Größe

- Heizkissen in komfortabler XL-Größe (45×35 cm)
- Automatische Abschaltung nach 90 Minuten
- Waschbar dank abnehmbarem Bedienteil

Produktmerkmale

- Besonders weiches und angenehmes Material
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Schnelles Aufwärmen – in 2 Minuten bei niedrigem Niveau und ca. in 4 Minuten bei höchstem Niveau
- Praktisches Bedienelement
- 4 Temperaturstufen
- Waschbar bei 30°C
- Oeko-Text® Standard 100



Größe: ca. 45×35 cm
Gewicht: ca. 0,33 kg
Stromversorgung: 230 V~ 50 Hz
Leistung: 100 Watt
Artikel-Nr.: 61150
EAN: 40 15588 61150 6
Garantie: 3 Jahre



HP 605
Heizkissen

Mit abnehmbarem Bezug

- Abnehmbarer Bezug aus angenehm weichem Obermaterial
- Inneres Polsterkissen waschbar dank abnehmbarem Bedienteil
- Schnelles Aufwärmen mit 100 Watt
- Abnehmbarer Bezug und Kabel

Produktmerkmale

- Besonders weiches und angenehmes Material
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Automatische Abschaltung nach 90 Minuten
- Ergonomisches Bedienelement mit beidseitiger LED-Kontrollanzeige für Rechts- und Linkshänder
- Bezug maschinenwaschbar bei 30 °C
- 4 Temperaturstufen
- Oeko-Text® Standard 100



Größe: ca. 40×30 cm
Gewicht: ca. 0,35 kg
Stromversorgung: 230 V~ 50 Hz
Leistung: 100 Watt
Artikel-Nr.: 61148
EAN: 40 15588 61148 3
Garantie: 3 Jahre



HS 200
Elektrisches
Kirsch kern-Wärmekissen

Mit natürlichen Kirsch kernern

- Elektrisches Wärmekissen mit Bezug gefüllt mit natürlichen Kirsch kernern
- 3in1: Elektrisches Heizkissen, Kirsch kernkissen und kombinierte Anwendung
- Kirschkerne erhöhen den Komfort durch bessere Anpassung an Körperkontur

Produktmerkmale

- Verbessertes Wärmeerlebnis durch langanhaltende Wärmeabgabe
- 4 wählbare Temperaturstufen mit Aufwärmkontrollleuchte
- Kirsch kernkissen zusätzlich separat in der Mikrowelle aufwärmbar
- Aktives Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz: optische und akustische Temperaturkontrolle
- Automatische Abschaltung nach 90 Minuten
- Bezug aus 100% Baumwolle
- Kirsch kernbezug mit feuchtem Tuch abwaschbar



Größe: ca. 30×40 cm
Gewicht: ca. 0,9 kg
Stromversorgung: 230 V
Leistung: 100 Watt
Artikel-Nr.: 61168
EAN: 40 15588 61168 1
Garantie: 3 Jahre



HP 460
Nacken- und Rückenheizkissen

Perfekter Halt

- Perfekter Halt durch Rücken- und Nacken-gerechte Passform
- Automatische Abschaltung nach 90 Minuten
- Waschbar dank abnehmbarem Bedienelement

Produktmerkmale

- 3 Temperaturstufen
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Angenehm weiches Obermaterial
- Schnelles Aufwärmen mit 100 Watt
- Praktisches Bedienelement
- Oeko-Tex® Standard 100



Größe: 58,5×38,5
Gewicht: ca. 0,5 kg
Stromversorgung: 230 V~ 50 Hz
Leistung: 100 Watt
Artikel-Nr.: 61012
EAN: 40 15588 61012 7
Garantie: 3 Jahre



Nacken- und Rückenheizkissen/Heizdecken



HP 622
Schulter- und Nackenheizkissen

Gezielte Wärme

- Flexibler Heizdraht und Matrix-Sensorsystem für gleichmäßige Wärmeverteilung
- 6 Temperaturstufen
- Ergonomische Form für angenehme Wärme an Schulter und Nacken

Produktmerkmale

- Schnelle Erwärmung mit kraftvollen 100 Watt
- Automatische Abschaltung nach 90 Minuten
- Praktisches Bedienelement
- Maschinenwaschbar bei 40 °C
- Oeko-Tex® Standard 100



Größe: ca. 56×52 cm
Gewicht: ca. 0,5 kg
Stromversorgung: 220–240 V~ 50 Hz
Leistung: 100 Watt
Artikel-Nr.: 61156
EAN: 40 15588 61156 8
Garantie: 3 Jahre



HP 630
Schulter- und Nackenheizkissen

Schnelle wohlige Wärme

- Besonders weiches und angenehmes Material
- Flexibler Heizdraht für gleichmäßige Wärmeverteilung
- 4 Temperaturstufen
- Die Anwendung fördert die Durchblutung in verhärteten Muskelbereichen und das Wohlbefinden nach einem anstrengenden Tag

Produktmerkmale

- Zur Erwärmung des Nacken- und Schulterbereichs
- Hoher Nacken- und extratiefer Rückenbereich
- Aktives Sicherheitssystem: Konstante Temperaturkontrolle mit Überhitzungsschutz
- Schnelle Erwärmung mit 100 Watt
- 3 Timer Einstellungen: 30/60/90 Minuten
- Automatische Abschaltung nach ausgewählter Zeit
- Ergonomisches und abnehmbares Bedienelement mit Display
- Maschinenwaschbar bei 40°C
- Dank flexibler Form individuelle Anpassung an jede Schultergröße
- Oeko-Tex® Standard 100



Größe: ca. 55×65 cm
Gewicht: ca. 0,72 kg
Stromversorgung: 230 V~ 50 Hz
Leistung: 100 Watt
Artikel-Nr.: 61158
EAN: 40 15588 61158 2
Garantie: 3 Jahre



HDW
Kuschelheizdecke

Extra soft

- Kuschelige Wärmendecke mit 4 Temperaturstufen
- Schnelles Aufwärmen mit 120 Watt
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz

Produktmerkmale

- Praktisches Bedienelement
- Wendendecke in 2-farbigem Design
- Automatische Abschaltung nach 180 Minuten
- Flauschig weiches Obermaterial
- Handwaschbar dank abnehmbarem Schalter
- Oeko-Tex® Standard 100



Größe: ca. 180×130 cm
Gewicht: ca. 1,7 kg
Stromversorgung: 220–240 V~ 50 Hz
Leistung: 120 Watt
Artikel-Nr.: 60228
EAN: 40 15588 60228 3
Garantie: 3 Jahre



HB 675
Kuschelheizdecke XXL

XXL-Ausführung

- Kuschelige Wärmendecke mit 4 Temperaturstufen
- Schnelles Aufwärmen mit 120 Watt
- Extragröß: 200×150 cm
- Wendedecke in 2-farbigem Design

Produktmerkmale

- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Automatische Abschaltung nach 180 Minuten
- Praktisches Bedienelement
- Flauschig weiches Obermaterial
- Waschbar dank abnehmbarem Bedienelement
- Oeko-Tex® Standard 100



Größe: ca. 200×150 cm
Gewicht: ca. 2,2 kg
Stromversorgung: 220–240 V~ 50 Hz
Leistung: 120 Watt
Artikel-Nr.: 60231
EAN: 40 15588 60231 3
Garantie: 3 Jahre



HB 680
Strick-Kuschelheizdecke

Wärmendecke im Strick-Design

- Wendedecke in 2-farbigem Design
- Schnelles Aufwärmen mit 120 Watt
- 3 Temperaturstufen

Produktmerkmale

- Gemütliches Material durch Microplush Oberfläche
- Automatische Abschaltung nach 180 Minuten
- Praktisches Bedienelement
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Waschbar dank abnehmbarem Bedienelement
- Oeko-Tex® Standard 100



Größe: ca. 160×120 cm
Gewicht: ca. 2,2 kg
Stromversorgung: 220–240 V ~ 50 Hz
Leistung: 120 Watt
Artikel-Nr.: 60233
EAN: 40 15588 60233 7
Garantie: 3 Jahre



FWS
Fußwärmer

Bis Schuhgröße 46 geeignet

- Schnelles Aufwärmen mit 100 Watt
- Elektrischer Fußwärmer mit 6 Temperaturstufen
- Abnehmbares, flauschig weiches Innenfutter
- Großer Fußraum (geeignet bis Schuhgröße 46)

Produktmerkmale

- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Besonders weicher, atmungsaktiver Kern
- Automatische Abschaltung nach ausgewählter Zeit
- Ergonomisches Bedienelement mit LED-Kontrollanzeige
- Innenfutter maschinenwaschbar bei 30 °C
- Oeko-Tex® Standard 100



Größe: ca. 30×30×23 cm
Gewicht: ca. 0,75 kg
Stromversorgung: 220–240 V~ 50/60 Hz
Leistung: 100 Watt
Artikel-Nr.: 60258
EAN: 40 15588 60258 0
Garantie: 3 Jahre

Fußwärmer/ Wärmeunterbett



FW 150
Strick-Fußwärmer

Im Strick-Design

- Für müde Füße und für kalte Wintertage
- 3 Temperaturstufen
- Großer Fußraum (geeignet bis Schuhgröße 46)

Produktmerkmale

- Schnelles Aufwärmen
- Abnehmbares, flauschigweiches Innenfutter
- Automatische Abschaltung nach 90 Minuten
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Schönes Design mit Strickoberfläche
- Abnehmbares, flauschig weiches Innenfutter
- Maschinenwaschbar bei 30 °C
- Oeko-Tex® Standard 100



Größe: ca. 30×30×24 cm
Gewicht: ca. 0,75 kg
Spannung: 220–240 V
Leistung: 100 Watt
Artikel-Nr.: 60259
EAN: 40 15588 60259 7
Garantie: 3 Jahre



HU 666
Wärmeunterbett

Neues Design zum Wohlfühlen

- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Waschbar dank abnehmbarem Bedienteil
- 3 Temperaturstufen

Produktmerkmale

- Angenehm weiches Obermaterial
- Automatische Abschaltung nach 180 Minuten
- Praktisches Bedienelement
- Passend für Matratzen in den Größen 200×90–100 cm
- Oeko-Tex® Standard 100



Größe: ca. 150×80 cm
Gewicht: ca. 1 kg
Stromversorgung: 230 V~ 50 Hz
Leistung: 60 Watt
Artikel-Nr.: 60214
EAN: 40 15588 60214 6
Garantie: 3 Jahre



HU 662
Wärmeunterbett

Mit 2 Wärmezonen

- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Schnelles Aufwärmen mit 100 Watt
- 6 Temperaturstufen

Produktmerkmale

- 2 Wärmezonen für Körper und Füße
- Automatische Abschaltung nach 180 Minuten
- Ergonomisches Bedienelement mit LED-Kontrollanzeige für Rechts- und Linkshänder
- Waschbar dank abnehmbarem Bedienteil
- Angenehm weiches Obermaterial
- Passend für Matratzen in den Größen 200×90–100 cm
- Oeko-Tex® Standard 100



Größe: ca. 150×80 cm
Gewicht: ca. 1 kg
Stromversorgung: 230 V~ 50 Hz
Leistung: 100 Watt
Artikel-Nr.: 61220
EAN: 40 15588 61220 6
Garantie: 3 Jahre



HU 674
Wärmeunterbett

Mit automatischer Abschaltung

- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Waschbar dank abnehmbarem Controller
- Angenehm weiches Obermaterial
- 4 Temperurstufen

Produktmerkmale

- Praktisches Bedienelement
- Automatische Abschaltung nach 180 Minuten
- Oeko-Tex® Standard 100



Größe: ca. 150×80 cm
Gewicht: ca. 0,82 kg
Stromversorgung: 230 V~ 50 Hz
Leistung: 100 Watt
Artikel-Nr.: 61232
EAN: 40 15588 61232 9
Garantie: 3 Jahre



HU 676
King-Size Wärmeunterbett

King - Size Größe

- Komfortable XL-Größe für zwei Personen
- 2 Controller für individuellen Komfort
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- 4 Temperurstufen

Produktmerkmale

- Angenehm weiches Obermaterial
- Praktisches Bedienelement
- Automatische Abschaltung nach 180 Minuten
- Waschbar dank abnehmbarem Controller
- Oeko-Tex® Standard 100



Größe: ca. 150×160 cm
Gewicht: ca. 1,5 kg
Stromversorgung: 230 V~ 50 Hz
Leistung: 2 × 100 Watt
Artikel-Nr.: 61230
EAN: 40 15588 61230 5
Garantie: 3 Jahre



HU 672
Maxi Fleece Wärmeunterbett

Schlafen wie auf Wolken

- Beheizte Unterdecke mit weichem Fleece-Material
- Extra warmer Fußbereich
- 4 Temperurstufen und 3 Timer-Einstellungen

Produktmerkmale

- 3 Timer Einstellungen: 60/120/180 Minuten
- Automatische Abschaltung nach ausgewählter Zeit
- Ca. 2 cm Dicke für Gemütlichkeit
- Aktives Sicherheitssystem: Konstante Temperaturkontrolle mit Überhitzungsschutz
- Maschinenwaschbar bei 30°C
- Ergonomisches und abnehmbares Bedienelement mit Display
- Extra langes Kabel
- Oeko-Tex® Standard 100



Größe: ca. 150×80 cm
Gewicht: ca. 1,1 kg
Stromversorgung: 230 V~ 50 Hz
Leistung: 100 Watt
Artikel-Nr.: 60219
EAN: 40 15588 60219 1
Garantie: 3 Jahre

Wärme für das Büro



OL 100
Wärmecape kurz

Smarter Business-Look

- Kurzes Wärmecape im smarten Business-Look
- Perfekt geeignet für das diskrete Tragen im Büro
- Wohltuende Wärme für Schultern und oberen Rückenbereich
- 3 Temperaturstufen und 3 Timer-Voreinstellungen

Produktmerkmale

- Kabellose Anwendung mit Powerbank
- Versteckte Tasche zur Aufbewahrung von Powerbank und Kabel
- Geeignet für Innen- und Außennutzung
- Angenehmes und hochwertiges Material
- Magnetischer Verschluss an der Vorderseite
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Automatische Abschaltung



Größe: ca. 45×55×0,2 cm
Gewicht: ca. 0,5 kg
Stromversorgung: 100-240 V, 50/60 Hz 12 V / 2A AC
Powerbank: 7,4 V | 5200 mAh
Leistung: 19,24 Watt
Artikel-Nr.: 60270
EAN: 40 15588 60270 2
Garantie: 3 Jahre



OL 150
Wärmecape lang

Smarter Business-Look in lang

- Langes Wärmecape im smarten Business-Look
- Perfekt geeignet für das diskrete Tragen im Büro
- Wohltuende Wärme für Schultern, Rücken und Hände
- 3 Wärmezonen im Schulter- und Rückenbereich sowie innerhalb der Taschen
- 3 Temperaturstufen und 3 Timer-Voreinstellungen

Produktmerkmale

- Kabellose Anwendung mit Powerbank
- Versteckte Tasche zur Aufbewahrung von Powerbank und Kabel
- Geeignet für Innen- und Außennutzung
- Angenehmes und hochwertiges Material
- Magnetischer Verschluss an der Vorderseite
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Automatische Abschaltung



Größe: ca. 45×88×0,2 cm
Gewicht: ca. 0,7 kg
Stromversorgung: 100-240 V, 50/60 Hz 12 V / 2A AC
Powerbank: 7,4 V | 5200 mAh
Leistung: 19,24 Watt
Artikel-Nr.: 60271
EAN: 40 15588 60271 9
Garantie: 3 Jahre



OL 200
Wärmedecke

Mit zwei Wärmespots

- Kuschelige Wärmedecke für den Schoß und die Beine
- Perfekt geeignet für die diskrete Verwendung im Büro
- 2 Wärmespots von je 28×20,5 cm
- 3 Temperaturstufen und 3 Timer-Voreinstellungen

Produktmerkmale

- Kabellose Anwendung mit Powerbank
- Versteckte Tasche zur Aufbewahrung von Powerbank und Kabel
- Geeignet für Innen- und Außennutzung
- Angenehmes und hochwertiges Material
- Integriertes Bedienfeld
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Automatische Abschaltung



Größe: ca. 130×90 cm
Gewicht: ca. 0,8 kg
Stromversorgung: 100-240 V, 50/60 Hz 12 V / 2A AC
Powerbank: 7,4 V | 5200 mAh
Leistung: 19,24 Watt
Artikel-Nr.: 60272
EAN: 40 15588 60272 6
Garantie: 3 Jahre



Wärme für das Büro



OL 350 Wärmekeilkissen

Perfekt für das Büro

- Keilförmiges Wärmekissen zur Verbesserung der Sitzhaltung
- Zusätzliches abnehmbares und höhenverstellbares Kissen als Lendenwirbelstütze
- Stimuliert aktiv die Rückenmuskulatur, fördert die Durchblutung und beugt Fehlhaltungen der Wirbelsäule vor

Produktmerkmale


- Zuschaltbare Wärmefunktion mit 3 wählbaren Temperaturstufen
- Integriertes Bedienfeld
- Kern aus Memory-Schaumstoff für zusätzlichen Komfort
- Handlich und portabel dank seitlichem Tragegriff
- Abnehmbarer, waschbarer Bezug
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Automatische Abschaltung nach 180 Minuten



| | |
|-------------------------|---------------------|
| Größe: | ca. 36 × 44 × 29 cm |
| Gewicht: | ca. 1 kg |
| Stromversorgung: | 100–240 V~ 50/60 Hz |
| Leistung: | 24 Watt |
| Artikel-Nr.: | 60274 |
| EAN: | 40 15588 60274 0 |
| Garantie: | 3 Jahre |

Outdoor-Wärmekissen

NEU



OL 700 Outdoor Sitzheizkissen

Wärmekissen to go – ideal zum Mitnehmen

- Kabellose Anwendung dank Powerbank
- Modernes Design mit weicher Filz-Oberfläche
- Perfekt geeignet für den Einsatz im Freien bei kühlem Wetter
- Flaches Sitzheizkissen in kompakter Größe (40×40 cm)


Produktmerkmale

- 3 wählbare Temperatureinstellungen
- Komfortabler „OneTouch“ Controller
- Controller auch nutzbar als Tragegriff
- Automatische Abschaltung nach 20 Min.
- Pflegeleichte, waschbare Kissenhülle mit Reißverschluss
- Integrierter USB-Anschluss für Powerbank (Powerbank im Lieferumfang enthalten)
- Mit seitlicher Innentasche zur Verstaung der Powerbank
- Verwendbar in Kombination mit Heizkissen OL 750 dank modularem Druckknopfsystem



Größe: ca. 40×40 cm
Gewicht: ca. 0,5 kg
Stromversorgung: Powerbank
Nutzungszeit: 1,5 – 2 Std.
Leistung: 10 Watt
Artikel-Nr.: 60277
EAN: 40 15588 60277 1
Garantie: 3 Jahre

NEU



OL 750 Outdoor Heizkissen

Heizkissen to go mit großer Wärmeffläche

- Kabellose Anwendung dank Powerbank
- Modernes Design mit weicher Filz-Oberfläche
- Perfekt geeignet für den Einsatz im Freien bei kühlem Wetter
- Flaches Heizkissen in perfekter Größe (40×50 cm)

Produktmerkmale

- 3 wählbare Temperatureinstellungen
- Komfortabler „OneTouch“ Controller
- Controller auch nutzbar als Tragegriff
- Automatische Abschaltung nach 20 Min.
- Pflegeleichte, waschbare Kissenhülle mit Reißverschluss
- Integrierter USB-Anschluss für Powerbank (Powerbank im Lieferumfang enthalten)
- Mit seitlicher Innentasche zur Verstaung der Powerbank
- Verwendbar in Kombination mit Sitzheizkissen OL 700 dank modularem Druckknopfsystem



Größe: ca. 40×50 cm
Gewicht: ca. 0,6 kg
Stromversorgung: Powerbank
Nutzungszeit: 1,5 – 2 Std.
Leistung: 10 Watt
Artikel-Nr.: 60278
EAN: 40 15588 60278 8
Garantie: 3 Jahre





Massagesessel

NEU



RS 660
Lounge Chair

Stylisches Wohnaccessoire

- Hoher Sitzkomfort
- Integrierter USB-Ladeanschluss
- Spotmassage oder 6 verschiedene Massagearten im automatischen Programmablauf
- 3 Intensitätsstufen wählbar

Produktmerkmale

- Knet-, Klopf-, Shiatsu-, Roll-, Klatsch- und schwedische Massage
- Massagezone wählbar (ganzer, oberer und unterer Rücken)
- Automatische Abschaltung der Massagefunktion nach 15 Minuten
- Ansprechend modernes Design
- Hohe max. Belastbarkeit von 120 kg durch stabiles Metallgestell



Größe: ca. 105×60×90 cm
Gewicht: ca. 28 kg
Stromversorgung: 220–240 V~ 50/60 Hz
Leistung: 100 Watt
Artikel-Nr.: 88418
EAN: 40 15588 88418 4
Garantie: 3 Jahre

NEU



RC 450
Shiatsu-Relaxsessel

Mit Freischwinger-Funktion

- Hochwertiges Schwinggestell in schwarzem Carbonstahl
- 2 Massagearten im Rückenbereich: Shiatsu- und Spot-Massage
- 3 Massagezonen wählbar: oberer, unterer oder gesamter Rücken
- Zuschaltbare Wärmefunktion

Produktmerkmale

- Hochwertiges Design, pflegeleichtes Material
- Angenehmer Sitzkomfort durch weiche Polsterung
- Timer-Funktion: 5/10/15 Minuten
- Hohe Rückenlehne
- Praktische Fernbedienung
- Belastbar bis 150 kg



Größe: ca. 67×90×107 cm
Gewicht: ca. 18 kg netto
Stromversorgung: 100–240 V~ 50/60 Hz
12 V DC 3000 mA
Leistung: 36 Watt
Artikel-Nr.: 88431
EAN: 40 15588 88431 3
Garantie: 3 Jahre

Hand- und Fußpflege



MP 810

Hand- und Fußpflegegerät

Sehr leicht und kraftvoll

- Pflege und Behandlung von Nägeln, Nagelhaut und Hornhaut
- Einfache Anwendung, leichtes Austauschen der Aufsätze
- Nagelhaut entfernen, Nägel feilen, formen, glätten, polieren

Produktmerkmale

- 5 Aufsatzteile
- Kompaktes Gerät mit geringem Platzverbrauch
- Kleiner praktischer Aufbewahrungsbeutel



Inklusive 5 Aufsatzteilen: Filzkegel, Trapezscheifer, Zylinderscheifer, Schleifkegel, Flammenfräser



Größe: ca. 16,5×3×3 cm
Gewicht: ca. 0,8 kg
Batterien: 2×1,5 V (AAA)
Artikel-Nr.: 85140
EAN: 40 15588 85140 7
Garantie: 3 Jahre



MP 815

Hand- und Fußpflegegerät

Mit 2 Geschwindigkeiten

- Pflege und Behandlung von Nägeln, Nagelhaut und Hornhaut
- 2 Geschwindigkeitsstufen für die individuellen Bedürfnisse der Pflege
- Hochwertige und langlebige Aufsätze

Produktmerkmale

- Links-/Rechtslauf
- Einfache Anwendung, leichtes Austauschen der Aufsätze
- Inklusive Aufbewahrungstasche



Inklusive 7 Aufsatzteilen: Saphirkegel, Saphirscheibe fein, Saphirscheibe grob, Zylinderfräser, Flammenfräser, Filzkegel, Saphir-Hornhautscheifer



Größe: ca. 15×3,8×3,7 cm
Gewicht: ca. 0,1 kg
Stromversorgung: 100–240 V~ 50/60 Hz
30V DC 250 mA
Umdrehungen: 2 Stufen: 3.800/4.600
Kabellänge: 150 cm
Artikel-Nr.: 85153
EAN: 40 15588 85153 7
Garantie: 3 Jahre



MP 840

Hand- und Fußpflegegerät

Für Diabetiker geeignet

- Pflege und Behandlung von Nägeln, Nagelhaut und Hornhaut
- Mit LED-Licht für eine präzise Anwendung
- 3 Geschwindigkeitsstufen für die individuellen Bedürfnisse der Pflege
- Automatischer Stopp bei zu starkem Druck – auch für Diabetiker geeignet

Produktmerkmale

- Links-/Rechtslauf
- Hochwertige und langlebige Aufsätze
- Zusätzlicher Nagelpolieraufsatz mit 2 Glätt- und Polierrollen
- Natürlicher langanhaltender Nagelglanz (ohne zusätzliche Pflegeprodukte)
- Einfache Anwendung, leichtes Austauschen der Aufsätze
- Inklusive Aufbewahrungstasche



Inklusive 7 Aufsatzteilen: Saphirscheibe fein, Saphirkegel grob, Filzkegel, Nadelfräser, Zylinderfräser, Flammenfräser und Nagelpolierer mit 2 Glätt- und Polierrollen



Größe: ca. 15×3,8×3,7 cm
Gewicht: ca. 0,1 kg
Stromversorgung: 100–240 V~ 50/60 Hz
18V DC 500 mA
Umdrehungen: 3 Stufen: 5.000/6.000/7.000
Leistung: 9 Watt
Kabellänge: 150 cm
Artikel-Nr.: 85155
EAN: 40 15588 85155 1
Garantie: 3 Jahre



CR 870

Elektrischer Hornhautentferner

Ergonomischer rutschfester Griff

- Sanfte und effektive Entfernung von überschüssiger Hornhaut
- Zur Glättung von Händen, Füßen und Ellbogen
- Anwendbar auf trockener Haut

Produktmerkmale

- 3 abnehmbare Aufsätze: Extra grobe, grobe und feine Schleifrolle
- 2 Geschwindigkeitsstufen
- Ergonomischer rutschfester Griff
- Inklusive Reinigungspinsel und Batterie



Inklusive 3 abnehmbarer Aufsätzen



| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Größe: | ca. 15,5×3,43×8,04 cm |
| Gewicht: | ca. 0,148 kg (inkl. Batterien) |
| Batterien: | 3×1,5 V (AAA) |
| Umdrehungen: | 2 Stufen: 1.600/1.800 U/min |
| Artikel-Nr.: | 88576 |
| EAN: | 40 15588 88576 1 |
| Garantie: | 3 Jahre |

Cellulite-Massage



AC 900
Cellulite-Massagegerät

Multidirektionaler Massageaufsatz

- Unterstützt die Verbesserung des Cellulite-Erscheinungsbildes
- Kabellose Anwendung dank wiederaufladbarem Akku
- Fördert die Durchblutung und massiert effektiv verschiedene Hautschichten des Bindegewebes

Produktmerkmale

- Belebende und stimulierende Massage für den ganzen Körper
- Flexible Anwendung an Beinen, Gesäß, Bauch, Armen und anderen Körperbereichen
- Multidirektionaler Massagerollen-Aufsatz für eine angenehme und effektive Massage
- 2 Intensitätsstufen und 2 Drehrichtungen zur individuellen Anpassung
- Lithium-Ionen-Akku



Größe: ca. 8,5×14×13 cm
Gewicht: ca. 0,345 kg
Batterien: Lithium-Ion-Akku
7,4 V 2200 mAh
Intensität: Level 1: 230 rpm±10
Level 2: 270 rpm±10
Laufzeit: 5 Std. (Level 1)
Ladezeit: 3,5 Std.
Artikel-Nr.: 88542
EAN: 40 15588 88542 6
Garantie: 3 Jahre



AC 950
Cellulite-Massagegerät

Ergonomisches Design

- Unterstützt die Verbesserung des Cellulite-Erscheinungsbildes
- 3 verschiedene Aufsätze (multidirektionaler Massageroller, Borsten-Silikonbürste, Silikonbürste)
- Kabellose Anwendung dank wiederaufladbarem Akku
- Fördert die Durchblutung und massiert effektiv verschiedene Hautschichten des Bindegewebes

Produktmerkmale


- Belebende und stimulierende Massage für den ganzen Körper
- Flexible Anwendung an Beinen, Gesäß, Bauch, Armen und anderen Körperbereichen
- 2 Intensitätsstufen und 2 Drehrichtungen zur individuellen Anpassung
- Ergonomischer Griff für schwer erreichbare Körperstellen
- Abnehmbarer und abwaschbarer Aufsatz
- Praktische Schlaufe zum Aufhängen
- Spritzwassergeschützt - nach dem Duschen anwendbar
- Eleganter Aufbewahrungsbeutel
- Lithium-Ionen-Akku



Inklusive 3 Aufsätze (multidirektionaler Massageroller, Borsten-Silikonbürste, Silikonbürste)



Größe: ca. 8,5×14×23 cm
Gewicht: ca. 0,38 kg
Batterien: Lithium-Ion-Akku
7,4 V 2200mAh
Intensität: Level 1: 230 rpm±10
Level 2: 270 rpm±10
Laufzeit: 5 Std. (Level 1)
Ladezeit: 3,5 Std.
Artikel-Nr.: 88544
EAN: 40 15588 88544 0
Garantie: 3 Jahre



NEU



DS 600
Nano-Ionen Gesichtssauna

Belebender Wasserdampf für einen natürlichen Glow

- Gesichtssauna mit einer Dampftemperatur von bis zu 45°C für eine porentiefe Reinigung und Hydrierung der Haut
- Dampfentwicklung durch UV-Technologie und einem Zwei-Stufen-Programm (15 oder 20 Min.)
- 10× effektiver als eine klassische Gesichtssauna durch mikrofeine Dampfpartikel, die tiefer in die Haut eindringen können

Produktmerkmale

- Ein/Aus-Taste mit Ein-Knopf-Bedienung und weißer Lichtanzeige
- Automatische Abschaltzeit beträgt 15 oder 20 min.
- Automatisches Abschalten bei aufgebrauchtem Wasserinhalt (Anzeige durch rotes Licht)
- Empfohlene Benutzung mit destilliertem Wasser
- Verstellbare Sprühdüse kann frei um 45 Grad nach oben oder unten eingestellt werden
- Maximale Flüssigkeitskapazität: ≥115ml
- Erste Dampfentwicklung innerhalb einer Minute nach dem Einschalten
- Dampftemperatur: ≤45°C
- Es wird empfohlen, einen Abstand von 25 cm zur Düse einzuhalten
- Exklusives medisana Design in einer kompakten Größe



DS 400
Gesichtssauna

Mit Temperatureinstellung für Aromatherapie

- Reinigende und entspannende Wirkung durch feuchte Wärme
- Integriertes Fach für wohltuende Aromaanwendung
- Temperatureinstellung von 80-95 °C für Aromatherapie und 100 °C für Dampf

Produktmerkmale

- Für die kosmetische Anwendung
- Öffnet und reinigt die Poren, fördert die Durchblutung und entspannt die Gesichtszüge
- Diffusor für gleichmäßige Dampfverteilung
- LED-Anzeige für einfache Einstellung und Bedienung
- Variable Timer-Einstellung von 15 bis 60 Minuten
- Inkl. Messbecher zum einfachen Befüllen
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Automatische Abschaltung



Zusätzlicher Nasenaufsatz zur präzisen Anwendung



Größe: ca. 26,2×19,9×19,6 cm
Gewicht: ca. 0,645 kg
Stromversorgung: 220-240 V, 50/60 Hz
Artikel-Nr.: 88242
EAN: 40 155888 88242 5
Garantie: 3 Jahre



Größe: ca. 15,7×15,0×22,4 cm
Gewicht: ca. 0,9 kg
Stromversorgung: 220-240 V, 50/60 Hz
Leistung: 320 Watt
Artikel-Nr.: 88248
EAN: 40 155888 88248 7
Garantie: 3 Jahre



Kosmetikspiegel



FB 885

Gesichtsreinigungsbürste

Reinigung mit 4 Geschwindigkeitsstufen

- Gesichtsbürste für eine sanfte und gründliche Reinigung
- Befreit die Haut von abgestorbenen Hautschuppen
- Sanfte Vibration regt die Durchblutung der Gesichtshaut an und fördert die Aufnahme von Pflegeprodukten
- Wiederaufladbarer Lithium-Ion-Akku

Produktmerkmale

- Reinigt die Haut in 60 Sekunden (Timer)
- 4 Geschwindigkeitsstufen
- Automatische Abschaltung nach 1 Minute
- Spritzwassergeschützt
- Inklusive Schutzkappe, Aufbewahrungsbeutel und Ladestation



Inklusive 4 Aufsätze (Empfindliche Haut, Normale Haut, Peeling, Kosmetik-Schwamm)



Größe: ca. 18,6×5,0×2,7 cm
Gewicht: ca. 0,27 kg
Batterien: Lithium-Ionen-Akku
Leistung: 500 mAh
Kabellänge: 1,30 m
Artikel-Nr.: 88565
EAN: 40 15588 88565 5
Garantie: 3 Jahre



CM 835

Kosmetikspiegel

Beleuchteter Kosmetikspiegel

- 2 drehbare Spiegelflächen: normal und 5-fache Vergrößerung
- Gleichmäßige Ringbeleuchtung aus 12 weißen LEDs
- Spiegelfläche: ca. 12 cm Durchmesser

Produktmerkmale

- Mit hochwertiger Chrom- und Kunststoffbeschichtung
- Stabiler Standfuß
- Inklusive 3 Batterien (1,5 V AAA)



Größe: ca. 16,9×8×19 cm
Gewicht: ca. 0,375 kg
Spiegelfläche: ca. ø 12 cm
Batterien: 3×1,5 V (AAA)
Artikel-Nr.: 88554
EAN: 40 15588 88554 9
Garantie: 3 Jahre



CM 840

2in1-Kosmetikspiegel

Hochwertig verchromt

- Beleuchteter Kosmetikspiegel
- 2 drehbare Spiegelflächen: normal und 5-fache Vergrößerung
- Gleichmäßige Ringbeleuchtung aus 18 weißen LEDs
- Spiegelfläche: ca. 13 cm Durchmesser

Produktmerkmale

- Mit hochwertiger Chrombeschichtung
- Stabiler Standfuß
- Inklusive 4 Batterien (1,5 V AAA)



Größe: ca. 20,5×13,5×31,5 cm
Gewicht: ca. 0,95 kg
Spiegelfläche: ca. ø 13 cm
Batterien: 4×1,5 V (AAA)
Artikel-Nr.: 88550
EAN: 40 15588 88550 1
Garantie: 3 Jahre



CM 848

Kosmetikspiegel

Inkl. abnehmbarem Vergrößerungsspiegel

- Beleuchteter Kosmetikspiegel mit superhellen LEDs
- Gleichmäßige Ringbeleuchtung aus 33 weißen LEDs
- 2 Spiegelflächen: normal und 10-fache Vergrößerung
- Mit großer Aufbewahrungsschale für Schminkutensilien und Schmuck
- Micro USB oder Batteriebetrieb

Produktmerkmale

- Inkl. abnehmbarem Magnet-Vergrößerungsspiegel – kann einfach auf der Vorder- oder Rückseite des Spiegels angebracht werden
- 360-Grad-Drehung der Spiegelfläche
- Berührungssensor zum Dimmen des Lichts
- Memory-Lichteffekt: Das Licht schaltet sich mit der gleichen Lichtintensität ein, mit der es ausgeschaltet wurde
- Automatische Abschaltung nach 20 Minuten



| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Größe : | Spiegel (groß) 23,6×16,6 cm |
| Größe : | Spiegel (klein) ø 9,5 cm |
| Größe: | Aufbewahrungsschale: 22,4×16,2 cm |
| Gewicht: | ca. ca. 0.6 kg |
| Stromversorgung: | 3×1,5 V (AAA) Micro USB-Kabel |
| Artikel-Nr.: | 88556 |
| EAN: | 40 15588 88556 3 |
| Garantie: | 3 Jahre |





OBERARMANSCHETTEN
für Blutdruckmessgeräte

MTP Pro

Große Manschette (32–42 cm)
Artikel-Nr.: 51037
EAN: 40 15588 51037 3

Normale Manschette (22–32 cm)
Artikel-Nr.: 51038 (im Lieferumfang)
EAN: 40 15588 51038 0

Kleine Manschette (17–22 cm)
Artikel-Nr.: 51034
EAN: 40 15588 51034 2

BU 535 | BU 535 Voice

Große Manschette (30–42 cm)
Artikel-Nr.: 51126
EAN: 40 15588 51126 4

Normale Manschette (22–30 cm)
Artikel-Nr.: 51135 (im Lieferumfang)
EAN: 40 15588 51135 6

BU 540 connect | BU 565 | BU 570 connect

Normale Manschette (22–42 cm)
Artikel-Nr.: 51299
EAN: 40 15588 51299 5

BU 510 | BU 512 | BU 514 | BU 516

Große Manschette (32–42 cm)
Artikel-Nr.: 51169
EAN: 40 15588 51169 1

Normale Manschette (22–36 cm)
Artikel-Nr.: 51168 (im Lieferumfang)
EAN: 40 15588 51168 4



NETZADAPTER
für Blutdruckmessgeräte

Netzadapter MTP Pro

Artikel-Nr.: 51036
EAN: 40 15588 51036 6

Netzadapter für BU 510

Artikel-Nr.: 51125
EAN: 40 15588 51125 7



ZUBEHÖR
für Blutzuckermessgeräte

MediTouch 2 | MediTouch 2 connect

Kontrolllösung
Artikel-Nr.: 79039
EAN: 40 15588 79039 3

Lanzetten
Artikel-Nr.: 79028
EAN: 40 15588 79028 7

Teststreifen
Artikel-Nr.: 79038
EAN: 40 15588 79038 6

Stechhilfe

Artikel-Nr.: 79002
EAN: 40 15588 79002 7



ZUBEHÖR
für Luftsprudlbäder

BBS | MBH

Schlauch
Artikel-Nr.: 30666
EAN: 40 15588 30666 2

Matte
Artikel-Nr.: 88383
EAN: 40 15588 88383 5

BBS

Fernbedienung
Artikel-Nr.: 88384
EAN: 40 15588 88384 2

MBH

Fernbedienung
Artikel-Nr.: 88376
EAN: 40 15588 88376 7



ERSATZARMBÄNDER für Aktivitäts-Tracker

ViFit connect

Schwarz

Artikel-Nr.: 79417

EAN: 40 15588 79417 9

Blau

Artikel-Nr.: 79470

EAN: 40 15588 79470 4



ERSATZ-SETS für EMS Pad

Body Trainer

2er Set (2 Pads für den Bauch)

Artikel-Nr.: 79525

EAN: 40 15588 79525 1

4er Set (4 Pads für Arme/Beine)

Artikel-Nr.: 79526

EAN: 40 15588 79526 8



ELEKTRODEN für Schmerztherapiegeräte

TDD | TDP

4 Mehrfachelektroden (ca. 3×5 cm)

Artikel-Nr.: 87080

EAN: 40 15588 87080 4

2 Mehrfachelektroden (ca. 5×9 cm)

Artikel-Nr.: 87100

EAN: 40 15588 87100 9

TT 200 | TT 205

Ersatz Elektroden (8 Stk.)

Art.Nr.: 88349

EAN: 40 15588 88349 1

Kabelset (2 Stk.)

Art.Nr.: 88359

EAN: 40 15588 88359 0

PT 100

Ersatz-Pflaster

Art.Nr.: 88356

EAN: 40 15588 88356 9



ERSATZLAMPE für Infrarot-Lampe

IRL

150 Watt

Artikel-Nr.: 88255

EAN: 40 15588 88255 5



AROMEN für Luftbefeuchter/Aroma Diffusoren

Aroma Eukalyptus 10 ml

Artikel-Nr.: 60031

EAN: 40 15588 60031 9

Aroma Lavendel 10 ml

Artikel-Nr.: 60032

EAN: 40 15588 60032 6

Aroma Ylang-Ylang 10 ml

Artikel-Nr.: 60035

EAN: 40 15588 60035 7

Aroma Orange 10 ml

Artikel-Nr.: 60037

EAN: 40 15588 60037 1

Aroma Pinewood 10 ml

Artikel-Nr.: 60038

EAN: 40 15588 60038 8



ZUBEHÖR für Inhalatoren

IN 510 | IN 520 | IN 155

Zerstäuberflasche

Artikel-Nr.: 54570

EAN: 40 15588 54570 2

Abgewinkeltes Mundstück

Artikel-Nr.: 54571

EAN: 40 15588 54571 9

Nasenadapter

Artikel-Nr.: 54572

EAN: 40 15588 54572 6

Erwachsenenmaske

Artikel-Nr.: 54573

EAN: 40 15588 54573 3

Kindermaske

Artikel-Nr.: 54574

EAN: 40 15588 54574 0

Babymaske

Artikel-Nr.: 54575

EAN: 40 15588 54575 7

Luftschlauch

Artikel-Nr.: 54576

EAN: 40 15588 54576 4

Ersatzfilter (5 Stk.)

Artikel-Nr.: 54577

EAN: 40 15588 54577 1

Nasenwäscher

Artikel-Nr.: 54578

EAN: 40 15588 54578 8

Ersatzteil-Set*

Artikel-Nr.: 54579

EAN: 40 15588 54579 5

Kinder-Motiv-Maske (nur für IN 155)

Artikel-Nr.: 54558

EAN: 4015588 54557 3

Motiv-Maske für Kleinkinder (nur für IN 155)

Artikel-Nr.: 54557

EAN: 4015588 54558 0

*Enthält: Zerstäuberflasche, Mundstück, Luftschlauch

ZUBEHÖR für Inhalatoren

IN 600 | IN 605 | IN 530 | IN 535 | IN 165

Zerstäuberflasche

Artikel-Nr.: 54560

EAN: 40 15588 54560 3

Abgewinkeltes Mundstück

Artikel-Nr.: 54561

EAN: 40 15588 54561 0

Nasenadapter

Artikel-Nr.: 54562

EAN: 40 15588 54562 7

Erwachsenenmaske

Artikel-Nr.: 54563

EAN: 40 15588 54563 4

Kindermaske

Artikel-Nr.: 54564

EAN: 40 15588 54564 1

Babymaske

Artikel-Nr.: 54565

EAN: 40 15588 54565 8

Luftschlauch

Artikel-Nr.: 54566

EAN: 40 15588 54566 5

Ersatzfilter (5 Stk.)

Artikel-Nr.: 54567

EAN: 40 15588 54567 2

Zubehör-Set*

Artikel-Nr.: 54568

EAN: 40 15588 54568 9

Motiv-Maske für Kleinkinder (nur für IN 165)

Artikel-Nr.: 54557

EAN: 4015588 54557 3

Kinder-Motiv-Maske (nur für IN 165)

Artikel-Nr.: 54558

EAN: 4015588 54558 0

*Enthält: Zerstäuberflasche, Mundstück, Nasenadapter, Erwachsenenmaske, Kindermaske, Luftschlauch, 5 Ersatzfilter

ZUBEHÖR für Inhalatoren

IN 500 | IN 550

Verbindungsstück

Artikel-Nr.: 54524

EAN: 40 15588 54524 5

Luftfilter und Verneblereinheit

Artikel-Nr.: 54525

EAN: 40 15588 54525 2

Mundstück und Nasenadapter

Artikel-Nr.: 54526

EAN: 40 15588 54526 9

Luftschlauch

Artikel-Nr.: 54527

EAN: 40 15588 54527 6

Kindermaske

Artikel-Nr.: 54528

EAN: 40 15588 54528 3

Erwachsenenmaske

Artikel-Nr.: 54529

EAN: 40 15588 54529 0

Zerstäuberaufsätze (3er-Set)

Artikel-Nr.: 54531

EAN: 40 15588 54531 3

IN 525

Verneblereinheit

Artikel-Nr.: 54116

EAN: 40 15588 54116 2

Maskenset (Kinder+ Erwachsene Maske) mit Mundstück

Artikel-Nr.: 54117

EAN: 40 15588 54117 9

Netzteil EU

Artikel-Nr.: 54118

EAN: 40 15588 54118 6

Netzteil GB

Art.Nr.: 54119

EAN: 40 15588 54119 3



ERSATZFILTER
für Raumlufreiniger

MEDISANA AIR®

1er-Set
Artikel-Nr.: 60390
EAN: 40 15588 60390 7



ERSATZFILTER
für Raumlufbefeuchter

AH 660 | AH 665

2er-Set
Artikel-Nr.: 60059
EAN: 40 15588 60059 3



ERSATZROLLEN
für elektrische Hornhautentferner

CR 870

Ersatzrolle grob
Art.Nr.: 88577
EAN: 40 15588 88577 8



ERSATZROLLEN
für Hand- und Fußpflegegeräte

NP 860 | MP 840

4er-Set (2 Glätt- und 2 Polierrollen)
Artikel-Nr.: 85164
Artikel-Nr.: 60057
EAN: 40 15588 60057 9



ERSATZBÜRSTEN
für Gesichtsreinigungsbürsten

FB 885

4er-Set
Artikel-Nr.: 88566
EAN: 40 15588 88566 2



ZUBEHÖR
für Hand- und Fußpflegegeräte

MANILUX L | MANILUX S | MP 820

Ansatzteile-Set (10er-Set)
Artikel-Nr.: 85450
EAN: 40 15588 85450 7

*Enthält: Saphirkegel grob, Saphirscheibe grob, Flammenfräser, Saphirfräser rund, Filzkegel, Saphirkegel lang, Saphirscheibe fein, Nadelfräser, Zylinderfräser, Drainagenschleifer

MEDISTYLE S | MEDISTYLE L | MPS | MP 840

Filzkegel
Artikel-Nr.: 85001
EAN: 40 15588 85001 1

Saphirfräser rund
Artikel-Nr.: 85005
EAN: 40 15588 85005 9

Nadelfräser lang
Artikel-Nr.: 85006
EAN: 40 15588 85006 6

Saphirkegel lang
Artikel-Nr.: 85007
EAN: 40 15588 85007 3

Häutchenrückstoßer
Artikel-Nr.: 85008
EAN: 40 15588 85008 0

Flammenfräser
Artikel-Nr.: 85011
EAN: 40 15588 85011 0

Ihre Ansprechpartner

Zentrale / Auftragsbearbeitung:

Tel.: +49 (0)8821/9621-0
info@promed.de

Geschäftsführung, Marketing und Vertrieb:

Andreas Schuster
Tel.: +49 (0)8821/9621-0

Auftragsbearbeitung Export:

Marsha Lo
Tel.: +49 (0)8821/9621-12

Versandhandel:

Tel.: +49 (0)8821/9621-32

Service / Retoure:

Tel.: +49 (0)8821/909 65 50

Außendienst

Bernd Hegeler

DE-Region PLZ: 2, 3, 49
Tel.: 0151/174 815 13

Marlon Osthoff

DE-Region PLZ: 4 (ohne 49); 5 ohne 55
Tel.: 0171/777 71 80

Gabriele Zimmer

DE-Region PLZ: 55, 6, 7, 88, 89
Tel.: 0171/932 18 85

Frau Gedak

DE-Region PLZ: 80-87; 90-97
Tel.: 0151/113 273 51

Geschäftszeiten:

Montag - Donnerstag:
08:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr
Freitag: 08:00 - 12:00 Uhr

Anschrift Retoure

(Paket-/Rücksendungen):
Promed GmbH, Bischofstr. 1, D-82490 Farchant

Impressum

Änderungen / AGB

Technische Änderungen, Weiterentwicklungen, Druckfehler, Satzfehler und Irrtümer bleiben auch ohne Ankündigung vorbehalten. Unsere aktuellen AGB's finden Sie jederzeit auf unsere Webseite.

Copyright

Die in dem Katalog veröffentlichten Informationen (Text- und Bildmaterial, Grafiken), sowie deren Struktur unterliegen dem Urheberrecht der Medisana GmbH / Promed GmbH, teilweise auch dem Copyright Dritter. Ohne unser schriftliches Einverständnis ist Vervielfältigung, Verbreitung, Wieder- und Weitergabe, Speicherung und sonstige Nutzung ausdrücklich untersagt.

© Copyright 2023 – Stand: Januar 2023
medisana GmbH / promed GmbH, Deutschland

Promed GmbH

Lindenweg 11
D-82490 Farchant
Germany

Tel. +49 (0)8821/9621-0
Fax +49 (0)8821/9621- 21

E-Mail: info@promed.de
Internet: www.promed.de

Geschäftsführer:
Andreas Schuster, Thomas Hallefeld
Betriebsleiter: Manfred Eiberger
HRB: 135838
Amtsgericht München
USt- ID: DE 1283/68339